

Dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji przed użyciem

Urządzenie do usuwania zaskórników

Instrukcja obsługi

BR-1019



Instrukcja obsługi urządzenia do usuwania zaskórników

Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Uwagi:

1. Przed przyłożeniem produktu do twarzy, przetestuj je na grzbiecie dłoni. Poruszaj nim od góry do dołu i nie zatrzymuj w jednym miejscu, aby uniknąć powstawania zaczerwienień.

2. Przed użyciem zaleca się uprzednie ogrzanie skóry twarzy i umycie jej ciepłą wodą.

Opis produktu:

Wielofunkcyjne urządzenie do usuwania zaskórników to narzędzie kosmetyczne pozwalające na złuszczenie, ujędrnianie, oczyszczanie porów, usuwanie trądziku i zaskórników.

Zasady działania:

Podciśnieniowa technologia liftingu twarzy typu „V”

1. Specjalny próżniowy system zasysający oferuje delikatny lifting i masaż skóry, dzięki czemu pobudza krążenie krwi i limfy oraz wspiera metabolizm, zapewniając w ten sposób prawidłowe odżywienie tkanki skórnej, oraz ujędrnienie i rozjaśnienie skóry;
2. Wzmacnia przepuszczalność skóry, dzięki czemu kosmetyki mogą głębiej wnikać w tkankę, poprawiając nawilżenie skóry i sprawiając że jest rozjaśniona i promienna
3. Produkt może stymulować fibroblasty kolagenu do produkcji włókna kolagenowego, dzięki czemu wzmacnia funkcje ochronne skóry, zapobiega uszkodzeniom skóry powodowanym przez wolne rodniki i pozwala utrzymać skórę jędną i elastyczną;
4. Produkt może wspierać regenerację komórek naskórka, wzmacniać odporność skóry i przeciwdziałać efektom promieniowania ultrafioletowego, oraz zapobiegać pojawianiu się plam melaninowych na twarzy, dzięki czemu skóra pozostaje promienna i zdrowa;
5. Produkt może wspierać mikrokrążenie skóry i metabolizm melaniny, w konsekwencji usuwając plamy melaninowe na skórze.

Cechy produktu:

- Urządzenie posiada wymienne końcówki w zestawie
- Wskaźnik zasilania i 3-stopniowa regulacja siły ssania
- Przycisk regulacji siły ssania
- Gniazdo ładowania USB

Funkcja usuwania zaskórników i ujędrniania skóry

Wyjątkowa duża okrągła końcówka zapewnia wysoki poziom ssania, dzięki czemu skutecznie usuwa sebum i zaskórniki. Specjalny system ssania podciśnieniowego służy do liftingu i głębokiego masażu skóry. Może stymulować mikrokrążenie oraz wspierać krążenie krwi i limfy, dzięki czemu skóra jest jędrna i równomiernie wygładzona.

Oczyszczanie porów

Mała końcówka z okrągłymi otworami ma niski poziom ssania. Używa się jej punktowo w miejscach występowania zaskórników i trądziku. Zaprojektowano ją do usuwania łojotokowych zmian skórnych, zaskórników i trądziku. Nie zaleca się stosowania jej na skórze silnie trądzikowej lub podrażnionej, a do usuwania uporczywych zaskórników lepsza jest duża okrągła końcówka, odpowiednia dla skóry wrażliwej.

Mikrozmarszczki:

Wyjątkowa mała końcówka z owalnym otworem przeznaczona jest do użytku na obszarach skóry pokrytych mikrozmarszczkami lub trudnych do pielęgnacji, takich jak kąciaki szpary powiekowej, skrzydła nosa i kąciaki ust itp. w celu przeprowadzenia liftingu i masażu. Może działać na głębokie partie skóry, stymulować działanie mikrokrążenia i zapobiegać powstawaniu głębokich zmarszczek.

Porady dotyczące bezpieczeństwa:

1. Funkcja ujędrniania pozwala przemodelować i podnieść skórę, dlatego nie zaleca się stosowania jej na zranionej lub pokrytej bliznami skóry;
2. Produkt zapewnia lifting o dużej sile — nie należy na siłę dociskać wymiennej końcówki do skóry, ponieważ może to doprowadzić do powstania zasinienia skóry.
3. Po zakończeniu pielęgnacji skóry, ze względu na przyspieszenie funkcji mikrokrążenia skóry, może na niej wystąpić niewielkie podrażnienie lub zaczerwienienie. Jest to normalne zjawisko i objawy znikają samoistnie po 30 minutach;
4. Po zakończeniu pielęgnacji skóry należy zapewnić jej odpowiedni poziom nawilżenia i ochrony przed słońcem;
5. Po zakończeniu pielęgnacji skóry nie należy stosować peelingu lub kremów złuszczących do twarzy.

6. Nigdy nie trzymaj urządzenia w jednym miejscu

Sposoby użycia:

Funkcje liftingu i ujędrniania twarzy

1. Użyj końcówki z okrągłym otworem pośrodku, aby oczyścić skórę twarzy i osuszyć ją;
2. Zaczynij od dolnych partii szczęki i poruszaj urządzeniem od góry do dołu;
3. Przesuwaj urządzenie od środka ku zewnętrznym partiom twarzy;
4. Umieść urządzenie na czole i przesuwaj od środka ku obu stronom.

Oczyszczanie porów i usuwanie zmian łojotokowych

1. Zmień końcówkę tę z owalnym lub małym okrągłym otworem (w zależności od tolerancji skóry);
 2. Przyłóż ją do zaskórnika lub wągra, aby oczyścić skórę; moc urządzenia można dopasować według potrzeby.
- Powoli kilkukrotnie dotknij urządzeniem obszar skóry z zaskórnikami, nie należy poruszać nim na boki. Natychmiast odsuń urządzenie od skóry po usunięciu zaskórnika lub pryszcza.

Mikrozmarszczki:

1. Zmień końcówkę na tę z owalnym otworem;
2. Dobrze trzymaj urządzenie w dłoni, przesuwając je po zewnętrznych kąciakach oczu, skrzydełkach nosa, kąciakach ust itp.; moc urządzenia można dopasować według potrzeby. Szybko przysuwaj i odsuwaj końcówkę od danego obszaru skóry, aby dogłębnie na nią działać, stymulować krążenie krwi, zwiększać jej elastyczność i zapobiegać powstawaniu zmarszczek.

Obszary użytkowania urządzenia:

1. Średnia końcówka z okrągłym otworem: wszystkie obszary twarzy oprócz skóry wokół oczu;
2. Mała końcówka z okrągłym otworem: wrażliwe obszary, jak skóra wokół oczu, kąciaki powiekowej itp.
3. Końcówka z owalnym otworem: obszary takie jak zewnętrzne kąciaki oczu, skrzydełka nosa, wokół ust, jak również szyja itp.

Kwestie wymagające uwagi:

1. Osusz dłonie z wody i innych płynów przed użyciem urządzenia woda i inne płyny mogą dostać się do wlotu urządzenia, powodując uszkodzenie wnętrza urządzenia;

2. Upewnij się, że bawełniany filtr jest prawidłowo umieszczony w elemencie filtrującym przed rozpoczęciem pielęgnacji skóry; powinien być suchy, aby woda lub inne płyny nie zablokowały pompy ssącej, co uniemożliwiłoby normalną pracę urządzenia;
3. Nie używaj wody do czyszczenia urządzenia;
4. Nie jest wskazane użytkowanie produktu przez osoby niepełnosprawne motorycznie lub o ograniczonych zdolnościach

intelektualnych (w tym dzieci) — muszą być one nadzorowane przez opiekunów, którzy udzielać im wskazówek i będą za nie odpowiedzialni;

5. Nie jest wskazane stosowanie niniejszego produktu na obszarach poddanych zabiegom chirurgii kosmetycznej — przykład poprawy kształtu nosa, jak również w przypadku kobiet w ciąży i osób cierpiących na schorzenia kardiologiczne.

(Należy pamiętać, aby nie kontynuować zabiegu w danym obszarze w przypadku pojawienia się zaczerwienienia; jeśli się zdarzy, należy tymczasowo wstrzymać się od stosowania na nim urządzenia.)

Konserwacja

Po każdym użyciu, umyj nakładkę ssącą w ciepłej wodzie. Pozwól nakładce w pełni wyschnąć przed kolejnym użyciem. Pod żadnym pozorem nie myj pod wodą głównej części urządzenia, ponieważ nie jest ona wodoodporna. Aby wyczyścić główną część urządzenia, skorzystaj z suchej szmatki lub ręcznika.

INFOLINIA SERWISOWA

Tel.: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

Made in P.R.C.
Importer: MANTA S.A.
ul. Matuszewska 14 C5
03-876 Warszawa

