

BEAUTIFLY

Glossy Acne

Young
series

Urządzenie ze światłem
LED do walki
z niedoskonałościami
Anti-acne blue LED device

Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautiflyeu

Dane techniczne:

Rozmiar:	161x161x44.5mm
Waga:	110g
Moc znamionowa:	5W
Prąd znamionowy:	1A
Bateria:	3.7V polymer lithium ion
Pojemność baterii:	500mAh
W zestawie	satynowa torebka, kabel USB, instrukcja obsługi



Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis części

1. Przycisk zasilania
2. Osłonka ochronna
3. Głowica zabiegowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródła wody jak zlew lub wanna.
- Nie zanurzaj urządzenia pod wodą.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub zasilacz są uszkodzone, lub działają nieprawidłowo.
- Używaj urządzenia tylko z dołączonym przewodem elektrycznym i zasilaczem.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche podczas obsługi urządzenia.
- Wyłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem i konserwacją.
- Zgodnie z instrukcją, w trakcie zabiegu stosuj odpowiednie kremy pielęgnacyjne.


Zasady bezpieczeństwa użytkowania

1. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
2. Nie używaj urządzenia na powiekach, zamkniętych oczach, ustach, uszach, w okolicach gruczołu tarczycy, piersiach lub genitaliach. Nie używaj urządzenia w okolicach oczu i ust.
3. W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu podczas użytkowania urządzenia należy natychmiast przerwać korzystanie z niego.

Sposób użycia

Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Podczas ładowania należy włożyć przewód elektryczny do wtyczki ładowarki, a następnie podłączyć ją do ogólnego zasilania domowego. Aby naładować produkt, należy włożyć drugi koniec przewodu elektrycznego do znajdującego się w urządzeniu otworu ładowania. Podczas ładowania wskaźnik LED emituje światło, które gaśnie, kiedy bateria jest w pełni naładowana.
Czas ładowania urządzenia to około 1,5 godziny, a czas pracy to około 2,5 godziny.



Przycisk zasilania - włącz/wyłącz

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie i uruchomić tryb niebieskiego światła fotonowego. Wciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie.

Informacja o niskim poziomie baterii

Gdy bateria w urządzeniu jest słaba, czerwona lampka przy przycisku miga co 2 sekundy.

Funkcja odmierzenia czasu

Funkcja odmierzenia czasu wynosi 3 minuty (sygnał pojawia się raz na 5 sekund).

Sposób użycia

1. Przed zabiegiem dokładnie oczyść skórę.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
3. Skieruj urządzenie na obszar dotknięty trądzikiem i skanuj go przez pięć sekund. Przesuń urządzenie po całym obszarze zabiegowym, upewniając się, że wszystkie części dotknięte trądzikiem są kolejno skanowane.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
5. Nabierz odpowiednią ilość kremu do pielęgnacji skóry i nałóż go równomiernie na obszary dotknięte trądzikiem. Delikatnie wmasuj produkt na całą twarz.
6. Wyczyść głowicę zabiegową urządzenia wilgotną szmatką lub ręcznikiem papierowym i nałóż nasadkę ochronną.

Uwaga

Zaleca się wykonanie testu skórniego na 24 godziny przed pierwszym użyciem, aby upewnić się, że nie wystąpią żadne niepożądane reakcje. Nie należy używać urządzenia na i w okolicach oczu.

Zalecenia dotyczące użytkowania produktu


- Zabieg na całą twarz trwa 3 minuty. Aby skrócić zabieg, należy skupić się na konkretnych obszarach problematycznych. Czas leczenia dla każdej osoby jest inny.
- Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy stosować urządzenie 1-2 razy dziennie przez okres 1-2 tygodni.
- Aby osiągnąć długotrwałe rezultaty po zakończeniu pełnej serii zabiegów, zalecane jest stosowanie urządzenia 2-4 razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb.

Ostrzeżenia

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub defibrylator wewnętrzny.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz wszczepione metalowe implanty, takie jak złote nici. Nie dotyczy to jednak wypełnień lub implantów stomatologicznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz zdiagnozowaną chorobę nowotworową, w przeszłości chorowałeś na raka, zwłaszcza nowotwór skóry lub posiadasz zmiany przednowotworowe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na poważne schorzenia, jak zaburzenia pracy serca.
- Z urządzenia nie powinny korzystać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na choroby immunosupresyjne, takie jak AIDS, lub stosujesz leki immunosupresyjne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz jakiegokolwiek choroby stymulowane przez ciepło, takie jak nawracająca opryszczka zwykła.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek aktywne schorzenia skóry w obrębie obszaru leczenia, takie, jak (ale nie tylko) owrzodzenia, łuszczyca, egzema lub wysypka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w przeszłości występowały u Ciebie blizny typu keloid, pojawił się problem nieprawidłowego gojenia się ran lub wrażliwej skóry.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy miałeś zabieg chirurgiczny, resurfacing laserowy lub głęboki peeling chemiczny w obszarze zabiegowym, lub nadal jesteś w trakcie procesu leczenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz trwałe wypełniacze.
- Jeśli w obrębie obszaru zabiegowego masz tymczasowe wypełniacze skórne, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy w obszarze zabiegowym podany został botoks.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz podejrzane zmiany w obrębie obszaru zabiegowego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przyjmujesz leki, preparaty ziołowe, witaminy lub suplementy diety, które mogą spowodować, że skóra stanie się sucha lub delikatna.

Technical data:

Size:	161x161x44.5mm
Weight:	110g
Rated Power:	5W
Rated current:	1A
Battery:	3.7V polymer lithium ion battery
Battery capacity:	500mAh
Included:	satin bag, USB cable, user manual

**Safety statement**

Read the instructions carefully before use. Follow these safety guidelines when using the device.

Part description

1. Power button
2. Protection cap
3. Treatment surface

Warnings and cautions

- Do not place or store the device near any source of water, such as a sink or bathtub.
- Do not immerse the device in water.
- When plugged in, do not leave the device unattended.
- Do not use the device if the electric cord or power supply has been damaged or is working improperly.
- Use the device only with the electric cord and charger that come with it.
- Keep the device out of reach of children.
- Make sure your hands are completely dry when operating the device.
- Turn the device OFF after use or before cleaning and maintenance.
- Follow the instructions for using skin care products during treatment.

Safety instructions:


1. Use this device only for its intended purpose, as described in this manual.
2. Do not use the device over eyelids, closed eyes, thyroid area, lips, ears, breasts or genital areas. Do not use the device in and around the eye and lip area.
3. If you experience any discomfort while using the device, discontinue use immediately.

How to use

Charging

1. Make sure that the battery is **fully** charged before first use.
2. When charging, insert the **electrical cord** into the charger **plug** and then connect it to the general household power supply. To charge the product, the other end of the electrical cord is inserted into the charging hole in the device. During charging, the LED indicator emits **light**, which goes off when the battery is **fully** charged.

The charging time of the device is about 1.5 hours and its working time is about 2.5 hours.



Power on/Power off

Power ON: Short press the POWER button to turn on the device and start the **Blue LED Photon Light** mode.

Power OFF: Short press the POWER button to turn off the device.

Low battery reminder

When the product battery is **low**, the **red light** at the button **will flash** once every 2 seconds.

Timing function

The timing function is 3 minutes (the **buzzer will prompt** once every 5 seconds).

Method of use

1. **Clean** the skin **thoroughly** before treatment.
2. Short press the power button to turn on the device.
3. Point the device at the acne area and scan it for five seconds. Move the device over the entire treatment area, making sure that **all** parts affected by acne are scanned **sequentially**.
4. Short press the power button to turn off the device.
5. Take an appropriate amount of skin care cream and **apply** it **evenly** to the acne areas. **Gently** massage the product over the face.
6. **Clean** the treatment surface of the device with a damp cloth or paper towel and cover it with the protection cap.

Note

It is recommended to perform a skin test 24 hours before the first use to ensure that there are no adverse reactions. Do not use the device on and around the eye area.

Recommended treatment guidelines


- It takes 3 minutes to treat the entire face. For shorter treatment time, focus on specific areas of concern. The treatment time for each person is different.
- To achieve optimal results, use the device 1-2 times a day for a period of 1-2 weeks.
- To achieve long-term results after finishing the full course of treatments, we recommend using the device 2-4 times a month or as needed.

Warnings

- Do not use the device if you have a pacemaker or internal defibrillator.
- Do not use the device if you have metal implants in the treatment area, such as gold threads. However, this does not apply to dental fillings or implants, which pose no problem.
- Do not use the device if you are currently diagnosed with cancer, have a history of cancer, especially skin cancer or premalignant moles.
- Do not use the device if you suffer from severe conditions, such as cardiac disorders.
- Pregnant or breastfeeding women should not use this device.
- Do not use the device if you are suffering from immunosuppressive diseases such as AIDS, or are using immunosuppressive medication.
- Do not use the device if you have any disease stimulated by heat, such as herpes simplex recurring in the treatment area.
- Do not use the device if you have any active skin condition within the treatment area, such as, but not limited to, sores, psoriasis, or a rash.
- Do not use the device if you have a history of keloid scarring, abnormal wound healing or fragile skin.
- Do not use the device if you have had a surgical procedure, laser resurfacing, or deep chemical peeling in the treatment area within the past three months, or are still undergoing a process to complete healing.
- Do not use the device if you have permanent fillers within the treatment area.
- If you have temporary dermal fillers within the treatment area, consult your physician before using the device.
- Do not use the device if you have had botox administered in the treatment area within the past three months.
- Do not use the device if you have suspicious lesions within the treatment area.
- Do not use the device if you are currently taking medications, herbal preparations, vitamins, or food supplements that might make your skin dry or fragile.

Technische Daten:

Größe:	161x161x44,5mm
Gewicht:	110g
Nennleistung:	5W
Nennstrom:	1A
Batterie:	3,7V-Polymer-Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität:	500mAh
Im Lieferumfang enthalten:	Satinbeutel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung durch. Befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien bei Verwendung des Geräts.

Beschreibung der Teile

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Schutzkappe
3. Behandlungsfläche

Warnhinweise

- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen wie einem Waschbecken oder einer Badewanne.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Netzteil beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Ladegerät.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vollständig trocken sind, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch oder vor Reinigung und Wartung aus.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung von Hautpflegeprodukten während der Behandlung.


Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den beabsichtigten Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht über den Augenlidern, geschlossenen Augen, dem Schilddrüsenbereich, den Lippen, Ohren, Brüsten oder Genitalbereichen. Verwenden Sie das Gerät nicht in und um den Augen- und Lippenbereich.
3. Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Unbehagen verspüren, brechen Sie die Verwendung sofort ab.

Wie man das Gerät verwendet

Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch **vollständig** aufgeladen ist.
2. Beim Laden wird das **elektrische Kabel** in den Ladestecker eingesteckt und dann an die **allgemeine Haushaltsstromversorgung** angeschlossen. Zum Aufladen des Produkts wird das andere Ende des **elektrischen Kabels** in das Lade Loch des Geräts gesteckt. Während des Ladevorgangs **leuchtet** die LED-Anzeige auf, die **erlischt**, wenn der Akku **vollständig** aufgeladen ist. Die Ladezeit des Geräts beträgt etwa 1,5 Stunden und seine Arbeitszeit beträgt etwa 2,5 Stunden.



Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Kurzes Drücken der POWER-Taste schaltet das Gerät ein und startet den **Blau-LED-Photonenlicht-Modus**.

Ausschalten: Kurzes Drücken der POWER-Taste schaltet das Gerät aus.

Niedrige Batterieerinnerung

Wenn die Produktbatterie schwach ist, **blinkt** die rote Leuchte an der Taste **alle 2 Sekunden**.

Zeitfunktion

Die Zeitfunktion beträgt 3 Minuten (der Summer gibt **alle 5 Sekunden** ein Signal).

Verwendungsmethode

1. Reinigen Sie die Haut **gründlich** vor der Behandlung.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Richten Sie das Gerät auf den Akne-Bereich aus und scannen Sie ihn **fünf Sekunden lang** ab. Bewegen Sie das Gerät über den gesamten Behandlungsbereich und **stellen** Sie sicher, dass **alle** von Akne betroffenen Teile **sequenziell** gescannt werden.
4. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
5. Nehmen Sie eine angemessene Menge **Hautpflegecreme** und tragen Sie sie **gleichmäßig** auf die Akne-Bereiche auf. **Massieren** Sie das Produkt **sanft** über das Gesicht.
6. Reinigen Sie die **Behandlungsfläche** des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch und bedecken Sie sie mit der Schutzkappe.

Hinweis

Es wird **empfohlen**, 24 Stunden vor der ersten Anwendung einen Hauttest durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Reaktionen auftreten. Verwenden Sie das Gerät nicht im Bereich der Augen.

Empfohlene Behandlungsrichtlinien


- Es dauert 3 Minuten, um das gesamte Gesicht zu behandeln. Für eine kürzere Behandlungszeit konzentrieren Sie sich auf bestimmte Problemzonen. Die Behandlungszeit ist bei jedem Menschen unterschiedlich.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Gerät 1-2 Mal täglich für einen Zeitraum von 1-2 Wochen.
- Um langfristige Ergebnisse nach Abschluss des gesamten Behandlungszyklus zu erzielen, empfehlen wir, das Gerät 2-4 Mal pro Monat oder nach Bedarf zu verwenden.

Warnungen

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder einen internen Defibrillator haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Metallimplantate im Behandlungsbereich haben, wie z. B. Goldfäden. Dies gilt jedoch nicht für Zahnfüllungen oder -implantate, die kein Problem darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn bei Ihnen derzeit Krebs diagnostiziert wurde, Sie eine Krebsvorgeschichte haben, insbesondere Hautkrebs oder prä-maligne Muttermale.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an schweren Erkrankungen wie Herzkrankheiten leiden.
- Schwangere oder stillende Frauen sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an immunsuppressiven Erkrankungen wie AIDS leiden oder immunsuppressive Medikamente einnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer durch Wärme stimulierte Erkrankung leiden, wie z. B. Herpes simplex, der im Behandlungsbereich wiederkehrt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine aktive Hauterkrankung im Behandlungsbereich haben, wie z. B. Geschwüre, Psoriasis oder einen Hautausschlag.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Vorgeschichte von Keloidnarben, abnormaler Wundheilung oder empfindlicher Haut haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie in den letzten drei Monaten einen operativen Eingriff, eine Laserresurfacing-Behandlung oder ein tiefes chemisches Peeling im Behandlungsbereich hatten oder sich noch in einem Prozess zur vollständigen Heilung befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie permanente Füllstoffe im Behandlungsbereich haben.
- Wenn Sie vorübergehende Hautfüller im Behandlungsbereich haben, konsultieren Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie in den letzten drei Monaten eine Botox-Behandlung im Behandlungsbereich hatten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie verdächtige Läsionen im Behandlungsbereich haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie derzeit Medikamente, pflanzliche Präparate, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die Ihre Haut trocken oder empfindlich machen könnten.

Données techniques :

Taille :	161x161x44,5mm
Poids :	110g
Puissance nominale :	5W
Courant nominal :	1A
Batterie :	Batterie lithium-ion polymère 3,7V
Capacité de la batterie :	500mAh
Inclus :	Sac en satin, câble USB, manuel d'utilisation

**Sécurité**

Avant utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations lors de l'utilisation de l'appareil.

Description des pièces

1. Bouton d'alimentation
2. Capuchon de protection
3. Tête de traitement

Avertissements et précautions

- Ne pas placer ou ranger l'appareil près d'une source d'eau telle qu'un évier ou une baignoire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou l'alimentation est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le cordon électrique et le chargeur fournis.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que vos mains sont complètement sèches lors de l'utilisation de l'appareil.
- Éteignez l'appareil après utilisation ou avant le nettoyage et l'entretien.
- Suivez les instructions pour l'utilisation de produits de soin de la peau pendant le traitement.

Instructions de sécurité :


1. Utilisez cet appareil uniquement à des fins prévues, telles que décrites dans ce manuel.
2. Ne pas utiliser l'appareil sur les paupières, les yeux fermés, la région thyroïdienne, les lèvres, les oreilles, les seins ou les zones génitales. Ne pas utiliser l'appareil dans et autour des yeux et des lèvres.
3. Si vous ressentez un quelconque inconfort lors de l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement son utilisation.

Comment utiliser :

Charge

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.
2. Lors de la charge, insérez le cordon électrique dans la prise du chargeur, puis connectez-le à la source d'alimentation domestique générale. Pour charger le produit, l'autre extrémité du cordon électrique est insérée dans le trou de charge de l'appareil. Pendant la charge, le voyant LED émet de la lumière, qui s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Le temps de charge de l'appareil est d'environ 1,5 heure et son temps de fonctionnement est d'environ 2,5 heures.



Allumage/Extinction

Mise en marche : Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour allumer l'appareil et démarrer le mode Blue LED Photon Light.

Extinction : Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil.

Rappel de batterie faible

Lorsque la batterie du produit est faible, le voyant rouge du bouton clignote une fois toutes les 2 secondes.

Fonction de minutage

La fonction de minutage est de 3 minutes (le buzzer se déclenche une fois toutes les 5 secondes).

Mode d'emploi

1. Nettoyez soigneusement votre peau avant le traitement.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
3. Dirigez l'appareil vers la zone acnéique et balayez-la pendant cinq secondes. Déplacez l'appareil sur toute la zone de traitement en vous assurant que toutes les parties touchées par l'acné sont balayées séquentiellement.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
5. Prenez une quantité appropriée de crème de soin pour la peau et appliquez-la uniformément sur les zones touchées par l'acné. Massez doucement le produit sur tout le visage.
6. Nettoyez la tête de traitement de l'appareil avec un chiffon humide ou une serviette en papier et couvrez-la avec le capuchon de protection.

Remarque

Il est recommandé de faire un test cutané 24 heures avant la première utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de réactions indésirables. Ne pas utiliser l'appareil sur ou autour des yeux.

Conseils de traitement recommandés


- Il faut 3 minutes pour traiter l'ensemble du visage. Pour un temps de traitement plus court, concentrez-vous sur les zones spécifiques qui vous préoccupent. Le temps de traitement pour chaque personne est différent.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez l'appareil 1 à 2 fois par jour pendant une période de 1 à 2 semaines.
- Pour obtenir des résultats à long terme après avoir terminé la totalité des traitements, nous recommandons d'utiliser l'appareil 2 à 4 fois par mois ou au besoin.

Mises en garde

- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez des implants métalliques dans la zone de traitement, tels que des fils d'or. Cependant, cela ne s'applique pas aux obturations ou implants dentaires, qui ne posent pas de problème.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes actuellement diagnostiqué avec un cancer, avez des antécédents de cancer, en particulier un cancer de la peau ou des grains de beauté précancéreux.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous souffrez de conditions graves, telles que des troubles cardiaques.
- Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous souffrez de maladies immunosuppressives telles que le SIDA, ou si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez une maladie stimulée par la chaleur, telle qu'un herpès récurrent dans la zone de traitement.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez une affection cutanée active dans la zone de traitement, telle que des plaies, du psoriasis ou une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de cicatrices chéloïdes, de guérison anormale des plaies ou de peau fragile.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez subi une intervention chirurgicale, un resurfaçage au laser ou un peeling chimique profond dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois, ou si vous êtes toujours en train de guérir.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez des remplissages permanents dans la zone de traitement.
- Si vous avez des remplissages dermiques temporaires dans la zone de traitement, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez reçu une injection de botox dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez des lésions suspectes dans la zone de traitement.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous prenez actuellement des médicaments, des préparations à base de plantes, des vitamines ou des suppléments alimentaires qui pourraient rendre votre peau sèche ou fragile.

Datos técnicos:

Tamaño:	161x161x44,5mm
Peso:	110g
Potencia nominal:	5W
Corriente nominal:	1A
Batería:	Batería de iones de litio de polímero de 3,7V
Capacidad de la batería:	500mAh
Incluido:	bolsa de satén, cable USB, manual de usuario



Declaración de seguridad

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar. Siga estas pautas de seguridad al utilizar el dispositivo.

Descripción de las piezas

1. Botón de encendido
2. Tapa de protección
3. Superficie de tratamiento

Advertencias y precauciones

- No coloque ni guarde el dispositivo cerca de ninguna fuente de agua, como un lavabo o bañera.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Cuando esté enchufado, no deje el dispositivo sin supervisión.
- No use el dispositivo si el cable eléctrico o la fuente de alimentación están dañados o funcionan incorrectamente.
- Use el dispositivo solo con el cable eléctrico y el cargador que vienen con él.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que sus manos estén completamente secas al operar el dispositivo.
- Apague el dispositivo después de usarlo o antes de limpiarlo y darle mantenimiento.
- Siga las instrucciones para usar productos para el cuidado de la piel durante el tratamiento.

Instrucciones de seguridad:


1. Use este dispositivo solo para su propósito previsto, como se describe en este manual.
2. No use el dispositivo sobre los párpados, ojos cerrados, área de la tiroides, labios, oídos, pechos o áreas genitales. No use el dispositivo en y alrededor del área de los ojos y los labios.
3. Si experimenta alguna molestia mientras usa el dispositivo, suspenda su uso de inmediato.

Cómo usar

Carga

1. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes del primer uso.
2. Al cargar, inserta el cable eléctrico en el enchufe del cargador y luego conéctalo a la fuente de alimentación doméstica general. Para cargar el producto, el otro extremo del cable eléctrico se inserta en el orificio de carga del dispositivo. Durante la carga, el indicador LED emite luz, que se apaga cuando la batería está completamente cargada.

El tiempo de carga del dispositivo es de aproximadamente 1,5 horas y su tiempo de trabajo es de aproximadamente 2,5 horas.



Encendido / apagado

Encendido: presiona brevemente el botón POWER para encender el dispositivo y comenzar el modo Blue LED Photon Light.

Apagado: presiona brevemente el botón POWER para apagar el dispositivo.

Recordatorio de batería baja

Cuando la batería del producto esté baja, la luz roja del botón parpadeará una vez cada 2 segundos.

Función de temporizador

La función de temporizador es de 3 minutos (el zumbador emitirá una señal acústica una vez cada 5 segundos).

Método de uso

1. Limpie la piel a fondo antes del tratamiento.
2. Presione brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo.
3. Apunte el dispositivo hacia el área de acné y escanéelo durante cinco segundos. Mueva el dispositivo sobre toda el área de tratamiento, asegurándose de que todas las partes afectadas por el acné sean escaneadas secuencialmente.
4. Presione brevemente el botón de encendido para apagar el dispositivo.
5. Tome una cantidad adecuada de crema para el cuidado de la piel y aplíquela uniformemente en las áreas de acné. Masajee suavemente el producto sobre el rostro.
6. Limpie la superficie de tratamiento del dispositivo con un paño húmedo o una toalla de papel y cúbrala con la tapa protectora.

Nota

Se recomienda realizar una prueba cutánea 24 horas antes del primer uso para asegurarse de que no haya reacciones adversas. No use el dispositivo en y alrededor del área de los ojos.

Directrices de tratamiento recomendadas


- Se necesitan 3 minutos para tratar toda la cara. Para un tiempo de tratamiento más corto, concéntrese en áreas específicas de preocupación. El tiempo de tratamiento para cada persona es diferente.
- Para lograr resultados óptimos, use el dispositivo 1-2 veces al día durante un período de 1-2 semanas.
- Para lograr resultados a largo plazo después de completar el curso completo de tratamientos, recomendamos usar el dispositivo 2-4 veces al mes o según sea necesario.

Advertencias

- No use el dispositivo si tiene un marcapasos o desfibrilador interno.
- No use el dispositivo si tiene implantes metálicos en el área de tratamiento, como hilos de oro. Sin embargo, esto no se aplica a las obturaciones o implantes dentales, que no representan un problema.
- No use el dispositivo si actualmente tiene un diagnóstico de cáncer, tiene antecedentes de cáncer, especialmente cáncer de piel o lunares premalignos.
- No use el dispositivo si sufre de afecciones graves, como trastornos cardíacos.
- Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben usar este dispositivo.
- No use el dispositivo si sufre de enfermedades inmunosupresoras como el SIDA o está usando medicamentos inmunosupresores.
- No use el dispositivo si tiene alguna enfermedad estimulada por el calor, como el herpes simplex recurrente en el área de tratamiento.
- No use el dispositivo si tiene alguna afección activa de la piel dentro del área de tratamiento, como, entre otras, llagas, psoriasis o una erupción cutánea.
- No use el dispositivo si tiene antecedentes de cicatrización de queloides, cicatrización anormal de heridas o piel frágil.
- No use el dispositivo si se ha sometido a un procedimiento quirúrgico, resurfacing con láser o peeling químico profundo en el área de tratamiento en los últimos tres meses, o si aún está en proceso de cicatrización.
- No use el dispositivo si tiene rellenos permanentes en el área de tratamiento.
- Si tiene rellenos dérmicos temporales en el área de tratamiento, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- No use el dispositivo si se le ha administrado botox en el área de tratamiento en los últimos tres meses.
- No use el dispositivo si tiene lesiones sospechosas dentro del área de tratamiento.
- No use el dispositivo si está tomando medicamentos, preparados a base de hierbas, vitaminas o suplementos alimenticios que puedan hacer que su piel se vuelva seca o frágil.

Technické údaje:

Velikost:	161x161x44,5 mm
Váha:	110 g
Hodnocený výkon:	5 W
Hodnocený proud:	1 A
Baterie:	3,7 V polymerová lithiová baterie
Kapacita baterie:	500 mAh
V příslušenství:	saténová taška, USB kabel, uživatelská příručka



Bezpečnostní prohlášení

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití. Při používání zařízení dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Popis částí

1. Tlačítko napájení
2. Kryt ochrany
3. Ošetrovací plocha

Varování a upozornění

- Zařízení nepokládejte nebo neukládejte v blízkosti zdroje vody, jako je dřez nebo vana.
- Zařízení neponožte do vody.
- Při připojení k elektrické síti nechte zařízení nesupervizované.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je elektrický kabel nebo zdroj napájení poškozen nebo nefunguje správně.
- Používejte zařízení pouze s elektrickým kabelem a nabíječkou, které jsou součástí dodávky.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Při provozu zařízení se ujistěte, že jsou vaše ruce zcela suché.
- Po použití nebo před čištěním a údržbou zařízení vypněte.
- Při ošetřování pokožky dodržujte pokyny pro používání kosmetických přípravků.


Bezpečnostní instrukce:

1. Používejte toto zařízení pouze pro jeho určený účel, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Zařízení nepoužívejte na víčkách, uzavřených očích, štítné žláze, rtech, uších, prsou nebo genitální oblasti. Zařízení nepoužívejte v oblasti očí a rtů.
3. Pokud při používání zařízení zažijete jakékoli nepohodlí, ihned přestaňte používat.

Jak používat

Nabíjení

1. Ujistěte se, že je baterie před prvním použitím **plně** nabitá.
 2. Při nabíjení vložte elektrický kabel do nabíjecí zásuvky a poté jej připojte k domácí elektrické síti. K nabíjení zařízení se druhý konec elektrického kabelu vloží do nabíjecího otvoru na zařízení. Během nabíjení svítí LED indikátor, který zhasne, když je baterie **plně** nabitá.
- Doba nabíjení zařízení je asi 1,5 hodiny a pracovní doba je asi 2,5 hodiny.



Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Krátkým stisknutím tlačítka POWER zapnete zařízení a spustíte mod pro Blue LED fotonové světlo.

Vypnutí: Krátkým stisknutím tlačítka POWER vypnete zařízení.

Připomenutí slabé baterie

Pokud je baterie produktu **slabá**, bude se červené světlo u tlačítka blikat jednou za 2 sekundy.

Časová funkce

Časovač nastavený na 3 minuty (bzučák upozorní každých 5 sekund).

Způsob použití

1. Před ošetřením důkladně očistěte kůži.
2. Krátkým stisknutím tlačítka zapněte zařízení.
3. Zařízením zaměřte na oblast s akné a naskenujte ji po dobu pěti sekund. Zařízením se přesunujte po celé ošetřované oblasti tak, aby byly postiženy všechny části s akné.
4. Krátkým stisknutím tlačítka vypněte zařízení.
5. Vezměte vhodné množství krému na péči o pleť a naneste ho rovnoměrně na oblasti s akné. Jemně masírujte produkt po obličeji.
6. Ošetřovací plochu zařízení očistěte vlhkým hadříkem nebo ubrouskem a přikryjte ji ochrannou krytkou.

Poznámka

Doporučuje se provést test na kůži 24 hodin před prvním použitím, aby se zajistilo, že nebudou vznikat žádné nežádoucí účinky. Zařízení nepoužívejte na a kolem očí.

Doporučené směrnice pro léčbu


- Léčba celého obličeje trvá 3 minuty. Pokud chcete kratší dobu léčby, zaměřte se na konkrétní oblasti, které vás trápí. Doba léčby se u každé osoby liší.
- Pro dosažení optimálních výsledků používejte zařízení 1-2krát denně po dobu 1-2 týdnů.
- Pro dosažení dlouhodobých výsledků po dokončení plného kurzu léčby doporučujeme používat zařízení 2-4krát měsíčně nebo podle potřeby.

Varování

- Nepoužívejte zařízení, pokud máte vložený srdeční spouštěč nebo vnitřní defibrilátor.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte kovové implantáty v oblasti léčby, jako jsou zlaté nitě. To se však nevztahuje na zubní plomby nebo implantáty, které nepředstavují žádný problém.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vám byla diagnostikována rakovina, máte historii rakoviny, zejména rakoviny kůže nebo předrakovinných mateřských znamének.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte vážnými onemocněními, jako jsou srdeční onemocnění.
- Těhotné nebo kojící ženy by neměly toto zařízení používat.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte imunosupresivními chorobami, jako je AIDS, nebo užíváte imunosupresivní léky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte jakékoli onemocnění stimulované teplem, jako je opakovaný herpes simplex v oblasti léčby.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte jakékoli aktivní onemocnění kůže v oblasti léčby, jako jsou například vředy, psoriáza nebo vyrážka.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte historii keloidní jizvení, abnormálního hojení ran nebo křehké pokožky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste měli chirurgický zákrok, resurfacing laserem nebo hluboký chemický peelings v oblasti ošetření v posledních třech měsících nebo stále probíhá proces hojení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte trvalé výplně v oblasti ošetření.
- Pokud máte dočasné dermální výplně v oblasti ošetření, poraďte se s lékařem před použitím zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste si nechali aplikovat botox v oblasti ošetření v posledních třech měsících.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte podezřelé léze v oblasti ošetření.
- Nepoužívejte zařízení, pokud právě užíváte léky, bylinné přípravky, vitamíny nebo potravinové doplňky, které by mohly způsobit vysušení nebo křehkost vaší kůže.

Tehniční podatki:

Velikost:	161x161x44,5mm
Teža:	110g
Ocena moči:	5W
Ocena toka:	1A
Baterija:	3,7V polimerna litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije:	500mAh
Vključeno:	satenska vrečka, USB kabel, uporabniški priročnik



Bezpečnostni proglášení

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití. Při používání zařízení postupujte těmito bezpečnostními pokyny.

Popis dílů

1. Tlačítko zapnutí
2. Ochranná krytka
3. Povrch pro ošetření

Varování a upozornění

- Nevkládejte ani neukládejte zařízení blízko zdroje vody, jako je umyvadlo nebo vana.
- Zařízení neponožujte do vody.
- Když je zařízení připojeno k elektrické síti, nenechávejte ho bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je elektrický kabel nebo zdroj napájení poškozen nebo nefunguje správně.
- Používejte zařízení pouze s přiloženým elektrickým kabelem a nabíječkou.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Před použitím zařízení si důkladně osušte ruce.
- Zařízení vypněte po použití nebo před čištěním a údržbou.
- Při ošetřování pokožky dodržujte pokyny pro použití kosmetických přípravků.


Bezpečnostní pokyny:

1. Používejte toto zařízení pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Zařízení nepoužívejte na víčka, uzavřené oči, oblast štítné žlázy, rty, uši, prsa nebo genitálie. Zařízení nepoužívejte v okolí očí a rtů.
3. Pokud při používání zařízení pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě používání přerušete.

Kako uporabiti

Polnjenje

1. Pred prvo uporabo poskrbite, da je baterija v celoti napolnjena.
2. Pri polnjenju vstavite električni kabel v polnilnik in ga nato priključite na splošno gospodinjstvo napajanje. Da napolnite izdelek, drugi konec električnega kabla vstavite v polnilno luknjo na napravi. Med polnjenjem LED-indikator oddaja svetlobo, ki ugasne, ko je baterija v celoti napolnjena. Čas polnjenja naprave je približno 1,5 ure, delovni čas pa približno 2,5 ure.



Vklop/izklop

Vklop: kratko pritisnite gumb POWER, da vklopite napravo in začnete z modrim LED-fotonskim načinom.

Izklop: kratko pritisnite gumb POWER, da izklopite napravo.

Opomnik o nizki bateriji

Ko je baterija naprave nizka, rdeča luč na gumbu utripa enkrat na vsaki 2 sekundi.

Funkcija časovnika

Funkcija časovnika je 3 minute (zvočni signal se sliši enkrat na vsakih 5 sekund).

Uporaba

1. Pred zdravljenjem kože jo temeljito očistite.
2. Kratko pritisnite gumb za vklop naprave.
3. Usmerite napravo na območje aken in ga skenirajte pet sekund. Premikajte napravo po celotnem območju zdravljenja in poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih prizadenejo akne, skenirani zaporedoma.
4. Kratko pritisnite gumb za izklop naprave.
5. Vzemite primerno količino kreme za nego kože in jo enakomerno nanesite na območja z aknami. Nežno masirajte izdelek po obrazu.
6. Očistite površino naprave za zdravljenje z vlažno krpo ali papirnato brisačo in jo pokrijte z zaščitno krytko.

Opomba

Pred prvo uporabo se priporoča testiranje kože 24 ur pred uporabo, da se preveri, da ni negativnih reakcij. Naprave ne uporabljajte na ali okoli predela oči.

Preporučene smjernice za tretman:


- Za obradu cijelog lica potrebno je 3 minute. Za kraće vrijeme obrade, usredotočite se na specifična područja koja zahtijevaju tretman. Vrijeme obrade za svaku osobu je različito.
- Za postizanje optimalnih rezultata, uređaj koristite 1-2 puta dnevno tijekom perioda od 1-2 tjedna.
- Za postizanje dugoročnih rezultata nakon završetka punog tjeka tretmana, preporučuje se korištenje uređaja 2-4 puta mjesečno ili po potrebi.

Upozorenja:

- Ne koristite uređaj ako imate srčani pejsmejker ili interni defibrilator.
- Ne koristite uređaj ako imate metalne implantate u području tretmana, poput zlatnih niti. Međutim, to ne vrijedi za zubne ispune ili implantate, koji ne predstavljaju problem.
- Ne koristite uređaj ako vam je dijagnosticiran rak, imate povijest raka, posebno kožnog karcinoma ili premalignih madeža.
- Ne koristite uređaj ako patite od teških stanja, poput srčanih poremećaja.
- Trudnice i dojilje ne bi smjele koristiti ovaj uređaj.
- Ne koristite uređaj ako patite od imunosupresivnih bolesti poput AIDS-a ili koristite imunosupresivne lijekove.
- Ne koristite uređaj ako imate bilo koju bolest potaknutu toplinom, poput herpesa simplex koji se ponavlja u području tretmana.
- Ne koristite uređaj ako imate aktivno stanje kože u području tretmana, poput, ali ne ograničeno na, rane, psorijazu ili osip.
- Ne koristite uređaj ako imate povijest keloidnog ožiljka, nepravilnog zacjeljivanja rane ili osjetljive kože.
- Pokud jste měli v oblasti ošetření chirurgický zákrok, laserové ošetření nebo hluboký chemický peeling v posledních třech měsících, nebo stále procházíte procesem hojení, nevyužívejte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte trvalé plnicí hmoty v oblasti ošetření.
- Pokud máte dočasné dermální plnicí hmoty v oblasti ošetření, poraďte se s lékařem před použitím zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste si nechali aplikovat botox v oblasti ošetření v posledních třech měsících.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte podezřelé léze v oblasti ošetření.
- Nepoužívejte zařízení, pokud v současné době užíváte léky, bylinné přípravky, vitamíny nebo potravní doplňky, které mohou vaši pokožku vysušovat nebo zeslabovat

Tehniční podatki:

Velikost:	161x161x44,5mm
Teža:	110g
Ocena moči:	5W
Ocena toka:	1A
Baterija:	3,7V polimerna litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije:	500mAh
Vključeno:	satenska vrečka, USB kabel, uporabniški priročnik



Bezpečnostni prohlášení

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Při používání zařízení postupujte těmito bezpečnostními pokyny.

Popis dílů

1. Tlačítko zapnutí
2. Ochranná krytka
3. Povrch pro ošetření

Varování a upozornění

- Nevkládejte ani neukládejte zařízení blízko zdroje vody, jako je umyvadlo nebo vana.
- Zařízení neponožujte do vody.
- Když je zařízení připojeno k elektrické síti, nenechávejte ho bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je elektrický kabel nebo zdroj napájení poškozen nebo nefunguje správně.
- Používejte zařízení pouze s přiloženým elektrickým kabelem a nabíječkou.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Před použitím zařízení si důkladně osušte ruce.
- Zařízení vypněte po použití nebo před čištěním a údržbou.
- Při ošetřování pokožky dodržujte pokyny pro použití kosmetických přípravků.


Bezpečnostní pokyny:

1. Používejte toto zařízení pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Zařízení nepoužívejte na víčka, uzavřené oči, oblast štítné žlázy, rty, uši, prsa nebo genitálie. Zařízení nepoužívejte v okolí očí a rtů.
3. Pokud při používání zařízení pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě používání přerušete.

Kako uporabiti

Polnjenje

1. Pred prvo uporabo poskrbite, da je baterija v celoti napolnjena.
2. Pri polnjenju vstavite električni kabel v polnilnik in ga nato priključite na splošno gospodinjstvo napajanje. Da napolnite izdelek, drugi konec električnega kabla vstavite v polnilno luknjo na napravi. Med polnjenjem LED-indikator oddaja svetlobo, ki ugasne, ko je baterija v celoti napolnjena. Čas polnjenja naprave je približno 1,5 ure, delovni čas pa približno 2,5 ure.



Vklop/izklop

Vklop: kratko pritisnite gumb POWER, da vklopite napravo in začnete z modrim LED-fotonskim načinom.

Izklop: kratko pritisnite gumb POWER, da izklopite napravo.

Opomnik o nizki bateriji

Ko je baterija naprave nizka, rdeča luč na gumbu utripa enkrat na vsaki 2 sekundi.

Funkcija časovnika

Funkcija časovnika je 3 minute (zvočni signal se sliši enkrat na vsakih 5 sekund).

Uporaba

1. Pred zdravljenjem kože jo temeljito očistite.
2. Kratko pritisnite gumb za vklop naprave.
3. Usmerite napravo na območje aken in ga skenirajte pet sekund. Premikajte napravo po celotnem območju zdravljenja in poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih prizadenejo akne, skenirani zaporedoma.
4. Kratko pritisnite gumb za izklop naprave.
5. Vzemite primerno količino kreme za nego kože in jo enakomerno nanesite na območja z aknami. Nežno masirajte izdelek po obrazu.
6. Očistite površino naprave za zdravljenje z vlažno krpo ali papirnato brisačo in jo pokrijte z zaščitno krytko.

Opomba

Pred prvo uporabo se priporoča testiranje kože 24 ur pred uporabo, da se preveri, da ni negativnih reakcij. Naprave ne uporabljajte na ali okoli predela oči.

Preporučene smjernice za tretman:

- Za obradu cijelog lica potrebno je 3 minute. Za kraće vrijeme obrade, usredotočite se na specifična područja koja zahtijevaju tretman. Vrijeme obrade za svaku osobu je različito.
- Za postizanje optimalnih rezultata, uređaj koristite 1-2 puta dnevno tijekom perioda od 1-2 tjedna.
- Za postizanje dugoročnih rezultata nakon završetka punog tjeka tretmana, preporučuje se korištenje uređaja 2-4 puta mjesečno ili po potrebi.

Upozorenja:

- Ne koristite uređaj ako imate srčani pejsmejker ili interni defibrilator.
- Ne koristite uređaj ako imate metalne implantate u području tretmana, poput zlatnih niti. Međutim, to ne vrijedi za zubne ispune ili implantate, koji ne predstavljaju problem.
- Ne koristite uređaj ako vam je dijagnosticiran rak, imate povijest raka, posebno kožnog karcinoma ili premalignih madeža.
- Ne koristite uređaj ako patite od teških stanja, poput srčanih poremećaja.
- Trudnice i dojilje ne bi smjele koristiti ovaj uređaj.
- Ne koristite uređaj ako patite od imunosupresivnih bolesti poput AIDS-a ili koristite imunosupresivne lijekove.
- Ne koristite uređaj ako imate bilo koju bolest potaknutu toplinom, poput herpesa simplex koji se ponavlja u području tretmana.
- Ne koristite uređaj ako imate aktivno stanje kože u području tretmana, poput, ali ne ograničeno na, rane, psorijazu ili osip.
- Ne koristite uređaj ako imate povijest keloidnog ožiljka, nepravilnog zacjeljivanja rane ili osjetljive kože.
- Pokud jste měli v oblasti ošetření chirurgický zákrok, laserové ošetření nebo hluboký chemický peeling v posledních třech měsících, nebo stále procházíte procesem hojení, nevyužívejte zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte trvalé plnicí hmoty v oblasti ošetření.
- Pokud máte dočasné dermální plnicí hmoty v oblasti ošetření, poraďte se s lékařem před použitím zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste si nechali aplikovat botox v oblasti ošetření v posledních třech měsících.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte podezřelé léze v oblasti ošetření.
- Nepoužívejte zařízení, pokud v současné době užíváte léky, bylinné přípravky, vitamíny nebo potravní doplňky, které mohou vaši pokožku vysušovat nebo zeslabovat



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informowo o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su Ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory nelze mísit s jiným domácím odpadem. Informuje o tom symbol přeškrtnutého koše umístěný na obalu. Využitá elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory předejte na místa tříděného sběru odpadu nebo prodávajícímu, na podrobnosti se zeptejte ve své obci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součástky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k újmě na zdraví nebo k znečištění životního prostředí.

Električnih in elektronskih naprav ter baterij in akumulatorjev ni mogoče mešati z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Na embalaži je označen simbol prečrtanega koša, ki na to opozarja. Uporabljene električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji se morajo predati lokalnim zbiralnim mestom za ločeno

zbiranje odpadkov ali prodajalcu, o podrobnostih pa se lahko informirate v svoji občini. Električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, mešanice in sestavine, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi. Napačno ravnanje z njimi ali njihova poškodba lahko pri nadaljnji odstranitvi ali recikliranju naprav povzroči škodo na zdravju ali onesnaženje okolja.

Włoski:

I dispositivi elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, non possono essere mescolati ad altri rifiuti domestici. Lo si evince dal simbolo del cestino barrato posto sull'imballaggio. I dispositivi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati devono essere consegnati ai punti di raccolta differenziata dei rifiuti locali o al rivenditore, e per maggiori dettagli è possibile informarsi nel proprio comune. I dispositivi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze pericolose, miscele e componenti dannosi per l'ambiente e la salute umana. Un uso scorretto o il loro danneggiamento durante lo smaltimento o il riciclaggio può causare danni alla salute o inquinamento ambientale.



Skrócona deklaracja zgodności

Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Glossy Acne Young jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym

EN: The manufacturer declares on their own responsibility that the Glossy Acne Young product complies with the European Parliament and Council Directive 2014/30/EU of February 26, 2014, on the harmonization of member states' legislation concerning electromagnetic compatibility, as well as with the European Parliament and Council Directive 2011/65/EU of June 8, 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, along with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of March 31, 2015, amending Annex II to European Parliament and Council Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following website address:

DE: Der Hersteller erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt Glossy Acne Young der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2014/30/EU vom 26. Februar 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entspricht, einschließlich der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/65/EU in Bezug auf die Liste der eingeschränkten Stoffe. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Website-Adresse verfügbar:

FR: Le fabricant déclare sous sa propre responsabilité que le produit Glossy Acne Young est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances restreintes. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

ES: El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto Glossy Acne Young cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como con la Directiva delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias sujetas a restricciones. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la dirección web:

CZ: Výrobce na svou vylučnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek Glossy Acne Young splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti elektromagnetické kompatibility a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení a o změně směrnice 2015/863/EU Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU ve vztahu k seznamu omezených látek. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:

SL: Proizvajalec izključno na svojo odgovornost izjavlja, da je izdelek Glossy Acne Young skladen z direktivo Parlamenta Evropske unije in Sveta 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaj držav članic glede elektromagnetne združljivosti ter direktivo Parlamenta Evropske unije in Sveta 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter delegirane direktive Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015, ki spreminja prilogo II direktive Parlamenta Evropske unije in Sveta 2011/65/EU v zvezi s seznamom omejenih snovi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

IT: Il produttore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto Glossy Acne Young è conforme alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 relativa alla compatibilità elettromagnetica delle legislazioni degli Stati membri e alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 relativa alla limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla direttiva delegata della Commissione (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 che modifica l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a limitazione. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web.

<https://beautify.eu/deklaracje>

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska