

BEAUTIFLY




Lipomassage Slim

Body
series

Masażer ciała
Body massager


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



Rozmiar urządzenia:	145*60*69mm
Waga urządzenia:	234g
Czas ładowania:	3-4 godziny
Czas pracy:	≥60 minut
Metoda ładowania:	typ c
Automatyczne wyłączenie:	10 minut
Długość fali światła czerwonego:	630±5nm

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia.

Instrukcja użycia

Wybierz większą lub mniejszą ssawkę, w zależności od wielkości masowanego obszaru. Przymocuj ssawkę do urządzenia, odpowiednio umiejscawiając jej niewielkie wypustki i przekręcając ją.

Opis urządzenia [patrz strona 2 rysunek f1]

1. Przycisk wł./wył.
2. Przycisk regulacji ssania
3. Przycisk trybu LIPO
4. Przycisk trybu EMS
5. Wskaźniki diody
6. Wejście ładowania typu C
7. Duża przyssawka
8. Mała przyssawka
9. Kabel ładujący typu C

Ładowanie

1. Naładuj urządzenie, podłączając je do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla USB typu C. Podczas ładowania diody LED będą świecić się sekwencyjnie. Gdy produkt jest w pełni naładowany i wszystkie sześć diod LED świeci się w sposób ciągły, należy odłączyć go od źródła zasilania.
2. Ładowanie trwające od 2 do 4 godzin zapewnia około 1 godziny bezprzewodowego użytkowania.
3. Po włączeniu urządzenia wszystkie 6 diod LED zamiga 5 razy, jeśli bateria jest słaba i wymaga naładowania.

Tryb BODY

1. Krótco naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Urządzenie działa w trybie Body. LIPO i EMS pracują na poziomie 1.
2. Naciśnij LIPO, aby zwiększyć poziom ssania, naciśnij EMS, aby zwiększyć poziom EMS. Zarówno ssanie, jak i EMS mają 3 poziomy wskazywane przez 3 pomarańczowe diody LED.

Uwaga! Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od poziomu 1 zarówno dla trybu EMS jak i LIPO. Nałożenie na skórę niewielkiej ilości oliwki dla niemowląt lub olejku do masażu może wspomóc efekt poślizgu. Należy jednak unikać stosowania perfumowanych olejków, które mogą uszkodzić plastikową ssawkę.

3. Po dopasowaniu ustawień do potrzeb, przystaw nakładkę ssącą do wybranej części ciała i bardzo powoli przesuwaj ją po skórze.

4. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zabieg trwający od 3 do 5 minut powtarzaj codziennie.

5. Kiedy LIPO i EMS są włączone, powinieneś czuć zarówno ssanie skóry, jak i lekki przepływ prądów elektrycznych. Jeśli któreś z nich stanie się nieprzyjemne, naciśnij duży przycisk „Release”, aby wyłączyć. Przed kontynuowaniem zabiegu zmień ustawienia na niższy poziom intensywności.

6. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby przejść do trybu FACE lub naciśnij go dwa razy, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania po 10 minutach.

7. Aby zdjąć ssawkę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

8. Patrz sekcja "czyszczenie" poniżej, aby uzyskać wskazówki dotyczące wymiany filtra.

Tryb FACE

1. Naciśnij dwa razy przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb Face. Działa tylko tryb EMS, więc nie ma potrzeby używania przysawki.

2. Naciśnij EMS, aby wybrać poziom EMS. 3 poziomy są sygnalizowane przez 3 pomarańczowe diody LED.

3. Po zakończeniu naciśnij raz przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Masażer antycellulitowy jest szczególnie skuteczny stosowany regularnie, w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą i regularnymi ćwiczeniami.

- Podczas użytkowania poruszaj produktem po ciele. Wystarczy mocno przytrzymać obudowę urządzenia, aby go nie upuścić. Nie ma potrzeby zbyt mocnego dociskania urządzenia do skóry. Jeśli siła ssania w którymkolwiek momencie staje się niekomfortowa lub zbyt mocna, naciśnij przycisk „RELEASE”, aby uwolnić nasadkę od ciała.

- Przejściowe zaczerwienienie lub zasinienie obszaru poddanego masażowi nie jest rzadkością. Takie objawy powinny zniknąć w ciągu kilku dni.

Ostrzeżenia

- Osoba z rozrusznikiem serca nie może wykonywać zabiegu z użyciem urządzenia.

- Zabrania się stosowania urządzenia przez osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca przeszły operację lub mają oparzenia skóry.
- Zabronione jest używanie urządzenia przez osoby z zapaleniem skóry, bliznami, uszkodzeniami lub nadwrażliwością elektromagnetyczną.
- Przed rozpoczęciem pracy zdejmij zegarek, okulary i inne metalowe przedmioty.
- Unikaj kontaktu głowicy z gałką oczną.
- Nie przytrzymuj urządzenia w tym samym obszarze przez długi czas.
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez kobiety w ciąży.

Czyszczenie

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.
2. Wymij ssawkę z urządzenia.
3. Użyj pęsety, aby wyjąć filtr.

Uwaga: Zaleca się wymianę filtra co trzy miesiące lub gdy zaczniesz odczuwać, że siła ssania jest mniejsza.

4. Po użyciu należy wytrzeć ssawkę do czystą wilgotną szmatką.
5. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu jednostki głównej z wodą lub innymi płynami. Nie należy zanurzać w żadnym płynie w celu czyszczenia.
6. Nigdy nie używaj do czyszczenia urządzenia ściernych środków czyszczących, szczotek, pasty do szkła lub mebli, rozcieńczalnika do farb itp.

Przechowywanie

- Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
- Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Szczegółowy opis znajdziesz na:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Size device:	145 * 60 * 69mm
Weight device:	234g
Charging time:	3-4 hours
Working time:	≥60 minutes
Charging method:	Type-c
Automatic shutdown:	10 minutes
Red light wavelength:	630±5nm

Safety statements

Read the instructions carefully before use. Follow these safety guidelines when using the device.

Instructions for use

Choose the larger or smaller suction cup, depending on the size of the area to be treated. Attach the cup to the device properly locating the lugs and twisting into position.

Device description [see page 2 picture f1]

1. On/Off button
2. Suction adjustment button
3. LIPO mode button
4. EMS mode button
5. LED indicators
6. Type-C charging input
7. Large suction cup
8. A small suction cup
9. Type-C charging cable

Charging

1. Charge your device by connecting it to a USB power supply using the USB Type-C cable supplied.

The LEDs will light sequentially during charging. When the product is fully charged and all six LEDs are lit continuously, it should be disconnected from the power supply.

2. A 2 to 4 hour charge provides up to 1 hour of cordless use.
3. All 6 LEDs will blink 5 times if the battery is low and needs charging.

BODY mode

1. Press the power button to turn on the device, then the device will work in a body mode. LIPO and EMS work on level 1.

2. Press LIPO to increase the suction level, press EMS to increase the EMS level. The suction and EMS operate in 3 levels, indicated by 3 orange LEDs.

Note: In the first use, we suggest starting with level 1 for both the EMS and LIPO modes. Applying a small amount of baby oil or

massage oil can help the gliding effect, but avoid using perfumed oils, which can damage the plastic suction cup.

3. Once the settings are set, firmly place the cup on the desired body part and glide across the skin very slowly.
4. For best results, treatment should take 3 to 5 minutes per area every day.
5. When both the LIPO and EMS are on, you should feel both the suction and light electric currents. To stop immediately if either becomes uncomfortable, press the large "Release" button. Adjust the levels to a lower setting before continuing.
6. Press the power button one time to switch to FACE mode or press it twice to turn the device off. The device includes an auto-shutoff after 10 minutes.
7. To remove the cup, twist it counterclockwise.
8. See the 'cleaning' section below for advice on how to change the filter.

FACE mode

1. Press the power button twice and switch to face mode. Only EMS works, so there's no need for a cup.
2. Press EMS to choose the EMS level. 3 levels are indicated by 3 orange LEDs.
3. Once done, press the power button one time to turn off the device.

Tips for Use

- The anti-cellulite massager is especially effective when used regularly and in conjunction with a healthy, balanced diet and regular exercise.
- During usage, keep moving the device on your body. Hold the unit firmly on the body to avoid dropping it. There is no need to push too hard. If the suction power feels uncomfortable or too powerful at any point, push the "RELEASE" button to release the cup from your body.
- Some temporary reddening or bruising of the treated area is not uncommon. This should disappear within a few days.

Cleaning:

1. Unplug the device before cleaning.
2. Remove the cup from the main unit.
3. Use tweezers to remove the filter.
Note: We recommend changing the filter every three months or when you start to feel that the suction power is less powerful.
4. After use, the suction cup should be wiped clean with a damp cloth.

5. Never allow water or any other liquids to come into contact with the main unit. Do not immerse in any liquid to clean.
6. Never use abrasive cleaners, brushes, glass or furniture polish, paint thinner etc. to clean the device.

Cautions

- People with electronic human organs are forbidden from using it.
- Persons with skin surgery within one month or skin sunburn are prohibited from using the device.
- Forbidden to use by a person with damage to the skin, scars, or electromagnetic sensitivity.
- Take off your watch, glasses, and other metal objects before use.
- Avoid shovel head close to the eyeball.
- Don't operate in the same area for a long time.
- Do not use the device during pregnancy.

Storage

- Keep it dry and clean.
- Keep it away from high temperatures.
- Keep it out of reach of children.


A detailed description can be found at:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Tamaño del dispositivo:	145*60*69mm
Peso del dispositivo:	234g
Tiempo de carga:	3-4 horas
Tiempo de trabajo:	≥60 minutos
Método de carga:	tipo c
Apagado automático:	10 minutos
Longitud de onda de la luz roja:	630±5nm

Declaraciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones antes de usar. Siga estas pautas de seguridad cuando utilice el dispositivo.

Instrucciones de uso

Elija una copa de succión grande o pequeña según el tamaño de la zona a tratar. Conecte la copa de succión seleccionada al dispositivo colocando correctamente las lengüetas y girando hasta su posición.

Descripción del dispositivo [ver página 2 imagen f1]

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón de ajuste de succión
3. Botón de modo LIPO
4. Botón de modo EMS
5. Indicadores LED
6. Entrada de carga tipo C
7. Ventosa grande
8. Una pequeña ventosa
9. Cable de carga tipo C

Carga

1. Cargue su dispositivo conectándolo a un adaptador de corriente USB mediante el cable "USB tipo C" incluido. Los LEDs se iluminarán secuencialmente durante la carga. Cuando los 6 LED están encendidos continuamente, el producto está completamente cargado y debe desconectarse de la fuente de alimentación.
2. Una carga de 2 a 4 horas proporciona hasta 1 hora de uso inalámbrico.
3. Los 6 LED parpadearán 5 veces si la batería está baja y necesita cargarse.

Modo BODY

1. Presione brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo. El aparato funciona en modo cuerpo. LIPO y EMS operan en el nivel 1.
2. Presione LIPO para aumentar el nivel de succión, presione EMS para aumentar el nivel de EMS. Tanto la succión como el EMS tienen 3 niveles indicados por 3 LED naranjas.

Nota: Para el primer uso, se recomienda comenzar con el nivel 1 tanto para EMS como para LIPO. Aplicar una pequeña cantidad de aceite de bebé regular o aceite de masaje en la piel puede ayudar con el efecto deslizante, pero, evite usar aceites perfumados que pueden dañar la ventosa de plástico.

3. Cuando los ajustes sean los esperados, coloque la copa de succión firmemente en la parte del cuerpo deseada y deslícela muy lentamente sobre la piel.

4. Para obtener resultados óptimos, el tiempo de tratamiento es de 3 a 5 minutos por área cada día.

5. Cuando LIPO y EMS están encendidos, debe sentir succión en la piel y una ligera corriente eléctrica. Si alguno de ellos le siente incómodo, presione el botón grande "Release" para detenerse de inmediato. Ajuste los niveles a configuraciones más bajas antes de continuar.

6. Cuando termine, presione el botón de encendido una vez para ingresar al modo FACE o presione el botón dos veces para apagar el dispositivo. El dispositivo tiene una función de apagado automático después de 10 minutos.

7. Retire la copa de succión girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

8. Consulte la sección "Limpieza" a continuación para conocer las sugerencias de reemplazo del filtro.

Modo FACE

1. Presione el botón de encendido dos veces para cambiar al modo Face. Solo funciona el modo EMS, por lo que no se necesita la copa de succión.

2. Pulse EMS para seleccionar el nivel de EMS. 3 niveles indicados por 3 LED naranjas.

3. Cuando termine, presione el botón de encendido una vez para apagar el dispositivo.

Consejos de uso

- El masajeador anticelulítico es especialmente efectivo cuando se usa regularmente, junto con una dieta sana y equilibrada y ejercicio regular.
- Mueva el producto sobre su cuerpo durante el uso. Simplemente, sostenga el dispositivo firmemente en la carcasa para que no se caiga. No es necesario presionar demasiado. Si la succión en algún momento se vuelve incómoda o demasiado fuerte, presione el botón "Release" para liberar el accesorio de su cuerpo.
- El enrojecimiento temporal o moretones en el área tratada no es nada infrecuente. Estos síntomas deberían desaparecer en unos días.

Precauciones

- Está prohibido el uso del dispositivo en personas con marcapasos.

- Está prohibido el uso del dispositivo en personas que se hayan sometido a una intervención quirúrgica de piel en el último mes o tengan quemaduras en la piel.
- Está prohibido el uso del dispositivo en personas con dermatitis, cicatrices, daños y sensibilidad electromagnética.
- Quítese el reloj, las gafas y otros objetos metálicos antes de empezar a trabajar.
- Evite el contacto del cabezal del dispositivo con el globo ocular.
- No mantenga el dispositivo en la misma zona durante largos periodos de tiempo.
- El dispositivo no debe ser utilizado por mujeres embarazadas.

Limpieza

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Retire la copa de succión del aparato.
3. Utilice unas pinzas para retirar el filtro.

Nota: Se recomienda cambiar el filtro cada tres meses o cuando empiece a notar que se reduce la potencia de succión.

4. Limpie la copa de succión con un paño húmedo después de cada uso.
5. Nunca permita que la unidad principal entre en contacto con agua u otros líquidos. No la sumerja en ningún líquido para limpiarla.
6. No utilice nunca limpiadores abrasivos, cepillos, abrillantadores de cristales o muebles, disolventes de pintura, etc. para limpiar la unidad.

Almacenamiento

- Mantenga el dispositivo seco y limpio.
- Mantener alejado de altas temperaturas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Puede encontrar una descripción detallada en:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Gerätegröße:	145*60*69mm
Gerätegewicht:	234g
Ladezeit:	3-4 Stunden
Arbeitszeit:	≥60 Minuten
Lademethode:	typ c
Automatische Abschaltung:	10 Minuten
Rotlichtwellenlänge:	630 ± 5 nm

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien bei der Verwendung des Geräts.

Gebrauchsanweisung

Wählen Sie je nach Größe der massierten Stelle einen größeren oder kleineren Saugnapf. Bringen Sie die Düse am Gerät an, indem Sie die kleinen Vorsprünge lokalisieren und drehen.

Gerätebeschreibung [siehe Seite 2 Bild f1]

1. Ein/Aus-Taste
2. Taste zur Einstellung der Saugleistung
3. LIPO-Modus-Taste
4. EMS-Modus-Taste
5. LED-Anzeigen
6. Typ-C-Ladeeingang
7. Großer Saugnapf
8. Ein kleiner Saugnapf
9. Typ-C-Ladekabel

Ladung

1. Laden Sie Ihr Gerät auf, indem Sie es mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel an eine Stromquelle anschließen. Die LEDs blinken während des Ladevorgangs nacheinander. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist und alle sechs LEDs durchgehend leuchten, trennen Sie es von der Stromquelle.
2. Eine 2- bis 4-stündige Aufladung ermöglicht etwa 1 Stunde kabellosen Betrieb.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinken alle 6 LEDs 5 Mal, wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

BODY-Modus

1. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät befindet sich im Body-Modus. LIPO und EMS arbeiten auf Stufe 1.
2. Drücken Sie LIPO, um das Saugniveau zu erhöhen, drücken Sie EMS, um das EMS-Niveau zu erhöhen. Sowohl Absaugung als auch EMS haben 3 Stufen, die durch 3 orangefarbene LEDs angezeigt werden. Aufmerksamkeit! Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, sowohl für

den EMS- als auch für den LIPO-Modus mit Stufe 1 zu beginnen. Das Auftragen einer kleinen Menge Babyöl oder Massageöl auf die Haut kann den Gleiteffekt unterstützen. Die Verwendung von parfümierten Ölen sollte jedoch vermieden werden, da diese die Kunststoffdüse beschädigen können.

3. Nachdem Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, platzieren Sie den Saugnapf an der ausgewählten Körperstelle und bewegen Sie ihn sehr langsam über die Haut.

4. Für beste Ergebnisse wiederholen Sie die Behandlung täglich für 3 bis 5 Minuten.

5. Wenn LIPO und EMS eingeschaltet sind, sollten Sie sowohl eine Hautansaugung als auch einen leichten Stromfluss spüren. Wenn einer von ihnen böse wird, drücken Sie die große "Release" -Taste, um ihn auszuschalten. Ändern Sie die Einstellungen auf eine niedrigere Intensitätsstufe, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.

6. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um in den Gesichtsmodus zu wechseln, oder zweimal, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten.

7. Um die Düse zu entfernen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

8. Anweisungen zum Filterwechsel finden Sie im Abschnitt „Reinigung“ weiter unten.

FACE-Modus

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um in den Gesichtsmodus zu wechseln. Es funktioniert nur der EMS-Modus, sodass der Saugnapf nicht verwendet werden muss.

2. Drücken Sie EMS, um die EMS-Stufe auszuwählen. 3 Stufen werden durch 3 orangefarbene LEDs angezeigt.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie einmal den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.

Nutzungstipps

- Das Anti-Cellulite-Massagegerät ist besonders wirksam bei regelmäßiger Anwendung, in Verbindung mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung.
- Bewegen Sie das Produkt während des Gebrauchs um Ihren Körper herum. Halten Sie das Gehäuse des Geräts einfach fest, damit es nicht herunterfällt. Es besteht keine Notwendigkeit, das Gerät zu fest gegen die Haut zu drücken. Wenn das Saugen an irgendeiner Stelle unangenehm oder zu stark wird, drücken Sie die „RELEASE“-Taste, um die Düse von Ihrem Körper zu lösen.
- Vorübergehende Rötungen oder Blutergüsse im massierten Bereich sind nicht ungewöhnlich. Diese Symptome sollten innerhalb weniger Tage verschwinden.

Warnungen

- Eine Person mit einem Herzschrittmacher kann keine Prozedur mit dem Gerät durchführen.
- Es ist verboten, das Gerät von Personen zu verwenden, die sich im letzten Monat einer Operation unterzogen haben oder Hautverbrennungen erlitten haben.
- Personen mit Dermatitis, Narben, Schäden oder elektromagnetischer Überempfindlichkeit ist die Verwendung des Geräts untersagt.
- Vor Arbeitsbeginn Uhren, Brillen und andere Metallgegenstände entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Kopfes mit dem Augapfel.
- Halten Sie das Gerät nicht für längere Zeit am selben Ort.
- Das Gerät sollte nicht von schwangeren Frauen verwendet werden.

Reinigung

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
2. Entfernen Sie die Düse vom Gerät.
3. Verwenden Sie eine Pinzette, um den Filter zu entfernen.
Hinweis: Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate auszutauschen oder wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugleistung nachlässt.
4. Wischen Sie die Düse nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch sauber.
5. Lassen Sie das Hauptgerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Tauchen Sie es zum Reinigen nicht in Flüssigkeiten ein.
6. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Bürsten, Glas- oder Möbelpolituren, Farbverdünner usw., um das Gerät zu reinigen.

Lagerung

- Halten Sie das Gerät trocken und sauber.
- Von hohen Temperaturen fernhalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

Taille de l'appareil :	145*60*69mm
Poids de l'appareil :	234g
Temps de charge:	3-4 heures
Temps de travail:	≥60 minutes
Méthode de charge :	taper c
Arrêt automatique :	10 minutes
Longueur d'onde de la lumière rouge :	630±5nm

Avertissements de sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.

Mode d'emploi

Choisissez une ventouse plus ou moins grande en fonction de la taille de la zone massée. Fixez la buse à l'appareil en localisant ses petites protubérances et en la tordant.

Description de l'appareil [voir page 2 image f1]

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton de réglage de l'aspiration
3. Bouton de mode LIPO
4. Bouton de mode EMS
5. Indicateurs LED
6. Entrée de charge de type C
7. Grande ventouse
8. Une petite ventouse
9. Câble de charge de type C

Atterrissage

1. Chargez votre appareil en le connectant à une source d'alimentation à l'aide du câble USB fourni de type C. Les voyants clignotent séquentiellement pendant la charge. Lorsque le produit est complètement chargé et que les six voyants sont allumés, débranchez-le de la source d'alimentation.
2. Une charge de 2 à 4 heures fournit environ 1 heure d'utilisation sans fil.
3. Lorsque l'appareil est allumé, les 6 LED clignotent 5 fois si la batterie est faible et doit être rechargée.

Mode CORPS

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. L'appareil est en mode Corps. LIPO et EMS fonctionnent au niveau 1.
2. Appuyez sur LIPO pour augmenter le niveau d'aspiration, appuyez sur EMS pour augmenter le niveau EMS. L'aspiration et l'EMS ont 3 niveaux indiqués par 3 LED orange.

Attention! Lors de la première utilisation, il est recommandé de

commencer par le niveau 1 pour les modes EMS et LIPO. L'application d'une petite quantité d'huile pour bébé ou d'huile de massage sur la peau peut aider à l'effet glissant. Cependant, l'utilisation d'huiles parfumées doit être évitée car elles peuvent endommager la buse en plastique.

3. Après avoir ajusté les paramètres à vos besoins, placez la ventouse contre la partie du corps sélectionnée et déplacez-la très lentement sur la peau.

4. Pour de meilleurs résultats, répétez le traitement pendant 3 à 5 minutes par jour.

5. Lorsque LIPO et EMS sont activés, vous devriez sentir à la fois une succion de la peau et un léger flux de courants électriques. Si l'un d'entre eux devient méchant, appuyez sur le gros bouton "Release" pour l'éteindre. Modifiez les paramètres à un niveau d'intensité inférieur avant de procéder au traitement.

6. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode VISAGE ou appuyez deux fois pour éteindre l'appareil. L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique après 10 minutes.

7. Pour retirer la buse, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

8. Voir la section "nettoyage" ci-dessous pour les instructions de remplacement du filtre.

Mode VISAGE

1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode visage. Seul le mode EMS fonctionne, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la ventouse.

2. Appuyez sur EMS pour sélectionner le niveau EMS. 3 niveaux sont indiqués par 3 LED oranges.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

Conseils d'utilisation

- Le masseur anti-cellulite est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé régulièrement, en association avec une alimentation saine et équilibrée et une activité physique régulière.
- Déplacez le produit autour de votre corps pendant l'utilisation. Tenez simplement le boîtier de l'appareil fermement pour ne pas le faire tomber. Il n'est pas nécessaire d'appuyer trop fort l'appareil contre la peau. Si l'aspiration devient inconfortable ou trop forte, appuyez sur le bouton "RELEASE" pour libérer la buse de votre corps.
- Des rougeurs ou des ecchymoses temporaires sur la zone massée ne sont pas rares. Ces symptômes devraient disparaître en quelques jours.

Avertissements

- Une personne portant un stimulateur cardiaque ne peut pas effectuer une procédure à l'aide de l'appareil.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil aux personnes ayant subi une intervention chirurgicale ou ayant subi des brûlures cutanées au cours du dernier mois.
- Il est interdit aux personnes souffrant de dermatite, de cicatrices, de lésions ou d'hypersensibilité électromagnétique d'utiliser l'appareil.
- Retirer les montres, verres et autres objets métalliques avant de commencer le travail.
- Évitez le contact de la tête avec le globe oculaire.
- Ne maintenez pas l'appareil au même endroit pendant une longue période.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes.

Nettoyage

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Retirez la buse de l'appareil.
3. Utilisez des pincettes pour retirer le filtre.

Remarque : Il est recommandé de remplacer le filtre tous les trois mois ou lorsque vous commencez à sentir que la puissance d'aspiration est réduite.

4. Essuyez la buse avec un chiffon humide après utilisation.
5. Ne laissez jamais l'unité principale entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne plongez dans aucun liquide pour le nettoyage.
6. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de brosses, d'encaustiques pour vitres ou meubles, de diluants à peinture, etc. pour nettoyer l'appareil.

Stockage

- Gardez l'appareil sec et propre.
- Tenir à l'écart des températures élevées.
- Tenir hors de portée des enfants.

Une description détaillée peut être trouvée à :
<https://www.youtube.com/beautiflyeu>



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

Velikost zařízení:	145*60*69mm
Hmotnost zařízení:	234 g
Doba nabíjení:	3-4 hodiny
Pracovní čas:	≥60 minut
Způsob nabíjení:	typ c
Automatické vypnutí:	10 minut
Vlnová délka červeného světla:	630 ± 5 nm

Upozornění na bezpečnost

Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny při používání zařízení.

Návod k použití

Vyberte si větší nebo menší přísavku, podle velikosti masírované oblasti. Připojte trysku k zařízení umístěním jejích malých výstupků a otočením.

Popis zařízení [viz strana 2 obrázek f1]

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko nastavení sání
3. Tlačítko režimu LIPO
4. Tlačítko režimu EMS
5. LED indikátory
6. Nabíjecí vstup typu C
7. Velká přísavka
8. Malá přísavka
9. Nabíjecí kabel typu C

Přistání

1. Nabijte své zařízení připojením ke zdroji napájení pomocí dodaného kabelu USB Type-C. Během nabíjení budou LED diody postupně blikat. Když je produkt plně nabitý a všech šest LED diod svítí, odpojte jej od zdroje napájení.
2. 2 až 4 hodiny nabíjení poskytuje přibližně 1 hodinu bezdrátového používání.
3. Když je zařízení zapnuté, všech 6 LED 5krát zabliká, pokud je baterie vybitá a potřebuje nabít.

Režim BODY

1. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení. Zařízení je v režimu Body. LIPO a EMS fungují na úrovni 1.
2. Stiskněte LIPO pro zvýšení úrovně sání, stiskněte EMS pro zvýšení úrovně EMS. Sání i EMS mají 3 úrovně indikované 3 oranžovými LED diodami.

Pozornost! Při prvním použití se doporučuje začít s úrovní 1 pro režim EMS i LIPO. Nanesení malého množství dětského oleje nebo

masážního oleje na pokožku může pomoci s klouzavým efektem. Je však třeba se vyhnout použití parfémovaných olejů, protože mohou poškodit plastovou trysku.

3. Po úpravě nastavení podle vašich potřeb přiložte přísavku k vybrané části těla a velmi pomalu ji pohybuje po pokožce.

4. Pro dosažení nejlepších výsledků opakujte ošetření po dobu 3 až 5 minut denně.

5. Když jsou LIPO a EMS zapnuté, měli byste cítit jak sání kůže, tak mírný tok elektrického proudu. Pokud je některý z nich nepříjemný, vypněte jej stisknutím velkého tlačítka „Uvolnit“. Před pokračováním v ošetření změňte nastavení na nižší úroveň intenzity.

6. Stisknutím tlačítka napájení jednou přejdete do režimu OBLIČEJE nebo dvakrát jej stisknete, abyste zařízení vypnuli. Zařízení má funkci automatického vypnutí po 10 minutách.

7. Chcete-li trysku vyjmout, otočte ji proti směru hodinových ručiček.

8. Pokyny pro výměnu filtru naleznete v části „čištění“ níže.

Režim FACE

1. Stiskněte dvakrát tlačítka napájení pro přepnutí do režimu obličeje. Funguje pouze režim EMS, takže není potřeba používat přísavku.

2. Stiskněte EMS pro výběr úrovně EMS. 3 úrovně jsou indikovány 3 oranžovými LED diodami.

3. Po dokončení jedním stisknutím tlačítka napájení vypněte zařízení.

Tipy pro použití

- Anticelulitidní masážní přístroj je zvláště účinný při pravidelném používání ve spojení se zdravou, vyváženou stravou a pravidelným cvičením.

- Během používání pohybuje produktem kolem těla. Stačí pevně držet pouzdro zařízení, aby vám nespadlo. Zařízení není nutné příliš tlačít na kůži. Pokud se sání v kterémkoli bodě stane nepříjemným nebo příliš silným, stiskněte tlačítka „RELEASE“, abyste uvolnili hubici z těla.

- Dočasné zarudnutí nebo modřiny masírované oblasti nejsou neobvyklé. Tyto příznaky by měly vymizet během několika dnů.

Varování

- Osoba s kardiostimulátorem nemůže provádět proceduru pomocí zařízení.

- Zařízení je zakázáno používat osobám, které v posledním měsíci prodělaly operaci nebo utrpěly popáleniny kůže.

- Osoby s dermatitidou, jizvami, poškozením nebo elektromagnetickou precitlivělostí mají zakázáno používat přístroj.

- Před zahájením práce sejměte hodinky, brýle a jiné kovové předměty.

- Vyhněte se kontaktu hlavy s oční bulvou.

- Nedržte zařízení ve stejné oblasti po dlouhou dobu.

- Zařízení by neměly používat těhotné ženy.

Čištění

1. Před čištěním zařízení odpojte.
2. Vyměte trysku ze zařízení.
3. Pomocí pinzety vyměte filtr.

Poznámka: Doporučuje se vyměnit filtr každé tři měsíce nebo když začnete pociťovat snížený sací výkon.

4. Po použití otřete trysku dočista vlhkým hadříkem.
5. Nikdy nedovolte, aby se hlavní jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Při čištění neponořujte do žádné kapaliny.
6. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, leštidla na sklo nebo nábytek, ředidlo na barvy atd.

Úložný prostor

- Udržujte zařízení suché a čisté.
- Chraňte před vysokou teplotou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.


Podrobný popis najdete na:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Velikost naprave:	145*60*69 mm
Teža naprave:	234 g
Čas polnjenja:	3-4 ure
Delovni čas:	≥60 minut
Način polnjenja:	vrsta c
Samodejni izklop:	10 minut
Valovna dolžina rdeče svetlobe:	630±5nm

Opozorila glede varnosti

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Upoštevajte varnostna navodila pri uporabi naprave.

Navodila za uporabo

Izberite večjo ali manjšo ventuzo, odvisno od velikosti masiranega področja. Šobo pritrdite na napravo tako, da poiščete njene majhne štrline in jo zasukate.

Opis naprave [glejte sliko f1 na strani 2]

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za nastavitev sesanja
3. Gumb za način LIPO
4. Gumb za način EMS
5. LED indikatorji
6. Polnilni vhod tipa C
7. Velika priseska
8. Majhna priseska
9. Polnilni kabel Type-C

Pristanek

1. Napolnite svojo napravo tako, da jo povežete z virom napajanja s priloženim kablom USB Type-C. LED-lučke bodo med polnjenjem zaporedno utripale. Ko je izdelek popolnoma napolnjen in vseh šest LED sveti, ga odklopite iz vira napajanja.
2. 2- do 4-urno polnjenje zagotavlja približno 1 uro brezžične uporabe.
3. Ko je naprava vklopljena, bo vseh 6 LED 5-krat utripnilo, če je baterija skoraj prazna in jo je treba napolniti.

način BODY

1. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Naprava je v načinu Body. LIPO in EMS delujeta na stopnji 1.
 2. Pritisnite LIPO, da povečate stopnjo sesanja, pritisnite EMS, da povečate raven EMS. Tako sesanje kot EMS imata 3 stopnje, označene s 3 oranžnimi LED diodami.
- Pozor! Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti s stopnjo 1 za način EMS in LIPO. Nanos majhne količine otroškega ali masažnega olja na kožo lahko pomaga pri drsečem učinku. Vendar se je treba izogibati uporabi

parfumiranih olj, saj lahko poškodujejo plastično šobo.

3. Ko prilagodite nastavitve svojim potrebam, postavite prisesek na izbrani del telesa in ga zelo počasi premikajte po koži.
4. Za najboljše rezultate ponavljajte zdravljenje 3 do 5 minut dnevno.
5. Ko sta LIPO in EMS vklopljena, bi morali občutiti sesanje kože in rahel pretok električnega toka. Če kateri od njih postane grd, pritisnite velik gumb "Sprost", da ga izklopite. Preden nadaljujete z zdravljenjem, spremenite nastavitve na nižjo stopnjo intenzivnosti.
6. Enkrat pritisnite gumb za vklop, da se premaknete v način OBRAZ ali ga dvakrat pritisnite, da izklopite napravo. Naprava ima funkcijo samodejnega izklopa po 10 minutah.
7. Šobo odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
8. Glejte spodnji razdelek "čiščenje" za navodila za zamenjavo filtra.

način OBRAZ

1. Dvakrat pritisnite gumb za vklop, da preklopite v način obraza. Deluje samo način EMS, zato ni treba uporabljati priseseka.
2. Pritisnite EMS, da izberete raven EMS. 3 stopnje so prikazane s 3 oranžnimi LED diodami.
3. Ko končate, enkrat pritisnite gumb za vklop, da izklopite napravo.

Nasveti za uporabo

- Anticelulitni masažni aparat je še posebej učinkovit ob redni uporabi, v povezavi z zdravo, uravnoteženo prehrano in redno telesno vadbo.
- Med uporabo premikajte izdelek po telesu. Enostavno držite ohišje naprave trdno, da vam ne pade. Naprave ni treba preveč pritiskati ob kožo. Če sesanje na kateri koli točki postane neprijetno ali premočno, pritisnite gumb "RELEASE", da sprostite šobo iz telesa.
- Začasna pordelost ali podplutbe na masiranem območju niso neobičajne. Ti simptomi bi morali izginiti v nekaj dneh.

Opozorila

- Oseba s srčnim spodbujevalnikom ne more izvesti postopka z napravo.
- Napravo je prepovedano uporabljati osebam, ki so bile v zadnjem mesecu operirane ali so imele opekline na koži.
- Osebam z dermatitisom, brazgotinami, poškodbami ali elektromagnetno preobčutljivostjo je uporaba naprave prepovedana.
- Pred začetkom dela odstranite ure, očala in druge kovinske predmete.
- Izogibajte se stiku glave z zrkлом.
- Naprave ne držite dolgo na istem območju.
- Naprave ne smejo uporabljati nosečnice.

Čiščenje

1. Pred čiščenjem izklopite napravo.
2. Odstranite šobo iz naprave.
3. S pinceto odstranite filter.

Opomba: Priporočljivo je, da filter zamenjate vsake tri mesece ali ko začnete čutiti, da je sesalna moč zmanjšana.

4. Šobo po uporabi obrišite z vlažno krpo.
5. Nikoli ne dovolite, da bi glavna enota prišla v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Za čiščenje ga ne potaplajte v nobeno tekočino.
6. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil, ščetk, loščila za steklo ali pohištvo, razredčila itd.

Shranjevanje

- Napravo ohranjajte suho in čisto.
- Hraniti ločeno od visokih temperatur.
- Hraniti izven dosega otrok.

Podroben opis najdete na:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Dimensione del dispositivo:	145*60*69mm
Peso del dispositivo:	234 gr
Tempo di carica:	3-4 ore
Orario di lavoro:	≥60 minuti
Metodo di ricarica:	tipo c
Spegnimento automatico:	10 minuti
Lunghezza d'onda della luce rossa:	630±5 nm

Avvertenze sulla sicurezza

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Rispettare le indicazioni di sicurezza durante l'uso del dispositivo.

Istruzioni per l'uso

Scegli una ventosa più grande o più piccola, a seconda delle dimensioni dell'area massaggiata. Attacca l'ugello al dispositivo individuando le sue piccole sporgenze e ruotandolo.

Descrizione del dispositivo [vedi pagina 2 figura f1]

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Pulsante regolazione aspirazione
3. Pulsante modalità LIPO
4. Pulsante modalità EMS
5. Indicatori LED
6. Ingresso di ricarica di tipo C
7. Grande ventosa
8. Una piccola ventosa
9. Cavo di ricarica di tipo C

Approdo

1. Carica il tuo dispositivo collegandolo a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo USB di tipo C. I LED lampeggeranno in sequenza durante la ricarica. Quando il prodotto è completamente carico e tutti e sei i LED sono accesi fissi, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
2. Una carica da 2 a 4 ore fornisce circa 1 ora di utilizzo cordless.
3. Quando il dispositivo è acceso, tutti e 6 i LED lampeggeranno 5 volte se la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Modalità CORPO

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Il dispositivo è in modalità Corpo. LIPO ed EMS lavorano al livello 1.
2. Premere LIPO per aumentare il livello di aspirazione, premere EMS per aumentare il livello EMS. Sia l'aspirazione che l'EMS hanno 3 livelli indicati da 3 LED arancioni.
Attenzione! Quando si utilizza per la prima volta, si consiglia di iniziare con il livello 1 sia per la modalità EMS che per quella LIPO.

Applicare una piccola quantità di olio per bambini o olio da massaggio sulla pelle può aiutare con l'effetto di scivolamento. Tuttavia, l'uso di oli profumati dovrebbe essere evitato in quanto possono danneggiare l'ugello di plastica.

3. Dopo aver regolato le impostazioni in base alle proprie esigenze, posizionare la ventosa contro la parte del corpo selezionata e spostarla molto lentamente sulla pelle.

4. Per ottenere i migliori risultati, ripetere il trattamento per 3-5 minuti al giorno.

5. Quando LIPO ed EMS sono accesi, dovresti sentire sia l'aspirazione della pelle che un leggero flusso di corrente elettrica. Se qualcuno di loro diventa cattivo, premi il grande pulsante "Rilascia" per spegnerlo. Modificare le impostazioni su un livello di intensità inferiore prima di procedere con il trattamento.

6. Premi il pulsante di accensione una volta per passare alla modalità FACE o premilo due volte per spegnere il dispositivo. Il dispositivo dispone di una funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti.

7. Per rimuovere l'ugello, ruotarlo in senso antiorario.

8. Vedere la sezione "pulizia" di seguito per le istruzioni sulla sostituzione del filtro.

Modalità VISO

1. Premere due volte il pulsante di accensione per passare alla modalità Viso. Funziona solo la modalità EMS, quindi non è necessario utilizzare la ventosa.

2. Premere EMS per selezionare il livello EMS. 3 livelli sono indicati da 3 LED arancioni.

3. Al termine, premere una volta il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

Suggerimenti per l'uso

- Il massaggiatore anticellulite è particolarmente efficace se utilizzato regolarmente, in combinazione con una dieta sana ed equilibrata e un regolare esercizio fisico.

- Spostare il prodotto intorno al corpo durante l'uso. Basta tenere saldamente la custodia del dispositivo per non farlo cadere. Non è necessario premere troppo forte il dispositivo contro la pelle. Se l'aspirazione in qualsiasi momento diventa scomoda o troppo forte, premi il pulsante "RELEASE" per rilasciare l'ugello dal tuo corpo.

- L'arrossamento o lividi temporanei dell'area massaggiata non sono infrequenti. Questi sintomi dovrebbero scomparire entro pochi giorni.

Avvertenze

- Una persona con un pacemaker non può eseguire una procedura utilizzando il dispositivo.

- È vietato l'uso del dispositivo a persone che hanno subito interventi chirurgici o ustioni cutanee nell'ultimo mese.
- Alle persone con dermatiti, cicatrici, danni o ipersensibilità elettromagnetica è vietato l'uso del dispositivo.
- Rimuovere orologi, occhiali e altri oggetti metallici prima di iniziare il lavoro.
- Evitare il contatto della testa con il bulbo oculare.
- Non tenere il dispositivo nella stessa area per lungo tempo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da donne in gravidanza.

Pulizia

1. Scollegare il dispositivo prima della pulizia.
 2. Rimuovere l'ugello dal dispositivo.
 3. Utilizzare le pinzette per rimuovere il filtro.
- Nota: si consiglia di sostituire il filtro ogni tre mesi o quando si inizia a sentire che la potenza di aspirazione è ridotta.
4. Dopo l'uso, pulire l'ugello con un panno umido.
 5. Non permettere mai che l'unità principale venga a contatto con acqua o altri liquidi. Non immergere in alcun liquido per la pulizia.
 6. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, spazzole, lucidanti per vetri o mobili, diluenti per vernici, ecc. per pulire il dispositivo.

Magazzinaggio

- Mantenere il dispositivo asciutto e pulito.
- Tenere lontano da temperature elevate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Una descrizione dettagliata è disponibile su:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Įrenginio dydis:	145 * 60 * 69 mm
Prietaiso svoris:	234 g
Įkrovimo laikas:	3–4 valandas
Darbo laikas:	≥60 minučių
Įkrovimo būdas:	tipas c
Automatinis išjungimas:	10 minučių
Raudonos šviesos bangos ilgis:	630±5nm

Saugumo įspėjimai

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikykitės saugos taisyklių naudojant įrenginį.

Naudojimo instrukcijos

Rinkitės didesnę ar mažesnę siurbtuką, priklausomai nuo masažuojamos vietos dydžio. Pritvirtinkite antgalį prie prietaiso nustatydami mažus jo išsikišimus ir pasukdami.

Įrenginio aprašymas [žr. 2 psl. f1 paveikslėlių]

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Siurbimo reguliavimo mygtukas
3. LIPO režimo mygtukas
4. EMS režimo mygtukas
5. LED indikatoriai
6. C tipo įkrovimo įvestis
7. Didelis siurbtukas
8. Mažas siurbtukas
9. C tipo įkrovimo laidas

Nusileidimas

1. Įkraukite įrenginį prijungę jį prie maitinimo šaltinio naudodami pateiktą USB Type-C laidą. Įkraunant šviesos diodai mirksės nuosekliai. Kai gaminys visiškai įkrautas ir visi šeši šviesos diodai dega, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
2. 2–4 valandų įkrovimas užtikrina maždaug 1 valandą belaidžio naudojimo.
3. Kai įrenginys įjungtas, visi 6 šviesos diodai sumirksės 5 kartus, jei akumuliatorius išsikrauna ir jį reikia įkrauti.

BODY režimas

1. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Prietaisas veikia kūno režimu. LIPO ir EMS veikia 1 lygiu.
2. Paspauskite LIPO, kad padidintumėte siurbimo lygį, paspauskite EMS, kad padidintumėte EMS lygį. Tiek siurbimas, tiek EMS turi 3 lygius, kuriuos rodo 3 oranžiniai šviesos diodai. Dėmesio! Naudojant pirmą kartą, rekomenduojama pradėti nuo 1 lygio tiek EMS, tiek LIPO režimams. Odą patepę nedideliu kiekiu

kūdikių aliejaus ar masažo aliejaus, galite pagerinti slydimo efektą. Tačiau reikėtų vengti naudoti kvepiančius aliejus, nes jie gali pažeisti plastikinį antgalį.

3. Sureguliuavę nustatymus pagal savo poreikius, pridėkite siurbimo pagalvėlę prie pasirinktos kūno dalies ir labai lėtai judinkite per odą.
4. Siekdami geriausių rezultatų, procedūrą kartokite 3–5 minutes kasdien.
5. Kai įjungti LIPO ir EMS, turėtumėte jausti ir odos siurbimą, ir nedidelį elektros srovių srautą. Jei kuris nors iš jų tampa nemalonus, paspauskite didelį mygtuką „Atleisti“, kad jį išjungtumėte. Prieš tęsdami gydymą, pakeiskite nustatymus į žemesnį intensyvumo lygį.
6. Norėdami pereiti į VEIDO režimą, vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, o norėdami išjungti įrenginį, spustelėkite jį du kartus. Prietaisas turi automatinio išjungimo funkciją po 10 minučių.
7. Norėdami išimti antgalį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
8. Filtro keitimo instrukcijas rasite toliau esančiame skyriuje „Valymas“.

FACE režimas

1. Du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte į veido režimą. Veikia tik EMS režimas, todėl nereikia naudoti siurbtuko.
2. Paspauskite EMS, kad pasirinktumėte EMS lygį. 3 lygius rodo 3 oranžiniai šviesos diodai.
3. Baigę vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį.

Naudojimo patarimai

- Anticeliulitinis masažuoklis ypač efektyvus, kai naudojamas reguliariai, kartu su sveika, subalansuota mityba ir reguliaria mankšta.
- Naudodami produktą judėkite po kūną. Tiesiog tvirtai laikykite prietaiso dėklą, kad nenukristų. Nereikia prietaiso per stipriai spausti prie odos. Jei siurbimas bet kuriuo momentu tampa nepatogus arba per stiprus, paspauskite mygtuką „ATLEISTI“, kad atlaisvintumėte antgalį nuo kūno.
- Neretai pasitaiko laikinas masažuojamos vietos paraudimas ar mėlynių atsiradimas. Šie simptomai turėtų išnykti per kelias dienas.

Įspėjimai

- Asmuo, turintis širdies stimuliatorių, negali atlikti procedūros naudodamas prietaisą.
- Prietaisą draudžiama naudoti žmonėms, kuriems pastarąjį mėnesį buvo atlikta operacija arba jie nudegę odą.
- Žmonėms, turintiems dermatitą, randus, pažeidimus ar padidėjusį elektromagnetinį jautrumą, naudoti prietaisą draudžiama.

- Prieš pradėdami dirbti, nuimkite laikrodžius, akinius ir kitus metalinius daiktus.
- Venkite galvos kontakto su akies obuoliu.
- Nelaikykite prietaiso toje pačioje vietoje ilgą laiką.
- Prietaiso neturėtų naudoti nėščios moterys.

Valymas

1. Prieš valydami išjunkite prietaisą.
2. Nuimkite antgalį nuo įrenginio.
3. Išimkite filtrą pincetu.

Pastaba: filtrą rekomenduojama keisti kas tris mėnesius arba kai pradėsite jausti, kad siurbimo galia sumažėja.

4. Po naudojimo purkštuką nuvalykite drėgna šluoste.
5. Niekada neleiskite pagrindiniam įrenginiui liestis su vandeniu ar kitais skysčiais. Valymui nenardinkite į jokių skystį.
6. Prietaisui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, šepčių, stiklo ar baldų poliravimo, dažų skiediklio ir pan.

Sandėliavimas

- Laikykite prietaisą sausą ir švarų.
- Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros.
- Saugoti nuo vaikų.

Išsamų aprašymą rasite adresu:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Размер устройства:	145*60*69мм
Вес устройства:	234 г
Время зарядки:	3-4 часа
Рабочее время:	≥60 минут
Способ зарядки:	тип с
Автоматическое отключение:	10 минут
Длина волны красного света:	630 ± 5 нм

Предупреждения о безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Соблюдайте инструкции по безопасности при использовании устройства.

Инструкции по использованию

Выберите большую или меньшую присоску в зависимости от размера массируемой области. Присоедините насадку к устройству, найдя ее небольшие выступы и скрутив ее.

Описание устройства [см. стр. 2, рис. f1]

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка регулировки всасывания
3. Кнопка режима LIPO
4. Кнопка режима экстренной помощи
5. Светодиодные индикаторы
6. Зарядный вход Type-C
7. Большая присоска
8. Маленькая присоска
9. Зарядный кабель Type-C

Посадка

1. Зарядите устройство, подключив его к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C. Во время зарядки светодиоды будут последовательно мигать. Когда изделие полностью заряжено и все шесть светодиодов горят постоянно, отключите его от источника питания.
2. Зарядка в течение 2–4 часов обеспечивает примерно 1 час работы без кабеля.
3. Когда устройство включено, все 6 светодиодов мигнут 5 раз, если батарея разряжена и нуждается в зарядке.

ТЕЛО режим

1. Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Устройство находится в режиме тела. LIPO и EMS работают на уровне 1.
2. Нажмите LIPO, чтобы увеличить уровень всасывания, нажмите EMS, чтобы увеличить уровень EMS. И всасывание, и EMS имеют 3 уровня, обозначаемые 3 оранжевыми светодиодами.

Внимание! При первом использовании рекомендуется начинать с уровня 1 как для режима EMS, так и для режима LIPO. Нанесение небольшого количества детского масла или массажного масла на кожу может усилить эффект скольжения. Однако следует избегать использования парфюмированных масел, так как они могут повредить пластиковую насадку.

3. После настройки параметров в соответствии с вашими потребностями приложите присоску к выбранной части тела и очень медленно перемещайте ее по коже.
4. Для достижения наилучших результатов повторяйте процедуру от 3 до 5 минут ежедневно.
5. Когда LIPO и EMS включены, вы должны ощущать как всасывание кожи, так и небольшой поток электрических токов. Если какой-либо из них становится неприятным, нажмите большую кнопку «Отпустить», чтобы отключить его. Измените настройки на более низкий уровень интенсивности, прежде чем продолжить лечение.
6. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы перейти в режим ЛИЦА, или дважды, чтобы выключить устройство. Устройство имеет функцию автоматического выключения через 10 минут.
7. Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки.
8. Инструкции по замене фильтра см. в разделе «Очистка» ниже.

Режим ЛИЦА

1. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим «Лицо». Работает только режим EMS, поэтому нет необходимости использовать присоску.
2. Нажмите EMS, чтобы выбрать уровень EMS. 3 уровня обозначаются 3 оранжевыми светодиодами.
3. По завершении нажмите кнопку питания один раз, чтобы выключить устройство.

Советы по использованию

- Антицеллюлитный массажер особенно эффективен при регулярном использовании в сочетании со здоровой сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.
- Во время использования перемещайте изделие вокруг себя. Просто крепко держите корпус устройства, чтобы не уронить его. Нет необходимости слишком сильно прижимать устройство к коже. Если в какой-либо момент всасывание становится неудобным или слишком сильным, нажмите кнопку «RELEASE», чтобы отсоединить насадку от тела.
- Нередки временные покраснения или кровоподтеки массируемой области. Эти симптомы должны исчезнуть в течение нескольких дней.

Предупреждения

- Человек с кардиостимулятором не может выполнять процедуры с помощью устройства.
- Запрещено использование прибора людьми, перенесшими операции или имеющими ожоги кожи в течение последнего месяца.
- Людям с дерматитом, шрамами, повреждениями или повышенной чувствительностью к электромагнитным полям запрещено пользоваться устройством.
- Снимите часы, очки и другие металлические предметы перед началом работы.
- Избегайте контакта головы с глазным яблоком.
- Не держите устройство в одном и том же месте в течение длительного времени.
- Устройство не должно использоваться беременными женщинами.

Уборка

1. Перед очисткой отключите устройство от сети.
2. Снимите насадку с устройства.
3. Используйте пинцет для удаления фильтра.
Примечание. Рекомендуется заменять фильтр каждые три месяца или когда вы почувствуете, что мощность всасывания снижается.
4. После использования протрите насадку влажной тканью.
5. Никогда не допускайте контакта основного блока с водой или другими жидкостями. Не погружайте в какую-либо жидкость для очистки.
6. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, щетки, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски и т. д. для очистки устройства.

Хранилище

- Держите устройство сухим и чистым.
- Беречь от высокой температуры.
- Храните в недоступном для детей месте.

Подробное описание можно найти по адресу:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

EN: Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, should be taken to local waste collection points or returned to the seller, and further details can be obtained from your municipality. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures and harmful components that are dangerous for the environment and human health. Improper handling or damage to these items can lead to health problems or environmental pollution during the disposal or recycling of equipment.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Dies wird durch das durchgestrichene Rad auf der Verpackung angezeigt. Verwendete elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren sollten an örtlichen Sammelstellen für Abfälle abgegeben oder an den Verkäufer zurückgegeben werden. Weitere Einzelheiten können bei Ihrer Gemeinde erfragt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können gefährliche Substanzen, Gemische und schädliche Komponenten enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich sind. Ein unsachgemäßer Umgang oder Beschädigung dieser Gegenstände kann während der Entsorgung oder Wiederverwertung der Geräte zu gesundheitlichen Problemen oder Umweltverschmutzung führen.

FR: Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ménagers. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée d'une croix figurant sur l'emballage. Les équipements électriques et électroniques usagés, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés dans des points de collecte sélective des déchets locaux ou retournés au vendeur, et des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de votre municipalité. Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, peuvent contenir des substances dangereuses, des mélanges et des composants nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages à ces articles peuvent entraîner des problèmes de santé ou une pollution environnementale lors de l'élimination ou du recyclage de l'équipement.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y los acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica mediante el símbolo de la papelera tachada que se encuentra en el envase. Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados, así como las baterías y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva de residuos o devolverse al vendedor, y se pueden obtener más detalles en su municipio. Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y los acumuladores, pueden contener sustancias peligrosas, mezclas y componentes dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Una manipulación incorrecta o su daño puede conducir a daños en la salud o la contaminación del medio ambiente durante la eliminación o el reciclaje del equipo.

CZ: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, nesmějí být mícháno s jinými domácími odpady. To je uvedeno na obalu křížem přeškrtnutým odpadkovým košem. Použitá elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, je třeba odevzdat na místní sběrné stanice nebo vrátit prodávajícímu a další podrobnosti mohou být získány v místní obci. Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a škodlivé složky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. To je označeno s prečrtano košarico, ki se nahaja na embalaži. Uporabljene električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji je treba dostaviti na lokalne zbirne točke ali vrniti prodajalcu, dodatne podrobnosti pa lahko dobite v svoji občini. Električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, mešanice in škodljive sestavine, ki so nevarne za okolje in človekovo zdravje. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihovo poškodovanje lahko pri nadaljnji odstranitvi ali recikliranju opreme povzroči škodo na zdravju ali onesaženje okolja.

IT: Gli apparecchi elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, non devono essere combinati con altri rifiuti domestici. Questo è indicato dal simbolo del cestino barrato presente sull'imballaggio. Gli apparecchi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori esausti devono essere consegnati ai punti di raccolta differenziata locali o al rivenditore, e per maggiori dettagli si può chiedere al proprio comune. Gli apparecchi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze pericolose, miscele e componenti dannosi per l'ambiente e la salute umana. Un trattamento scorretto o dannoso ad essi possono portare a danni alla salute o all'inquinamento ambientale durante la successiva eliminazione o riciclaggio degli apparecchi.

LT: Elektrinių ir elektroninių prietaisų, taip pat baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Tai rodo perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis ant pakuotės. Elektros ir elektroninių prietaisų atliekas, taip pat baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti į vietinius atrankinio atliekų surinkimo punktus arba pardavėjui, o dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į savo savivaldybę. Elektros ir elektroninėje įrangoje, taip pat baterijose ir akumuliatoriuose gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamai elgiantis ar sugadinus įrenginius, gali būti sužaloti asmenys arba gali būti užteršta aplinka šalinant ar perdirbant įrangą.

RU: Электрические и электронные устройства, а также батарейки и аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает значок перечеркнутого мусорного бака на упаковке. Отработанные электрические и электронные устройства, а также батареи и аккумуляторы следует сдавать в местные пункты раздельного сбора отходов или продавцу, а для получения подробной информации свяжитесь с вашей коммуной. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, наносящие вред окружающей среде и здоровью человека. Неправильное обращение с ними или их повреждение могут привести к травмам или загрязнению окружающей среды при утилизации или переработке оборудования.



Skrócona deklaracja zgodności

PL: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Lipomassage Slim Body jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

EN: The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the Lipomassage Slim Body product complies with the directive of the European Parliament and of the Council 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and the directive of the European Parliament and of the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, including Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. The full text of the declaration of conformity is available at the following web address:

ES: El fabricante declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto Lipomassage Slim Body cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/30/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/65/UE, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, incluida la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección web:

FR: Le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit Lipomassage Slim Body est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/65/UE du 8 juin 2011 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse web suivante :

DE: Der Hersteller erklärt hiermit, in seiner alleinigen Verantwortung, dass das Produkt Lipomassage Slim Body gemäß der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2014/30/EU vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten einschließlich der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU konform ist. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Webadresse verfügbar:

CZ: Výrobce tímto prohlašuje, že produkt Lipomassage Slim Body je v souladu s direktivou Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické compatibility a direktivou Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení včetně delegované direktivy Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, která mění přílohu II k direktivě Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ohledně seznamu látek omezených v používání. Celý text prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese:

SL: Proizvajalec s tem izključno lastno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek Lipomassage Slim Body skladen z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede elektromagnetne združljivosti in direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, vključno z delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k direktivi 2011/65/EU glede seznama snovi, ki so predmet omejitev. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

IT: Il produttore dichiara qui con esclusiva responsabilità che il prodotto Lipomassage Slim Body è conforme alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente il recepimento della legislazione degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica, nonché alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/65/UE del 8 giugno 2011 relativa alla limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, insieme alla direttiva delegata della Commissione (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 che modifica l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a limitazioni. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo web:

LT: Gamintojas savo vienintelę atsakomybę deklaruoja, kad Lipomassage Slim Body produktas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvą 2014/30/ES dėl elektromagnetinės suderinamumo suderinimo valstybių narių teisės aktuose, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. birželio 8 d. direktyvą 2011/65/ES dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektronikos įrenginiuose apribojimo, kartu su Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863, pakeičiančios 2011 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES priedą II dėl apribojamų medžiagų sąrašo. Visas atitikties deklaracijos tekstas prieinamas interneto adresu:

RU: Настоящим производитель заявляет под свою исключительную ответственность, что продукт Lipomassage Slim Body соответствует Директиве 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся электромагнитных совместимости, а также Директива Европейского парламента Европейского Союза и Совета 2011/65/ЕС 8 июня 2011 г. об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании вместе с Делегированной директивой Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 г., вносящей поправки в Приложение II к Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента. и Совета по списку запрещенных веществ. Полное содержание декларации о соответствии доступно по следующему адресу в Интернете:

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

Model: Lipomassage Slim Body