


BEAUTIFLY

OptiRelax Pro Smooth

FitRecovery
series

Masażer oczu
Eye massager


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifully.eu  @beautifully.eu  beautifully.eu

 /beautifulyeu  @beautifully.eu

f1



f2



Napięcie znamionowe: 5V
 Moc znamionowa: 5W
 Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Produkt należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci.
2. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony lub ma uszkodzoną ładowarkę, przewód lub wtyczkę.
3. Nigdy nie należy ładować, jeśli produkt i ładowarka zostaną zanurzone w wodzie.
4. Produktu nie wolno stosować przy chorobach oczu (po przebytych operacjach oka, przy jaskrze, zaćmie, odwarstwionej siatkówce i inne poważne choroby oczu).
5. Zabrania się stosowania produktu u osób, które posiadają rozruszniki serca.
6. Nie demontuj wewnętrznych elementów produktu osobiście, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu produktu.
7. Zabrania się czyszczenia produktu wodą lub żrącym płynem.
8. Przed włączeniem należy nałożyć produkt na oczy. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, ozdoby do włosów lub inne przedmioty, powinieneś je zdjąć.
9. Produkt nie działa podczas ładowania.

Opis urządzenia [strona 2-1]:

1. Włącz/ wyłącz.
2. Podstawa.
3. Pneumatyczna głowica masująca.
4. Metalowa głowica masująca (tryb chłodzenia/ ogrzewania).
5. Pasek podtrzymujący.
6. Punktowe głowice masujące wibracyjne.

Rozwiązywanie problemów:

1. Produkt nie działa: Sprawdź, czy naciśnąłeś przycisk włącz/ wyłącz.
Sprawdź, czy bateria nie została wyczerpana. Sprawdź, czy czas jest ustawiony na domyślny (naciśnij włącz/ wyłącz, naładuj urządzenie, uruchom ponownie).
2. Nie można ładować: Sprawdź czy wtyczka została prawidłowo włożona.
3. Lampka kontrolna jest przyćmiona lub miga, ciśnienie powietrza jest zbyt słabe: naładuj urządzenie.

Opis działania:

1. Domyślny czas pracy po włączeniu wynosi 15 minut, zasilanie zostanie wyłączone automatycznie po upływie tego czasu, jeśli chcesz go kontynuować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk OFF/ON.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF/ON, aby włączyć produkt.
3. Kliknij dwukrotnie klawisz OFF/ON, aby włączyć tryb cichy. Kliknij ponownie dwukrotnie, aby zamknąć tryb.
4. Klawisz OFF/ON: krótkie naciśnięcie - przełączanie trybów w kolejności:
 Tryb 1: tryb ogrzewania oczu (wibracje + ciśnienie powietrza + ciepło)
 Tryb 2: Tryb Ice (wibracje + ciśnienie powietrza + tryb chłodzenia)
 Tryb 3: Tryb vitalności (wibracje + ciśnienie powietrza + naprzemienność ciepła i zimna)

Bluetooth:

1. Znajdź EYE-MASSAGER w funkcji Bluetooth i kliknij, aby się połączyć.
 2. Po jednokrotnym nawiązaniu połączenia Bluetooth ponownie włącz Bluetooth, a połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
 3. Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj klawisz przełącznika przez 2 sekundy, zgaśnie kontrolka przycisku zasilania.
 4. Światło niebieskie - produkt nie jest podłączony do Bluetooth.
- Światło fioletowe - Połączenie Bluetooth jest włączone.

Ładowanie:

1. Ikonki świecą się na czerwono, gdy produkt się ładuje. W pełni naładowane urządzenie - zielone światło jest włączone.
2. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 3 godzin, a po całkowitym naładowaniu zawsze świeci się białe światło.
3. Przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii: gdy moc jest mniejsza niż 20%, światło jest czerwone.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Rated voltage:	5 May
Rated power:	5 W
Rated frequency:	50/60 Hz.

Safety instructions:

1. The product should be stored in a dry and shaded place, at room temperature, out of the reach of children.
2. Never use your device if it is damaged or has a damaged charger, cord or plug.
3. Never charge if the product and charger are immersed in water.
4. The product must not be used in case of eye diseases (after eye surgery, glaucoma, cataract, detached retina and other serious eye diseases).
5. The product is prohibited for use by people who have pacemakers.
6. Do not disassemble the internal components of the product by yourself to prevent the product from malfunctioning.
7. It is prohibited to clean the product with water or corrosive liquid.
8. Before turning on, apply the product to your eyes. If you wear contact lenses, hair ornaments or other items, you should remove them.
9. The product does not work while charging.

Device description [page 2-f1]:

1. Enable/disable.
2. Foundation.
3. Pneumatic massage head.
4. Metal massage head (cooling/heating mode).
5. Support strap.
6. Point vibrating massage heads.

Troubleshooting:

1. The product does not work: Check whether you have pressed the on/off button.
Check if the battery is not exhausted. Check if the time is set to default (press on/off, charge device, restart).
2. Cannot charge: Check if the plug is inserted correctly.
3. The indicator light is dim or flashing, the air pressure is too weak: charge the device.

A description of the action:

1. The default working time after power on is 15 minutes,

the power will be turned off automatically after this time, if you want to continue it, just press the OFF/ON button again.

2. Press and hold the OFF/ON button to turn on the product.

3. Double-click the OFF/ON button to enable silent mode. Double-click again to exit the mode.

4. OFF/ON key: short press - switch modes in order:
Mode 1: Eye heating mode (vibration + air pressure + heat)

Mode 2: Ice Mode (Vibration + Air Pressure + Cooling Mode)

Mode 3: Vitality mode (vibration + air pressure + alternating heat and cold)

Bluetooth:

1. Find EYE-MASSAGER in Bluetooth function and click to connect.

2. After Bluetooth connection has been established once, turn Bluetooth on again and the connection will be established automatically.

3. Power off: Press and hold the switch key for 2 seconds, the power button light will turn off.

4. Blue light - the product is not connected to Bluetooth.
Purple light - Bluetooth connection is on.

Landing:

1. The icons glow red when the product is charging. Fully charged device - the green light is on.

2. It takes about 3 hours to fully charge the battery, and the light is always on white when fully charged.

3. Low battery reminder: when the power is less than 20%, the light is red.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Nennspannung:	5. Mai
Nennleistung:	5 W
Nennfrequenz:	50/60 Hz.

Sicherheitshinweise:

1. Das Produkt sollte an einem trockenen und schattigen Ort bei Raumtemperatur außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
2. Verwenden Sie Ihr Gerät niemals, wenn es beschädigt ist oder über ein beschädigtes Ladegerät, Kabel oder Stecker verfügt.
3. Laden Sie niemals auf, wenn das Produkt und das Ladegerät in Wasser getaucht sind.
4. Das Produkt darf nicht bei Augenerkrankungen (nach Augenoperationen, Glaukom, Katarakt, Netzhautablösung und anderen schweren Augenerkrankungen) angewendet werden.
5. Das Produkt darf nicht von Personen mit Herzschrittmachern verwendet werden.
6. Zerlegen Sie die internen Komponenten des Produkts nicht selbst, um Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.
7. Es ist verboten, das Produkt mit Wasser oder ätzenden Flüssigkeiten zu reinigen.
8. Tragen Sie das Produkt vor dem Einschalten auf Ihre Augen auf. Wenn Sie Kontaktlinsen, Haarschmuck oder andere Gegenstände tragen, sollten Sie diese entfernen.
9. Das Produkt funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Aktivieren/deaktivieren.
2. Stiftung.
3. Pneumatischer Massagekopf.
4. Massagekopf aus Metall (Kühl-/Heizmodus).
5. Stützgurt.
6. Punktvibrierende Massageköpfe.

Fehlerbehebung:

1. Das Produkt funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt haben.
Überprüfen Sie, ob die Batterie nicht leer ist. Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit auf die Standardeinstellung eingestellt ist (Ein-/Ausschalten drücken, Gerät laden, neu starten).
2. Laden nicht möglich: Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig eingesteckt ist.
3. Die Kontrollleuchte ist schwach oder blinkt, der Luftdruck ist zu schwach: Laden Sie das Gerät auf.

Eine Beschreibung der Aktion:

1. Die Standardbetriebszeit nach dem Einschalten beträgt 15 Minuten. Nach dieser Zeit wird der Strom automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie damit fortfahren möchten, drücken Sie einfach erneut die AUS/EIN-Taste.

2. Halten Sie die OFF/ON-Taste gedrückt, um das Produkt einzuschalten.

3. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche AUS/EIN, um den Ruhemodus zu aktivieren.

Doppelklicken Sie erneut, um den Modus zu verlassen.

4. AUS/EIN-Taste: kurz drücken – Modi in der Reihenfolge wechseln:

Modus 1: Augenerwärmungsmodus (Vibration + Luftdruck + Wärme)

Modus 2: Eismodus (Vibration + Luftdruck + Kühlmodus)

Modus 3: Vitalitätsmodus (Vibration + Luftdruck + abwechselnd Wärme und Kälte)

Bluetooth:

1. Suchen Sie EYE-MASSAGER in der Bluetooth-Funktion und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

2. Nachdem die Bluetooth-Verbindung einmal hergestellt wurde, schalten Sie Bluetooth wieder ein und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

3. Ausschalten: Halten Sie die Umschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, die Einschalttaste erlischt.

4. Blaues Licht – das Produkt ist nicht mit Bluetooth verbunden.
Lila Licht – Bluetooth-Verbindung ist aktiv.

Landung:

1. Die Symbole leuchten rot, wenn das Produkt aufgeladen wird.
Vollständig aufgeladenes Gerät – das grüne Licht leuchtet.

2. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa 3 Stunden und das Licht leuchtet immer weiß, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

3. Erinnerung an niedrigen Batteriestand: Wenn die Leistung weniger als 20 % beträgt, leuchtet das Licht rot.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension nominale:	5 mai
Puissance nominale:	5 W
Fréquence nominale:	50/60 Hz.

Consignes de sécurité:

1. Le produit doit être conservé dans un endroit sec et ombragé, à température ambiante, hors de portée des enfants.
2. N'utilisez jamais votre appareil s'il est endommagé ou si son chargeur, son cordon ou sa fiche est endommagé.
3. Ne chargez jamais si le produit et le chargeur sont immergés dans l'eau.
4. Le produit ne doit pas être utilisé en cas de maladies oculaires (après une chirurgie oculaire, glaucome, cataracte, décollement de la rétine et autres maladies oculaires graves).
5. L'utilisation du produit est interdite aux personnes portant un stimulateur cardiaque.
6. Ne démontez pas vous-même les composants internes du produit pour éviter un dysfonctionnement du produit.
7. Il est interdit de nettoyer le produit avec de l'eau ou un liquide corrosif.
8. Avant d'allumer, appliquez le produit sur vos yeux. Si vous portez des lentilles de contact, des ornements pour cheveux ou d'autres objets, vous devez les retirer.
9. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.

Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Activer/désactiver.
2. Fondation.
3. Tête de massage pneumatique.
4. Tête de massage en métal (mode refroidissement/chauffage).
5. Sangle de support.
6. Têtes de massage vibrantes.

Dépannage:

1. Le produit ne fonctionne pas : Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton marche/arrêt.
Vérifiez si la batterie n'est pas épuisée. Vérifiez si l'heure est réglée par défaut (appuyez sur marche/arrêt, chargez l'appareil, redémarrez).
2. Impossible de charger : vérifiez si la fiche est correctement insérée.
3. Le voyant est faible ou clignote, la pression de l'air est trop faible : chargez l'appareil.

Une description de l'action:

1. Le temps de travail par défaut après la mise sous tension est de 15 minutes, l'alimentation sera automatiquement coupée après ce temps, si vous souhaitez continuer, appuyez simplement à nouveau sur le bouton OFF/ON.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton OFF/ON pour allumer le produit.

3. Double-cliquez sur le bouton OFF/ON pour activer le mode silencieux.

Double-cliquez à nouveau pour quitter le mode.

4. Touche OFF/ON : appuyez brièvement pour changer de mode dans l'ordre :

Mode 1 : mode de chauffage des yeux (vibration + pression de l'air + chaleur)

Mode 2 : Mode Glace (Vibration + Pression atmosphérique + Mode Refroidissement)

Mode 3 : Mode Vitalité (vibration + pression d'air + alternance de chaleur et de froid)

Bluetooth:

1. Recherchez EYE-MASSAGER dans la fonction Bluetooth et cliquez pour vous connecter.

2. Une fois la connexion Bluetooth établie, réactivez Bluetooth et la connexion sera établie automatiquement.

3. Mise hors tension : appuyez et maintenez la touche interrupteur enfoncée pendant 2 secondes, le voyant du bouton d'alimentation s'éteindra.

4. Lumière bleue : le produit n'est pas connecté au Bluetooth.

Lumière violette : la connexion Bluetooth est activée.

Atterrissage:

1. Les icônes brillent en rouge lorsque le produit est en charge. Appareil entièrement chargé - le voyant vert est allumé.

2. Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie et le voyant est toujours blanc lorsqu'elle est complètement chargée.

3. Rappel de batterie faible : lorsque la puissance est inférieure à 20 %, le voyant est rouge.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensión nominal:	5 de mayo
Potencia nominal:	5W
Frecuencia nominal:	50/60 Hz.

Instrucciones de seguridad:

1. El producto debe almacenarse en un lugar seco y sombreado, a temperatura ambiente, fuera del alcance de los niños.
2. Nunca use su dispositivo si está dañado o tiene el cargador, cable o enchufe dañados.
3. Nunca cargue si el producto y el cargador están sumergidos en agua.
4. El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades oculares (después de cirugía ocular, glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y otras enfermedades oculares graves).
5. Está prohibido el uso del producto por parte de personas con marcapasos.
6. No desmonte los componentes internos del producto usted mismo para evitar que el producto funcione mal.
7. Está prohibido limpiar el producto con agua o líquidos corrosivos.
8. Antes de encender, aplique el producto en los ojos. Si usa lentes de contacto, adornos para el cabello u otros artículos, debe quitárselos.
9. El producto no funciona mientras se carga.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Activar/desactivar.
2. Fundación.
3. Cabezal de masaje neumático.
4. Cabezal de masaje metálico (modo refrigeración/calefacción).
5. Correa de soporte.
6. Cabezales de masaje con vibración puntual.

Solución de problemas:

1. El producto no funciona: Compruebe si ha pulsado el botón de encendido/apagado.
Compruebe si la batería no está agotada. Verifique si la hora está configurada por defecto (presione encendido/apagado, cargue el dispositivo, reinicie).
2. No se puede cargar: compruebe si el enchufe está insertado correctamente.
3. La luz indicadora está tenue o parpadea, la presión del aire es demasiado débil: cargue el dispositivo.

Una descripción de la acción:

1. El tiempo de trabajo predeterminado después del encendido es de 15 minutos, la alimentación se apagará automáticamente después de este tiempo, si desea continuar, simplemente presione el botón APAGADO/ENCENDIDO nuevamente.
2. Mantenga presionado el botón APAGADO/ENCENDIDO para encender el producto.
3. Haga doble clic en el botón APAGADO/ENCENDIDO para habilitar el modo silencioso.
Haga doble clic nuevamente para salir del modo.
4. Tecla APAGADO/ENCENDIDO: presione brevemente - cambie los modos en orden:
Modo 1: Modo de calentamiento de ojos (vibración + presión de aire + calor)
Modo 2: Modo Hielo (Vibración + Presión de Aire + Modo Enfriamiento)
Modo 3: Modo Vitalidad (vibración + presión de aire + alternancia de calor y frío)

Bluetooth:

1. Busque EYE-MASSAGER en la función Bluetooth y haga clic para conectarse.
2. Una vez establecida la conexión Bluetooth, vuelva a encender Bluetooth y la conexión se establecerá automáticamente.
3. Apagado: Mantenga presionada la tecla del interruptor durante 2 segundos, la luz del botón de encendido se apagará.
4. Luz azul: el producto no está conectado a Bluetooth.
Luz violeta: la conexión Bluetooth está activada.

Aterrizaje:

1. Los iconos se iluminan en rojo cuando el producto se está cargando. Dispositivo completamente cargado: la luz verde está encendida.
2. Se necesitan aproximadamente 3 horas para cargar completamente la batería y la luz siempre está encendida en blanco cuando está completamente cargada.
3. Recordatorio de batería baja: cuando la energía es inferior al 20%, la luz es roja.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão nominal:	5 de maio
Potência nominal:	5 W
Frequência nominal:	50/60 Hz.

Instruções de segurança:

1. O produto deve ser armazenado em local seco e à sombra, em temperatura ambiente, fora do alcance das crianças.
2. Nunca use seu dispositivo se ele estiver danificado ou tiver o carregador, cabo ou plugue danificado.
3. Nunca carregue se o produto e o carregador estiverem imersos em água.
4. O produto não deve ser utilizado em caso de doenças oculares (após cirurgia ocular, glaucoma, catarata, descolamento de retina e outras doenças oculares graves).
5. O produto é proibido para uso por portadores de marca-passo.
6. Não desmonte os componentes internos do produto sozinho para evitar mau funcionamento do produto.
7. É proibido limpar o produto com água ou líquido corrosivo.
8. Antes de ligar, aplique o produto nos olhos. Se você usa lentes de contato, enfeites de cabelo ou outros itens, você deve removê-los.
9. O produto não funciona durante o carregamento.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Ativar/desativar.
2. Fundação.
3. Cabeça de massagem pneumática.
4. Cabeça de massagem de metal (modo de resfriamento/aquecimento).
5. Alça de suporte.
6. Cabeças de massagem vibratórias pontuais.

Solução de problemas:

1. O produto não funciona: Verifique se você pressionou o botão liga/desliga.
Verifique se a bateria não está descarregada. Verifique se a hora está definida como padrão (pressione ligar/desligar, carregar o dispositivo, reiniciar).
2. Não é possível carregar: Verifique se o plugue está inserido corretamente.
3. A luz indicadora está fraca ou piscando, a pressão do ar está muito fraca: carregue o dispositivo.

Uma descrição da ação:

1. O tempo de trabalho padrão após ligar é de 15 minutos, a energia será desligada automaticamente após esse tempo, se você quiser continuar, basta pressionar o botão OFF/ON novamente.

2. Pressione e segure o botão OFF/ON para ligar o produto.

3. Clique duas vezes no botão OFF/ON para ativar o modo silencioso.

Clique duas vezes novamente para sair do modo.

4. Tecla OFF/ON: pressione rapidamente - alterne os modos na ordem:

Modo 1: Modo de aquecimento ocular (vibração + pressão do ar + calor)

Modo 2: Modo Gelo (Vibração + Pressão do Ar + Modo de Resfriamento)

Modo 3: Modo Vitalidade (vibração + pressão do ar + alternância de calor e frio)

Bluetooth:

1. Encontre EYE-MASSAGER na função Bluetooth e clique para conectar.

2. Depois que a conexão Bluetooth for estabelecida uma vez, ligue o Bluetooth novamente e a conexão será estabelecida automaticamente.

3. Desligar: Pressione e segure a tecla do interruptor por 2 segundos, a luz do botão liga / desliga se apagará.

4. Luz azul - o produto não está conectado ao Bluetooth.

Luz roxa - a conexão Bluetooth está ativada.

Pousar:

1. Os ícones brilham em vermelho quando o produto está carregando. Dispositivo totalmente carregado - a luz verde está acesa.

2. Demora cerca de 3 horas para carregar totalmente a bateria e a luz fica sempre branca quando totalmente carregada.

3. Lembrete de bateria fraca: quando a energia é inferior a 20%, a luz fica vermelha.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Tensione nominale:	5 maggio
Potenza nominale:	5 W
Frequenza nominale:	50/60 Hz.

Istruzioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e ombreggiato, a temperatura ambiente, fuori dalla portata dei bambini.
2. Non utilizzare mai il dispositivo se è danneggiato o se il caricabatterie, il cavo o la spina sono danneggiati.
3. Non caricare mai se il prodotto e il caricabatterie sono immersi nell'acqua.
4. Il prodotto non deve essere utilizzato in caso di patologie oculari (dopo interventi chirurgici agli occhi, glaucoma, cataratta, distacco della retina e altre gravi patologie oculari).
5. L'uso del prodotto è vietato ai portatori di pacemaker.
6. Non smontare da soli i componenti interni del prodotto per evitare malfunzionamenti del prodotto.
7. È vietato pulire il prodotto con acqua o liquidi corrosivi.
8. Prima di accendere, applicare il prodotto sugli occhi. Se indossi lenti a contatto, ornamenti per capelli o altri oggetti, dovresti rimuoverli.
9. Il prodotto non funziona durante la ricarica.

Descrizione del dispositivo [pagina 2-f1]:

1. Abilita/disabilita.
2. Fondazione.
3. Testa di massaggio pneumatica.
4. Testina massaggiante in metallo (modalità raffreddamento/riscaldamento).
5. Cinghia di sostegno.
6. Puntare le testine massaggianti vibranti.

Risoluzione dei problemi:

1. Il prodotto non funziona: controlla se hai premuto il pulsante di accensione/spegnimento. Controlla se la batteria non è scarica. Controlla se l'ora è impostata su quella predefinita (premi on/off, carica il dispositivo, riavvia).
2. Impossibile caricare: verificare se la spina è inserita correttamente.
3. La spia è fioca o lampeggiante, la pressione dell'aria è troppo debole: caricare il dispositivo.

Una descrizione dell'azione:

1. L'orario di lavoro predefinito dopo l'accensione è di 15 minuti, l'alimentazione si spegnerà automaticamente dopo questo tempo, se si desidera continuarla, basta premere nuovamente il pulsante OFF/ON.

2. Tenere premuto il pulsante OFF/ON per accendere il prodotto.

3. Fare doppio clic sul pulsante OFF/ON per abilitare la modalità silenziosa.

Fare nuovamente doppio clic per uscire dalla modalità.

4. Tasto OFF/ON: pressione breve - cambia modalità nell'ordine:

Modalità 1: modalità di riscaldamento degli occhi (vibrazione + pressione dell'aria + calore)

Modalità 2: Modalità Ghiaccio (Vibrazione + Pressione dell'aria + Modalità di raffreddamento)

Modalità 3: modalità Vitalità (vibrazione + pressione dell'aria + caldo e freddo alternati)

Bluetooth:

1. Trova EYE-MASSAGER nella funzione Bluetooth e fai clic per connetterti.

2. Dopo aver stabilito una volta la connessione Bluetooth, riattivare il Bluetooth e la connessione verrà stabilita automaticamente.

3. Spegnimento: tenere premuto il tasto interruttore per 2 secondi, la spia del pulsante di accensione si spegne.

4. Luce blu: il prodotto non è connesso al Bluetooth.

Luce viola: la connessione Bluetooth è attiva.

Approdo:

1. Le icone si illuminano di rosso quando il prodotto è in carica. Dispositivo completamente carico: la luce verde è accesa.

2. Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente la batteria e la luce è sempre bianca quando è completamente carica.

3. Promemoria batteria scarica: quando la potenza è inferiore al 20%, la luce è rossa.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Jmenovité napětí:	5. května
Jmenovitý výkon:	5 W
Jmenovitá frekvence:	50/60 Hz.

Bezpečnostní instrukce:

1. Výrobek by měl být skladován na suchém a stinném místě, při pokojové teplotě, mimo dosah dětí.
2. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo má poškozenou nabíječku, kabel nebo zástrčku.
3. Nikdy nenabíjejte, pokud jsou produkt a nabíječka ponořeny ve vodě.
4. Přípravek se nesmí používat při očních onemocněních (po operacích oka, glaukomu, šedém zákalu, odchlípené sítnici a jiných závažných očních onemocněních).
5. Výrobek je zakázáno používat osobami, které mají kardiostimulátor.
6. Nerozebírejte sami vnitřní součásti produktu, abyste předešli poruše produktu.
7. Je zakázáno čistit výrobek vodou nebo žíravou kapalinou.
8. Před zapnutím naneste přípravek na oči. Pokud nosíte kontaktní čočky, vlasové ozdoby nebo jiné předměty, měli byste je odstranit.
9. Výrobek během nabíjení nefunguje.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Povolit/zakázat.
2. Nadace.
3. Pneumatická masážní hlavice.
4. Kovová masážní hlavice (režim chlazení/ohřívání).
5. Podpěrný popruh.
6. Bodové vibrační masážní hlavice.

Odstraňování problémů:

1. Výrobek nefunguje: Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko zapnutí/vypnutí.
Zkontrolujte, zda není baterie vybitá. Zkontrolujte, zda je čas nastaven jako výchozí (stiskněte on/off, nabijte zařízení, restartujte).
2. Nelze nabíjet: Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta.
3. Kontrolka slabě nebo bliká, tlak vzduchu je příliš slabý: nabijte zařízení.

Popis akce:

1. Výchozí pracovní doba po zapnutí je 15 minut, napájení se po této době automaticky vypne, pokud v tom chcete pokračovat, stačí znovu stisknout tlačítko OFF/ON.
2. Stisknutím a podržením tlačítka OFF/ON zapnete produkt.
3. Poklepáním na tlačítko OFF/ON aktivujete tichý režim. Opětovným dvojitým kliknutím režim ukončíte.
4. Tlačítko OFF/ON: krátké stisknutí - přepínání režimů v pořadí:
 Režim 1: Režim vyhřívání očí (vibrace + tlak vzduchu + teplo)
 Režim 2: Režim ledu (vibrace + tlak vzduchu + režim chlazení)
 Režim 3: Režim vitality (vibrace + tlak vzduchu + střídání tepla a chladu)

Bluetooth:

1. Najděte EYE-MASSAGER ve funkci Bluetooth a kliknutím se připojte.
2. Po navázání připojení Bluetooth znovu zapnete Bluetooth a připojení se naváže automaticky.
3. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu 2 sekund, kontrolka tlačítka napájení zhasne.
4. Modré světlo – produkt není připojen k Bluetooth.
 Fialové světlo – připojení Bluetooth je zapnuto.

Přistání:

1. Ikony svítí červeně, když se produkt nabíjí. Plně nabitě zařízení – svítí zelená kontrolka.
2. Plné nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny a při plném nabití svítí vždy bíle.
3. Připomenutí slabé baterie: když je výkon nižší než 20 %, kontrolka svítí červeně.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Menovité napätie:	5. mája
Menovitý výkon:	5 W
Menovitá frekvencia:	50/60 Hz.

Bezpečnostné inštrukcie:

1. Výrobok skladujte na suchom a tienenom mieste, pri izbovej teplote, mimo dosahu detí.
2. Nikdy nepoužívajte svoje zariadenie, ak je poškodené alebo má poškodenú nabíjačku, kábel alebo zástrčku.
3. Nikdy nenabíjajte, ak sú produkt a nabíjačka ponorené vo vode.
4. Prípravok sa nesmie používať pri očných ochoreniach (po očných operáciách, glaukóme, sivom zákale, oddelenej sietnici a iných závažných očných ochoreniach).
5. Výrobok je zakázané používať osobami, ktoré majú kardiostimulátor.
6. Vnútorne súčasti produktu sami nerozoberajte, aby ste predišli poruche produktu.
7. Čistenie výrobku vodou alebo korozívnou kvapalinou je zakázané.
8. Pred zapnutím naneste prípravok na oči. Ak nosíte kontaktné šošovky, vlasové ozdoby alebo iné predmety, mali by ste ich odstrániť.
9. Produkt počas nabíjania nefunguje.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Povolit/zakázať.
2. Nadácia.
3. Pneumatická masážna hlavica.
4. Kovová masážna hlavica (režim chladenia/ohrievania).
5. Podporný popruh.
6. Bodové vibračné masážne hlavice.

Riešenie problémov:

1. Produkt nefunguje: Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo zapnutia/vypnutia.
Skontrolujte, či batéria nie je vybitá. Skontrolujte, či je čas nastavený na predvolený (stlačenie zapnutia/vypnutia, nabitie zariadenia, reštart).
2. Nedá sa nabíjať: Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá.
3. Kontrolka slabne alebo bliká, tlak vzduchu je príliš slabý: nabite zariadenie.

Popis akcie:

1. Predvolený pracovný čas po zapnutí je 15 minút, napájanie sa po tomto čase automaticky vypne, ak v tom chcete pokračovať, stačí znova stlačiť tlačidlo OFF/ON.
2. Stlačením a podržaním tlačidla OFF/ON zapnete produkt.
3. Dvakrát kliknite na tlačidlo OFF/ON, aby ste aktivovali tichý režim.
Opätovným dvojitém kliknutím opustíte režim.
4. Tlačidlo OFF/ON: krátke stlačenie - prepínanie režimov v poradí:
Režim 1: Režim vyhrievania očí (vibrácie + tlak vzduchu + teplo)
Režim 2: Režim ľadu (vibrácie + tlak vzduchu + režim chladenia)
Režim 3: Režim vitality (vibrácie + tlak vzduchu + striedanie tepla a chladu)

Bluetooth:

1. Nájdite EYE-MASSAGER vo funkcii Bluetooth a kliknutím sa pripojte.
2. Po nadviazaní spojenia Bluetooth znova zapnete Bluetooth a spojenie sa vytvorí automaticky.
3. Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo vypínača na 2 sekundy, kontrolka tlačidla napájania zhasne.
4. Modré svetlo – produkt nie je pripojený k Bluetooth.
Fialové svetlo – pripojenie Bluetooth je zapnuté.

Pristátie:

1. Keď sa produkt nabíja, ikony svietia na červeno. Plne nabité zariadenie - svieti zelené svetlo.
2. Úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny a pri plnom nabití svieti vždy bielo.
3. Pripomenutie vybitej batérie: keď je výkon nižší ako 20 %, svetlo svieti na červeno.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nazivna napetost:	5. maj
Nazivna moč:	5 W
Nazivna frekvenca:	50/60 Hz.

Varnostna navodila:

1. Izdelek shranjujte v suhem in zatemnjenem prostoru, pri sobni temperaturi, izven dosega otrok.
2. Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana ali ima poškodovan polnilnik, kabel ali vtič.
3. Nikoli ne polnite, če sta izdelek in polnilnik potopljena v vodo.
4. Izdelka ne smete uporabljati v primeru očesnih bolezni (po očesnih operacijah, glavkomu, katarakti, odstopljeni mrežnici in drugih resnih očesnih boleznih).
5. Izdelek je prepovedan za uporabo osebam, ki imajo srčne spodbujevalnike.
6. Ne razstavljajte notranjih komponent izdelka sami, da preprečite okvaro izdelka.
7. Izdelek je prepovedano čistiti z vodo ali jedko tekočino.
8. Pred vklopom nanesite izdelek na oči. Če nosite kontaktne leče, okraske za lase ali druge predmete, jih odstranite.
9. Izdelek med polnjenjem ne deluje.

Opis naprave [stran 2-f1]:

1. Omogoči/onemogoči.
2. Temelj.
3. Pnevmatika masažna glava.
4. Kovinska masažna glava (način hlajenja/gretja).
5. Podporni trak.
6. Točkovne vibrirajoče masažne glave.

Odpravljanje težav:

1. Izdelek ne deluje: Preverite, ali ste pritisnili gumb za vklop/izklop.
Preverite, ali baterija ni izpraznjena. Preverite, ali je čas nastavljen na privzeto (pritisnite vklop/izklop, napolnite napravo, znova zaženite).
2. Polnjenje ni mogoče: preverite, ali je vtič pravilno vstavljen.
3. Indikatorska lučka je šibka ali utripa, zračni tlak je prešibek: napolnite napravo.

Opis akcije:

1. Privzeti delovni čas po vklopu je 15 minut, po tem času se napajanje samodejno izklopi, če želite nadaljevati, znova pritisnite gumb IZKLOP/VKLOP.
2. Pritisnite in držite gumb za IZKLOP/VKLOP, da vklopite izdelek.
3. Dvokliknite gumb OFF/ON, da omogočite tihi način. Znova dvokliknite za izhod iz načina.
4. Tipka IZKLOP/VKLOP: kratek pritisk - preklop načinov po vrstnem redu:
 Način 1: način ogrevanja oči (vibracije + zračni tlak + toplota)
 Način 2: način ledu (vibracije + zračni tlak + način hlajenja)
 Način 3: način vitalnosti (vibracije + zračni tlak + izmenično toplota in mraz)

Bluetooth:

1. Poiščite EYE-MASSAGER v funkciji Bluetooth in kliknite za povezavo.
2. Ko je povezava Bluetooth enkrat vzpostavljena, znova vklopite Bluetooth in povezava bo vzpostavljena samodejno.
3. Izklop: Pritisnite in držite stikalno tipko 2 sekundi, lučka gumba za vklop bo ugasnila.
4. Modra lučka - izdelek ni povezan z Bluetoothom.
 Vijolična lučka – povezava Bluetooth je vključena.

Pristanek:

1. Ikone svetijo rdeče, ko se izdelek polni. Povsem napolnjena naprava - zelena lučka sveti.
2. Traja približno 3 ure, da se baterija popolnoma napolni, lučka pa vedno sveti belo, ko je popolnoma napolnjena.
3. Opomnik za nizko stanje baterije: ko je moč manjša od 20%, lučka sveti rdeče.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimipinge:	5. mai
Hinnatud jõud:	5 W
Nimisagedus:	50/60 Hz.

Ohutusjuhised:

1. Toodet tuleb hoida kuivas ja varjulises kohas, toatemperatuuril, lastele kättesaamatus kohas.
2. Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud või sellel on kahjustatud laadija, juhe või pistik.
3. Ärge kunagi laadige, kui toode ja laadija on vette kastetud.
4. Toodet ei tohi kasutada silmahaiguste korral (pärast silmaoperatsiooni, glaukoomi, katarakti, võrkkesta irdumist ja muid raskeid silmahaigusi).
5. Toodet on keelatud kasutada südamestimulaatoritega inimestel.
6. Ärge võtke toote sisemisi komponente ise lahti, et vältida toote talitlushäireid.
7. Keelatud on toodet puhastada vee või söövitava vedelikuga.
8. Enne sisselülitamist kandke toodet silmadele. Kui kannate kontaktläätsi, juuksekaunistusi või muid esemeid, peaksite need eemaldama.
9. Toode ei tööta laadimise ajal.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2-f1]:

1. Luba/keela.
2. Sihtasutus.
3. Pneumaatiline massaažipea.
4. Metallist massaažipea (jahutus/soojendusrežiim).
5. Tugirihm.
6. Suunatud vibreerivad massaažipead.

Veaotsing:

1. Toode ei tööta: Kontrollige, kas olete vajutanud sisse/välja nuppu.
Kontrollige, kas aku pole tühjaks saanud. Kontrollige, kas kellaaeg on vaikumisi seatud (vajutage sisse/välja, laadige seade, taaskäivitage).
2. Ei saa laadida: Kontrollige, kas pistik on õigesti sisestatud.
3. Märgutuli on tuhm või vilgub, õhurõhk on liiga nõrk: laadige seadet.

Toimingu kirjeldus:

1. Vaikimisi tööaeg pärast sisselülitamist on 15 minutit, pärast seda lülitub toide automaatselt välja, kui soovite seda jätkata, vajutage lihtsalt uuesti nuppu OFF/ON.

2. Toote sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu OFF/ON.

3. Vaikse režiimi lubamiseks topeltklõpsake nuppu OFF/ON.

Režiimist väljumiseks topeltklõpsake uuesti.

4. OFF/ON klahv: lühike vajutus – režiimide vahetamine järjekorras:

Režiim 1: silmade soojendamise režiim (vibratsioon + õhurõhk + kuumus)

Režiim 2: jäärežiim (vibratsioon + õhurõhk + jahutusrežiim)

Režiim 3: elujõu režiim (vibratsioon + õhurõhk + kuumuse ja külma vaheldumine)

Bluetooth:

1. Otsige Bluetoothi funktsioonist üles EYE-MASSAGER ja klõpsake ühenduse loomiseks.

2. Kui Bluetooth-ühendus on üks kord loodud, lülitage Bluetooth uuesti sisse ja ühendus luuakse automaatselt.

3. Toite väljalülitamine: vajutage ja hoidke lülitusnuppu 2 sekundit all, toitenupu tuli kustub.

4. Sinine tuli – toode ei ole Bluetoothiga ühendatud.

Lilla tuli – Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud.

Maandumine:

1. Toote laadimise ajal helendavad ikoonid punaselt. Täielikult laetud seade – roheline tuli põleb.

2. Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 3 tundi ja täislaadimisel põleb tuli alati valgelt.

3. Aku tühjenemise meeldetuletus: kui võimsus on alla 20%, põleb tuli punane.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominali įtampa:	gegužės 5 d
Vardinė galia:	5 W
Vardinis dažnis:	50/60 Hz.

Saugos instrukcijos:

1. Produktas turi būti laikomas sausoje ir tamsesnėje vietoje, kambario temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Niekada nenaudokite savo prietaiso, jei jis yra pažeistas arba su pažeistas įkroviklis, laidas ar kištukas.
3. Niekada neįkraukite, jei gaminys ir įkroviklis yra panardinti į vandenį.
4. Preparato negalima vartoti sergant akių ligomis (po akių operacijų, glaukoma, katarakta, atšokusi tinklainė ir kitos sunkios akių ligos).
5. Produktą draudžiama naudoti žmonėms, kurie turi širdies stimuliatorių.
6. Neardykite vidinių gaminio komponentų patys, kad gaminys nesugestų.
7. Draudžiama gaminį valyti vandeniu ar esdinančiu skysčiu.
8. Prieš įjungdami priemonę patepkite akis. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, plaukų papuošalus ar kitus daiktus, turėtumėte juos išimti.
9. Gaminys neveikia kraunant.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Įjungti / išjungti.
2. Pamatas.
3. Pneumatinio masažo galvutė.
4. Metalinė masažo galvutė (vėsinimo/šildymo režimas).
5. Atraminis dirželis.
6. Taškinės vibracinės masažo galvutės.

Problemų sprendimas:

1. Gaminys neveikia: Patikrinkite, ar paspaudėte įjungimo/išjungimo mygtuką. Patikrinkite, ar baterija neišsikrovė. Patikrinkite, ar nustatytas numatytasis laikas (paspauskite įjungimą / išjungimą, įkraukite įrenginį, paleiskite iš naujo).
2. Nepavyksta įkrauti: Patikrinkite, ar kištukas įkištas tinkamai.
3. Indikatoriaus lemputė blanki arba mirksi, oro slėgis per silpnas: įkraukite įrenginį.

Veiksmo aprašymas:

1. Numatytasis darbo laikas įjungus maitinimą yra 15 minučių, po šio laiko maitinimas išsijungs automatiškai, jei norite tai tęsti, tiesiog dar kartą paspauskite OFF/ON mygtuką.
2. Paspauskite ir palaikykite OFF/ON mygtuką, kad įjungtumėte gaminį.
3. Dukart spustelėkite mygtuką OFF/ON, kad įjungtumėte tylųjį režimą.
Dar kartą dukart spustelėkite, kad išeitumėte iš režimo.
4. Išjungimo/įjungimo mygtukas: trumpai paspauskite – perjunkite režimus eilės tvarka:
 - 1 režimas: akių šildymo režimas (vibracija + oro slėgis + šiluma)
 - 2 režimas: ledo režimas (vibracija + oro slėgis + aušinimo režimas)
 - 3 režimas: gyvybingumo režimas (vibracija + oro slėgis + kintamasis karštis ir šaltis)

Bluetooth:

1. Bluetooth funkcijoje raskite EYE-MASSAGER ir spustelėkite, kad prisijungtumėte.
2. Vieną kartą užmezgę Bluetooth ryšį, vėl įjunkite Bluetooth ir ryšys bus užmegztas automatiškai.
3. Maitinimo išjungimas: paspauskite ir 2 sekundes palaikykite perjungimo mygtuką, maitinimo mygtuko lemputė išsijungs.
4. Mėlyna šviesa – gaminys neprijungtas prie Bluetooth. Violetinė lemputė – „Bluetooth“ ryšys įjungtas.

Nusileidimas:

1. Piktogramos šviečia raudonai, kai gaminys kraunamas. Pilnai įkrautas įrenginys – dega žalia lemputė.
2. Visiškai įkrauti akumuliatorių užtrunka maždaug 3 valandas, o lemputė visada šviečia baltai, kai visiškai įkrauta.
3. Senkančios baterijos priminimas: kai įtampa yra mažesnė nei 20%, lemputė šviečia raudonai.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominālais spriegums:	5. maijs
Nominālā jauda:	5 W
Nominālā frekvence:	50/60 Hz.

Drošības instrukcijas:

1. Produkts jāuzglabā sausā un ēnainā vietā, istabas temperatūrā, bērniem nepieejamā vietā.
2. Nekad neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts lādētājs, vads vai kontaktdakša.
3. Nekad neuzlādējiet, ja produkts un lādētājs ir iegremdēti ūdenī.
4. Produktu nedrīkst lietot acu slimību (pēc acu operācijas, glaukomas, kataraktas, tīklenes atslāņošanās un citu nopietnu acu slimību) gadījumā.
5. Produktu aizliegts lietot cilvēkiem, kuriem ir elektrokardiostimulatori.
6. Neizjauciet izstrādājuma iekšējās sastāvdaļas pats, lai novērstu izstrādājuma darbības traucējumus.
7. Produktu aizliegts tīrīt ar ūdeni vai kodīgu šķidrumu.
8. Pirms ieslēgšanas uzklājiet produktu uz acīm. Ja lietojat kontaktlēcas, matu rotājumus vai citus priekšmetus, tās jāizņem.
9. Prece nedarbojas uzlādes laikā.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Iespējot/atspējot.
2. Pamats.
3. Pneimatiskās masāžas galva.
4. Metāla masāžas galviņa (dzesēšanas/sildīšanas režīms).
5. Atbalsta sikсна.
6. Punktu vibrējošās masāžas galviņas.

Problēmu novēršana:

1. Produkts nedarbojas: Pārbaudiet, vai esat nospiedis ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Pārbaudiet, vai akumulators nav izlādējies. Pārbaudiet, vai laiks ir iestatīts pēc noklusējuma (nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, uzlādējiet ierīci, restartējiet).
2. Nevar uzlādēt: pārbaudiet, vai spraudnis ir pareizi ievietots.
3. Indikators ir blāvs vai mirgo, gaisa spiediens ir pārāk vājš: uzlādējiet ierīci.

Darbības apraksts:

1. Noklusētais darba laiks pēc ieslēgšanas ir 15 minūtes, pēc šī laika strāva tiks automātiski izslēgta, ja vēlaties to turpināt, vienkārši nospiediet pogu OFF/ON vēlreiz.

2. Nospiediet un turiet pogu IZSL./IESL., lai ieslēgtu izstrādājumu.

3. Veiciet dubultklikšķi uz pogas OFF/ON, lai iespējotu klusuma režīmu.

Veiciet dubultklikšķi vēlreiz, lai izietu no režīma.

4. OFF/ON taustiņš: īsi nospiediet - pārslēdziet režīmus secībā:

1. režīms: acu sildīšanas režīms (vibrācija + gaisa spiediens + siltums)

2. režīms: ledus režīms (vibrācijas + gaisa spiediens + dzesēšanas režīms)

3. režīms: vitalitātes režīms (vibrācija + gaisa spiediens + mainīgs karstums un aukstums)

Bluetooth:

1. Bluetooth funkcijā atrodi EYE-MASSAGER un noklikšķiniet, lai izveidotu savienojumu.

2. Kad Bluetooth savienojums ir izveidots, vēlreiz ieslēdziet Bluetooth, un savienojums tiks izveidots automātiski.

3. Izslēgšana: nospiediet un turiet slēdža taustiņu 2 sekundes, ieslēgšanas / izslēgšanas pogas indikators nodzīsīs.

4. Zilā gaisma — produkts nav savienots ar Bluetooth.
Violeta gaisma — Bluetooth savienojums ir ieslēgts.

Nosēšanās:

1. Izstrādājuma uzlādes laikā ikonas mirgo sarkanā krāsā. Pilnībā uzlādēta ierīce — deg zaļā gaisma.

2. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 3 stundas, un indikators vienmēr deg baltā krāsā, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

3. Atgādinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: ja jauda ir mazāka par 20%, indikators ir sarkans.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Névleges feszültség:	május 5
Névleges teljesítmény:	5 W
Névleges gyakoriság:	50/60 Hz.

Biztonsági utasítások:

1. A terméket száraz és árnyékos helyen, szobahőmérsékleten, gyermekektől elzárva kell tárolni.
2. Soha ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy sérült a töltője, a kábele vagy a csatlakozója.
3. Soha ne töltsen, ha a terméket és a töltőt vízbe mártották.
4. A készítményt szembetegségek (szemműtét, zöldhályog, szürkehályog, retina leválás és egyéb súlyos szembetegségek) esetén nem szabad alkalmazni.
5. A terméket tilos pacemakerrel rendelkező személyek számára használni.
6. Ne szerelje szét egyedül a termék belső alkatrészeit, hogy elkerülje a termék hibás működését.
7. Tilos a terméket vízzel vagy maró folyadékkal tisztítani.
8. Bekapcsolás előtt vigye fel a terméket a szemére. Ha kontaktlencsét, hajdíszeket vagy egyéb tárgyakat visel, el kell távolítani azokat.
9. A termék nem működik töltés közben.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. Engedélyezés/letiltás.
2. Alapítvány.
3. Pneumatikus masszázsfej.
4. Fém masszázsfej (hűtés/fűtés üzemmód).
5. Tartó heveder.
6. Pontos vibrációs masszázsfejek.

Hibaelhárítás:

1. A termék nem működik: Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a be-/kikapcsoló gombot.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült-e ki.
Ellenőrizze, hogy az idő alapértelmezettre van-e állítva (be-/kikapcsolás, készülék töltése, újraindítás).
2. Nem lehet tölteni: Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e bedugva.
3. A jelzőfény halvány vagy villog, a légnyomás túl gyenge: töltsen fel a készüléket.

Az akció leírása:

1. A bekapcsolás utáni alapértelmezett működési idő 15 perc, az áramellátás ezen idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha folytatni szeretné, csak nyomja meg ismét az OFF/ON gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a KI/BE gombot a termék bekapcsolásához.
3. Kattintson duplán a KI/BE gombra a néma mód engedélyezéséhez.
Kattintson ismét duplán az üzemmódból való kilépéshez.
4. KI/BE gomb: rövid megnyomás - módok váltása sorrendben:
 1. mód: Szemfűtés üzemmód (rezgés + légnyomás + hő)
 2. mód: Jég üzemmód (rezgés + légnyomás + hűtés üzemmód)
 3. mód: Vitalitás üzemmód (rezgés + légnyomás + váltakozó meleg és hideg)

Bluetooth:

1. Keresse meg az EYE-MASSAGER elemet a Bluetooth funkcióban, és kattintson a csatlakozáshoz.
2. Miután egyszer létrejött a Bluetooth kapcsolat, kapcsolja be újra a Bluetooth-t, és a kapcsolat automatikusan létrejön.
3. Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló gombot 2 másodpercig, a bekapcsológomb jelzőfénye kialszik.
4. Kék fény – a termék nem csatlakozik Bluetooth-hoz.
Lila fény – a Bluetooth-kapcsolat be van kapcsolva.

Leszállás:

1. Az ikonok pirosan világítanak, amikor a termék töltődik. Teljesen feltöltött készülék – világít a zöld lámpa.
2. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe, és a jelzőfény mindig fehéren világít, amikor teljesen fel van töltve.
3. Emlékeztető az alacsony töltöttségi szintről: ha a teljesítmény kevesebb, mint 20%, a lámpa pirosan világít.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Merkespenning:	5 mai
Nominell effekt:	5 W
Nominell frekvens:	50/60 Hz.

Sikkerhetsinstruksjoner:

1. Produktet skal oppbevares på et tørt og skyggefullt sted, ved romtemperatur, utilgjengelig for barn.
2. Bruk aldri enheten hvis den er skadet eller har en skadet lader, ledning eller støpsel.
3. Lad aldri hvis produktet og laderen er nedsenket i vann.
4. Produktet skal ikke brukes ved øyesykdommer (etter øyekirurgi, glaukom, grå stær, løsnnet netthinnen og andre alvorlige øyesykdommer).
5. Produktet er forbudt for bruk av personer som har pacemakere.
6. Ikke demonter de interne komponentene i produktet selv for å forhindre at produktet ikke fungerer.
7. Det er forbudt å rengjøre produktet med vann eller etsende væske.
8. Før du slår på, påfør produktet på øynene. Hvis du bruker kontaktlinser, hårpynt eller andre ting, bør du fjerne dem.
9. Produktet fungerer ikke under lading.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Aktiver/deaktiver.
2. Fundament.
3. Pneumatisk massasjehode.
4. Massasjehode i metall (kjøle-/varmemodus).
5. Støttestropp.
6. Pek på vibrerende massasjehoder.

Feilsøking:

1. Produktet virker ikke: Sjekk om du har trykket på av/på-knappen.
Sjekk om batteriet ikke er utladet. Sjekk om tiden er satt til standard (trykk på/av, lad enheten, start på nytt).
2. Kan ikke lade: Sjekk om støpselet er satt inn riktig.
3. Indikatorlampen er svak eller blinker, lufttrykket er for svakt: lad enheten.

En beskrivelse av handlingen:

1. Standard arbeidstid etter påslag er 15 minutter, strømmen slås av automatisk etter denne tiden, hvis du vil fortsette det, trykker du bare på AV/PÅ-knappen igjen.

2. Trykk og hold AV/PÅ-knappen for å slå på produktet.
3. Dobbeltklukk AV/PÅ-knappen for å aktivere stille modus. Dobbeltklukk igjen for å gå ut av modusen.
4. AV/PÅ-tast: kort trykk - bytt modus i rekkefølgen:
 Modus 1: Øyeoppvarmingsmodus (vibrasjon + lufttrykk + varme)
 Modus 2: Ismodus (vibrasjon + lufttrykk + kjølemodus)
 Modus 3: Vitalitetsmodus (vibrasjon + lufttrykk + vekslende varme og kulde)

Blåtann:

1. Finn EYE-MASSAGER i Bluetooth-funksjonen og klikk for å koble til.
2. Etter at Bluetooth-tilkoblingen er opprettet én gang, slår du på Bluetooth igjen og tilkoblingen opprettes automatisk.
3. Slå av: Trykk og hold bryterasten i 2 sekunder, lyset på strømknappen slås av.
4. Blått lys - produktet er ikke koblet til Bluetooth.
 Lilla lys - Bluetooth-tilkobling er på.

Lading:

1. Ikonene lyser rødt når produktet lades Fulladet enhet - det grønne lyset lyser.
2. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp, og lyset lyser alltid hvitt når det er fulladet.
3. Påminnelse om lavt batteri: når strømmen er mindre enn 20 %, lyser lyset rødt.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimellisjännite:	5. toukokuuta
Nimellisteho:	5 W
Nimellistaajuus:	50/60 Hz.

Turvallisuusohjeet:

1. Tuote tulee säilyttää kuivassa ja varjoisassa paikassa, huoneenlämmössä, poissa lasten ulottuvilta.
2. Älä koskaan käytä laitettasi, jos se on vaurioitunut tai siinä on vaurioitunut laturi, johto tai pistoke.
3. Älä koskaan lataa, jos tuote ja laturi ovat upotettuina veteen.
4. Tuotetta ei saa käyttää silmäsairauksien (silmäleikkauksen, glaukooman, kaihiin, verkkokalvon irtoamisen ja muiden vakavien silmäsairauksien jälkeen).
5. Tuote on kielletty henkilöiltä, joilla on sydämentahdistin.
6. Älä pura tuotteen sisäisiä osia itse, jotta tuote ei toimi väärin.
7. Tuotteen puhdistaminen vedellä tai syövyttävällä nesteellä on kielletty.
8. Levitä tuotetta silmiisi ennen virran käynnistämistä. Jos käytät piilolinssisiä, hiuskoristeita tai muita esineitä, poista ne.
9. Tuote ei toimi latauksen aikana.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Ota käyttöön/poista käytöstä.
2. Säätiö.
3. Pneumaattinen hierontapää.
4. Metallinen hierontapää (jäähdytys/lämmitystila).
5. Tukihihna.
6. Kohdista tarisevat hierontapäät.

Ongelmien kartoittaminen:

1. Tuote ei toimi: Tarkista, oletko painanut virtapainiketta. Tarkista, ettei akku ole tyhjä. Tarkista, onko aika asetettu oletusarvoon (paina päälle/pois, lataa laite, käynnistä uudelleen).
2. Ei voi ladata: Tarkista, että pistoke on kytketty oikein.
3. Merkkivalo on himmeä tai vilkkuu, ilmanpaine on liian heikko: lataa laite.

Toiminnan kuvaus:

1. Oletuskäyttöaika virran kytkemisen jälkeen on 15 minuuttia, virta katkeaa automaattisesti tämän ajan kuluttua. Jos haluat jatkaa, paina vain OFF/ON-painiketta

uudelleen.

2. Paina ja pidä OFF/ON-painiketta painettuna käynnistääksesi tuotteen.

3. Ota äänetön tila käyttöön kaksoisnapsauttamalla OFF/ON-painiketta.

Poistu tilasta kaksoisnapsauttamalla uudelleen.

4. OFF/ON-näppäin: lyhyt painallus - vaihda tiloja seuraavassa järjestyksessä:

Tila 1: Silmien lämmitystila (värinä + ilmanpaine + lämpö)

Tila 2: Jäätila (värinä + ilmanpaine + jäähdytystila)

Tila 3: Vitality-tila (värinä + ilmanpaine + vuorotteleva lämpö ja kylmä)

Bluetooth:

1. Etsi EYE-MASSAGER Bluetooth-toiminnosta ja muodosta yhteys napsauttamalla.

2. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu kerran, kytke Bluetooth uudelleen päälle ja yhteys muodostetaan automaattisesti.

3. Virran katkaiseminen: Pidä kytkinpainiketta painettuna 2 sekuntia, jolloin virtapainikkeen valo sammuu.

4. Sininen valo – tuotetta ei ole yhdistetty Bluetoothiin. Violetti valo - Bluetooth-yhteys on päällä.

Lasku:

1. Kuvakkeet hehkuvat punaisina, kun tuote latautuu. Täysin ladattu laite - vihreä valo palaa.

2. Akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia, ja valo palaa aina valkoisena, kun se on ladattu täyteen.

3. Alhaisen akun muistutus: kun virta on alle 20 %, valo palaa punaisena.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

٥ مايو	: القواطية
٥ واط	: القوة المصنفة
٦٠/٥٠ هرتز	: تردد مصنف

تعليمات الأمان

١. يجب تخزين المنتج في مكان جاف ومظلل، في درجة حرارة الغرفة، بعيداً عن متناول الأطفال.
٢. لا تستخدم جهازك أبداً إذا كان تالفاً أو يحتوي على شاحن أو سلك أو قابس تالف.
٣. لا تقم بالشحن أبداً إذا كان المنتج والشاحن مغمورين في الماء.
٤. لا يجوز استخدام المنتج في حالة أمراض العيون (بعد جراحة العيون، الجلوكوما، إعتام عدسة العين، انفصال الشبكية وغيرهما من أمراض العيون الخطيرة).
٥. يحظر استخدام المنتج من قبل الأشخاص الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب.
٦. لا تقم بتفكيك المكونات الداخلية للمنتج بنفسك لمنع حدوث خلل في المنتج.
٧. يحظر تنظيف المنتج بالماء أو السائل المسبب للتآكل.
٨. قبل التشغيل، ضع المنتج على عينيك. إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة أو زينة الشعر أو غيرهما من الأشياء، فيجب عليك إزالتها.
٩. المنتج لا يعمل أثناء الشحن.

[٢-صفحة ٢] وصف الجهاز

١. تمكين/تعطيل
٢. الأساس
٣. رأس تدليك هوائي
٤. رأس تدليك معدني (وضع التبريد/التدفئة)
٥. حزام الدعم
٦. قم بتوجيه رؤوس التدليك الاهتزازية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. المنتج لا يعمل: تحقق مما إذا كنت قد ضغطت على زر التشغيل/الإيقاف
- تحقق مما إذا كانت البطارية غير مستنفذة. تحقق مما إذا كان الوقت مضبوطاً على الوضع الافتراضي (اضغط على تشغيل/إيقاف، اشحن الجهاز، أعد تشغيله)
٢. لا يمكن الشحن: تحقق مما إذا تم إدخال القابس بشكل صحيح
٣. ضوء المؤشر خافت أو يومض، وضغط الهواء ضعيف جداً: قم بشحن الجهاز

وصف الإجراء

١. وقت العمل الافتراضي بعد التشغيل هو ١٥ دقيقة، وسيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً بعد هذا الوقت، إذا كنت ترغب في الاستمرار، فقط اضغط على زر إيقاف/التشغيل مرة أخرى.
- لتشغيل المنتج OFF/ON ٢. اضغط مع الاستمرار على زر
- لتمكين الوضع الصامت OFF/ON ٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر
- انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى للخروج من الوضع
٤. مفتاح إيقاف/تشغيل: ضغطة قصيرة - أوضاع التبديل بالترتيب
- الوضع ١: وضع تسخين العين (الاهتزاز + ضغط الهواء + الحرارة)
- الوضع ٢: وضع الثلج (الاهتزاز + ضغط الهواء + وضع التبريد)
- الوضع ٣: وضع الحيوية (الاهتزاز + ضغط الهواء + الحرارة والبرودة المتناوبة)

بلوتوث:

١. وانقر للاتصال Bluetooth في وظيفة EYE-MASSAGER ١. ابحث عن مرة أخرى وسيتم Bluetooth مرة واحدة، قم بتشغيل Bluetooth ٢. بعد إنشاء اتصال إنشاء الاتصال تلقائيًا.
٣. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التبديل لمدة ثائيتين، وسيتم إيقاف تشغيل ضوء زر الطاقة.
٤. الضوء الأزرق - المنتج غير متصل بالبلوتوث.
- قيد التشغيل Bluetooth الضوء الأرجواني - اتصال.

الهدبوط:

١. تنوهج الرموز باللون الأحمر أثناء شحن المنتج. جهاز مشحون بالكامل - الضوء الأخضر قيد التشغيل.
٢. يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ٣ ساعات، ويكون الضوء دائمًا باللون الأبيض عند شحنه بالكامل.
٣. تنكير البطارية المنخفضة: عندما تكون الطاقة أقل من ٢٠٪، يكون الضوء أحمر.

[٢٢ - صفحة ٢] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensiune nominală:	5 mai
Putere nominală:	5 W
Frecvența nominală:	50/60 Hz.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Produsul trebuie păstrat într-un loc uscat și umbrat, la temperatura camerei, la îndemâna copiilor.
2. Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă este deteriorat sau are încărcătorul, cablul sau ștecherul deteriorat.
3. Nu încărcați niciodată dacă produsul și încărcătorul sunt scufundate în apă.
4. Produsul nu trebuie utilizat în caz de afecțiuni oculare (după operații oculare, glaucom, cataractă, detașare de retină și alte afecțiuni oculare grave).
5. Produsul este interzis pentru utilizare de către persoanele care au stimulatoare cardiace.
6. Nu dezasamblați singur componentele interne ale produsului pentru a preveni funcționarea defectuoasă a produsului.
7. Este interzisă curățarea produsului cu apă sau lichid coroziv.
8. Înainte de a porni, aplicați produsul pe ochi. Dacă purtați lentile de contact, podoabe capilare sau alte articole, ar trebui să le îndepărtați.
9. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Activați/dezactivați.
2. Fundația.
3. Cap de masaj pneumatic.
4. Cap de masaj metalic (mod răcire/încălzire).
5. Curea de sprijin.
6. Punctați capete de masaj vibrante.

Depanare:

1. Produsul nu funcționează: Verificați dacă ați apăsat butonul de pornire/oprire.
Verificați dacă bateria nu este epuizată. Verificați dacă ora este setată la implicit (apăsați pornit/oprit, încărcați dispozitivul, reporniți).
2. Nu se poate încărca: Verificați dacă ștecherul este introdus corect.
3. Indicatorul luminos este slab sau clipește, presiunea aerului este prea slabă: Încărcați dispozitivul.

O descriere a acțiunii:

1. Timpul de lucru implicit după pornire este de 15 minute, alimentarea se va opri automat după acest timp, dacă doriți să continuați, apăsați din nou butonul OFF/ON.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul OFF/ON pentru a porni produsul.

3. Faceți dublu clic pe butonul OFF/ON pentru a activa modul silențios.

Faceți dublu clic din nou pentru a părăsi modul.

4. Tasta OFF/ON: apăsare scurtă - comutați modurile în ordine:

Modul 1: modul de încălzire a ochilor (vibrație + presiunea aerului + căldură)

Modul 2: modul gheață (vibrație + presiune aer + modul răcire)

Modul 3: modul vitalitate (vibrație + presiunea aerului + căldură și frig alternante)

Bluetooth:

1. Găsiți EYE-MASSAGER în funcția Bluetooth și faceți clic pentru a vă conecta.

2. După ce conexiunea Bluetooth a fost stabilită o dată, porniți Bluetooth din nou și conexiunea va fi stabilită automat.

3. Oprire: Apăsați și mențineți apăsată tasta comutatorului timp de 2 secunde, lumina butonului de pornire se va stinge.

4. Lumină albastră - produsul nu este conectat la Bluetooth.

Lumină violetă - conexiunea Bluetooth este activată.

Aterizare:

1. Pictogramele luminează roșu când produsul se încarcă. Dispozitiv complet încărcat - ledul verde este aprins.

2. Este nevoie de aproximativ 3 ore pentru a încărca complet bateria, iar lumina este mereu albă când este complet încărcată.

3. Memento de baterie scăzută: când puterea este mai mică de 20%, lumina este roșie.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Номинальное напряжение: 5 мая
 Номинальная мощность: 5 Вт
 Номинальная частота: 50/60 Гц.

Инструкции по технике безопасности:

1. Надзор необходим, если устройством пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
2. Никогда не используйте устройство, если оно повреждено или у него повреждено зарядное устройство, шнур или вилка.
3. Никогда не заряжайте устройство и зарядное устройство, если оно погружено в воду.
4. Продукт нельзя использовать при заболеваниях глаз (после операций на глазах, глаукомы, катаракты, отслоения сетчатки и других серьезных заболеваний глаз).
5. Продукт запрещен к использованию людьми, имеющими кардиостимуляторы.
6. Не разбирайте внутренние компоненты продукта самостоятельно, чтобы предотвратить неисправность продукта.
7. Запрещается очищать изделие водой или агрессивными жидкостями.
8. Перед включением нанесите средство на глаза. Если вы носите контактные линзы, украшения для волос или другие предметы, вам следует их снять.
9. Товар не работает во время зарядки.

Описание устройства [стр. 2-f1]:

1. Включить/выключить.
2. Фундамент.
3. Пневматическая массажная головка.
4. Металлическая массажная головка (режим охлаждения/нагрева).
5. Поддерживающий ремень.
6. Точечные вибрирующие массажные головки.

Поиск неисправностей:

1. Продукт не работает: проверьте, нажали ли вы кнопку включения/выключения.
 Проверьте, не разряжена ли батарея. Проверьте, установлено ли время по умолчанию (нажмите вкл/выкл, зарядите устройство, перезагрузите).
2. Невозможно зарядить: проверьте, правильно ли вставлена вилка.
3. Световой индикатор тусклый или мигает, давление воздуха слишком слабое: зарядите устройство.

Описание действия:

1. Время работы по умолчанию после включения питания составляет 15 минут, по истечении этого времени питание автоматически отключится. Если вы хотите продолжить его, просто нажмите кнопку ВЫКЛ/ВКЛ еще раз.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ВЫКЛ/ВКЛ, чтобы включить изделие.
3. Дважды щелкните кнопку ВЫКЛ/ВКЛ, чтобы включить беззвучный режим.
Дважды щелкните еще раз, чтобы выйти из режима.
4. Клавиша ВЫКЛ/ВКЛ: короткое нажатие — переключение режимов по порядку:
Режим 1: режим обогрева глаз (вибрация + давление воздуха + тепло)
Режим 2: Режим льда (вибрация + давление воздуха + режим охлаждения)
Режим 3: Режим Vitality (вибрация + давление воздуха + чередование тепла и холода)

Bluetooth:

1. Найдите МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ в функции Bluetooth и нажмите для подключения.
2. После того, как соединение Bluetooth было установлено один раз, включите Bluetooth снова, и соединение будет установлено автоматически.
3. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку переключения в течение 2 секунд, индикатор кнопки питания погаснет.
4. Синий свет — изделие не подключено к Bluetooth.
Фиолетовый свет — соединение Bluetooth включено.

Посадка:

1. Значки светятся красным во время зарядки устройства. Устройство полностью заряжено — горит зеленый индикатор.
2. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов, при полной зарядке индикатор всегда горит белым.
3. Напоминание о низком заряде батареи: когда мощность менее 20%, индикатор горит красным.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation. Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

Model: OptiRelax Pro Smooth.