


BEAUTIFLY

Głowica - MicroGlow
0.5mm

P R O

series



Informacje o
bezpieczeństwie
Safety information



beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu



/beautiflyeu



@beautifly.eu

Informacje o bezpieczeństwie:

1. Wkład z igłami musi być poruszany w sposób ciągły i może być zatrzymany na tym samym obszarze skóry przez 3-5 sekund, nie dłużej niż dwa razy.
2. Po użyciu urządzenia na skórze może pojawić się tymczasowe zaczerwienienie. Jeśli objawy te nie ustąpią z czasem, skonsultuj się z lekarzem.
3. Unikaj ekspozycji skóry na słońce, stosowanie pikantnych potraw, owoców morza, napojów alkoholowych i innych stymulujących pokarmów do trzech dni po zabiegu.
4. Wkłady z igłami mogą być użyte tylko raz i po użyciu należy je wyrzucić w sposób bezpieczny.
5. Wkłady z igłami są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie należy dzielić się nimi z innymi, aby uniknąć zakażenia.
6. Nie używaj wkładu z igłami, jeśli opakowanie jednorazowe jest uszkodzone lub pęknięte.
7. Przed pierwszym użyciem przeprowadź test skórny na dłoni. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli skóra świadczy lub występuje reakcja alergiczna.
8. Części urządzenia inne niż końcówki igieł, nie mogą mieć styczności z ciecżą, co pozwala uniknąć uszkodzenia urządzenia.
9. Wkład z igłami może być używany tylko przez jedną osobę.
10. W przypadku awarii nie podejmuj prób samodzielnej naprawy lub demontażu urządzenia.
11. Nie należy używać na powiekach, w okolicach tarczycy, na wargach, w uszach, na piersiach ani w okolicach narządów płciowych.

Safety Information:

1. The needle cartridge must be moved continuously and can be held on the same skin area for 3-5 seconds, no more than twice.
2. After using the device, a temporary redness may appear on the skin. If these symptoms do not disappear over time, consult a doctor.
3. Avoid skin exposure to the sun, use of spicy foods, seafood, alcoholic beverages and other stimulating foods for three days after treatment.
4. The needle cartridges can only be used once and must be safely disposed of after use.
5. The needle cartridges are for personal use only. Do not share them with others to avoid infection.
6. Do not use the needle cartridge if the disposable packaging is damaged or cracked.
7. Perform a skin test on your hand before first use. Do not use the device if your skin is sensitive or has an allergic reaction.
8. Parts of the device other than the needle tips must not come into contact with liquid to avoid damaging the device.
9. The needle cartridge must be used by one person only.
10. In the event of a failure, do not attempt to repair or disassemble the device yourself.
11. Do not use on the eyelids, thyroid area, lips, ears, breasts or genital area.



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r, zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Głowica - MicroGlow 0.5mm