



NanoFlush



Create happy beginnings




Automatyczny irygator i aspirator 2w1

Automatic irrigator and aspirator 2in1


Instrukcja obsługi

User manual


A




C



B



D



01. BEZPIECZEŃSTWO:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

02. OPIS URZĄDZENIA [STRONA 2 - A]:

1. Wskaźnik trybu.
2. Port ładowania.
3. Przycisk zasilania.
4. Wskaźnik baterii.

03. OPIS CZĘŚCI [STRONA 2 - B]:

1. Pokrywa.
2. Urządzenie.
3. Kabel ładowania.
4. Szczoteczka do czyszczenia.
5. Dysza do płukania nosa.
6. Pokrywa.
7. Komora na zużyta wodę.
8. Rurka ssąca.
9. Komora na roztwór solanki.
10. Dysza typu tykwa.
11. Dysza lejkowa.
12. Pojemnik.
13. Pokrywa.
14. Kubek zbierający.

04. PRZED UŻYCIEM:

Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem, podłączając kabel USB do gniazda ładowania i po raz pierwszy naładuj urządzenie. Urządzenie tego nie można używać podczas ładowania.

05. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Sterylizacja i dezynfekcja
2. Irigator nosowy jest urządzeniem wielokrotnego użytku, które należy oczyścić i zdezynfekować przed pierwszym użyciem.
3. Płukankę końcówkę dyszy i zbiornik na wodę pod bieżącą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia.
4. Po płukaniu, jeśli są suche płamy, namoczyć płamę środkami czyszczącymi, a następnie wytrzeć czystą szmatką.
5. Po drugim kroku ponownie spłukać urządzenie bieżącą wodą.
5. Po czyszczeniu zanurzyć w oczyszczonej wodzie w temperaturze 90°C na 5 minut, następnie wysuszyć i użyć.

Uwaga: Nie moczyć w wrzącej wodzie. Nie przeprowadzać dezynfekcji w zbyt wysokiej temperaturze ani przez zbyt długi czas.

06. MONTAŻ GŁOWICY [STRONA 2 - C - 1]:

Stosuj się do poniższych kroków, aby złożyć głowicę do mycia, i nie pomini żadnej części.

07. WYTTCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA [STRONA 2 - D]:

1. Załóż pokrywkę uszczelniającą na kubek zbiorczy.
2. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki i przykręć pojemnik do podstawy kubka zbiorczego.
3. Wybierz dyszę, którą chcesz użyć, i upewnij się, że silikonowa część dokładnie pasuje do pojemnika.
4. Dysza lejkowa jest zalecana do czyszczenia kataru lub śluzu, a dysza typu tykwa do czyszczenia zaschniętego kataru.
5. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki i pokręć głowicę aspiratora do głównej jednostki, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie i dostosować tryb przez ponowne naciśnięcie przycisku zasilania. Domyślny tryb to "Tryb miękki".
7. Umieść końcówkę ssącą w przestrzeni nosowej, aby oczyścić katar.
8. Po użyciu wyłącz urządzenie, odkręć części przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je rozmontować, wylej pozostałości płynów oraz ścieki ze zbiornika, a następnie wlej około 20 ml czystej wody do zbiornika, włącz urządzenie i poczekaj, aż woda zostanie wykorzystana. Następnie umyj i ponownie zmontuj na następne użycie.

- **Wskazówka:** Jeśli nos dziecka jest suchy, najpierw zmiekczyć go solą fizjologiczną, a następnie użyć urządzenia.

08. DODANIE ROZTWORU:

Wlej roztwór do płukania nosa lub sól fizjologiczną do komory na roztwór, pamiętając, aby nie przekroczyć maksymalnej objętości 20 ml.

09. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie przechowywać w miejscu, gdzie może dojść do zalania wodą.
2. Nie przechowywać w miejscu, które będzie narażone na szkodliwe czynniki takie jak wilgotność, światło słoneczne, morska bryza, siarka, źródła ciepła itp.
3. Unikać przechyłu, wibracji i uderzeń.
4. Unikać bezpośredniego wpływu deszczu i śniegu, nie umieszczać urządzenia razem z substancjami żrącymi.
5. U osób z zalkanym nosem ciśnienie wywołane przez irigator nosowy może powodować nadmierne ciśnienie w jamie nosowej i

uchu środkowym, co może prowadzić do dyskomfortu.

6. Jeśli odczuwasz silny dyskomfort w uchu środkowym podczas lub po użyciu urządzenia, natychmiast przerwij irygację i zasięgnij dalszych wskazań od lekarza.

7. Nie wydychaj nosa natychmiast po użyciu urządzenia zamiast tego delikatnie wyciśnij wodę z nosa za pomocą chusteczki, inaczej możesz doświadczyć dyskomfortu.

8. Nie używaj urządzenia ciągle dłużej niż 5 minut; wyłącz urządzenie po zakończeniu mycia nosa i opróżnieniu zbiornika na ścieki.

9. Nie zaleca się używania irygatora nosowego przez dzieci poniżej 5 roku życia. Dzieci, które mają 5 lat lub więcej, muszą używać urządzenia pod opieką dorosłych.

10. Dorosli powinni prowadzić dzieci, jak prawidłowo i bezpiecznie używać urządzenia.

11. Pacjenci z niedawnymi operacjami powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

12. Sprawdź, czy powierzchnia produktu jest nieuszkodzona.

13. Sprawdź, czy detektory i wtyczki są na miejscu oraz czy kabel zasilający może być podłączony do gniazdka.

14. Nie używaj produktu podczas kąpieli.

15. Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, lub jeśli jest przerwane połączenie kabla lub wtyczki.

16. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio w oczy, uszy lub inne wrażliwe obszary ciała.

- **Materiał:** PC/ABS/PP/Silikon
- Komora solankowa: 20±5ml
- Maksymalne ciśnienie: ≤ 0.63 Mpa
- Moc wejściowa: DC 5V 1A
- Bateria: 3.7V, 950mAh
- Port ładowania: USB C
- Długość kabla: 1.2m
- Moc robocza: ≤ 3W



01. SECURITY:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

02. DEVICE DESCRIPTION [PAGE 2 - A]:

1. Mode indicator.
2. Charging port.
3. Power button.
4. Battery indicator.

03. DESCRIPTION OF PARTS [PAGE 2 - B]:

1. Cover.
2. Device.
3. Charging cable.
4. Cleaning brush.
5. Nasal rinsing nozzle.
6. Lid.
7. Used water compartment.
8. Suction tube.
9. Brine solution chamber.
10. Gourd nozzle.
11. Funnel nozzle.
12. Container.
13. Lid.
14. Collection cup.

04. BEFORE USE:

Make sure your device is fully charged before first use by plugging the USB cable into the charging port and charging your device for the first time. This device cannot be used while charging.

05. INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Sterilization and disinfection
The nasal irrigator is a reusable device that must be cleaned and disinfected before first use.
2. Rinse the nozzle tip and water tank under running water to remove any dirt.
3. After rinsing, if there are dry stains, soak the stain with cleaning agent and then wipe it with a clean cloth.
4. After the second step, rinse the device again with running water.
5. After cleaning, immerse in purified water at 90°C for 5 minutes, then dry and use.

Note: Do not soak in boiling water. Do not disinfect at too high a temperature or for too long a time.

06. HEAD ASSEMBLY [PAGE 2 - C -1]:

Follow the steps below to assemble the wash head and do not skip any parts.

07. GUIDELINES FOR USING THE DEVICE [PAGE 2 - D]:

1. Place the sealing cap on the collection cup.
2. Follow the direction of the arrow and screw the container to the base of the collection cup.
3. Select the nozzle you want to use and make sure the silicone part fits the container exactly.
4. The funnel nozzle is recommended for cleaning runny noses or mucus, and the gourd nozzle for cleaning dried runny noses.
5. Follow the direction of the arrow and screw the aspirator head onto the main unit by turning clockwise.
6. Press the power button to start the device and adjust the modes by pressing the power button again. The default mode is "Soft Mode".
7. Place the suction tip in the nasal space to clear a runny nose.
8. After use, turn off the device, unscrew the parts counterclockwise to disassemble them, pour out the remaining liquids and waste water from the tank, then pour about 20ml of clean water into the tank, turn on the device and wait until the water is used. Then wash and reassemble for next use.

Tip: If your baby's nose is dry, first soften it with saline and then use the device.

08. ADDING THE SOLUTION TO YOUR NOSE:

Pour the nasal rinsing solution or saline into the solution chamber, taking care not to exceed the maximum volume of 20 ml.

09. PRECAUTIONS:

1. Do not store in a place where it may be exposed to water.
2. Do not store in a place that will be exposed to harmful factors such as humidity, sunlight, sea breeze, sulfur, heat sources, etc.
3. Avoid tilting, vibration and impact.
4. Avoid direct influence of rain and snow, do not place the device together with corrosive substances.
5. In people with a stuffy nose, the pressure from the nasal irrigator may cause excessive pressure in the nasal cavity and middle ear, which may lead to discomfort.
6. If you experience severe middle ear discomfort during or after using the device, stop irrigation immediately and seek further advice from your doctor.
7. Do not blow your nose immediately after using the device, instead gently squeeze the water from your nose with a tissue, otherwise you may experience discomfort.

8. Do not use the device continuously for more than 5 minutes; turn off the device once you have finished washing your nose and the waste water tank has been emptied.
9. The use of the nasal irrigator is not recommended for children under 5 years of age. Children who are 5 years or older must use the device under adult supervision.
10. Adults should guide children on how to use the device properly and safely.
11. Patients with recent surgery should consult a doctor before using the device.
12. Check whether the surface of the product is undamaged.
13. Check that the detectors and plugs are in place and that the power cable can be connected to the socket.
14. Do not use the product while bathing.
15. Do not use the appliance if it has a damaged cable or plug, is not working properly, or if the cable or plug connection is broken.
16. Do not direct the water jet at eyes, ears or other sensitive areas of the body.

● **Material:** PC/ABS/PP/Silicone
Brine chamber: 20±5ml
Maximum pressure: ≤ 0.63 Mpa
Input power: DC 5V 1A
Battery: 3.7V, 950mAh
Charging Port: USB C
Cable length: 1.2m
Working power: ≤ 3W



01. SICHERHEIT:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

02. GERÄTEBESCHREIBUNG [SEITE 2 - A]:

1. Modusanzeige.
2. Ladeanschluss.
3. Ein-/Aus-Taste.
4. Batterieanzeige.

03. BESCHREIBUNG DER TEILE [SEITE 2 - B]:

1. Abdeckung.
2. Gerät.
3. Ladekabel.
4. Reinigungsbürste.
5. Nasenspüldüse.
6. Deckel.
7. Behälter für verbrauchtes Wasser.
8. Saugrohr.
9. Solelösungskammer.
10. Kürbisdüse.
11. Trichterdüse.
12. Behälter.
13. Deckel.
14. Sammelbecher.

04. VOR GEBRAUCH:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist, indem Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss stecken und Ihr Gerät zum ersten Mal aufladen. Dieses Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

05. GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Sterilisation und Desinfektion
Bei der Nasendusche handelt es sich um ein wiederverwendbares Gerät, das vor dem ersten Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden muss.
2. Spülen Sie die Düsen Spitze und den Wassertank unter fließendem Wasser ab, um eventuellen Schmutz zu entfernen.
3. Wenn nach dem Spülen trockene Flecken vorhanden sind, tränken Sie den Fleck mit Reinigungsmittel und wischen Sie ihn dann mit einem sauberen Tuch ab.
4. Spülen Sie das Gerät nach dem zweiten Schritt erneut mit fließendem Wasser ab.
5. Nach der Reinigung 5 Minuten lang in gereinigtes Wasser bei 90 °C eintauchen, dann trocknen und verwenden.

Hinweis: Nicht in kochendem Wasser einweichen. Desinfizieren Sie nicht bei zu hoher Temperatur oder zu lange.

06. KOPFMONTAGE [SEITE 2 - C - 1]:

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Waschkopf zusammenzubauen, und lassen Sie keine Teile aus.

07. RICHTLINIEN ZUR VERWENDUNG DES GERÄTS [SEITE 2 - D]:

1. Setzen Sie die Verschlusskappe auf den Auffangbecher.
2. Folgen Sie der Pfeilrichtung und schrauben Sie den Behälter auf den Boden des Auffangbeckers.
3. Wählen Sie die Düse aus, die Sie verwenden möchten, und stellen Sie sicher, dass das Silikonteil genau zum Behälter passt.
4. Die Trichterdüse empfiehlt sich zum Reinigen von Schnupfen oder Schleim und die Kürbisdüse zum Reinigen von getrockneter Schnupfen.
5. Folgen Sie der Pfeilrichtung und schrauben Sie den Absaugkopf durch Drehen im Uhrzeigersinn auf das Hauptgerät.
6. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät zu starten und passen Sie die Modi an, indem Sie den Netzschalter erneut drücken. Der Standardmodus ist „Soft Mode“.
7. Platzieren Sie die Saugspitze im Nasenraum, um eine laufende Nase zu reinigen.
8. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, schrauben Sie die Teile gegen den Uhrzeigersinn ab, um sie zu zerlegen, gießen Sie die restlichen Flüssigkeiten und das Abwasser aus dem Tank aus, gießen Sie dann etwa 20 ml sauberes Wasser in den Tank, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Wasser austritt wird eingesetzt. Anschließend waschen und für den nächsten Gebrauch wieder zusammenbauen.

Tipp: Wenn die Nase Ihres Babys trocken ist, weichen Sie sie zuerst mit Kochsalzlösung ein und verwenden Sie dann das Gerät.

08. TRAGEN SIE DIE LÖSUNG IN IHRE NASE AUF:

Gießen Sie die Nasenspülösung oder Kochsalzlösung in die Lösungskammer und achten Sie darauf, dass das maximale Volumen von 20 ml nicht überschritten wird.

09. VORSICHTSMAßNAHMEN:

1. Nicht an einem Ort aufbewahren, an dem es Wasser ausgesetzt sein könnte.
2. Nicht an einem Ort lagern, der schädlichen Faktoren wie Feuchtigkeit, Sonnenlicht, Meeresbrise, Schwefel, Wärmequellen usw. ausgesetzt ist.
3. Vermeiden Sie Kippen, Vibrationen und Stöße.
4. Vermeiden Sie den direkten Einfluss von Regen und Schnee und

stellen Sie das Gerät nicht zusammen mit ätzenden Substanzen auf.

5. Bei Menschen mit einer verstopften Nase kann der Druck der Nasendusche zu einem übermäßigen Druck in der Nasenhöhle und im Mittelohr führen, was zu Beschwerden führen kann.
6. Wenn Sie während oder nach der Verwendung des Geräts starke Mittelohrschmerzen verspüren, unterbrechen Sie die Spülung sofort und suchen Sie weiteren Rat bei Ihrem Arzt.
7. Putzen Sie sich nicht unmittelbar nach der Benutzung des Geräts die Nase, sondern drücken Sie das Wasser vorsichtig mit einem Taschentuch aus der Nase, da es sonst zu Unwohlsein kommen kann.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten ununterbrochen; Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie mit der Nasenspülung fertig sind und der Abwassertank geleert ist.
9. Die Verwendung der Nasendusche wird für Kinder unter 5 Jahren nicht empfohlen, Kinder ab 5 Jahren müssen das Gerät unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
10. Erwachsene sollten Kinder in die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Geräts einweisen.
11. Patienten, die sich kürzlich einer Operation unterzogen haben, sollten vor der Verwendung des Geräts einen Arzt konsultieren.
12. Prüfen Sie, ob die Oberfläche des Produkts unbeschädigt ist.
13. Überprüfen Sie, ob die Melder und Stecker vorhanden sind und das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen werden kann.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Baden.
15. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht richtig funktioniert oder wenn die Kabel- oder Steckeranordnung defekt ist.
16. Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Augen, Ohren oder andere empfindliche Körperbereiche.

Material: PC/ABS/PP/Silikon
Solekammer: 20 ± 5 ml
Maximaler Druck: ≤ 0,63 MPa
Eingangsleistung: DC 5V 1A
Batterie: 3,7 V, 950 mAh
Ladeanschluss: USB C
Kabellänge: 1,2 m
Arbeitsleistung: ≤ 3W



01. SEGURIDAD:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

02. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:

1. Indicador de modo.
2. Puerto de carga.
3. Botón de encendido.
4. Indicador de batería.

03. DESCRIPCIÓN DE PIEZAS [PÁGINA 2 - B]:

1. Cubrir.
2. Dispositivo.
3. Cable de carga.
4. Cepillo de limpieza.
5. Boquilla de enjuague nasal.
6. Tapa.
7. Compartimento de agua usada.
8. Tubo de aspiración.
9. Cámara de solución de salmuera.
10. Boquilla de calabaza.
11. Boquilla de embudo.
12. Contenedor.
13. Tapa.
14. Taza recolectora.

04. ANTES DE USAR:

Asegúrese de que su dispositivo esté completamente cargado antes del primer uso conectando el cable USB al puerto de carga y cargando su dispositivo por primera vez. Este dispositivo no se puede utilizar mientras se carga.

05. INSTRUCCIONES DE USO:

1. Esterilización y desinfección
El irrigador nasal es un dispositivo reutilizable que debe limpiarse y desinfectarse antes del primer uso.
2. Enjuague la punta de la boquilla y el tanque de agua con agua corriente para eliminar la suciedad.
3. Después del enjuague, si hay manchas secas, empape la mancha con un agente limpiador y luego límpiela con un paño limpio.
4. Después del segundo paso, enjuague nuevamente el dispositivo con agua corriente.
5. Después de la limpieza, sumergir en agua purificada a 90°C durante 5 minutos, luego secar y usar.

Nota: No sumergir en agua hirviendo. No desinfectar a temperatura demasiado alta ni durante demasiado tiempo.

06. CONJUNTO DE CABEZAL [PÁGINA 2 - C - 1]:

Siga los pasos a continuación para ensamblar el cabezal de lavado y no omita ninguna pieza.

07. DIRECTRICES PARA UTILIZAR EL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - D]:

1. Coloque la tapa selladora en el recipiente colector.
2. Siga la dirección de la flecha y atornille el recipiente a la base del vaso recolector.
3. Selecciona la boquilla que desea utilizar y asegúrate de que la parte de silicona encaje exactamente en el recipiente.
4. Se recomienda la boquilla de embudo para limpiar la nariz que moquea o la mucosidad, y la boquilla de calabaza para limpiar la nariz que moquea seca.
5. Siga la dirección de la flecha y atornille el cabezal del aspirador en la unidad principal girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
6. Presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo y ajuste los modos presionando el botón de encendido nuevamente. El modo predeterminado es "Modo suave".
7. Coloque la punta de succión en el espacio nasal para eliminar la secreción nasal.
8. Después de su uso, apague el dispositivo, desenrosque las piezas en sentido antihorario para desmontarlas, vierta los líquidos restantes y el agua residual del tanque, luego vierta unos 20 ml de agua limpia en el tanque, encienda el dispositivo y espere hasta que el agua se utiliza. Luego lave y vuelva a ensamblar para el próximo uso.

Consejo: si la nariz de su bebé está seca, primero ablandela con solución salina y luego use el dispositivo.

08. AGREGANDO LA SOLUCIÓN A TU NARIZ:

Vierta la solución de enjuague nasal o solución salina en la cámara de solución, teniendo cuidado de no exceder el volumen máximo de 20 ml.

09. PRECAUCIONES:

1. No lo guarde en un lugar donde pueda estar expuesto al agua.
2. No almacenar en un lugar que esté expuesto a factores nocivos como humedad, luz solar, brisa marina, azufre, fuentes de calor, etc.
3. Evite inclinaciones, vibraciones e impactos.
4. Evite la influencia directa de la lluvia y la nieve, no coloque el dispositivo junto con sustancias corrosivas.
5. En personas con congestión nasal, la presión del irrigador nasal puede provocar una presión excesiva en la cavidad nasal y el oído medio, lo que puede provocar molestias.

6. Si experimenta molestias graves en el oído medio durante o después de usar el dispositivo, detenga la irrigación inmediatamente y consulte con su médico.

7. No se sune la nariz inmediatamente después de usar el dispositivo; en su lugar, exprima suavemente el agua de la nariz con un pañuelo de papel, de lo contrario puede sentir molestias.
8. No utilice el dispositivo de forma continua durante más de 5 minutos; Apague el dispositivo una vez que haya terminado de lavarse la nariz y se haya vaciado el depósito de aguas residuales.
9. No se recomienda el uso del irrigador nasal en niños menores de 5 años. Los niños mayores de 5 años deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
10. Los adultos deben guiar a los niños sobre cómo utilizar el dispositivo de forma adecuada y segura.
11. Los pacientes con cirugía reciente deben consultar a un médico antes de utilizar el dispositivo.
12. Compruebe si la superficie del producto no está dañada.
13. Verifique que los detectores y enchufes estén en su lugar y que el cable de alimentación se pueda conectar a la toma.
14. No utilice el producto mientras se baña.
15. No utilice el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, no funciona correctamente o si la conexión del cable o enchufe está rota.
16. No dirija el chorro de agua a ojos, oídos u otras zonas sensibles del cuerpo.

Material: PC/ABS/PP/silicona
Cámara de salmuera: 20±5ml
Presión máxima: ≤ 0,63 Mpa
Potencia de entrada: CC 5 V 1 A
Batería: 3,7 V, 950 mAh
Puerto de carga: USB C
Longitud del cable: 1,2 m
Potencia de trabajo: ≤ 3W



01. SEGURANÇA:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

02. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:

1. Indicador de modo.
2. Porta de carregamento.
3. Botão liga/desliga.
4. Indicador de bateria.

03. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS [PÁGINA 2 - B]:

1. Capa.
2. Dispositivo.
3. Cabo de carregamento.
4. Escova de limpeza.
5. Bocal de lavagem nasal.
6. Tampa.
7. Compartimento de água usada.
8. Tubo de sucção.
9. Câmara de solução de salmoura.
10. Bocal de cabaca.
11. Bocal de funil.
12. Recipiente.
13. Tampa.
14. Copo coletor.

04. ANTES DE USAR:

Certifique-se de que seu dispositivo esteja totalmente carregado antes do primeiro uso, conectando o cabo USB à porta de carregamento e carregando seu dispositivo pela primeira vez. Este dispositivo não pode ser usado durante o carregamento.

05. INSTRUÇÕES DE USO:

1. Esterilização e desinfecção
O irrigador nasal é um dispositivo reutilizável que deve ser limpo e desinfetado antes do primeiro uso.
2. Enxágue o bico do bico e o tanque de água em água corrente para remover qualquer sujeira.
3. Após o enxágue, se houver manchas secas, molhe a mancha com agente de limpeza e limpe-a com um pano limpo.
4. Após a segunda etapa, enxágue novamente o aparelho com água corrente.
5. Após a limpeza, mergulhe em água purificada a 90°C por 5 minutos, depois seque e use.

Nota: Não mergulhe em água fervente. Não desinfete a temperaturas muito altas ou por muito tempo.

06. CONJUNTO DO CABEÇOTE [PÁGINA 2 - C -1]:

Siga os passos abaixo para montar o cabeçote de lavagem e não pule nenhuma peça.

07. DIRETRIZES PARA USAR O DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - D]:

1. Coloque a tampa de vedação no copo coletor.
2. Siga a direção da seta e rosqueie o recipiente na base do copo coletor.
3. Selecione o bico que deseja usar e certifique-se de que a peça de silicone se encaixe exatamente no recipiente.
4. O bocal de funil é recomendado para limpar narizes escorrendo ou muco, e o bocal de cabaca para limpar narizes escorrendo secos.
5. Siga a direção da seta e aparafuse a cabeça do aspirador na unidade principal girando no sentido horário.
6. Pressione o botão liga/desliga para iniciar o dispositivo e ajuste os modos pressionando o botão liga/desliga novamente. O modo padrão é "Modo Suave".
7. Coloque a ponta de sucção no espaço nasal para limpar o nariz escorrendo.
8. Após o uso, desligue o aparelho, desparafuse as peças no sentido anti-horário para desmontá-las, despeje os líquidos restantes e águas residuais do tanque, em seguida despeje cerca de 20ml de água limpa no tanque, ligue o aparelho e espere até que a água é usado. Em seguida, lave e remonte para o próximo uso.

Dica: Se o nariz do seu bebê estiver seco, primeiro amoleça-o com soro fisiológico e depois use o aparelho.

08. ADICIONANDO A SOLUÇÃO AO NARIZ:

Despeje a solução de enxágue nasal ou soro fisiológico na câmara de solução, tomando cuidado para não ultrapassar o volume máximo de 20 ml.

09. PRECAUÇÕES:

1. Não armazene em local onde possa ficar exposto à água.
2. Não armazene em local exposto a fatores prejudiciais, como umidade, luz solar, brisa marítima, enxofre, fontes de calor, etc.
3. Evite inclinação, vibração e impacto.
4. Evite a influência direta da chuva e da neve, não coloque o aparelho junto com substâncias corrosivas.
5. Em pessoas com nariz entupido, a pressão do irrigador nasal pode causar pressão excessiva na cavidade nasal e no ouvido médio, o que pode causar desconforto.
6. Se sentir desconforto grave no ouvido médio durante ou após a utilização do dispositivo, interrompa imediatamente a irrigação e consulte o seu médico.
7. Não assoe o nariz imediatamente após usar o dispositivo; em vez disso, esprema suavemente a água do nariz com um lenço de papel,

caso contrário poderá sentir desconforto.

8. Não use o aparelho continuamente por mais de 5 minutos; desligue o aparelho assim que terminar de lavar o nariz e o tanque de águas residuais tiver sido esvaziado.

9. O uso do irrigador nasal não é recomendado para menores de 5 anos. Crianças com 5 anos ou mais devem usar o dispositivo sob supervisão de um adulto.

10. Os adultos devem orientar as crianças sobre como usar o dispositivo de maneira adequada e segura.

11. Pacientes com cirurgia recente devem consultar um médico antes de usar o dispositivo.

12. Verifique se a superfície do produto não está danificada.

13. Verifique se os detectores e as fichas estão colocados e se o cabo de alimentação pode ser ligado à tomada.

14. Não utilize o produto durante o banho.

15. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiver danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se a ligação do cabo ou da ficha estiver quebrada.

16. Não direcione o jato de água para os olhos, ouvidos ou outras áreas sensíveis do corpo.

Material: PC/ABS/PP/Silicone
Câmara de salmoura: 20±5ml
Pressão máxima: ≤ 0,63 MPa
Potência de entrada: CC 5V 1A
Bateria: 3,7 V, 950 mAh
Porta de carregamento: USB C
Comprimento do cabo: 1,2 m
Potência de trabalho: ≤ 3W



01. BEZPEČNOSTNÍ:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

02. POPIS ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - A]:

1. Indikátor režimu.
2. Nabíjecí port.
3. Tlačítko napájení.
4. Indikátor baterie.

03. POPIS DÍLŮ [STRANA 2 - B]:

1. Kryt.
2. Zařízení.
3. Nabíjecí kabel.
4. Čističí kartáč.
5. Tryska na vyplachování nosu.
6. Víko.
7. Příhrádka na použitou vodu.
8. Sací trubice.
9. Komora pro solný roztok.
10. Tryska z tykve.
11. Trychtýřová tryska.
12. Kontejner.
13. Víko.
14. Sběrný pohár.

04. PŘED POUŽITÍM:

Před prvním použitím se ujistěte, že je vaše zařízení plně nabitě tak, že zapojíte USB kabel do nabíjecího portu a zařízení poprvé nabijete. Toto zařízení nelze používat během nabíjení.

05. NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Sterilizace a dezinfekce
2. Nosní irigátor je opakovaně použitelné zařízení, které je nutné před prvním použitím vyčistit a vydezinfikovat.
3. Opřehněte špičku trysky a nádržku na vodu pod tekoucí vodou, abyste odstranili veškeré nečistoty.
4. Pokud jsou po opláchnutí zaschlé skvrny, namočte skvrny čisticím prostředkem a poté ji oteřte čistým hadříkem.
5. Po druhém kroku zařízení znovu opláchněte tekoucí vodou.
6. Po vyčištění ponořte na 5 minut do čisté vody o teplotě 90 °C, poté osušte a použijte.

Poznámka: Nenamáchejte ve vroucí vodě. Nedezinfikujte při příliš vysoké teplotě nebo příliš dlouho.

06. HLAVOVÉ SLOŽENÍ [STRANA 2 - C -1]:

Při sestavování mycí hlavy postupujte podle níže uvedených kroků a nepřeskakujte žádné části.

07. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - D]:

1. Nasadte uzavírací víčko na sběrnou nádobku.
2. Postupujte ve směru šipky a přišroubujte nádobku k základně sběrné nádoby.
3. Vyberte trysku, kterou chcete použít, a ujistěte se, že silikonová část přesně pasuje na nádobku.
4. Trychtýřová tryska se doporučuje pro čištění výtoků z nosu nebo hlenu a trychtýřová tryska pro čištění vysušených výtoků z nosu.
5. Postupujte ve směru šipky a našroubujte odsávací hlavu na hlavní jednotku otáčením ve směru hodinových ručiček.
6. Stisknutím tlačítka napájení spustíte zařízení a dalším stisknutím tlačítka napájení upravíte režimy. Výchozí režim je "Soft Mode".
7. Umístěte sací koncovku do nosního prostoru, abyste odstranili rýmu.
8. Po použití přístroj vypněte, dily odšroubujte proti směru hodinových ručiček, abyste je rozebrali, vylítte zbylé tekutiny a odpadní vodu z nádrží, poté nalijte do nádrží cca 20ml čisté vody, zapněte zařízení a počkejte, až voda se používá. Poté omyjte a složte pro další použití.

Tip: Pokud je nos vašeho dítěte suchý, nejprve jej změkčete fyziologickým roztokem a poté použijte přístroj.

08. PŘIDÁNÍ ROZTOKU DO NOSU:

Nalijte roztok na vyplachování nosu nebo fyziologický roztok do komory pro roztok, přičemž dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální objem 20 ml.

09. OPATŘENÍ:

1. Neskladujte na místě, kde by mohl být vystaven vodě.
2. Neskladujte na místě, které bude vystaveno škodlivým faktorům jako je vlhkost, sluneční záření, mořský váněk, síra, zdroje tepla atd.
3. Vyhněte se naklání, vibracím a nárazům.
4. Vyhněte se přímému vlivu deště a sněhu, neumísťte zařízení společně s korozivními látkami.
5. U lidí s ucpaným nosem může tlak z nosního irigátoru způsobit nadměrný tlak v nosní dutině a středním uchu, což může vést k nepohodlí.
6. Pokud během používání zařízení nebo po něm zaznamenáte silné nepohodlí ve středním uchu, okamžitě zastavte irigaci a vyhledejte další radu od svého lékaře.
7. Nesmrkejte ihned po použití přístroje, místo toho jemně vymačkejte vodu z nosu kapesníčkem, jinak můžete pociťovat nepohodlí.
8. Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než 5 minut; vypněte zařízení, jakmile dokončíte mytí nosu a vyprázdníte nádržku na

odpadní vodu.

9. Použití nosního irigátoru se nedoporučuje dětem do 5 let. Děti ve věku 5 let a starší musí zařízení používat pod dohledem dospělé osoby.

10. Dospělí by měli vést děti, jak správně a bezpečně používat zařízení.

11. Pacienti po nedávné operaci by se měli před použitím zařízení poradit s lékařem.

12. Zkontrolujte, zda není povrch výrobku poškozen.

13. Zkontrolujte, zda jsou detektory a zástrčky na svém místě a zda lze napájecí kabel zapojit do zásuvky.

14. Nepoužívejte přípravek při koupání.

15. Spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně nebo pokud je kabel nebo zástrčka přerušena.

16. Nemířte proudem vody do očí, uší nebo jiných citlivých oblastí těla.

Materiál: PC/ABS/PP/Silikon
Solanková komora: 20±5ml
Maximální tlak: ≤ 0,63 Mpa
Vstupní výkon: DC 5V 1A
Baterie: 3,7V, 950mAh
Nabíjecí port: USB C
Délka kabelu: 1,2m
Pracovní výkon: ≤ 3W



01. ZABEZPEČENIE:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručiku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

02. POPIS ZARIADENIA [STRANA 2 - A]:

1. Indikátor režimu.
2. Nabíjací port.
3. Tlačidlo napájania.
4. Indikátor batérie.

03. POPIS DIELOV [STRANA 2 - B]:

1. Kryt.
2. Zariadenie.
3. Nabíjací kábel.
4. Čistiaca kefka.
5. Tryska na vyplachovanie nosa.
6. Veko.
7. Priehradka na použitú vodu.
8. Nasávacía trubica.
9. Komora na solný roztok.
10. Tryska z tekvice.
11. Tryska lievika.
12. Nádob.
13. Veko.
14. Zberný pohár.

04. PRED POUŽITÍM:

Pred prvým použitím sa uistite, že je vaše zariadenie úplne nabité tak, že zapojíte kábel USB do nabíjacieho portu a prvýkrát zariadenie nabijete. Toto zariadenie nie je možné používať počas nabíjania.

05. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

1. Sterilizácia a dezinfekcia
Nosový irigátor je opakovane použiteľné zariadenie, ktoré sa musí pred prvým použitím vyčistiť a vydezinfikovať.
2. Opláchnite hrot trysky a nádržku na vodu pod tečúcou vodou, aby ste odstránili všetky nečistoty.
3. Ak sú po opláchnutí zaschnuté škvrny, namočte škvrnu čistiacim prostriedkom a potom ju utrite čistou handričkou.
4. Po druhom kroku zariadenie opäť opláchnite tečúcou vodou.
5. Po vyčistení ponorte na 5 minút do čistej vody s teplotou 90°C, potom vysušte a použite.

Poznámka: Nenamáčajte do vriacej vody. Nedezinfikujte pri príliš vysokej teplote alebo príliš dlho.

06. HLAVOVÉ ZLOŽENIE [STRANA 2 - C -1]:

Pri zostavovaní umývacej hlavy postupujte podľa nižšie uvedených krokov a nevynechávajte žiadne časti.

07. POKYNY NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA [STRANA 2 - D]:

1. Nasadte tesniaci uzáver na zbernú nádobu.
2. Postupujte v smere šípky a priskrutkujte nádobu k základni zberného pohára.
3. Vyberte trysku, ktorú chcete použiť, a uistite sa, že silikónová časť presne sedí na nádobu.
4. Tryska s lievikom sa odporúča na čistenie tečúcich nosov alebo hlienov a tryska z tekvice na čistenie vysušených nádechov.
5. Postupujte v smere šípky a naskrutkujte hlavu odsávača na hlavnú jednotku otáčaním v smere hodinových ručičiek.
6. Stlačením tlačidla napájania spustíte zariadenie a opätovným stlačením tlačidla napájania upravte režim. Predvolený režim je "Soft Mode".
7. Umiestnite sáciu koncovku do nosového priestoru, aby ste vyčistili nádech.
8. Po použití prístroj vypnite, odskrutkujte diely proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ich rozbali. Vylejte zvyšné tekutiny a odpadovú vodu z nádrčky, potom nalejte do nádrčky cca 20ml čistej vody, zapnite zariadenie a počkajte, kým voda sa používa. Potom umyte a zložte na ďalšie použitie.

Tip: Ak je nos vášho dieťaťa suchý, najskôr ho zmáknite fyziologickým roztokom a potom použite prístroj.

08. PRIDANIE ROZTOKU DO NOSA:

Nalejte roztok na vyplachovanie nosa alebo fyziologický roztok do komory na roztok, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálny objem 20 ml.

09. PREVENCIA:

1. Neskladujte na mieste, kde môže byť vystavený vode.
2. Neskladujte na mieste, ktoré bude vystavené škodlivým faktorom ako je vlhkosť, slnečné žiarenie, morský vánok, sira, zdroje tepla a pod.
3. Vyhnite sa nakláňaniu, vibráciám a nárazom.
4. Zabráňte priamemu vplyvu dažďa a snehu, neumiestňujte prístroj spolu s korozívnymi látkami.
5. U ľudí s upchatým nosom môže tlak z nosového irigátora spôsobiť nadmerný tlak v nosovej dutine a strednom uchu, čo môže viesť k nepohodliu.
6. Ak počas používania zariadenia alebo po ňom pocítite silné nepohodlie v strednom uchu, okamžite zastavte zavlažovanie a vyhľadajte ďalšiu radu od svojho lekára.
7. Bezprostredne po použití prístroja si nevysmrkajte nos, namiesto

toho si vodu z nosa jemne vytlačte vreckovkou, inak môžete pocítiť nepohodlie.

8. Nepoužívajte zariadenie nepretržite dlhšie ako 5 minút; po umytí nosa a vyprázdnení nádrčky na odpadovú vodu prístroj vypnite.

9. Používajte irigátora nosa sa neodporúča deťom do 5 rokov.

Deti vo veku 5 rokov a staršie musia zariadenie používať pod dohľadom dospelého osoby.

10. Dospelí by mali viesť deti k tomu, ako správne a bezpečne používať zariadenie.

11. Pacienti s nedávnou operáciou by sa mali pred použitím zariadenia poradiť s lekárom.

12. Skontrolujte, či je povrch výrobku nepoškodený.

13. Skontrolujte, či sú detektory a zástrčky na svojom mieste a či je možné pripojiť napájací kábel do zásuvky.

14. Nepoužívajte výrobok počas kúpania.

15. Spotrebiteľ nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, nefunguje správne alebo ak je kábel alebo zástrčka prerušená.

16. Prúd vody nesmerujte do očí, uší alebo iných citlivých oblastí tela.

● Materiál: PC/ABS/PP/silikón

Solná komora: 20±5ml

Maximálny tlak: ≤ 0,63 MPa

Vstupný výkon: DC 5V 1A

Batéria: 3.7V, 950mAh

Nabíjací port: USB C

Dĺžka kábla: 1,2m

Pracovný výkon: ≤ 3W



01. VARNOST:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

02. OPIS NAPRAVE [STRAN 2 - A]:

1. Indikator načina.
2. Vrata za polnjenje.
3. Gumb za vklop.
4. Indikator baterije.

03. OPIS DELOV [STRAN 2 - B]:

1. Pokrov.
2. Naprava.
3. Polnilni kabel.
4. Ščetka za čiščenje.
5. Nastavek za izpiranje nosu.
6. Pokrov.
7. Predal za rabljeno vodo.
8. Sesalna cev.
9. Komora za raztopino slanice.
10. Šoba za buče.
11. Lijakasta šoba.
12. Posoda.
13. Pokrov.
14. Zbiralna skodelica.

04. PRED UPORABO:

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je vaša naprava povsem napolnjena, tako da priključite kabel USB v polnilna vrata in napravo prvič napolnite. Te naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem.

05. NAVODILA ZA UPORABO:

1. Sterilizacija in dezinfekcija
Nosni izpiralnik je pripomoček za večkratno uporabo, ki ga je treba pred prvo uporabo očistiti in razkužiti.
2. Konico šobe in rezervoar za vodo sperite pod tekočo vodo, da odstranite umazanijo.
3. Če so po izpiranju ostali suhi madeži, jih namočite s čistilom in nato obrišite s čisto krpo.
4. Po drugem koraku napravo ponovno sperite s tekočo vodo.
5. Po čiščenju potopite v prečiščeno vodo pri 90 °C za 5 minut, nato posušite in uporabite.

Opomba: Ne namakajte v vreli vodi. Ne razkužujte pri previsoki temperaturi ali predolgo.

06. SKLOP GLAVE [STRAN 2 - C -1]:

Sledite spodnjim korakom za sestavljanje pomivalne glave in ne preskočite nobenega dela.

07. NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE [STRAN 2 - D]:

1. Namestite tesnilni pokrov na zbiralno posodo.
2. Sledite smeri puščice in privijte posodo na dno zbiralne posode.
3. Izberite nastavek, ki ga želite uporabiti, in se prepričajte, da se silikonski del natančno prilega posodi.
4. Lijasti nastavek priporočamo za čiščenje izcedka iz nosu ali sluzi, nastavek za bučo pa za čiščenje zasušenega izcedka iz nosu.
5. Sledite smeri puščice in glavo aspiratorja privijte na glavno enoto tako, da jo obračate v smeri urnega kazalca.
6. Pritisnite gumb za vklop, da zaženete napravo in prilagodite načine s ponovnim pritiskom gumba za vklop. Privzeti način je "Soft Mode".
7. Postavite sesalno konico v nosni prostor, da očistite izcedek iz nosu.
8. Po uporabi izklopite napravo, odvijte dele v nasprotni smeri urnega kazalca, da jih razstavite, izlijte preostale tekočine in odpadno vodo iz rezervoarja, nato v rezervoar nalijte približno 20 ml čiste vode, vklopite napravo in počakajte, da voda se uporablja. Nato operite in ponovno sestavite za naslednjo uporabo.

Namig: Če je dojenčkov nos suh, ga najprej zmehčajte s fiziološko raztopino in šele nato uporabite napravo.

08. DODAJANJE RAZTOPINE V NOS:

Raztopino za izpiranje nosu ali fiziološko raztopino nalijte v komoro za raztopino, pri čemer pazite, da ne presežete največje prostornine 20 ml.

09. PREVIDNOSTNI UKREPI:

1. Ne shranjujte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen vodi.
2. Ne shranjujte na mestu, ki bo izpostavljeno škodljivim dejavnikom, kot so vlaga, sončna svetloba, morski vetrič, žveplo, viri toplote itd.
3. Izogibajte se nagibanju, vibracijam in udarcem.
4. Izogibajte se neposrednemu vplivu dežja in snega, naprave ne postavljajte skupaj z jedkimi snovmi.
5. Pri ljudeh z zamašenim nosom lahko pritisk izpiralnika za nos povzroči čezmeren pritisk v nosni votlini in srednjem ušesu, kar lahko povzroči nelagodje.
6. Če med ali po uporabi naprave občutite hudo nelagodje v srednjem ušesu, takoj prenehajte z izpiranjem in se posvetujte z zdravnikom.
7. Ne izpihujte nosu takoj po uporabi pripomočka, raje nežno iztisnite vodo iz nosu z robčkom, sicer lahko občutite nelagodje.
8. Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot 5 minut; izklopite napravo, ko končate z izpiranjem nosu in je rezervoar za odpadno vodo izprazen.

9. Uporaba nosnega izpiralnika ni priporočljiva za otroke, mlajše od 5 let. Otroci, stari 5 let ali več, morajo uporabljati napravo pod nadzorom odrasle osebe.

10. Odrasli morajo otroke poučiti o pravilni in vami uporabi naprave.

11. Bolniki z nedavno operacijo se morajo pred uporabo naprave posvetovati z zdravnikom.

12. Preverite, ali je površina izdelka nepoškodovana.

13. Preverite, ali so detektorji in vtiči nameščeni ter ali je napajalni kabel mogoče priključiti v vtičnico.

14. Izdelka ne uporabljajte med kopanjem.

15. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, ne deluje pravilno ali če je kabel ali vtič pretrgan.

16. Vodnega curka ne usmerjajte v oči, ušesa ali druge občutljive dele telesa.

Material: PC/ABS/PP/Silikon
Prostornina slanice: 20±5 ml
Najvišji tlak: ≤ 0,63 MPa
Vhodna moč: DC 5V 1A
Baterija: 3,7 V, 950 mAh
Vrata za polnjenje: USB C
Dolžina kabla: 1,2 m
Delovna moč: ≤ 3W



01. TURVALISUS:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

02. SEADME KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 – A]:

1. Režiimi indikaator.
2. Laadimisport.
3. Toitenupp.
4. Aku indikaator.

03. OSADE KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - B]:

1. Kaas.
2. Seade.
3. Laadimiskaabel.
4. Puhastushari.
5. Nina loputusotsik.
6. Kaas.
7. Kasutatud vee sektsioon.
8. Imemistoru.
9. Soollahuse kamber.
10. Kõrvitsa otsik.
11. Lehtri otsik.
12. Mahuti.
13. Kaas.
14. Kogumistops.

04. ENNE KASUTAMIST:

Veenduge, et teie seade on enne esmakordset kasutamist täielikult laetud, ühendades USB-kaabli laadimisporti ja laadides seadet esimest korda. Seda seadet ei saa laadimise ajal kasutada.

05. KASUTUSJUHEND:

1. Steriliseerimine ja desinfitseerimine
Nina niisutaja on korduvkasutatav seade, mis tuleb enne esmakordset kasutamist puhastada ja desinfitseerida.
2. Loputage düüsi otsik ja veepaak voolava vee all, et eemaldada mustus.
3. Kuivate plekkide ilmnemisel pärast loputamist leotage plekki puhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta lapiga.
4. Pärast teist sammu loputage seadet uuesti jooksva veeaga.
5. Pärast puhastamist kaste 5 minutiks puhastatud vette temperatuuril 90°C, seejärel kuivatage ja kasutage.

Märkus: Ärge leotage keevas vees. Ärge desinfitseerige liiga kõrge temperatuuril ega liiga kaua.

06. PEA KOKKUPANEK [LEHEKÜLG 2 - C -1]:

Pesupea kokkupanemiseks järgige alltoodud samme ja ärge jätkte ühtegi osa vahele.

07. JUHISED SEADME KASUTAMISEKS [LK 2 - D]:

1. Asetage ühenduskork kogumistopsi peale.
2. Järgige noole suunda ja keerake anum kogumistopsi alusele.
3. Valige otsik, mida soovite kasutada, ja veenduge, et silikoonosa sobib täpselt anumaga.
4. Lehterotsikut soovitatatakse nohu või lima puhastamiseks ning kõrvitsaotsikut kuivanud nahu puhastamiseks.
5. Järgige noole suunda ja keerake aspiraatoripea päripäeva keerates põhiseadme külge.
6. Seadme käivitamiseks vajutage toitenuppu ja reguleerige režiime, vajutades uuesti toitenuppu. Vaikerežiim on "Soft Mode".
7. Asetage imemisots ninaõnde, et eemaldada nahu.
8. Pärast kasutamist lülitage seade välja, keerake osad lahtivõtmiseks lahti vastupäeva, valage ülejäänud vedelikud ja heitvesi paagist välja, seejärel valage paaki umbes 20 ml puhast vett, lülitage seade sisse ja oodake, kuni vesi hakkab välja voolama, kasutatakse. Seejärel peske ja pange järgmiseks kasutuseks uuesti kokku.

Näpunäide: kui teie lapse nina on kuiv, pehmenage seda kõigepealt soolalahusega ja seejärel kasutage seadet.

08. LAHUSE LISAMINE NINASSE:

Valage ninaloputuslahus või soolalahus lahuse kambrisse, jälgides, et see ei ületaks maksimaalset 20 ml mahtu.

09. ETTEVAATUSABINÕUD:

1. Ärge hoidke kohas, kus see võib kokku puutuda veega.
2. Ärge hoidke kohas, mis puutub kokku kahjulike teguritega, nagu niiskus, päikesevalgus, meretuul, värv, soojustallikad jne.
3. Vältige kallutamist, vibratsiooni ja lööke.
4. Vältige vihma ja lume otsest mõju, ärge asetage seadet koos söövivate ainetega.
5. Kinnise ninaga inimestel võib nina loputusseadme surve tekitada ninaõõnes ja keskkõrvas liigset survet, mis võib põhjustada ebamugavustunnet.
6. Kui tunnete seadme kasutamise ajal või pärast seda tõsist ebamugavustunnet keskkõrvas, lõpetage kohe seadme loputamine ja pöörduge oma arsti poole.
7. Ärge puhuge nina kohe pärast aparadi kasutamist, vaid pigistage salvrätiga õrnalt ninast vett, mida võib tekkida ebamugavustunne.
8. Ärge kasutage seadet pidevalt kauem kui 5 minutit; lülitage seade välja, kui olete nina pesemise lõpetanud ja reoveepaak on tühjendatud.
9. Alla 5-aastastel lastel ei soovitata kasutada nina loputusvahendit.

5-aastased või vanemad lapsed peavad seadet kasutama täiskasvanu järelevalve all.

10. Täiskasvanud peaksid lapsi juhendama, kuidas seadet õigesti ja ohutult kasutada.

11. Hiljuti opereeritud patsiendid peaksid enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga.

12. Kontrollige, kas toote pind on kahjustamata.

13. Kontrollige, et andurid ja pistikud oleksid paigas ning et toitekaablit saaks pistikupessa ühendada.

14. Ärge kasutage toodet suplemise ajal.

15. Ärge kasutage seadet, kui selle kaabel või pistik on kahjustatud, ei tööta korralikult või kui kaabel või pistik on katki.

16. Ärge suunake veejuga silmadesse, kõrvadesse või muudesse tundlikesse kehapiirkondadesse.

Materjal: PC/ABS/PP/silikoon
Soolveekamber: 20±5ml
Maksimaalne rõhk: ≤ 0,63 MPa
Sisendvõimsus: DC 5V 1A
Aku: 3.7 V, 950 mAh
Laadimisport: USB C
Kaabli pikkus: 1,2m
Töövõimsus: ≤ 3W



01. SAUGUMAS:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

02. ĮRENGINIO APRAŠAS [2 PUSLAPIS – A]:

1. Režimo indikatorius.
2. Įkrovimo prievadas.
3. Maitinimo mygtukas.
4. Bateriaus indikatorius.

03. DALIŲ APRAŠYMAS [2 PUSLAPIS – B]:

1. Viršelis.
2. Įrenginys.
3. Įkrovimo laidas.
4. Valymo šepetys.
5. Nosies skalavimo antgalis.
6. Dangtis.
7. Panaudoto vandens skyrus.
8. Siurbimo vamzdis.
9. Sūrymo tirpalo kamera.
10. Moliūgų antgalis.
11. Piltuvo antgalis.
12. Konteineris.
13. Dangtis.
14. Kolekcionavimo puodelis.

04. PRIEŠ NAUDOJIMĄ:

Prieš naudodami pirmą kartą įsitikinkite, kad jūsų įrenginys visiškai įkrautas, įkiškite USB kabelį į įkrovimo prievadą ir pirmą kartą įkraukite įrenginį. Šio įrenginio negalima naudoti įkraunant.

05. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

1. Sterilizacija ir dezinfekcija
Nosies drėkintuvas yra daugkartinio naudojimo prietaisas, kurį prieš pirmą kartą naudojant reikia išvalyti ir dezinfekuoti.
2. Nuplaukite purškimo antgalį ir vandens baką po tekančiu vandeniu, kad pašalintumėte nešvarumus.
3. Po skalavimo, jei yra sausų dėmių, pamirkykite dėmę valymo priemonė ir nuvalykite švaria šluoste.
4. Po antrojo žingsnio dar kartą išskalaukite prietaisą tekančiu vandeniu.
5. Po valymo panardinkite į išvalytą 90°C vandenį 5 minutėms, tada išdžiovinkite ir naudokite.

Pastaba: nemirkykite verdančiame vandenyje. Nedezinfekuokite per aukštoje temperatūroje arba per ilgai.

06. GALVUTĖS MAZGAS [2 PUSLAPIS – C -1]:

Norėdami surinkti plovimo galvutę, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir nepraleiskite jokių dalių.

07. PRIETAISO NAUDOJIMO GAIRĖS [2 PUSLAPIS – D]:

1. Uždėkite sandarinimo dangtelį ant surinkimo puodelio.
2. Vadovaukitės rodyklės kryptimi ir prisukite talpyklą prie surinkimo puodelio pagrindo.
3. Pasirinkite norimą naudoti antgalį ir įsitikinkite, kad silikoninė dalis tvirtai priglundą prie talpyklos.
4. Piltuvo antgalis rekomenduojamas slogai ar gleivėms valyti, o moliūginis antgalis – išdžiūvusiai slogai valyti.
5. Vadovaukitės rodyklės kryptimi ir prisukite aspiratoriaus galvutę ant pagrindinio įrenginio, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
6. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte įrenginį, ir sureguliuokite režimus dar kartą paspausdami maitinimo mygtuką. Numatytasis režimas yra "Soft Mode".
7. Įdėkite siurbimo antgalį į nosies ertmę, kad išvalytumėte slogą.
8. Po naudojimo išjunkite prietaisą, atsukite dalis prieš laikrodžio rodyklę, kad išardytumėte, išpilkite likusius skysčius ir nuotekas iš rezervuaro, tada į baką supilkite apie 20 ml švaraus vandens, įjunkite įrenginį ir palaukite, kol vanduo yra naudojamas. Tada nuplaukite ir surinkite kitam naudojimui.

Patarimas: Jei kūdikio nosytė išsausėjusi, pirmiausia suminkštinkite ją fiziologiniu tirpalu ir naudokite prietaisą.

08. ĮPILKITE TIRPALO Į NOSĮ:

Į tirpalo kamerą supilkite nosies skalavimo tirpalą arba fiziologinį tirpalą, neviršydami maksimalaus 20 ml tūrio.

09. ATSARGUMO PRIEMONĖS:

1. Nelaikykite tokioje vietoje, kur jos gali patekti į vandenį.
2. Nelaikykite tokioje vietoje, kuri bus veikiami kenksmingų veiksmų, tokių kaip drėgmė, saulės spinduliai, jūros brizas, siera, šilumos šaltiniai ir kt.
3. Venkite pasivimo, vibracijos ir smūgių.
4. Venkite tiesioginio lietaus ar sniego poveikio, nedėkite įrenginio kartu su korozinėmis medžiagomis.
5. Žmonėms, kurių nosis užgulta, nosies drėkintuvo spaudimas gali sukelti per didelį spaudimą nosies ertmėje ir vidurinėje ausyje, o tai gali sukelti diskomfortą.
6. Jei prietaiso naudojimo metu arba po jo jaučiate stiprų vidurinės ausies diskomfortą, nedelsdami nutraukite drėkinimą ir kreipkitės į gydytoją.
7. Nepūsukite nosies iš karto po prietaiso naudojimo, o švelniai servetėle išspauskite vandenį iš nosies, kitaip galite jausti diskomfortą.
8. Nenaudokite įrenginio nepertraukiamai ilgiau nei 5 minutes;

išjunkite prietaisą, kai baigsite plauti nosį ir ištuštinkite nuotekų baką.

9. Jaunesniems nei 5 metų vaikams nosies įrigatoriaus naudoti nerekomenduojama. 5 metų ir vyresni vaikai turi naudoti įrenginį prižiūrimi suaugusiųjų.
10. Suaugusieji turėtų paaiškinti vaikams, kaip tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
11. Pacientai, kuriems neseniai buvo atlikta operacija, prieš naudodami prietaisą turėtų pasitarti su gydytoju.
12. Patikrinkite, ar nepažeistas gaminio paviršius.
13. Patikrinkite, ar detektoriai ir kištukai yra savo vietose ir ar maitinimo laidą galima prijungti prie lizdo.
14. Nenaudokite produkto maudydamiesi.
15. Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas arba kištukas pažeistas, jis neveikia tinkamai arba nutrūkęs kabelio ar kištuko jungtis.
16. Nenukreipkite vandens srovės į akis, ausis ar kitas jautrias kūno vietas.

- Medžiaga: PC/ABS/PP/Silikonas
- Sūrymo kamera: 20±5ml
- Maksimalus stėgis: ≤ 0,63 Mpa
- Iėjimo galia: DC 5V 1A
- Baterija: 3,7 V, 950 mAh
- Įkrovimo prievadas: USB C
- Kabelio ilgis: 1,2m
- Darbinė galia: ≤ 3W

01. DROŠĪBA:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

02. IERĪCES APRAKSTS [2. LAPA — A]:

1. Režīma indikators.
2. Uzlādes ports.
3. Barošanas poga.
4. Akumulatora indikators.

03. DAĻU APRAKSTS [2. LAPA - B]:

1. Vāks.
2. Ierīce.
3. Uzlādes kabelis.
4. Tīrīšanas birste.
5. Deguna skalošanas uzgalis.
6. Vāks.
7. Izlietotā ūdens nodalījums.
8. Sūkšanas caurule.
9. Sāļjuma šķidruma kamera.
10. Kīrbju sprausla.
11. Piltuves uzgalis.
12. Kontainers.
13. Vāks.
14. Kolekciju krūze.

04. PIRMS LIETOŠANAS:

Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, vai ierīce ir pilnībā uzlādēta, pievienojot USB kabeli uzlādes portam un pirmo reizi uzlādējot ierīci. Šo ierīci nevar izmantot uzlādes laikā.

05. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Sterilizācija un dezinfekcija
Deguna irigators ir atkārtoti lietojama ierīce, kas pirms pirmās lietošanas ir jāiztīra un jādezinficē.
2. Izskalojiet sprauslas galu un ūdens tvertni zem tekoša ūdens, lai noņemtu visus netīrumus.
3. Pēc skalošanas, ja ir sausi traipi, samitriniet traipu ar tīrīšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet to ar tīru drānu.
4. Pēc otras darbības vēlreiz noskalojiet ierīci ar tekošu ūdeni.
5. Pēc tīrīšanas iegremdējiet atitrtitā ūdenī 90°C uz 5 minūtēm, pēc tam nosusiniet un lietojiet.

Piezīme: Nemērcēt verdošā ūdenī. Nedezinficējiet pārāk augstā temperatūrā vai pārāk ilgi.

06. GALVAS KOMPLEKTS [2. LAPA - C -1]:

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai saliktu mazgāšanas galviņu, un neizlaižiet nevienu daļu.

07. IERĪCES LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI [2. LAPA - D]:

1. Uzlieciet vāku savākšanas krūzei.
2. Izpildiet buliņas norādīto virzienu un pieskrūvējiet trauku savākšanas krūzes pamatnē.
3. Izvēlieties uzgali, kuru vēlaties izmantot, un pārliecinieties, vai silikona daļa cieši pieguļ traukā.
4. Piltuves uzgalis ieteicams iesnu vai gļotu tīrīšanai, bet kīrbju uzgalis izžuvušu iesnu tīrīšanai.
5. Izpildiet buliņas norādīto virzienu un pieskrūvējiet aspiratora galvu galvenajā blokā, griežot pulkstenrādītāja virzienā.
6. Nospiediet barošanas pogu, lai palaistu ierīci, un noregulējiet režīmu, vēlreiz nospiežot barošanas pogu. Noklusējuma režīms ir "Soft Mode".
7. Novietojiet sūkšanas galu deguna dobumā, lai atbrīvotos no iesnām.
8. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, atskrūvējiet detaļas pretēji pulkstenrādītāja virzienam, lai tās izjauktu, izņemiet no tvertnes atlikušos šķidrumus un notekūdeņus, pēc tam ielejiet tvertnē apmēram 20 ml tīra ūdens, izslēdziet ierīci un pagaidiet, līdz ūdens tiek izmantots. Pēc tam nomazgājiet un salieciet nākamajai lietošanai.

Padoms: ja mazuļa deguns ir sauss, vispirms mīkstīniet to ar fizioloģisko šķidrumu un pēc tam izmantojiet ierīci.

08. ŠĶIDUMA PIEVIENOŠANA DEGUNAM:

Ielejiet deguna skalošanas šķidrumu vai fizioloģisko šķidrumu šķidruma kamerā, lai nepārsniegtu maksimālo 20 ml tilpumu.

09. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

1. Neglabājiet vietā, kur tā var tikt pakļauta ūdens iedarbībai.
2. Neuzglabājiet vietā, kas tiks pakļauta kaitīgiem faktoriem, piemēram, mitrumam, saules gaismai, jūras brīzei, sēram, siltuma avotiem utt.
3. Izvairieties no savēršanās, vibrācijas un trieciena.
4. Izvairieties no lietus un sniega tiešas ietekmes, nenovietojiet ierīci kopā ar kodīgām vielām.
5. Cilvēkiem ar aizliktu degunu deguna irigatora spiediens var izraisīt pārmērīgu spiedienu deguna dobumā un vidusausi, kas var radīt diskomfortu.
6. Ja ierīces lietošanas laikā vai pēc tās jūtat smagu vidusauss diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet skalošanu un konsultējieties ar savu ārstu.
7. Nepūtiet degunu uzreiz pēc ierīces lietošanas, tā vietā ar salveti uzmanīgi izspiediet ūdeni no deguna, pretējā gadījumā var rasties

diskomforts.

8. Nelietojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par 5 minūtēm; izslēdziet ierīci, kad esat pabeidzis deguna mazgāšanu un notekūdeņu tvertnē ir iztukšota.

9. Bērniem līdz 5 gadu vecumam nav ieteicams lietot deguna irigatoru. Bērniem, kas ir 5 gadus veci vai vecāki, ierīce jālieto pieaugušo uzraudzībā.

10. Pieaugušajiem bērniem jāsniedz norādījumi, kā pareizi un droši lietot ierīci.

11. Pacienti, kam nesena veikta operācija, pirms ierīces lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

12. Pārbaudiet, vai izstrādājuma virsma nav bojāta.

13. Pārbaudiet, vai detektori un kontaktdakšas ir savās vietās un vai strāvas kabeli var pievienot kontaktlīdžai.

14. Nelietojiet produktu peldēšanas laikā.

15. Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts kabelis vai kontaktdakša, tā nedarbojas pareizi vai kabelis vai kontaktdakšas savienojums ir bojāts.

16. Nevērsiet ūdens strūklu pret acīm, ausīm vai citām jutīgām ķermeņa zonām.

Materiāls: PC/ABS/PP/Silikons
Sāļjuma kamera: 20±5 ml
Maksimālais spiediens: ≤ 0,63 Mpa
Ieejas jauda: DC 5V 1A
Akumulators: 3,7 V, 950 mAh
Uzlādes ports: USB C
Kabeļa garums: 1,2m
Darba jauda: ≤ 3W



01. BIZTONSÁG:

A termék használatát előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

02. ESZKÖZ LEÍRÁSA [2. OLDAL - A]:

1. Üzem mód jelző.
2. Töltőcsatlakozó.
3. Bekapcsológomb.
4. Akkumulátor jelző.

03. A RÉSZEK LEÍRÁSA [2. OLDAL - B]:

1. Fedél.
2. Készülék.
3. Töltőkábel.
4. Tisztítókefe.
5. Orrblóttó fűvőka.
6. Fedő.
7. Használt víz rekesz.
8. Szívócső.
9. Sóoldat kamra.
10. Tökfűvőka.
11. Tölcsérűvőka.
12. Konténer.
13. Fedő.
14. Gyűjtőpohár.

04. HASZNÁLAT ELŐTT:

Az első használat előtt ellenőrizze, hogy készüléke teljesen fel van-e töltve, ehhez csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőporthoz, és töltsen fel az eszközt első alkalommal. Ez a készülék töltés közben nem használható.

05. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Sterilizálás és fertőtlenítés
- Az orrblóttó egy újrafelhasználható eszköz, amelyet az első használat előtt meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
2. Öblítse le a fűvőka hegyét és a víztartályt folyó víz alatt, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
3. Öblítés után, ha száraz foltok vannak, itassa át a foltot tisztítószerezrel, majd törölje le tiszta ruhával.
4. A második lépés után ismét öblítse le a készüléket folyó vízzel.
5. Tisztítás után merítse 90°C-os tisztított vízbe 5 percre, majd szárítsa meg és használja fel.

Megjegyzés: Ne áztassa forrásban lévő vízbe. Ne fertőtlenítsen túl magas hőmérsékleten vagy túl hosszú ideig.

06. FEJEGYSÉG [2. OLDAL - C -1]:

Kövesse az alábbi lépéseket a mosófej összeszereléséhez, és ne hagyjon ki egyetlen részt sem.

07. ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ**[2. OLDAL - D]:**

1. Helyezze a zárukupakot a gyűjtőpohárra.
2. Kövesse a nyíl irányát, és csavarja rá a tartályt a gyűjtőpohár aljára.
3. Válassza ki a használni kívánt fűvőkát, és győződjön meg arról, hogy a szilikon rész szorosan illeszkedik a tartályba.
4. A tölcseres fűvőkát orrfolyás vagy nyálka, a tökfűvőka pedig kiszáradt orrfolyás tisztítására ajánljuk.
5. Kövesse a nyíl irányát, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja rá az elszívófejet a fő egységre.
6. Nyomja meg a bekapcsológombot az eszköz elindításához, és állítsa be az üzemmódokat a bekapcsológomb ismételt megnyomásával. Az alapértelmezett mód a "Soft Mode".
7. Helyezze a szívóhegyet az orrsőbe, hogy megtisztítsa az orrfolyást.
8. Használat után csatlakoztassa a készüléket, csavarja le az alkatrészeket az óramutató járásával ellentétes irányba a szétszereléshez, öntse ki a tartályból a maradék folyadékot és a szennyvizet, majd öntsön körülbelül 20 ml tiszta vizet a tartályba, csatlakoztassa a készüléket és várja meg, amíg a víz használható. Ezután mossa le, és szerelje össze a következő használatra.

Tipp: Ha a baba orra kiszáradt, először lágyítsa fel sóoldattal, majd használja a készüléket.

08. AZ OLDAT HOZZÁADÁSA AZ ORRÁHOZ:

Öntse az orrblóttó oldatot vagy a sóoldatot az oldatkamrába, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a maximális 20 ml-t.

09. ÓVINTÉZKEDÉSEK:

1. Ne tárolja olyan helyen, ahol víz érheti.
2. Ne tárolja olyan helyen, ahol káros tényezőknek van kitéve, mint például páratartalom, napfény, tengeri szellő, kén, hőforrások stb.
3. Kerülje a dőlést, a vibrációt és az ütközést.
4. Kerülje az eső és a hő közvetlen hatását, ne helyezze a készüléket maró hatású anyagok közé.
5. Dugult orrú embereknek az orrblóttó nyomása túlzott nyomást okozhat az orrüregben és a középfülben, ami kellemetlen érzéssel vezethet.
6. Ha súlyos kényelmetlenséget tapasztal a középfülben a készülék használata közben vagy után, azonnal hagyja abba az öntözést, és kérjen további tanácsot kezelőorvosától.
7. Ne fújja ki az orrát közvetlenül a készülék használata után, hanem egy zsebkendővel finoman nyomja ki az orrából a vizet, különben

kellemetlen érzést érezhet.

8. Ne használja a készüléket folyamatosan 5 percnél tovább; csatlakoztassa a készüléket, ha befejezte az orrmosást és a szennyvíztartályt kiürítette.

9. Az orrblóttó használata 5 év alatti gyermekek számára nem javasolt. Az 5 éves vagy annál idősebb gyermekeknek felnőtt felügyelete mellett kell használniuk a készüléket.

10. Felnőtteknek kell eligazítaniuk a gyermekeket a készülék megfelelő és biztonságos használatában.

11. A közelmúltban műtéten átesett betegek a készülék használata előtt konzultáljanak orvossal.

12. Ellenőrizze, hogy a termék felülete sértetlen-e.

13. Ellenőrizze, hogy az érzékelők és a csatlakozók a helyükön vannak-e, és hogy a tápkábel csatlakoztatható-e az aljzathoz.

14. Ne használja a terméket fürdés közben.

15. Ne használja a készüléket, ha a kábele vagy a csatlakozódugója sérült, nem működik megfelelően, vagy ha a kábel vagy a csatlakozódugó megszakadt.

16. Ne irányítsa a vízsugarat szembe, füle vagy a test más érzékeny területére.

- Anyaga: PCI/ABS/PP/szilikon
- Sókamra: 20±5ml
- Maximális nyomás: ≤ 0,63 Mpa
- Bemeneti teljesítmény: DC 5V 1A
- Akkumulátor: 3,7 V, 950 mAh
- Töltő port: USB C
- Kábel hossza: 1,2 m
- Üzemi teljesítmény: ≤ 3W



01. SECURITATE:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

02. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI [PAGINA 2 - A]:

1. Indicator de mod.
2. Port de încărcare.
3. Buton de pomire.
4. Indicator baterie.

03. DESCRIEREA PIESELOR [PAGINA 2 - B]:

1. Acoperire.
2. Dispozitiv.
3. Cablu de încărcare.
4. Penie de curățare.
5. Duza de clătire nazală.
6. Capac.
7. Compartiment pentru apă uzată.
8. Tub de aspirație.
9. Camera soluției de sare.
10. Duza de tăietură.
11. Duza pălnie.
12. Container.
13. Capac.
14. Cupa de colectare.

04. ÎNAINTE DE FOLOSIRE:

Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat înainte de prima utilizare, conectând cablul USB la portul de încărcare și încărcând dispozitivul pentru prima dată. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

05. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

1. Sterilizare și dezinfecție
Irigatorul nazal este un dispozitiv reutilizabil care trebuie curățat și dezinfectat înainte de prima utilizare.
2. Clătiți vârful duzei și rezervorul de apă sub jet de apă pentru a îndepărta orice murdărie.
3. După clătire, dacă există pete uscate, înmuiați pata cu agent de curățare și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată.
4. După al doilea pas, clătiți din nou dispozitivul cu apă curentă.
5. După curățare, scufundați în apă purificată la 90°C timp de 5 minute, apoi uscați și utilizați.

Notă: Nu înmuiați în apă clocotită. Nu dezinfectați la o temperatură prea ridicată sau prea mult timp.

06. ANSAMBLU CAP [PAGINA 2 - C -1]:

Urmați pașii de mai jos pentru a asambla capul de spălare și nu săriți peste nicio piesă.

07. INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI [PAGINA 2 - D]:

1. Așezați capacul de etanșare pe paharul de colectare.
2. Urmați direcția săgeții și înșurubați recipientul la baza paharului de colectare.
3. Selectați duza pe care doriți să o utilizați și asigurați-vă că partea din silicon se potrivește perfect în recipient.
4. Duza pălnie este recomandată pentru curățarea nasului sau a mucusului, iar duza de tăietură pentru curățarea nasului uscat.
5. Urmați direcția săgeții și înșurubați capul aspiratorului pe unitatea principală rotind în sensul acelor de ceasornic.
6. Apăsând butonul de pomire pentru a porni dispozitivul și ajustați modulul apăsând din nou butonul de pomire. Modul implicit este „Modul moale”.
7. Așezați vârful de aspirație în spațiul nazal pentru a curăța nasul care curge.
8. După utilizare, opriți dispozitivul, desurubați piesele în sens invers acelor de ceasornic pentru a le demonta, turnați lichidele rămase și apa reziduală din rezervor, apoi turnați aproximativ 20 ml de apă curată în rezervor, porniți dispozitivul și așteptați până când apa este folosită. Apoi spălați și reasamblați pentru următoarea utilizare.

Sfat: Dacă nasul bebelușului tău este uscat, mai întâi înmoaie-l cu soluție salină și apoi folosește dispozitivul.

08. ADĂUGÂND SOLUȚIA LA NAS:

Se toarnă soluție de clătire nazală sau ser fiziologic în camera de soluție, având grijă să nu depășească volumul maxim de 20 ml.

09. PRECAUȚII:

1. Nu depozitați într-un loc unde ar putea fi expus la apă.
2. Nu depozitați într-un loc care va fi expus la factori nocivi precum umiditatea, lumina soarelui, briza mării, sulf, surse de căldură etc.
3. Evitați înclinarea, vibrațiile și impactul.
4. Evitați influența directă a ploii și zăpezii, nu puneți dispozitivul împreună cu substanțe corozive.
5. La persoanele cu nasul înfundat, presiunea de la irigatorul nazal poate provoca o presiune excesivă în cavitatea nazală și urechea medie, ceea ce poate duce la disconfort.
6. Dacă simțiți disconfort sever la urechea medie în timpul sau după utilizarea dispozitivului, opriți imediat irigarea și solicitați sfatul medicului dumneavoastră.
7. Nu vă suflați nasul imediat după ce ați folosit dispozitivul, ci stoarceți ușor apa din nas cu un șervețel, altfel puteți simți disconfort.

8. Nu utilizați dispozitivul în mod continuu mai mult de 5 minute; opriți dispozitivul după ce ați terminat de spălat nasul și rezervorul de apă uzată a fost golit.

9. Utilizarea irigatorului nazal nu este recomandată copiilor sub 5 ani. Copiii care au 5 ani sau mai mult trebuie să folosească dispozitivul sub supravegherea unui adult.
10. Adulții ar trebui să îndrume copiii cu privire la modul de utilizare corect și în siguranță a dispozitivului.
11. Pacienții cu intervenții chirurgicale recente trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza dispozitivul.
12. Verificați dacă suprafața produsului nu este deteriorată.
13. Verificați dacă detectoarele și ștecherul sunt la locul lor și dacă cablul de alimentare poate fi conectat la priză.
14. Nu utilizați produsul în timp ce faceți baie.
15. Nu utilizați aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, nu funcționează corect sau dacă cablul sau conexiunea la ștecher este întreruptă.
16. Nu îndreptați jetul de apă spre ochi, urechi sau alte zone sensibile ale corpului.

● **Material:** PC/ABS/PP/silicon
Camera de sare: 20±5ml
Presiune maximă: ≤ 0,63 Mpa
Putere de intrare: DC 5V 1A
Baterie: 3.7V, 950mAh
Port de încărcare: USB C
Lungime cablu: 1.2 m
Putere de lucru: ≤ 3W

01. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

02. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА [СТРАНИЦА 2 - А]:

1. Индикатор режима.
2. Порт зарядки.
3. Кнопка питания.
4. Индикатор заряда батареи.

03. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ [СТР. 2 - В]:

1. Чехол.
2. Устройство.
3. Зарядный кабель.
4. Щетка для чистки.
5. Насадка для промывания носа.
6. Крышка.
7. Отсек для использованной воды.
8. Всасывающая трубка.
9. Камера солевого раствора.
10. Насадка-тыква.
11. Насадка-воронка.
12. Контейнер.
13. Крышка.
14. Чашка для сбора.

04. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Перед первым использованием убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено, подключив USB-кабель к порту зарядки и зарядив устройство в первый раз. Это устройство нельзя использовать во время зарядки.

05. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Стерилизация и дезинфекция
Ирригатор для носа — это устройство многократного использования, которое перед первым использованием необходимо очистить и продезинфицировать.
2. Промойте наконечник насадки и резервуар для воды под проточной водой, чтобы удалить грязь.
3. Если после полоскания остались сухие пятна, смочите их чистящим средством, а затем протрите чистой тканью.
4. После второго шага еще раз промойте устройство проточной водой.
5. После очистки погрузите в очищенную воду при температуре 90°C на 5 минут, затем высушите и используйте.

Примечание: Не замачивайте в кипящей воде. Не проводите дезинфекцию при слишком высокой температуре или в течение слишком длительного времени.

06. ГОЛОВКА В СБОРЕ [СТР. 2 - С - 1]:

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы собрать мощную головку, не пропуская ни одной детали.

07. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА [СТРАНИЦА 2 - D]:

1. Наденьте заглушку на емкость для сбора.
2. Следуйте направлению стрелки и прикрутите контейнер к основанию сборника.
3. Выберите насадку, которую хотите использовать, и убедитесь, что силиконовая часть плотно прилегает к контейнеру.
4. Насадка-воронка рекомендуется для очистки насморка или слизи, а насадка-тыква — для очистки засохшего насморка.
5. Следуйте направлению стрелки и привинтите головку аспиратора к основному блоку, повернув ее по часовой стрелке.
6. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство, и отрегулируйте режимы, повторно нажав кнопку питания. Режим по умолчанию — «Мягкий режим».
7. Поместите насадку в носовое пространство, чтобы очистить насморк.
8. После использования выключите устройство, открутите детали против часовой стрелки, чтобы разобрать их, вылейте из резервуара остатки жидкости и сточные воды, затем налейте в резервуар около 20 мл чистой воды, включите устройство и подождите, пока вода используется. Затем промойте и соберите для следующего использования.

Совет: Если нос вашего ребенка сухой, сначала смягчите его физиологическим раствором, а затем используйте устройство.

08. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТВОРА В НОС:

Налейте раствор для промывания носа или физиологический раствор в отсек для раствора, стараясь не превышать максимальный объем в 20 мл.

09. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не храните в местах, где он может подвергаться воздействию воды.
2. Не храните в местах, подверженных воздействию вредных факторов, таких как влажность, солнечный свет, морской бриз, сера, источники тепла и т. д.
3. Избегайте наклонов, вибрации и ударов.
4. Избегайте прямого воздействия дождя и снега, не размещайте устройство вместе с коррозионными веществами.

5. У людей с заложенным носом давление ирригатора носа может вызвать чрезмерное давление в полости носа и среднем ухе, что может привести к дискомфорту.

6. Если вы испытываете сильный дискомфорт в среднем ухе во время или после использования устройства, немедленно прекратите промывание и обратитесь за дополнительной консультацией к врачу.

7. Не сморкайтесь сразу после использования устройства, а аккуратно выжмите воду из носа салфеткой, иначе вы можете почувствовать дискомфорт.

8. Не используйте устройство непрерывно более 5 минут; выключите устройство после того, как закончите промывать нос и опорожните резервуар для сточных вод.

9. Использование ирригатора для носа не рекомендуется детям до 5 лет. Дети в возрасте 5 лет и старше должны использовать устройство под присмотром взрослых.

10. Взрослые должны научить детей правильно и безопасно пользоваться устройством.

11. Пациентам, недавно перенесшим операцию, перед использованием устройства следует проконсультироваться с врачом.

12. Проверьте, не повреждена ли поверхность изделия.

13. Убедитесь, что детекторы и вилки на месте, а кабель питания можно подключить к розетке.

14. Не используйте изделие во время купания.

15. Не используйте прибор, если у него поврежден кабель или вилка, он не работает должным образом или если кабель или вилка сломаны.

16. Не направляйте струю воды на глаза, уши или другие чувствительные участки тела.

Материал: ПК/АБС/ПП/силикон

Солевая камера: 20±5 мл.

Максимальное давление: ≤ 0,63 МПа

Входная мощность: 5 В постоянного тока, 1 А

Батарея: 3,7 В, 950 мАч

Порт зарядки: USB C

Длина кабеля: 1,2 м

Рабочая мощность: ≤ 3 Вт



01. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

02. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [ΣΕΛ'ΙΔΑ 2 - Α]:

1. Ενδεική λειτουργίας.
2. Θύρα φόρτισης.
3. Κουμπί λειτουργίας.
4. Ενδεική μπαταρίας.

03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ [ΣΕΛ'ΙΔΑ 2 - Β]:

1. Κάλυμμα.
2. Συσκευή.
3. Καλώδιο φόρτισης.
4. Βούρτσα καθαρισμού.
5. Ακροφύσιο ρινικής έκπλυσης.
6. Καπάκι.
7. Θάλαμος μεταχειρισμένου νερού.
8. Σωλήνας αναρρόφησης.
9. Θάλαμος διαλύματος άλμης.
10. Κολοκύθα ακροφύσιο.
11. Ακροφύσιο χόανης.
12. Δοχείο.
13. Καπάκι.
14. Κύπελλο συλλογής.

04. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι πλήρως φορτισμένη πριν την πρώτη χρήση, συνδέοντας το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης και φορτίζοντας τη συσκευή σας για πρώτη φορά. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

05. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Αποστείρωση και απολύμανση
Το ρινικό πλύσιμο είναι μια επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή που πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί πριν από την πρώτη χρήση.
2. Ξεπλύνετε το άκρο του ακροφυσίου και το δοχείο νερού κάτω από τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά.
3. Μετά το ξέπλυμα, εάν υπάρχουν ξηροί λεκέδες, μουσκέψτε τον λεκέ με καθαριστικό και μετά σκουπίστε τον με ένα καθαρό πανί.
4. Μετά το δεύτερο βήμα, ξεπλύνετε ξανά τη συσκευή με τρεχούμενο νερό.
5. Μετά τον καθαρισμό, βυθίστε σε καθαρό νερό στους 90°C για 5 λεπτά, στη συνέχεια στεγνώστε και χρησιμοποιήστε.

Σημείωση: Μην μουλιάζετε σε βραστό νερό. Μην απολυμαίνετε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

06. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ [ΣΕΛ'ΙΔΑ 2 - C - 1]:

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συναρμολογήσετε την κεφαλή πλύσης και μην παραλείψετε κανένα εξάρτημα.

07. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [ΣΕΛ'ΙΔΑ 2 - Δ]:

1. Τοποθετήστε το στεφανοποιητικό πώμα στο κύπελλο συλλογής.
2. Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους και βιδώστε το δοχείο στη βάση του δοχείου συλλογής.
3. Επιλέξτε το ακροφύσιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και βεβαιωθείτε ότι το τμήμα σιλικόνης εφαρμόζει άνετα στο δοχείο.
4. Το ακροφύσιο χόανης συνιστάται για τον καθαρισμό της καταρροής ή της βλάννας και το ακροφύσιο κολοκύθας για τον καθαρισμό της αποστραμμένης καταρροής.
5. Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους και βιδώστε την κεφαλή αναρρόφησης στην κύρια μονάδα περιστρέφοντας δεξιόστροφα.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η συσκευή και ρυθμίστε τις λειτουργίες πλύνοντας ξανά το κουμπί λειτουργίας. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι "Soft Mode".
7. Τοποθετήστε το άκρο αναρρόφησης στο ρινικό χώρο για να καθαρίσετε μια καταρροή.
8. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ξεβιδώστε τα εξαρτήματα αριστερόστροφα για να τα αποσυναρμολογήσετε, αδειάστε τα υπόλοιπα υγρά και άχρηστα νερά από τη δεξαμενή και, στη συνέχεια, ρίξτε περίπου 20 ml καθαρού νερού στη δεξαμενή, ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι το νερό χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια πλύνετε και επανασυναρμολογήστε για επόμενη χρήση.

Συμβουλή: Εάν η μύτη του μωρού σας είναι στεγνή, μαλακώστε την πρώτα με φυσιολογικό ορό και μετά χρησιμοποιήστε τη συσκευή.

08. ΠΡΟΣΕΓΓΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΣΑΣ:

Ρίξτε το διάλυμα ρινικής έκπλυσης ή το φυσιολογικό ορό στο θάλαμο του διαλύματος, προσέχοντας να μην υπερβείτε τον μέγιστο όγκο των 20 ml.

09. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Μην το αποθηκεύετε σε μέρος όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό.
2. Μην αποθηκεύετε σε μέρος που θα εκτίθεται σε επιβλαβείς παράγοντες όπως υγρασία, ηλιακό φως, θαλάσσια αέρα, θεία, πηγές θερμότητας κ.λπ.
3. Αποφύγετε την κλίση, τους κραδασμούς και τις κρούσεις.
4. Αποφύγετε την άμεση επίδραση της βροχής και του χιονιστού, μην τοποθετείτε τη συσκευή μαζί με επιβλαβείς ουσίες.
5. Στε άτομα με βουλωμένη μύτη, η πίεση από το ρινικό πλύσιμο

μπορεί να προκαλέσει υπερβολική πίεση στη ρινική κοιλότητα και στο μέσο αυτί, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία.

6. Εάν αισθανθείτε σοβαρή ενόχληση στο μέσο αυτί κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε αμέσως την άδευση και ζητήστε περαιτέρω συμβουλές από το γιατρό σας.
7. Μην φυσάτε τη μύτη σας αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής, ανιβάτε πιέστε απαλά το νερό από τη μύτη σας με χαρτομάντιλο, διαφορετικά μπορεί να αισθανθείτε ενόχληση.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 5 λεπτά, απενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις ολοκληρώσετε το πλύσιμο της μύτης σας και αδειάστε το δοχείο αποβλήτων.
9. Δεν συνιστάται η χρήση του ρινικού πλυσίματος για παιδιά κάτω των 5 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
10. Οι ενήλικες θα πρέπει να καθοδηγούν τα παιδιά για το πώς να χρησιμοποιούν τη συσκευή σωστά και με ασφάλεια.
11. Οι ασθενείς με πρόσφατη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν από τη χρήση της συσκευής.
12. Ελέγξτε εάν η επιφάνεια του προϊόντος δεν έχει υποστεί ζημιά.
13. Ελέγξτε ότι οι ανιχνευτές και τα βύσματα είναι στη θέση τους και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.
14. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει φθαμένο καλώδιο ή βύσμα, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν το καλώδιο ή η σύνδεση του βύσματος έχει σπάσει.
16. Μην κατευθύνετε τη δέσμη νερού προς τα μάτια, τα αυτιά ή άλλες ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

- Υλικό: PC/ABS/PP/Σιλίκonio
- Θάλαμος άλμης: 20±5ml
- Μέγιστη πίεση: ≤ 0.63 Mpa
- Ισχύς εισόδου: DC 5V 1A
- Μπαταρία: 3,7V, 950mAh
- Θύρα φόρτισης: USB C
- Μήκος καλωδίου: 1,2 m
- Ισχύς λειτουργίας: ≤ 3W



01. VEILIGHEID:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

02. BESCHRIJVING APPARAAT [PAGINA 2 - A]:

1. Modusindicator.
2. Oplaadpoort.
3. Aan/uit-knop.
4. Batterij-indicator.

03. BESCHRIJVING VAN HET ONDERDEEL [PAGINA 2 - B]:

1. Deksel.
2. Apparaat.
3. Oplaadkabel.
4. Reinigingsborstelje.
5. Neusspoelmondstuk.
6. Deksel.
7. Gebruikt watercompartiment.
8. Zuigbuis.
9. Pekeloplossingskamer.
10. Kalebasmondstuk.
11. Trechtermondstuk.
12. Houder.
13. Deksel.
14. Opvangbeker.

04. VOOR GEBRUIK:

Zorg ervoor dat uw apparaat vóór het eerste gebruik volledig is opgeladen door de USB-kabel in de oplaadpoort aan te sluiten en uw apparaat voor de eerste keer op te laden. Dit apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

05. GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Sterilisatie en desinfectie
De neusdouche is een herbruikbaar apparaat dat vóór het eerste gebruik moet worden gereinigd en gedesinfecteerd.
2. Spoel de punt van het mondstuk en het waterreservoir af onder stromend water om eventueel vuil te verwijderen.
3. Als er na het spoelen droge vlekken aanwezig zijn, week de vlek dan in met een reinigingsmiddel en veeg deze vervolgens af met een schone doek.
4. Spoel het apparaat na de tweede stap opnieuw af met stromend water.
5. Na het reinigen gedurende 5 minuten onderdompelen in gezuiverd water van 90°C, daarna drogen en gebruiken.

LET OP: niet in kokend water laten weken. Desinfecteer niet bij een te hoge temperatuur of gedurende een te lange tijd.

06. INSTALLATIE VAN DE KOP [PAGINA 2 - C-1]:

Volg onderstaande stappen om de waskop in elkaar te zetten en sla geen onderdelen over.

07. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT [PAGINA 2 - D]:

1. Plaats de afsluitdop op de opvangbeker.
2. Volg de richting van de pijl en schroef de container op de bodem van de opvangbeker.
3. Selecteer het mondstuk dat u wilt gebruiken en zorg ervoor dat het siliconengedeelte precies in de container past.
4. Het trechtermondstuk wordt aanbevolen voor het reinigen van loopneuzen of slijm, en het kalebasmondstuk voor het reinigen van gedroogde loopneuzen.
5. Volg de richting van de pijl en schroef de afzuigkop op het hoofdapparaat door met de klok mee te draaien.
6. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten en pas de modi aan door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken. De standaardmodus is "Zachte modus".
7. Plaats de zuigtip in de neusholte om een loopneus te verwijderen.
8. Schakel het apparaat na gebruik uit, schroef de onderdelen tegen de klok in los om ze te demonteren, giet de resterende vloeistoffen en het afvalwater uit de tank, giet vervolgens ongeveer 20 ml schoon water in de tank, schakel het apparaat in en wacht tot het water wordt gebruikt. Daarna wassen en weer in elkaar zetten voor het volgende gebruik.

TIP: Als de neus van uw baby droog is, maak deze dan eerst zacht met een zoutoplossing en gebruik dan het apparaat.

08. OPLOSSING TOEVOEGEN:

Giet de neusspoeloplossing of zoutoplossing in de oplossingskamer en zorg ervoor dat u het maximale volume van 20 ml niet overschrijdt.

09. VOORZORGSMATREGELEN:

1. Bewaar het apparaat niet op een plaats waar het aan water kan worden blootgesteld.
2. Niet opslaan op een plaats die wordt blootgesteld aan schadelijke factoren zoals vochtigheid, zonlicht, zeewind, zwavel, warmtebronnen, enz.
3. Vermijd kantelen, trillingen en stoten.
4. Vermijd directe invloed van regen en sneeuw, plaats het apparaat niet samen met bijtende stoffen.
5. Bij mensen met een verstopte neus kan de druk van de neusdouche overmatige druk in de neusholte en het middenoor veroorzaken, wat tot ongemak kan leiden.
6. Als u tijdens of na het gebruik van het apparaat ernstig ongemak in het middenoor ervaart, stop dan onmiddellijk met de irrigatie en vraag

verder advies aan uw arts.

7. Snuit uw neus niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat, maar knijp het water voorzichtig uit uw neus met een tissue, anders kunt u ongemak ervaren.

8. Gebruik het apparaat niet langer dan 5 minuten onafgebroken; schakel het apparaat uit zodra u klaar bent met het wassen van uw neus en de afvalwatertank geleegd is.

9. Het gebruik van de neusdouche wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 5 jaar. Kinderen van 5 jaar of ouder moeten het apparaat gebruiken onder toezicht van een volwassene.

10. Volwassenen moeten kinderen begeleiden bij het juiste en veilige gebruik van het apparaat.

11. Patiënten die onlangs een operatie hebben ondergaan, moeten een arts raadplegen voordat ze het apparaat gebruiken.
12. Controleer of het oppervlak van het product onbeschadigd is.
13. Controleer of de detectoren en stekkers op hun plaats zitten en of de stroomkabel op het stopcontact kan worden aangesloten.
14. Gebruik het product niet tijdens het baden.
15. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, niet goed werkt of als de snoer- of stekkerverbinding kapot is.
16. Richt de waterstraal niet op ogen, oren of andere gevoelige delen van het lichaam.

- Materiaal: PC/ABS/PP/Siliconen
- Pekelkamer: 20 ± 5 ml
- Maximale druk: ≤ 0,63 MPa
- Ingangsvermogen: DC 5V 1A
- Batterij: 3,7 V, 950 mAh
- Oplaadpoort: USB C
- Kabellengte: 1



01. SÉCURITÉ:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

02. DESCRIPTION DE L'APPAREIL [PAGE 2 - A]:

1. Indicateur de mode.
2. Port de chargement.
3. Bouton d'alimentation.
4. Indicateur de batterie.

03. DESCRIPTION DE LA PIÈCE [PAGE 2 - B]:

1. Couvrir.
2. Appareil.
3. Câble de chargement.
4. Brosse de nettoyage.
5. Buse de rinçage nasal.
6. Couverture.
7. Compartiment à eau usagée.
8. Tube d'aspiration.
9. Chambre de solution de saumure.
10. Buse de gourde.
11. Buse en entonnoir.
12. Conteneur.
13. Couverture.
14. Gobelet de collecte.

04. AVANT UTILISATION:

Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé avant la première utilisation en branchant le câble USB sur le port de chargement et en chargeant votre appareil pour la première fois. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant le chargement.

05. MODE D'EMPLOI:

1. Stérilisation et désinfection
L'irrigateur nasal est un appareil réutilisable qui doit être nettoyé et désinfecté avant la première utilisation.
2. Rincez la pointe de la buse et le réservoir d'eau sous l'eau courante pour éliminer toute saleté.
3. Après le rinçage, s'il y a des taches sèches, imbibez la tache de produit nettoyant puis essuyez-la avec un chiffon propre.
4. Après la deuxième étape, rincez à nouveau l'appareil à l'eau courante.
5. Après le nettoyage, plongez dans de l'eau purifiée à 90°C pendant 5 minutes, puis séchez et utilisez.

REMARQUE: ne pas tremper dans l'eau bouillante. Ne pas désinfecter à une température trop élevée ou pendant une durée trop longue.

06. INSTALLATION DE LA TÊTE [PAGE 2 - C-1]:

Suivez les étapes ci-dessous pour assembler la tête de lavage et ne sautez aucune pièce.

07. DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL [PAGE 2 - D]:

1. Placez le capuchon de fermeture sur le gobelet collecteur.
2. Suivez le sens de la flèche et vissez le récipient à la base du gobelet de collecte.
3. Sélectionnez la buse que vous souhaitez utiliser et assurez-vous que la partie en silicone s'adapte exactement au récipient.
4. La buse en entonnoir est recommandée pour nettoyer le nez qui coule ou le mucus, et la buse gourde pour nettoyer le nez qui coule séché.
5. Suivez le sens de la flèche et vissez la tête d'aspiration sur l'unité principale en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil et réglez les modes en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation. Le mode par défaut est « Mode doux ».
7. Placez l'embout d'aspiration dans l'espace nasal pour dégager un nez qui coule.
8. Après utilisation, éteignez l'appareil, dévissez les pièces dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les démonter, versez les liquides restants et les eaux usées du réservoir, puis versez environ 20 ml d'eau propre dans le réservoir, allumez l'appareil et attendez que l'eau est utilisé. Ensuite, lavez et remontez pour la prochaine utilisation.

- ASTUCE:** Si le nez de votre bébé est sec, adoucissez-le d'abord avec une solution saline, puis utilisez l'appareil.

08. AJOUT DE SOLUTION:

Versez la solution de rinçage nasal ou le sérum physiologique dans la chambre à solution en prenant soin de ne pas dépasser le volume maximum de 20 ml.

09. PRÉCAUTIONS:

1. Ne pas stocker dans un endroit où il pourrait être exposé à l'eau.
2. Ne pas stocker dans un endroit exposé à des facteurs nocifs tels que l'humidité, la lumière du soleil, la brise marine, le soufre, les sources de chaleur, etc.
3. Évitez l'inclinaison, les vibrations et les chocs.
4. Évitez l'influence directe de la pluie et de la neige, ne placez pas l'appareil avec des substances corrosives.
5. Chez les personnes ayant le nez bouché, la pression de l'irrigateur nasal peut provoquer une pression excessive dans la cavité nasale et l'oreille moyenne, ce qui peut entraîner une gêne.
6. Si vous ressentez une gêne sévère au niveau de l'oreille moyenne

pendant ou après l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement l'irrigation et demandez conseil à votre médecin.

7. Ne vous mouchez pas immédiatement après avoir utilisé l'appareil, mais essorez doucement l'eau de votre nez avec un mouchoir, sinon vous pourriez ressentir une gêne.
8. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 5 minutes ; éteignez l'appareil une fois que vous avez fini de vous laver le nez et que le réservoir d'eaux usées a été vidé.
9. L'utilisation de l'irrigateur nasal est déconseillée aux enfants de moins de 5 ans. Les enfants de 5 ans ou plus doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
10. Les adultes doivent guider les enfants sur la manière d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
11. Les patients ayant subi une intervention chirurgicale récente doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.
12. Vérifiez si la surface du produit n'est pas endommagée.
13. Vérifiez que les détecteurs et les fiches sont en place et que le câble d'alimentation peut être connecté à la prise.
14. N'utilisez pas le produit pendant le bain.
15. N'utilisez pas l'appareil si son câble ou sa fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement ou si la connexion du câble ou de la fiche est cassée.
16. Ne dirigez pas le jet d'eau vers les yeux, les oreilles ou d'autres zones sensibles du corps.

- Matériel:** PC/ABS/PP/Silicone
Chambre à saumure : 20 ± 5 ml
Pression maximale : ≤ 0.63 Mpa
Puissance d'entrée: cc 5V 1A
Batterie : 3,7 V, 950 mAh
Port de chargement : USB C
Longueur du câble : 1



01. СИГУРНОСТ:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство с инструкции и следвайте инструкциите, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

02. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО [СТРАНИЦА 2 - А]:

1. Индикатор за режим.
2. Порт за зареждане.
3. Бутон за захранване.
4. Индикатор за батерията.

03. ОПИСАНИЕ НА ЧАСТТА [СТРАНИЦА 2 - В]:

1. Покрийте.
2. Устройство.
3. Кабел за зареждане.
4. Четка за почистване.
5. Накрайник за изплакване на носа.
6. Капак.
7. Отделение за отпадъчни води.
8. Смукателна тръба.
9. Камера за солен разтвор.
10. Накрайник за кратуна.
11. Фуния накрайник.
12. Контейнер.
13. Капак.
14. Събирателна чаша.

04. ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Уверете се, че устройството ви е напълно заредено преди първа употреба, като свържете USB кабела към порта за зареждане и заредите устройството за първи път. Това устройство не може да се използва, докато се зарежда.

05. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

1. Стерилизация и дезинфекция
Иригаторът за нос е устройство за многократна употреба, което трябва да се почиства и дезинфекцира преди първа употреба.
2. Изплакнете върха на дюзата и резервоара за вода под течаща вода, за да отстраните всички замърсявания.
3. След изплакване, ако има сухи петна, накиснете петното с почистващ препарат, след което избършете с чиста кърпа.
4. След втората стъпка изплакнете отново устройството с течаща вода.
5. След почистване потопете в прецистена вода при 90°C за 5 минути, след това изсушете и използвайте.

Внимание: Не киснете във вряща вода. Не дезинфекцирайте при твърде висока температура или твърде дълго.

06. МОНТАЖ НА ГЛАВАТА [СТРАНИЦА 2 - С - 1]:

Следвайте стъпките подолу, за да сглобите миешката глава и не пропускате части.

07. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО [СТРАНИЦА 2 - D]:

1. Поставете уплътнителния капак върху събирателната чаша.
2. Следвайте посоката на стрелката и завийте контейнера към основата на чашата за събиране.
3. Изберете накрайника, който искате да използвате, и се уверете, че силиконовата част пасва плътно в контейнера.
4. Накрайникът за фуния се препоръчва за почистване на хрема или слюз, а накрайникът за кратуна за почистване на засъхнал хрема.
5. Следвайте посоката на стрелката и затегнете аспираторната глава към основното устройство, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
6. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството и регулирайте режимите, като натиснете отново бутона за захранване. Режимът по подразбиране е "Мек режим".
7. Поставете смукателния накрайник в носното пространство, за да изчистите хремата.
8. След употреба изключете уреда, развийте частите обратно на часовниковата стрелка, за да ги разглобите, излейте остатъчната течност и канализацията в резервоара и след това налейте около 20 ml чиста вода в резервоара, включете уреда и изчакайте, докато водата се изакохда. След това измийте и сглобете отново за следваща употреба.

Съвет: Ако носът на вашето бебе е сух, първо го омекотете с физиологичен разтвор и след това използвайте устройството.

08. ДОБАВЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО:

Изсипете разтвор за изплакване на носа или физиологичен разтвор в камерата за разтвор, като не забравяте да не превишавате максималния обем от 20 ml.

09. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

1. Не съхранявайте на място, където може да бъде наводнено с вода.
2. Не съхранявайте на място, което ще бъде изложено на вредни фактори като влага, съществува светлина, морски бриз, сяра, източници на топлина и др.
3. Избягвайте накланяне, вибрации и удари.
4. Избягвайте директно излагане на дъжд и сняг, не поставяйте устройството заедно с корозивни вещества.

5. При хора с назална конгестия налягането от назалния иригатор може да причини прекомерно налягане в носната кухина и средното ухо, което може да доведе до дискомфорт.
6. Ако почувствате силен дискомфорт в средното си ухо по време или след използване на устройството, незабавно спрете промиването и потърсете допълнителен съвет от Вашия лекар.
7. Не издухвайте носа си веднага след използване на устройството, вместо това внимателно изстискайте водата от носа си с кърпичка, в противен случай може да почувствате дискомфорт.
8. Не използвайте уреда непрекъснато повече от 5 минути; Изключете устройството, след като приключите с измиването на носа и изпразването на резервоара за отпадъчни води.
9. Не се препоръчва използването на иригатор за нос при деца под 5 години. Деца на възраст над 5 години трябва да използват устройството под наблюдение на възрастен.
10. Възрастните трябва да напътстват децата как да използват устройството правилно и безопасно.
11. Пациенти, които наскоро са претърпели операция, трябва да се консултират с лекаря си, преди да използват устройството.
12. Проверете дали повърхността на продукта не е повредена.
13. Проверете дали детекторите и щепселите са на място и дали захранващият кабел може да бъде включен в контакта.
14. Не използвайте продукта по време на къпане.
15. Не използвайте уреда, ако има повреден кабел или щепсел, не работи правилно или ако връзката на кабела или щепсела е прекъсната.
16. Не насочвайте водна струя към очите, ушите или други чувствителни части на тялото.

Материал: PC/ABS/PP/силикон
Камера за сапун: 20x5ml
Максимално налягане: ≤ 0.63 MPa
Входяща мощност: DC 5V 1A
Батерия: 3.7V, 950mAh
Порт за зареждане: USB-C
Дължина на кабела: 1.2m
Работна мощност: ≤ 3W





[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na

zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywany sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczany. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005 r.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.momini.eu/deklaracje

[EN] Short declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.momini.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: NanoFlash

PL Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:

EN More information about the product is available on the manufacturer's website at:

DE Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:

ES Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:

PT Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:

CZ Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:

SK Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:

SL Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:

EE Rohkem teavet toote kohta leiata tootja veebisaidilt aadressil:

LT Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:

LV Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:

HU A termékéről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:

RO Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:

RU Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:

EL Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:

NL Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant:

FR Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse :

BG Повече информация за продукта можете да намерите на сайта на производителя на адрес:

SCAN IT



Create happy beginnings



www.momini.eu
contact@momini.eu