



USER MANUAL

* Images and diagrams referenced in this manual are for illustrative purposes only, The actual appearance may differ.

The Instructions can be found at www.skg.com


Table of Content

EN:	1. Let's quickly start the experience	1
	2. Product Function Description	1
	3. Charging/Power Indicator Light Instructions	1
	4. Troubleshooting	1
	5. Product Wearing Instructions	1
	6. After use	1
	7. Notes for Product Scrap	2
	8. Precautions	2
ES:	1. Comencemos rápidamente la experiencia	4
	2. Descripción de las funciones del producto	4
	3. Instrucciones del indicador de carga/energía	4
	4. Solución de problemas	4
	5. Instrucciones para Ponerse el Producto	4
	6. Después de Usar	4
	7. Notas para la eliminación del producto	5
	8. Precauciones	5
CN:	1. 开机体验吧	7
	2. 产品功能说明	7
	3. 产品指示灯说明	7
	4. 故障排除	7
	5. 穿戴方式	7
	6. 使用后	7
	7. 产品废弃处置须知	8
	8. 注意事项	8
MS:	1. Menghidupkan Peranti Dan Terokai	10
	2. Penerangan Fungsi Produk	10
	3. Penunjuk Lampu Produk	10
	4. Penyelesaian Masalah	10
	5. Cara Memakai	10
	6. Selepas menggunakan	10
	7. Peringatan untuk Pembuangan Produk	11
	8. Langkah Keselamatan	11
IN:	1. nyalakan untuk merasakan	13
	2. Deskripsi Fungsi Produk	13
	3. Petunjuk	13
	4. Pemecahan Masalah Lampu Indikator Produk	13
	5. cara pemakaian	13
	6. Setelah penggunaan	13
	7. Catatan untuk Pembuangan Produk	14
	8. Tindakan Pencegahan	14
TH:	1. ลองเปิดเครื่องกันเถอะ	16
	2. คำอธิบายฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์	16
	3. คำอธิบายไฟแสดงสถานะ	16
	4. การแก้ไขปัญหา	16
	5. วิธีการสวมใส่	16
	6. หลังการใช้งาน	16
	7. หมายเหตุสำหรับการกำจัดผลิตภัณฑ์	17
	8. ข้อควรระวัง	17

VI:	1. Mở máy trải nghiệm nào	19
	2. Mô tả chức năng sản phẩm	19
	3. Hướng dẫn đèn báo	19
	4. loại bỏ sự cố của sản phẩm	19
	5. Cách đeo	19
	6. Sau khi sử dụng	19
	7. Lưu ý khi Thải Bỏ Sản Phẩm	20
	8. Biện pháp phòng ngừa	20
PL:	1. Szybko rozpocznijmy doświadczenie	22
	2. Opis funkcji produktu	22
	3. Instrukcje dotyczące wskaźnika ładowania/zasilania	22
	4. Rozwiązywanie problemów	22
	5. Instrukcja Zakładania Produktu	22
	6. Po Użyciu	22
	7. Uwagi dotyczące utylizacji produktu	23
	8. Środki ostrożności	23
DE:	1. Lass uns schnell mit dem Erlebnis beginnen	25
	2. Produktfunktionsbeschreibung	25
	3. Anweisungen zur Lade-/Stromanzeige	25
	4. Fehlerbehebung	25
	5. Anleitung zum Anlegen des Produkts	25
	6. Nach Gebrauch	25
	7. Hinweise zur Produktentsorgung	26
	8. Vorsichtsmaßnahmen	26
FR:	1. Commençons rapidement l'expérience	28
	2. Description des fonctions du produit	28
	3. Instructions pour l'indicateur de charge/alimentation	28
	4. Dépannage	28
	5. Comment porter le produit	28
	6. Après utilisation	28
	7. Notes pour l'élimination du produit	29
	8. Précautions	29
IT:	1. Commençons rapidement l'expérience	31
	2. Descrizione delle funzioni del prodotto	31
	3. Istruzioni per l'indicatore di carica/alimentazione	31
	4. Risoluzione dei problemi	31
	5. Istruzioni para Ponerse el Producto	31
	6. Dopo l'Uso	31
	7. Note per lo Smaltimento del Prodotto	32
	8. Precauzioni	32

Let's quickly start the experience

EN



Product Function Description

EN

Heat level

Heat level	- Low heat - Medium heat - High heat
Attention	To avoid low-temperature burns, please carefully use the heat level. If you experience any discomfort, please take a break promptly.

Massage speed

Low speed	Slow rotation massage with the massage head
High speed	Fast rotation massage with the massage head

Massage mode

Kneading mode	For individuals with discomfort in the neck, shoulders, and back without applying too much pressure, this mode uses low-speed, gentle kneading to ease discomfort, with a 10-minute cycle per session.
Pinching mode	This mode employs a rhythmic, progressive massage technique to enrich the user experience and alleviate muscle tightness, with a 10-minute cycle per session.
Acupressure mode	Utilizing strong tuina (Chinese therapeutic massage) techniques, this mode addresses issues of soreness, swelling, and pain, with a 10-minute cycle per session.

Charging/Power Indicator Light Instructions

EN

Light Color	Light Status	Description
Green Light	Steady On	Battery capacity > 25%
Orange Light	Steady On	Battery capacity < 25%
Orange Light	Breathing	Battery charging
Green Light	Breathing	Battery fully charged

Troubleshooting

EN

Status	Possible Cause/Handling Method
Cannot Start	- Battery is low, charge the product before use Ensure the main power button on the product is pressed
Cannot Charge or No Charging Light Displayed	- Check if the charging cable is properly connected and if the charger specifications meet the standard requirements

Product Wearing Instructions

EN



1. Please adjust the strap first. The tightness of the strap affects the massage intensity. Please adjust the strap to the appropriate length (ensure that the length of the straps on both sides are consistent).
2. Place the machine on your neck.
3. Please pass the straps on both sides from the front of the body under the armpits. Then pull the buckle to the back and insert it.

After use

EN



1. After use, please press the buckle to release the shoulder strap.
2. Loosen the back buckle.
3. Please carefully remove the product from the shoulders to prevent dropping.

Notes for Product Scrap

Please support the recycling of rechargeable battery (lithium-ion battery).

 Danger	The battery in this product is a dedicated rechargeable battery, which is not intended for other products. Please do not charge the removed rechargeable battery. - Do not throw it in the fire, or heat it up to high temperature. - Do not pierce it with nails, impact it by gravity or decompose it for modification. - Do not connect the positive and negative poles of the battery directly with metal. - Do not store it together with necklaces, hairpins, etc. - Do not charge, use or put in the places in high temperature such as fireside or in the blazingsun. - The situations above may cause heating, fire and breakage.
 Warning	Keep the removed rechargeable battery out of the reach of infants and young children in case that it is swallowed by mistake. When the device is mistakenly swallowed, please consult a doctor immediately. When the battery fluid leaks, do not touch the fluid by hand, and it can be processed in the following way. Do not rub your eyes with your hands when battery electrolyte enters your eyes in case of blindness. Rinse your eyes with clean water immediately and seek medical advice. When your body or clothing is contaminated by the battery electrolyte, it may cause skin irritation or injury. Please rinse with water. If you still feel discomfort, seek medical advice immediately. Only the scrapped products can be decomposed. Otherwise, the accident of fire, electric shock, injuries may be resulted in. When you need to repair the battery (not to replace the battery), please consult the dealer where you purchased this product.

The lithium-ion battery in this product is a valuable resource that can be recycled and reused, which is not allowed to be replaced. Please hand it over to a professional agency that can recycle the rechargeable batteries when this product is scrapped. Before scrapping this product, remove the battery from this appliance. Before removing the battery, the appliance must be powered off. The battery should be disposed of safely, which can be taken out in the steps below:

1. With professional tools, open the upper and lower cases.
2. Remove the circuit board and the motor.
3. Take out the battery, cut the battery wire with professional pliers, and then take out the battery.

Steps for removal of battery:

1. Open the shell with tools;
2. Loosen the screws on the circuit board;
3. Cut the battery lead off with scissors;
4. Take out the battery;

Precautions



Usage Restrictions and Locations

Please do not use this product in conjunction with the following medical electronic devices to avoid interference and potential harm:

- Internal medical electronic devices such as pacemakers
 - Life-sustaining medical electronic devices such as artificial heart-lung machines
 - Medical electronic devices such as electrocardiographs
- Do not use it in flammable or explosive environments such as petrol stations, high dust workshops, or gas stations.

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

This product is not a medical device and does not have the function to diagnose or treat neck diseases. Patients with neck conditions should consult medical personnel to avoid delaying treatment. Do not use this product while driving, climbing, or performing other hazardous activities, as it may cause accidents.

It is recommended that the product be used for no more than 20 minutes (2 cycles) at a time to avoid the risk of low-temperature burns and discomfort due to excessive massage.

Start with a low speed and gradually increase to a higher setting according to personal comfort to avoid discomfort or injury from high-intensity settings.

Do not use it while sleeping or in a state of impaired consciousness.

Individuals with cerebrovascular diseases or other circulatory disorders, inflammation, swelling, suppurative in the neck area, or cervical vertebrae diseases should not use this product, as it may exacerbate symptoms.

Keep the product out of reach of infants, children, and anyone who is fully or partially unconscious. Do not allow them to use the product to prevent accidents.

Caution is advised for users over the age of 70 (use only with a doctor's permission and guidance). For users over the age of 65, due to more delicate skin and less sensitive nerve endings, please use a lower setting and strictly monitor usage time.



Warnings

This product is a personal care massage device and is not a substitute for medication or medical devices. Not for use by children or pregnant women.

Women during menstruation should use with caution based on their physical condition.

Contains a lithium battery; do not place in high-temperature environments.

Individuals with sensitive skin, facial dermatitis, or facial implants should use under medical guidance.

Users with skin allergies to metals or heat should exercise caution when using this product.

This product has a heating function; users insensitive to heat should use the low heat setting and strictly control usage time.

Discontinue use immediately if discomfort occurs during use.

Do not attempt to disassemble the product.

Do not attempt to replace the battery yourself.

Individuals with cervical spine injuries should consult healthcare professionals before using this product.

The device has a heating surface; users insensitive to heat must be cautious.

Use in a normal environment: Temperature: 0°C-40°C; Relative Humidity: <80% RH, non-condensing; Atmospheric Pressure: 50Kpa-106Kpa.

Choose normal transportation and storage conditions: Temperature range: -20°C to +55°C; Relative Humidity range: <95% RH, non-condensing; Atmospheric Pressure: 50Kpa-106Kpa.

This product contains a lithium battery; do not disassemble, modify, immerse in water, or throw into fire as it may cause damage or explosion.

Do not apply pressure to the heart during use, as it may cause accidents or discomfort.

Do not use with medical devices or more than one of this product simultaneously, as it may cause nausea or discomfort.

Do not use for purposes other than those specified in the instruction manual, as it may cause accidents.

Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as it may lead to malfunction or electric shock.

For an optimal experience, do not forcefully pull or lean on the product!



Consult a doctor before use in the following situations, as there may be a risk of accidents or discomfort:

Patients currently under medical treatment or feeling unwell, including those with infectious diseases

Patients with heart or neurological abnormalities

Patients with sensory disturbances or abnormalities in the skin

Patients with a body temperature exceeding 38 degrees Celsius (feverish)

Patients currently taking medication

Patients with abnormal blood pressure

Patients unable to express their own will

Patients with sensory disturbances due to severe peripheral circulatory disorders caused by conditions such as diabetes

Do not use in the following situations:

- Patients with malignant tumors
- Near the heart area of the human body
- Patients with metal implants
- Pregnant or postpartum women
- Users of pacemakers
- Patients with acute suppurative inflammation
- Patients with coagulation disorders
- Patients with a tendency to bleed
- Patients with spastic paralysis
- Patients with severe cognitive impairments
- Patients in the spastic phase following cerebrovascular accidents
- Individuals with abnormal neurogenic stress responses
- Individuals with unclear consciousness or limb joint contracture deformities

Precautions:


- Please read the instruction manual thoroughly before using this product.
- If you feel unwell due to an abnormality with the product, stop using it immediately. If you notice any unusual sensations in your body or skin, consult a doctor and follow their advice.
- In the event of a malfunction that prevents operation, immediately disconnect the power and remove the product to prevent the risk of overheating or short-circuiting. Contact customer service for assistance.
- Do not plug or unplug the charging cable with wet hands, as this may lead to electric shock or accidents.
- Do not wear necklaces while using the product.
- Do not use the product while lying flat.
- Wear the product correctly, positioning it on the cervical spine area and ensuring symmetrical placement on both sides to avoid accidents or discomfort.
- When disconnecting the charging cable from the product, do not pull on the cord; instead, grasp the plug to remove it to prevent electric shock or damage to the product.
- When disconnecting the charging cable from the product, do not pull on the cord; instead, grasp the plug to remove it to prevent electric shock or damage to the product.
- If using the product for the first time or after a long period of non-use, charge the battery according to the instructions to ensure it functions properly.
- It is normal for the product's surface to become warm during extended operation.
- The product will massage the neck area appropriately; do not massage continuously for extended periods. If discomfort occurs, take a break before using it again.

Suggestions:

- Ensure that the main unit buttons are functioning properly before use.
- To prevent pinching injuries, be cautious to avoid placing fingers or other body parts in narrow parts of the device.
- When disposing of this product, please do so in accordance with local environmental protection regulations to prevent environmental pollution.
- Recommended for use by individuals aged 16 and above.

Please do not use or store this product in the following locations:

- Places exposed to direct sunlight.
- Areas with high temperatures and humidity.
- Locations with the presence of water.
- Dusty environments.
- Near open flames.
- In strong electromagnetic fields.
- Places where the product may be subject to vibrations or shocks.



This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive (EU)2023/988.

CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES

ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

EU Compliance Statement:

SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive (EU)2023/988. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances. Caution:

- If you experience skin irritation when using the body massager, please refrain from using it, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from using the massager.
- The appliance it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Technical parameters


Product name	Neck & Shoulder Massager	Rated input power	10W
Model	H7 Ultra E	Rated input voltage	5V=
Battery capacity	2500mAh/18.5Wh		

Note: This product is rechargeable and is suitable for charging with typeinterface. Users need to charge with a standard charger with an output of 5V = 2A



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

CST_EU_20230214000009



Descripción de las funciones del producto

ES

Nivel de calor

Nivel de calor	- Calor bajo - Calor medio - Calor alto
Atención	Para evitar quemaduras de baja temperatura, por favor utilice el nivel de calor con cuidado. Si experimenta alguna molestia, haga una pausa de inmediato.

Vitesse de Massage

Baja Velocidad	La cabeza de masaje gira a baja velocidad para masajear.
Alta Velocidad	La cabeza de masaje gira a alta velocidad para masajear.

Modo de masaje

Modo de Amasamiento	Para aquellos con molestias en el cuello, hombros y espalda sin ejercer demasiada presión, este modo utiliza un amasamiento lento a baja velocidad para aliviar el malestar, con un ciclo de 10 minutos por sesión.
Modo de Pelliizo	Este modo emplea un masaje rítmico y progresivo para enriquecer la experiencia del usuario y aliviar la tensión muscular, con un ciclo de 10 minutos por sesión.
Modo de Tuina	Utilizando técnicas fuertes de Tuina, este modo aborda problemas de dolor y hinchazón, con un ciclo de 10 minutos por sesión.

Instrucciones del indicador de carga/energía

ES

Color de la luz	Estado de la luz	Descripción
Luz verde	Encendida fija	Capacidad de la batería > 25%
Luz naranja	Encendida fija	Capacidad de la batería < 25%
Luz naranja	Respirando	Batería cargándose
Luz verde	Respirando	Batería completamente cargada

Solución de problemas

ES

Estado	Posible causa/Método de manejo
No se puede iniciar	- La batería está baja, cargue el producto antes de usarlo - Asegúrese de que el botón de encendido principal del producto esté presionado
No se puede cargar o no se muestra la luz de carga	- Verifique si el cable de carga está correctamente conectado y si las especificaciones del cargador cumplen con los requisitos estándar

Instrucciones para Ponerse el Producto

ES



1. Ajuste la posición de los botones en las correas para establecer la longitud de las correas (la longitud de las correas de ambos lados es ajustable, asegúrese de que las longitudes sean simétricas), ajustando así la tensión del ajuste.
2. Coloque la máquina alrededor de su cuello.
3. Pase las correas de ambos lados desde el frente del cuerpo por debajo de las axilas, tire hacia atrás y conecte la hebilla.

Después de Usar

ES



1. Después de usar, presione la hebilla para soltar las correas de los hombros.
2. Afloje la hebilla trasera.
3. Retire el producto de los hombros (nota: tenga cuidado de no dejarlo caer).

Notas para la eliminación del producto

Por favor, apoye el reciclaje de baterías recargables (baterías de iones de litio).

 Peligro	La batería de este producto es una batería recargable, que no está destinada para su uso en otros productos. Por favor, no cargue la batería recargable una vez retirada. - No la tire al fuego ni la exponga a altas temperaturas. - No la perforo con clavos, la deje caer o la descomponga. - No conecte los polos positivo y negativo de la batería directamente con metal. - No la guarde junto con collares, horquillas, etc. - No la cargue, use o coloque en lugares con alta temperatura, como cerca de un fuego. Las situaciones anteriores pueden causar calentamiento, incendio y rotura.
 Advertencia	Mantenga la batería recargable retirada fuera del alcance de bebés y niños pequeños para evitar que la puedan ingerir por error. Si el dispositivo es tragado por error, consulte a un médico inmediatamente. Si el líquido de la batería se escapa, no toque el líquido sin protección. Si lo hace, no se frote los ojos con las manos. Si los electrolitos de la batería entran en sus ojos, puede causar ceguera. Enjuague sus ojos con agua limpia inmediatamente y busque atención médica. Si su cuerpo o ropa se contamina con el electrolito de la batería, puede causar irritación o lesiones en la piel. Por favor, enjuague con agua. Si aún se siente incómodo, busque atención médica inmediatamente. Solo los productos desechados pueden ser descompuestos. De lo contrario, puede resultar en incendios accidentales, descargas eléctricas o lesiones. Cuando necesite reparar la batería (no reemplazarla), consulte al distribuidor donde compró este producto.

La batería de iones de litio en este producto es un recurso valioso que puede ser reciclado y reutilizado, y no se permite reemplazarla. Al desechar este producto, por favor entréguelo a una agencia profesional que pueda reciclar las baterías recargables. Antes de desechar este producto, retire la batería del aparato. Antes de retirar la batería, el aparato debe estar apagado. La batería debe ser desechada de manera segura, siguiendo los pasos a continuación:

1. Con herramientas profesionales, abra las carcassas superior e inferior.
2. Retire la placa de circuito y el motor.
3. Corte el cable de la batería con alicates profesionales y luego saque la batería.

Pasos para la extracción de la batería:

1. Abra la carcassa con herramientas;
2. Afloje los tornillos en la placa de circuito;
3. Corte el cable de la batería con tijeras;
4. Saque la batería.

Precauciones



Restricciones de Uso y Ubicaciones

Para evitar interferencias y posibles daños, no utilice este producto junto con los siguientes dispositivos electrónicos médicos:

- Dispositivos electrónicos médicos internos como marcapasos;
- Dispositivos electrónicos médicos que mantienen la vida, como máquinas de corazón-pulmón artificiales;
- Dispositivos electrónicos médicos como electrocardiogramas.

No lo utilice en entornos inflamables o explosivos, como estaciones de servicio, talleres con alto nivel de polvo o gasolineras.

El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

Este producto no es un dispositivo médico y no tiene la función de diagnosticar o tratar enfermedades del cuello. Los pacientes con afecciones en el cuello deben consultar a personal médico para evitar retrasos en el tratamiento.

No utilice este producto mientras conduce, escala o realiza otras actividades peligrosas, ya que puede causar accidentes.

Se recomienda usar el producto por no más de 20 minutos (2 ciclos) a la vez para evitar el riesgo de quemaduras por baja temperatura y molestias debido a un masaje excesivo.

Comience con una velocidad baja y aumente gradualmente a una configuración más alta según su comodidad personal para evitar molestias o lesiones por configuraciones de alta intensidad.

No lo use mientras duerme o en un estado de conciencia alterada. Las personas con enfermedades cerebrovasculares u otros trastornos circulatorios, inflamación, hinchazón, supuración en el área del cuello o enfermedades de las vértebras cervicales no deben usar este producto, ya que puede agravar los síntomas.

Mantenga el producto fuera del alcance de bebés, niños y cualquier persona que esté total o parcialmente inconsciente. No permita que lo usen para prevenir accidentes.

Se recomienda precaución para los usuarios mayores de 70 años (usar solo con permiso y guía de un médico). Para los usuarios mayores de 65 años, debido a la piel más delicada y las terminaciones nerviosas menos sensibles, use una configuración más baja y monitorea estrictamente el tiempo de uso.

Advertencias

Este producto es un dispositivo de masaje para el cuidado personal y no sustituye a los medicamentos o dispositivos médicos. No es apto para niños ni mujeres embarazadas.

Las mujeres durante la menstruación deben usarlo con precaución según su condición física.

Contiene una batería de litio; no lo coloque en entornos de alta temperatura.

Las personas con piel sensible, dermatitis facial o implantes faciales deben usarlo bajo la guía médica.

Los usuarios con alergias cutáneas a metales o calor deben tener precaución al usar este producto.

Este producto tiene una función de calefacción; los usuarios insensibles al calor deben usar la configuración de calor bajo y controlar estrictamente el tiempo de uso.

Interrumpa el uso inmediatamente si siente molestias durante el uso.

No intente desmontar el producto.

No intente reemplazar la batería usted mismo.

Las personas con lesiones en la columna cervical deben consultar a profesionales de la salud antes de usar este producto.

El dispositivo tiene una superficie de calefacción; los usuarios insensibles al calor deben ser prudentes.

Use en un entorno normal: Temperatura: 0°C-40°C; Humedad Relativa: <80% HR, sin condensación;

Presión Atmosférica: 50Kpa-106Kpa.

Elija condiciones normales de transporte y almacenamiento: Rango de temperatura: -20°C a +55°C;

Rango de Humedad Relativa: <95% HR, sin condensación; Presión Atmosférica: 50Kpa-106Kpa.

Este producto contiene una batería de litio; no lo desarme, modifique, sumerja en agua ni lo arroje al fuego, ya que puede causar daños o explosiones.

No aplique presión sobre el corazón durante el uso, ya que puede causar accidentes o molestias.

No lo use con dispositivos médicos ni más de uno de este producto simultáneamente, ya que puede causar náuseas o molestias.

No lo use para fines distintos a los especificados en el manual de instrucciones, ya que puede causar accidentes.

No desarme, repare ni modifique el producto usted mismo, ya que puede provocar fallos o descargas eléctricas.

Para una experiencia óptima, no tire ni se apoye con fuerza en el producto!



Consulte a un médico antes de usar en las siguientes situaciones, ya que puede haber riesgo de accidentes o incomodidad:

Pacientes actualmente bajo tratamiento médico o que se sientan mal, incluidos aquellos con enfermedades infecciosas.

Pacientes con anomalías cardíacas o neurológicas.

Pacientes con trastornos sensoriales o anomalías en la piel.

Pacientes con una temperatura corporal superior a 38 grados Celsius (febriles).

Pacientes que estén tomando medicamentos.

Pacientes con presión arterial anormal.

Pacientes incapaces de expresar su propia voluntad.

Pacientes con trastornos sensoriales debido a graves trastornos circulatorios periféricos causados por condiciones como la diabetes.

No usar en las siguientes situaciones:

Pacientes con tumores malignos.

Cerca del área del corazón del cuerpo humano.

Pacientes con implantes metálicos.

Mujeres embarazadas o en el posparto.

Usuarios de marcapasos.

Pacientes con inflamación supurativa aguda.

Pacientes con trastornos de coagulación.

Pacientes con tendencia a sangrar.

Pacientes con parálisis espástica.

Pacientes con discapacidades cognitivas severas.

Pacientes en la fase espástica después de accidentes cerebrovasculares.

Individuos con respuestas neurogénicas al estrés anormales.

Individuos con conciencia confusa o deformidades por contractura de las articulaciones de las extremidades.

Precauciones

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usar este producto.

Si se siente mal debido a una anomalía con el producto, deje de usarlo inmediatamente. Si nota alguna sensación inusual en su cuerpo o piel, consulte a un médico y siga sus consejos.

En caso de mal funcionamiento que impida el funcionamiento, desconecte inmediatamente la corriente y retire el producto para evitar el riesgo de sobrecalentamiento o cortocircuito. Contacte al servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

No conecte ni desconecte el cable de carga con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o accidentes.

No use collares mientras usa el producto.

No use el producto mientras esté acostado.

Use el producto correctamente, colocándolo en el área de la columna cervical y asegurando una colocación simétrica en ambos lados para evitar accidentes o incomodidad.

Al desconectar el cable de carga del producto, no tire del cable; en su lugar, sujete el enchufe para retirarlo y evitar descargas eléctricas o daños al producto.

Si usa el producto por primera vez o después de un largo período sin uso, cargue la batería según las instrucciones para asegurar su correcto funcionamiento.

Es normal que la superficie del producto se caliente durante un uso prolongado.

El producto masajeará adecuadamente el área del cuello; no masajee continuamente durante períodos prolongados. Si siente incomodidad, tome un descanso antes de usarlo nuevamente.

Sugencias:

Asegúrese de que los botones de la unidad principal funcionen correctamente antes de usar.

Para evitar lesiones por pellizco, tenga cuidado de no colocar los dedos u otras partes del cuerpo en las partes estrechas del dispositivo.

Al desechar este producto, hágalo de acuerdo con las regulaciones locales de protección ambiental para prevenir la contaminación ambiental.

Recomendado para su uso por personas de 16 años en adelante.

Por favor, no use ni almacene este producto en los siguientes lugares:

Lugares expuestos a la luz solar directa.

Áreas con altas temperaturas y humedad.

Ubicaciones con presencia de agua.

Entornos polvorientos.

Cerca de llamas abiertas.

En campos electromagnéticos fuertes.

Lugares donde el producto pueda estar sujeto a vibraciones o golpes.

 Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva (EU) 2023/988.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Declaración de Cumplimiento de la EU:

SKG Health Technology Co., Ltd. declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva (EU) 2023/988. Una copia de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en línea en <https://www.skg.com/pag-es/skg-declaration-of-conformity>.



los residuos domésticos, sino por separado. La eliminación en puntos de recolección comunales es gratuita para individuos privados. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevar los aparatos a estos puntos de recolección o puntos similares. Con este pequeño esfuerzo personal, contribuyes al reciclaje de materias primas valiosas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

Advertencia:

-Si experimenta irritación en la piel al usar el masajeador corporal, deje de usarlo y espere de dos a tres días para ver si los síntomas disminuyen. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a un médico.

-Si tiene eczema, alergias o asma, puede ser más propenso a experimentar irritación o alergia en la piel al usar el masajeador.

*El aparato debe suministrarse solo a baja tensión de seguridad correspondiente a la marca en el aparato.

*Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.

*Nunca deje que los niños jueguen con el aparato.

*La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Parámetros técnicos

Nombre del Producto	Neck & Shoulder Massager	Potencia de entrada normal	10W
Modelo	H7 Ultra E	Voltaje de entrada nominal	5V=
Capacidad de la batería	2500mAh/18.5Wh		

Nota: Este producto es recargable y es adecuado para cargar con interfaz tipo C. Los usuarios deben cargar con un cargador estándar con una salida de 5V=2A.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1. PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_FU_20230214000009




À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



产品功能说明

加热档位	
加热档位	- 热敷低档 - 热敷中档 - 热敷高档
注意事项	请谨慎使用热敷档位，避免低温烫伤；如有任何不适感，请及时暂停使用

按摩速度

低速	用按摩头缓慢旋转按摩
高速	按摩头快速旋转按摩

按摩模式说明

揉捏模式	颈肩背部不适不受人限，采用低速慢揉舒缓不适，10分钟/单循环
拿捏模式	采用顿挫渐进式按摩，丰富用户体验，舒缓肌肉紧张度，10分钟/单循环
推拿模式	采用大力推拿形式，解决酸胀问题，10分钟/单循环

产品指示灯说明

灯色	灯的状态	描述
绿灯	常亮	电池电量 > 25%
橙灯	常亮	电池电量 < 25%
橙灯	呼吸	电池充电
绿灯	呼吸	电池充满

故障排除

状况	可能原因/处理方式
无法启动	内部充电电池电量不足 请确认主机产品开关键是否已按下
不能充电或无充电显示	请检查充电连接线是否已插到位，充电器的规格是否符合标准要求

穿戴方式



1. 请先调整肩带，肩带的松紧程度影响按摩力度，请调整肩带至合适长度（确保两边肩带长度一致）。
2. 将机器置于颈部。
3. 请将两边肩带从身体正面穿过腋下，然后将扣环拉向后方插入。

使用后



1. 使用后，请按扣环，松开肩带。
2. 松开背部扣环。
3. 请小心将产品从肩部取下，防止掉落。

产品废弃处置须知

请支持充电式电池（锂离子电池）的回收。

 危险	本产品的电池为专用充电式电池，不可用于其他产品。请勿给拆下的充电式电池充电。 请勿将电池投入火中，或加热至高温。 请勿用钉子刺穿、重击或进行分解改造。 请勿将电池正负极直接用金属连接。 请勿将其与项链、发卡等一起存放。 请勿在火炉、烈日下等高温场所进行充电、使用和放置； 以上情形均可引起发热、起火、破裂等现象。
 警告	将拆下的充电式电池放置在婴幼儿接触不到的地方，以防误吞。 如果误吞电池，请立即就医。 如果电池泄漏，请勿在没有保护的情况下接触电池液。 如果手接触到电池液，不要用手揉眼睛。若电池电解液不慎进入眼睛，可能会导致失明。立即用清水冲洗眼睛，并就医。 如果您的身体或衣服被电池电解液污染，可能会导致皮肤发炎或受伤。请用水冲洗。如果您仍然感到不舒服，请立即就医。 只有报废的产品才能进行分解改造。 否则，可能导致意外火灾、触电或人身伤害。当您需要修理电池（而不是更换电池）时，请联系您购买本产品的经销商。

本产品的锂离子电池是可回收再利用的宝贵资源，不允许替换。在丢弃本产品时，请将电池交给专业的充电式电池的回收机构。在丢弃本产品之前，请将电池从设备中取出。取出电池前，必须关闭设备电源。应安全处置电池，可按照以下步骤取出电池：

- 1.用专业的工具，打开上下壳。
- 2.拆下电路板和电机。
- 3.用专业钳子剪断电瓶线，然后取出电瓶。

拆卸电池的步骤：

- 1.用工具打开外壳；
- 2.松开电路板上的螺丝；
- 3.用剪刀剪下电池引线；
- 4.取出电池。

注意事项



使用限制和位置

为避免干扰和潜在伤害，请勿将本产品与以下医疗电子设备一起使用：

- 内部医疗电子设备，如起搏器；
- 维持生命功能的医疗电子设备，如人工心肺机；
- 医疗电子设备，如心电图仪。

请勿在加油站、高粉尘车间、加油站等易燃易爆环境中使用本产品。

本产品不是医疗器械，不具备诊断或治疗颈部疾病的功能。有颈部疾病的患者应咨询医务人员，以免延误治疗。

请勿在驾驶、登山或从事其他危险活动时使用本产品，否则有导致发生意外事故的危险。

建议每次使用不超过20分钟（2个周期），以避免过度按摩带来的低温灼伤和不适。

初次使用者从低强度开始按摩，根据个人舒适度，逐渐增加强度，以避免高强度带来的不适或伤害。

不要在睡觉或意识受损的状态下使用。患有脑血管疾病或其他循环系统疾病、颈部炎症、肿胀、化脓、颈椎疾病者禁用本产品，可能加重症状。

本设备具有加热表面。对热不敏感的人使用本设备时必须小心。

本设备包含不可更换的电池。

将本产品放置在婴儿、儿童和任何完全或部分昏迷的人接触不到的地方。请勿让他们使用本产品，以免发生意外。

70岁以上的用户慎用（仅在医生许可和指导下使用）。对于65岁以上的用户，由于皮肤更脆弱，神经末梢不敏感，请使用低强度按摩，并严格监控使用时间。



警告

本产品是个人护理按摩设备，不能替代药物或医疗设备。

不适合儿童或孕妇使用。

经期女性应根据自身身体状况慎用。

本产品内含锂电池；请勿放置在高温环境中。

敏感皮肤、面部皮炎或面部植入物患者应在医生指导下使用。

皮肤对金属或过热敏感的用户在使用本产品时应谨慎。

本产品具有加热功能；对热不敏感的用户应使用低热设置，并严格控制使用时间。

如果在使用本产品过程中出现不适，请立即停止使用。

请勿尝试拆卸本产品。

请勿尝试自行更换电池。

颈椎损伤的个人在使用本产品前应咨询医疗保健专业人士。

本产品具有受热面；对热不敏感的用户必须小心使用。

在正常环境中使用：温度：0℃-40℃；相对湿度：相对湿度<80%，非冷凝；大气压力：50Kpa-106Kpa。

选择正常的运输和储存条件：温度范围：-20℃ to +55℃；相对湿度范围：相对湿度<95%，非冷凝；大气压力：50Kpa-106Kpa。

本产品内埋锂电池；请勿拆卸、改装、浸泡在水中或投入火中，以免损坏产品或导致产品爆炸。

使用本产品时请勿按压心脏，以免引起意外或不适。

请勿与医疗设备或同时使用一种以上的本产品，以免引起恶心或不适。

请勿将本产品用于说明书以外的用途，以免造成意外事故。

请勿自行拆卸、修理或改装本产品，以免导致故障或触电。

为了获得最佳体验，请勿用力拉动或倚靠本产品！



以下人员使用本产品前，请咨询医生，以免发生事故或不适的风险：

目前正在接受治疗或感觉不适的患者，包括患有传染病的患者

心脏或神经异常的患者

知觉障碍或皮肤异常的患者

体温超过38摄氏度的患者（发烧）

目前正在服药的患者

血压异常的患者

无法表达自己意愿的患者

由糖尿病等严重周围循环系统疾病引起的感觉障碍患者



有以下情况时禁止使用本产品：

恶性肿瘤患者

靠近人体的心脏区域

金属植入体患者

孕妇或产后妇女

起搏器使用者

急性化脓性炎症患者

凝血障碍患者

有出血倾向的患者

疼痛性麻痹患者

有严重认知障碍的患者

中风后处于痉挛状态的患者

神经源性应激反应异常的个人

意识不清或肢体关节挛缩畸形的个人

⚠ 注意事项:

使用本产品前, 请仔细阅读说明书。

如因产品异常而感到不适, 请立即停止使用。

如果您注意到身体或皮肤有任何异常的感觉, 请咨询医生并遵循他们的建议。

发生故障而无法操作时, 请立即断开电源并取出产品, 以防止过热或短路的危险。请联系客户服务寻求帮助。

请勿用湿手插拔充电线, 以免发生电击或意外事故。

使用本产品时请勿佩戴项链。

使用本产品时请勿平躺。

正确佩戴本产品, 将其放置在颈椎区域, 并确保两侧对称放置, 以免发生意外或不适。

从设备上拔下充电线时, 不要拉扯电源线; 拔出充电线时, 应抓住插头, 以免触电或损坏产品。

第一次使用本产品或长时间未使用本产品时, 请按照说明书进行充电, 以确保本产品正常工作。

长时间使用本产品时, 产品表面变热是正常的。

本产品会适当按摩颈部区域; 不要长时间连续按摩。如果出现不适, 请休息一段时间后再使用。

⚠ 建议:

使用前, 请确保主机按钮功能正常。

为防止夹伤, 请小心避免将手指或其他身体部位放入设备的狭窄部位。

处理本产品时, 请按照当地环保规定处理, 防止污染环境。

建议16岁及以上人士使用本产品。

⚠ 请不要在以下地点使用或存放本产品:

- 阳光直射的地方。
- 高温高湿地区。
- 有水的地方。
- 多尘的环境。
- 靠近明火的位置。
- 在强电磁场中。
- 产品可能受到振动或冲击的地方。


技术参数

产品名称	颈肩按摩器	额定输入功率	10W
型号	H7 Ultra E	额定输入电压	5V=
电池容量	2500mAh/18.5Wh		

注意: 本产品可充电, 适用于USB Type-C数据线。用户需要使用输出为5V= 2A的标准充电头进行充电。

Menghidupkan Peranti Dan Terokai

MS



Penerangan Fungsi Produk

MS

Tahap Pemanasan

Tahap Pemanasan	- Tahap Rendah - Tahap Sederhana - Tahap Tinggi
Peringatan Penting	Sila gunakan tahap pemanasan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan daripada suhu rendah. Jika mengalami sebarang ketidakselesaan, sila hentikan penggunaan segera.

Kelajuan mengurut

Kelajuan rendah	Kepala urut berputar pada kelajuan rendah untuk mengurut.
Kelajuan tinggi	Kepala urut berputar pada kelajuan tinggi untuk mengurut.

Penerangan Mod Urutan

Mod Menguli	Untuk pengguna yang mengalami ketidakselesaan pada leher dan bahu, menggunakan kelajuan rendah untuk mengurut secara perlahan, 10 minit/kitaran tunggal
Mod Memicit	Menggunakan teknik urutan beransur-ansur, memberikan pengalaman yang kaya kepada pengguna, melegakan kekejangan otot, 10 minit/kitaran tunggal
Mod Menolak	Menggunakan teknik urutan yang kuat untuk melegakan masalah ketegangan dan sakit, 10 minit/kitaran tunggal

Penunjuk Lampu Produk

MS

Warna Lampu	Status Lampu	Deskripsi
Hijau	Sentiasa Menyala	Bateri > 25%
Oren	Sentiasa Menyala	Bateri < 25%
Oren	Bernafas	Bateri Sedang Mengecas
Hijau	Bernafas	Bateri Penuh

Penyelesaian Masalah

MS

Masalah	Kemungkinan Punca / Penyelesaian
Tidak Dapat Dihidupkan	Bateri dalaman tidak mencukupi, pastikan butang kuasa telah ditekan Sila sahkan jika suis kuasa produk utama telah ditekan
Tidak Dapat Mengecas atau Tiada Paparan Pengecasan	Sila semak sama ada kabel pengecasan telah disambungkan dengan betul, dan spesifikasi pengecas memenuhi keperluan standard

Cara Memakai

MS



1. Panjang tali pengikat boleh disesuaikan, pastikan panjang tali pengikat sama di kedua-dua belah dan tidak terlalu ketat sehingga menyebabkan ketidakselesaan
2. Letakkan peranti di atas leher
3. Sambungkan port pengecasan di belakang

Selepas menggunakan

MS



1. Setelah selesai menggunakan, tekan butang pelepasan untuk membuka tali bahu
2. Longgarkan tali pengikat di belakang
3. Tanggalkan produk dari bahu dengan hati-hati untuk mengelakkan terjatuh

Peringatan untuk Pembuangan Produk

Sokong Kitar Semula Bateri Cas Semula (bateri Lithium-ion).

 Bahaya	Bateri dalam produk ini adalah bateri cas semula khusus yang tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produk lain. Jangan caj bateri cas semula yang telah dikeluarkan. -Jangan membuangnya ke dalam api atau memansukannya pada suhu tinggi. -Jangan mencucuknya dengan paku, menjatuhkannya, atau menguraikannya. -Jangan menghubungkan kutub positif dan negatif bateri secara langsung dengan logam. -Jangan menyimpannya bersama barang seperti kalung, peniti, dan sebagainya. -Jangan cas, gunakan, atau letakkan di tempat dengan suhu tinggi seperti berdekatan api. Situasi di atas boleh menyebabkan pemanasan, kebakaran, dan kerosakan.
 Amaran	Simpan bateri cas semula yang dikeluarkan dari capaian bayi dan kanak-kanak untuk mengelakkan tertelan secara tidak sengaja. Jika bateri tertelan secara tidak sengaja, sila rujuk doktor segera. Jika cecair bateri bocor, jangan sentuh cecair tersebut tanpa perlindungan. Jika anda sentuh cecair tersebut, jangan gosok mata dengan tangan. Jika elektrolit bateri masuk ke mata, ia boleh menyebabkan kebutaan. Bilas mata dengan air bersih segera dan dapatkan nasihat perubatan. Jika badan atau pakaian anda terkena elektrolit bateri, ia mungkin menyebabkan iritasi atau kecederaan kulit. Bilas dengan air. Jika masih tidak selesa, dapatkan nasihat perubatan segera. Hanya produk yang telah dibuang boleh diuraikan. Ji Jika tidak, ia mungkin mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan. Apabila perlu membaiki bateri (bukan mengganti bateri), sila rujuk kepada pengedar di mana anda membeli produk ini.

Bateri Lithium-ion dalam produk ini adalah sumber yang berharga yang boleh dikitar semula dan digunakan semula, dan tidak dibenarkan untuk diganti. Apabila membuang produk ini, sila serahkan kepada agensi profesional yang boleh mengitar semula bateri cas semula. Sebelum membuang produk ini, keluarkan bateri dari alat ini. Sebelum mengeluarkan bateri, peranti mesti dimatikan. Bateri harus dibuang dengan selamat, dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Dengan alat profesional, buka penutup atas dan bawah.
2. Keluarkan papan litr dan motor.
3. Potong wayar bateri dengan pemegang khas dan kemudian keluarkan bateri.

Langkah-langkah untuk mengeluarkan bateri:

1. Buka cangkang dengan alat; 2. Longgarkan skru pada papan litr;
3. Potong wayar bateri dengan gunting; 4. Keluarkan bateri.

Langkah Keselamatan

Sekatan Penggunaan dan Lokasi

Untuk mengelakkan gangguan dan potensi bahaya, sila jangan gunakan produk ini bersama peranti elektronik perubatan berikut:

- Peranti elektronik perubatan dalam seperti pacemaker;
- Peranti elektronik perubatan yang menyokong kehidupan seperti mesin jantung-paru;
- Peranti elektronik perubatan seperti elektrokardiograf.

Jangan gunakan di persekitaran yang mudah terbakar atau meletup seperti stesen minyak, bengkel berdebu tinggi, atau stesen gas.

Produk ini bukan peranti perubatan dan tidak mempunyai fungsi untuk mendiagnosis atau merawat penyakit leher. Pesakit dengan keadaan leher harus berunding dengan kakitangan perubatan untuk mengelakkan kelewatan rawatan.

Peranti ini mempunyai permukaan yang dipanaskan. Orang yang tidak sensitif kepada haba mesti berhati-hati apabila menggunakan peranti ini.

Peranti ini mengandungi bateri yang tidak boleh ditukar ganti.

Jangan gunakan produk ini semasa memandu, memanjat, atau melakukan aktiviti berbahaya lain, kerana ia boleh menyebabkan kemalangan.

Disarankan agar produk ini digunakan tidak melebihi 20 minit (2 kitaran) pada satu masa untuk mengelakkan risiko terbakar suhu rendah dan ketidakselesaan akibat urutan berlebihan.

Mulakan dengan kelajuan rendah dan secara beransur-ansur tingkatkan ke tetapan yang lebih tinggi mengikut keselesaan peribadi untuk mengelakkan ketidakselesaan atau kecederaan dari tetapan intensiti tinggi.

Jangan gunakan semasa tidur atau dalam keadaan kesedaran yang terjejas. Individu dengan penyakit cerebrovaskular atau gangguan peredaran lain, keradangan, bengkak, supursi di kawasan leher atau penyakit vertebra serviks tidak harus menggunakan produk ini, kerana ia mungkin memperburuk simptom. Simpan produk ini jauh dari bayi, kanak-kanak, dan sesiapa yang dalam keadaan sedar sepenuhnya atau separa. Jangan biarkan mereka menggunakan produk ini untuk mengelakkan kemalangan.

Berhati-hati bagi pengguna yang berumur lebih dari 70 tahun (gunakan hanya dengan kebenaran dan panduan doktor). Untuk pengguna yang berumur lebih dari 65 tahun, disebabkan kulit yang lebih sensitif dan ujung saraf yang kurang sensitif, sila gunakan tetapan yang lebih rendah dan pantau masa penggunaan dengan ketat.

Amaran

Produk ini adalah peranti penjagaan peribadi dan bukan pengganti ubat atau peranti perubatan. Tidak untuk digunakan oleh kanak-kanak atau wanita hamil.

Wanita semasa haid harus menggunakan dengan berhati-hati berdasarkan keadaan fizikal mereka.

Mengandungi bateri lithium; jangan letakkan di persekitaran suhu tinggi.

Individu dengan kulit sensitif, dermatitis wajah, atau implan wajah harus menggunakan di bawah panduan perubatan.

Pengguna dengan alahan kulit kepada logam atau haba harus berhati-hati apabila menggunakan produk ini.

Produk ini mempunyai fungsi pemanasan; pengguna yang tidak sensitif terhadap haba harus menggunakan tetapan haba rendah dan mengawal masa penggunaan dengan ketat.

Hentikan penggunaan segera jika berlaku ketidakselesaan semasa penggunaan.

Jangan cuba untuk membongkar produk ini.

Jangan cuba menggantikan bateri sendiri.

Individu dengan kecederaan tulang belakang serviks harus berunding dengan profesional penjagaan kesihatan sebelum menggunakan produk ini.

Peranti ini mempunyai permukaan pemanasan; pengguna yang tidak sensitif terhadap haba harus berhati-hati.

Gunakan dalam persekitaran normal: Suhu: 0°C-40°C; Kelembapan Relatif: <80% RH, tanpa pemeluwapan; Tekanan Atmosfera: 50Kpa-106Kpa.

Pilih keadaan pengangkutan dan penyimpanan normal: Julat suhu: -20°C hingga +55°C; Julat Kelembapan Relatif: <95% RH, tanpa pemeluwapan; Tekanan Atmosfera: 50Kpa-106Kpa.

Produk ini mengandungi bateri lithium; jangan membongkar, mengubah, merendam dalam air, atau membuang ke dalam api kerana ia mungkin menyebabkan kerosakan atau letupan.

Jangan beri tekanan kepada jantung semasa penggunaan, kerana ia boleh menyebabkan kemalangan atau ketidakselesaan.

Jangan gunakan bersama peranti perubatan atau lebih daripada satu produk ini secara serentak, kerana ia mungkin menyebabkan kerosakan atau ketidakselesaan.

Jangan gunakan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan dalam manual arahan, kerana ia mungkin menyebabkan kemalangan.

Jangan membongkar, membaiki, atau mengubah produk sendiri, kerana ia mungkin menyebabkan kerosakan atau kejutan elektrik.

Untuk pengalaman yang optimum, jangan menarik atau bersandar secara paksa pada produk!

Sila berunding dengan doktor sebelum menggunakan produk ini dalam situasi berikut, kerana mungkin ada risiko kemalangan atau ketidakselesaan:

Pesakit yang sedang menerima rawatan perubatan atau merasa tidak sihat, termasuk mereka yang mempunyai penyakit berjangkit

Pesakit dengan kelainan jantung atau neurologi

Pesakit dengan gangguan deria atau kelainan pada kulit

Pesakit dengan suhu badan melebihi 38 darjah Celsius (demam)

Pesakit yang sedang mengambil ubat

Pesakit dengan tekanan darah yang tidak normal

Pesakit yang tidak dapat menyatakan kehendak mereka sendiri
Pesakit dengan gangguan deria akibat masalah peredaran periferi yang serius disebabkan oleh keadaan seperti diabetes

Jangan Gunakan Dalam Situasi Berikut:

Pesakit dengan tumor malignan
Berhampiran kawasan jantung badan manusia
Pesakit dengan implan logam
Wanita hamil atau selepas bersalin
Pengguna pacemaker
Pesakit dengan keradangan suppuratif akut
Pesakit dengan gangguan pembekuan darah
Pesakit yang cenderung berdarah
Pesakit dengan lumpuh spastik
Pesakit dengan gangguan kognitif yang teruk
Pesakit dalam fasa spastik selepas kemalangan cerebrovaskular
Individu dengan tindak balas tekanan neurogenik yang tidak normal
Individu dengan kesedaran yang tidak jelas atau kecacatan kontraktur sendi anggota

Langkah Keselamatan:

Sila baca manual arahan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini.
Jika anda merasa tidak sihat akibat kecacatan produk, hentikan penggunaannya segera. Jika anda merasakan sebarang sensasi yang luar biasa pada badan atau kulit anda, berunding dengan doktor dan ikut nasihat mereka.
Sekiranya berlaku kerosakan yang menghalang operasi, segera cabut kuasa dan keluarkan produk untuk mengelakkan risiko pemanasan berlebihan atau pintasan. Hubungi perkhidmatan pelanggan untuk bantuan.
Jangan sambungkan atau cabut kabel pengecas dengan tangan basah, kerana ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kemalangan.
Jangan memakai kalung semasa menggunakan produk.
Jangan gunakan produk ini semasa berbaring rata.
Pakai produk dengan betul, meletakkannya di kawasan tulang belakang serviks dan memastikan penempatan simetri di kedua-dua belah untuk mengelakkan kemalangan atau ketidakselesaan.
Apabila mencabut kabel pengecas dari produk, jangan tarik pada kord; sebaliknya, pegang palam untuk mengeluarkannya bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kerosakan pada produk.
Jika menggunakan produk ini buat kali pertama atau selepas tempoh lama tidak digunakan, caj bateri mengikut arahan untuk memastikan ia berfungsi dengan baik.
Adalah biasa bagi permukaan produk menjadi hangat semasa operasi yang berpanjangan.
Produk ini akan memijat kawasan leher dengan sesuai; jangan urut secara berterusan untuk tempoh yang panjang. Jika berlaku ketidakselesaan, berehat sebelum menggunakannya semula.

Cadangan:

Pastikan butang unit utama berfungsi dengan baik sebelum digunakan.
Untuk mengelakkan kecederaan mencubit, berhati-hati untuk mengelakkan meletakkan jari atau bahagian badan lain di bahagian sempit peranti.
Apabila membuang produk ini, sila lakukannya mengikut peraturan perlindungan alam sekitar tempatan untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar.
Disarankan untuk digunakan oleh individu berumur 16 tahun ke atas.

Jangan Gunakan atau Simpan Produk Ini Di Tempat Berikut:

Tempat terdedah kepada cahaya matahari langsung.
Kawasan dengan suhu dan kelembapan yang tinggi.
Lokasi dengan kehadiran air.
Persekitaran berdebu.
Dekat api terbuka.
Dalam medan elektromagnet yang kuat.
Tempat di mana produk mungkin terdedah kepada getaran atau kejutan.



Peranti ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dengan Arahan (EU)2023/988.

AMARAN: RISIKO LETUPAN JIKA BATERI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERI YANG DIGUNAKAN MENGIKUT ARAHAN.

Pernyataan Pematuhi EU:

SKG Health Technology Co., Ltd. dengan ini mengisytiharkan bahawa peranti ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dengan Arahan (EU)2023/988. Salinan Pengisytiharan Pematuhi EU boleh didapati dalam talian di <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.




Peralatan elektrik lama tidak boleh dibuang bersama sisa buangan biasa, tetapi harus dibuang secara berasingan. Pembuangan di titik pengumpulan komuniti adalah percuma untuk individu persendirian. Pemilik peralatan lama bertanggungjawab untuk membawa peralatan ke titik pengumpulan ini atau titik pengumpulan yang serupa. Dengan usaha peribadi yang kecil ini, anda menyumbang kepada pengitaran bahan mentah yang berharga dan rawatan bahan toksik. Amaran:

- Jika anda mengalami iritasi kulit semasa menggunakan pengurut badan, sila berhenti menggunakannya, dan tunggu dua hingga tiga hari untuk melihat jika simptom anda reda. Jika simptom berterusan atau semakin teruk, sila berunding dengan doktor.
- Jika anda mempunyai ekzema, alahan atau asma, anda mungkin lebih berkemungkinan mengalami iritasi kulit atau alahan dari penggunaan pengurut.
- *Peralatan ini hanya boleh disuplai pada voltan keselamatan tambahan yang sesuai dengan penandaan pada peralatan.
- *Peralatan ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang dengan kemampuan fizikal, deria, atau mental yang terhad atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pengawasan atau arahan mengenai penggunaan peralatan dengan selamat dan memahami risiko yang terlibat.
- *Jangan biarkan kanak-kanak bermain dengan peralatan ini.
- *Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

Parameter teknikal

Nama Produk	Pengurut Leher & Bahu	Kuasa Input Dinilai	10W
Model	H7 Ultra E	Voltan Input Dinilai	5V=
Kapasiti Bateri	2500mAh/18.5Wh		

Peringatan: Produk ini boleh dicas semula dan sesuai untuk pengecasan dengan USB type-C. Pengguna perlu mengecas dengan pengecas standard dengan output 5V= 2A.



Deskripsi Fungsi Produk

tingkat pemanasan

tingkat pemanasan	- Terapi panas rendah - Terapi panas sedang - Terapi panas tinggi
Tindakan pencegahan	Harap gunakan tingkat terapi panas dengan hati-hati untuk menghindari luka bakar suhu rendah; jika Anda mengalami ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan

Kecepatan pijat

kecepatan rendah	Pijat putaran lambat dengan kepala pijat
kecepatan tinggi	Pijat rotasi cepat dengan kepala pijat

Petunjuk Mode Pijat

mode meremas	Bagi orang yang mengalami rasa tidak nyaman pada leher, bahu, atau punggung yang tidak dapat mentoleransi tekanan, gunakan gerakan menguleni dengan kecepatan rendah untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. 10 menit per siklus
mode mencubit	Gunakan pijatan progresif intermiten untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meredakan ketegangan otot. 10 menit per siklus
modus pijat	Gunakan pijatan yang kuat untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri. 10 menit per siklus

warna lampu	status lampu	deskripsi
lampu hijau	terus-menerus menyala	tingkat baterai > 25%
lampu oranye	terus-menerus menyala	tingkat baterai <25%
lampu oranye	berkedip	pengisian baterai
lampu hijau	berkedip	baterai terisi penuh

Pemecahan Masalah Lampu Indikator Produk

status	Kemungkinan Penyebab/Pemecahan Masalah
Tidak dapat menyala	Daya baterai internal tidak mencukupi Harap konfirmasi jika saklar power pada unit utama sudah ditekan
Tidak dapat mengisi daya atau tidak ada tampilan pengisian daya	Harap periksa apakah kabel pengisi daya terpasang dengan benar dan apakah spesifikasi pengisi daya memenuhi persyaratan standar

cara pemakaian



Setelah penggunaan



Catatan untuk Pembuangan Produk

Mohon mendukung daur ulang baterai isi ulang (baterai lithium-ion).

 Bahaya	Baterai dalam produk ini adalah baterai isi ulang khusus, yang tidak dimaksudkan untuk digunakan pada produk lain. Harap jangan mengisi daya baterai isi ulang yang sudah dilepas. -Jangan membuangnya ke dalam api, atau memasukkannya pada suhu tinggi. -Jangan menemukannya dengan paku, menjatuhkannya, atau membongkarnya. -Jangan hubungkan kutub positif dan negatif baterai secara langsung dengan logam. -Jangan simpan bersama dengan kalung, jepit rambut, dll. -Jangan mengisi daya, menggunakan, atau meletakkannya di tempat dengan suhu tinggi seperti di dekat api. -Situasi di atas dapat menyebabkan pemanasan, kebakaran, dan kerusakan.
 Peringatan	Jauhkan baterai isi ulang yang telah dilepas dari jangkauan bayi dan anak kecil agar baterai tersebut tidak tertelan secara tidak sengaja. Jika perangkat tidak sengaja tertelan, segera konsultasikan dengan dokter. Jika cairan baterai bocor, jangan sentuh cairan tersebut tanpa pelindung. Jika Anda menyentuh cairan tersebut, jangan menggosok mata dengan tangan. Jika elektrolit baterai masuk ke mata, hal ini dapat menyebabkan kebutaan. Segera bilas mata Anda dengan air bersih dan dapatkan bantuan medis. Jika tubuh atau pakaian Anda terkontaminasi oleh elektrolit baterai, hal ini dapat menyebabkan iritasi kulit atau cedera. Harap bilas dengan air. Jika Anda masih merasa tidak nyaman, segera dapatkan bantuan medis. Hanya produk yang telah dibuang yang dapat diuraikan. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran yang tidak disengaja, sengatan listrik, atau cedera. Bila Anda perlu memperbaiki baterai (bukan menggantinya), hubungi dealer tempat Anda membeli produk ini.

Baterai lithium-ion dalam produk ini merupakan sumber daya berharga yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali, serta tidak boleh diganti. Saat membuang produk ini, serahkan ke agen profesional yang dapat mendaur ulang baterai isi ulang. Sebelum membuang produk ini, lepaskan baterai dari alat ini. Sebelum melepas baterai, alat harus dimatikan. Baterai harus dibuang dengan aman, yang dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Dengan alat profesional, buka penutup atas dan bawah.
2. Lepaskan papan sirkuit dan motor.
3. Potong kabel baterai dengan tangan profesional, lalu keluarkan baterai.

Langkah-langkah untuk melepas baterai:

1. Buka cangkang dengan alat; 2. Longgarkan sekrup pada papan sirkuit;
3. Potong kabel baterai dengan gunting; 4. Keluarkan baterai.

Tindakan Pencegahan

Batasan dan Lokasi Penggunaan

Untuk menghindari gangguan dan potensi bahaya, jangan gunakan produk ini bersama dengan perangkat elektronik medis berikut:

- Perangkat elektronik medis internal seperti alat pacu jantung;
- Perangkat elektronik medis yang menopang hidup seperti mesin jantung-paru buatan;
- Perangkat elektronik medis seperti elektrokardiograf.

Jangan gunakan di lingkungan yang mudah terbakar atau meledak seperti SPBU, bengkel dengan banyak debu, atau pom bensin.

Produk ini bukan perangkat medis dan tidak memiliki fungsi untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit leher. Pasien dengan kondisi leher harus berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menghindari penundaan pengobatan.

Peralatan ini memiliki permukaan yang panas. Orang yang tidak sensitif terhadap panas harus berhati-hati saat menggunakan peralatan ini.

Peralatan ini menggunakan baterai yang tidak dapat diganti.

Jangan gunakan produk ini saat mengemudi, mendaki, atau melakukan aktivitas berbahaya lainnya, karena dapat menyebabkan kecelakaan.

Disarankan agar produk digunakan tidak lebih dari 20 menit (2 siklus) sekaligus untuk menghindari risiko luka bakar suhu rendah dan ketidaknyamanan akibat pemakaian yang berlebihan.

Mulailah dengan kecepatan rendah dan secara bertahap tingkatkan ke pengaturan yang lebih tinggi sesuai dengan kenyamanan pribadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau cedera akibat pengaturan intensitas tinggi.

Jangan gunakan saat tidur atau dalam kondisi kesadaran terganggu. Individu dengan penyakit serebrovaskular atau gangguan peredaran darah lainnya, peradangan, pembengkakan, nanah di area leher atau penyakit tulang belakang leher tidak boleh menggunakan produk ini, karena dapat memperburuk gejala.

Jauhkan produk dari jangkauan bayi, anak-anak, dan siapa pun yang tidak sadarkan diri sepenuhnya atau sebagian. Jangan biarkan mereka menggunakan produk ini agar tidak terjadi kecelakaan. Perhatikan disarankan untuk pengguna berusia di atas 70 tahun (gunakan hanya dengan izin dan bimbingan dokter). Untuk pengguna yang berusia di atas 65 tahun, karena kulit yang lebih halus dan ujung saraf yang kurang sensitif, harap gunakan pengaturan yang lebih rendah dan pantau waktu penggunaan secara ketat.

Peringatan

Produk ini adalah alat pijat perawatan pribadi dan bukan merupakan pengganti obat atau perangkat medis. Tidak untuk digunakan oleh anak-anak atau wanita hamil.

Wanita yang sedang menstruasi harus menggunakan dengan hati-hati berdasarkan kondisi fisik mereka.

Mengandung baterai lithium; jangan letakkan di lingkungan bersuhu tinggi.

Individu dengan kulit sensitif, dermatitis wajah, atau implan wajah harus menggunakan di bawah panduan medis.

Pengguna yang memiliki alergi kulit terhadap logam atau panas harus berhati-hati saat menggunakan produk ini.

Produk ini memiliki fungsi pemanas; pengguna yang tidak sensitif terhadap panas harus menggunakan

pengaturan panas rendah dan mengontrol waktu penggunaan secara ketat.

Hentikan penggunaan segera jika timbul rasa tidak nyaman selama penggunaan.

Jangan coba-coba membongkar produk.

Jangan mencoba mengganti baterai sendiri.

Individu dengan cedera tulang belakang leher harus berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum menggunakan produk ini.

Perangkat ini memiliki permukaan yang memanaskan; pengguna yang tidak sensitif terhadap panas harus berhati-hati. Gunakan di lingkungan normal: Suhu: 0°C-40°C; Kelembaban Relatif: <80% RH, tanpa kondensasi; Tekanan Atmosfer: 50Kpa-106Kpa.

Pilih kondisi transportasi dan penyimpanan yang normal: Kisaran suhu: -20°C hingga +55°C; Kisaran Kelembaban Relatif: <95% RH, tanpa kondensasi; Tekanan Atmosfer: 50Kpa-106Kpa.

Produk ini mengandung baterai lithium; jangan memodifikasi, memodifikasi, merendam dalam air, atau

membuang ke dalam api karena dapat menyebabkan kerusakan atau ledakan.

Jangan memberikan tekanan pada jantung selama penggunaan, karena dapat menyebabkan kecelakaan atau ketidaknyamanan.

Jangan gunakan dengan perangkat medis atau lebih dari satu produk ini secara bersamaan, karena dapat menyebabkan masalah atau ketidaknyamanan.

Jangan gunakan untuk tujuan selain yang ditentukan dalam buku petunjuk, karena dapat menyebabkan kecelakaan.

Jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi produk sendiri, karena dapat menyebabkan

kerusakan atau sengatan listrik.

Untuk pengalaman yang optimal, jangan menarik atau menyandarkan produk secara paksa!

Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan dalam situasi berikut, karena mungkin ada risiko kecelakaan atau ketidaknyamanan:

Pasien yang sedang dalam perawatan medis atau merasa tidak enak badan, termasuk mereka yang memiliki penyakit menular

Pasien dengan kelainan jantung atau neurologis

Pasien dengan gangguan sensorik atau kelainan pada kulit

Pasien dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celsius (demam)

Pasien yang sedang mengonsumsi obat

Pasien dengan tekanan darah yang tidak normal

Pasien yang tidak dapat mengungkapkan keinginannya sendiri
Pasien dengan gangguan sensorik akibat peredaran darah perifer yang parah
Gangguan yang disebabkan oleh kondisi seperti diabetes

Jangan gunakan dalam situasi berikut:

Pasien dengan tumor ganas
Dekat area jantung tubuh manusia
Pasien dengan implan logam
Wanita hamil atau pasca persalinan
Pengguna alat pacu jantung
Pasien dengan peradangan supuratif akut
Pasien dengan gangguan koagulasi
Pasien dengan kecenderungan mengalami perdarahan
Pasien dengan kelumpuhan spastik
Pasien dengan gangguan kognitif berat
Pasien dalam fase kejang setelah kecelakaan serebrovaskular
Individu dengan respons stres neurogenik yang abnormal
Individu dengan kesadaran yang tidak jelas atau kelainan bentuk kontraktur sendi ekstremitas

Tindakan Pencegahan:

Harap baca buku petunjuk dengan teliti sebelum menggunakan produk ini.
Jika Anda merasa tidak enak badan karena kelainan pada produk, hentikan penggunaan segera. Jika Anda merasakan sensasi yang tidak biasa pada tubuh atau kulit Anda, konsultasikan dengan dokter dan ikuti saran mereka.
Jika terjadi kerusakan yang menghalangi pengoperasian, segera cabut sambungan daya dan lepaskan produk untuk mencegah risiko panas berlebih atau korsleting. Hubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan.
Jangan mencolokkan atau mencabut kabel pengisi daya dengan tangan yang basah, karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kecelakaan.
Jangan memakai kalung saat menggunakan produk.
Jangan gunakan produk sambil berbaring telentang.
Kenakan produk dengan benar, posisikan di area tulang belakang leher dan pastikan penempatan simetris di kedua sisi untuk menghindari kecelakaan atau ketidaknyamanan.
Saat mencabut kabel pengisian daya dari produk, jangan tarik kabelnya; sebaliknya, pegang colokannya untuk melepaskannya guna mencegah sengatan listrik atau kerusakan pada produk.
Jika menggunakan produk untuk pertama kalinya atau setelah lama tidak digunakan, isi daya baterai sesuai petunjuk untuk memastikan baterai berfungsi dengan baik.
Hal yang normal jika permukaan produk menjadi hangat selama pengoperasian yang lama.
Produk akan memijat area leher secara tepat; jangan memijat terus menerus dalam waktu lama. Jika terjadi ketidaknyamanan, istirahatlah sejenak sebelum menggunakannya kembali.

Saran:

Pastikan tombol unit utama berfungsi dengan baik sebelum digunakan.
Untuk mencegah cedera terpejit, berhati-hatilah agar tidak meletakkan jari atau bagian tubuh lainnya di bagian perangkat yang sempit.
Saat membuang produk ini, harap lakukan sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan setempat untuk mencegah pencemaran lingkungan.
Direkomendasikan untuk digunakan oleh individu berusia 16 tahun ke atas.

Jangan gunakan atau simpan produk ini di lokasi berikut:

Tempat yang terpapar sinar matahari langsung.
Area dengan suhu dan kelembapan tinggi.
Lokasi yang terdapat air.
Lingkungan berdebu.
Di dekat api terbuka.
Di medan elektromagnetik yang kuat.
Tempat-tempat di mana produk dapat mengalami getaran atau guncangan.



Perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dari Petunjuk (UE) 2023/988

PERHATIAN: RISIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH.

BUANG BATERAI BEKAS SESUAI PETUNJUK

Pernyataan Kepatuhan Uni Eropa:

SKG Health Technology Co, Ltd dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dari Petunjuk (UE) 2023/988. Salinan Deklarasi Kesesuaian UE tersedia secara online di <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Peralatan listrik lama tidak boleh dibuang bersama dengan sisa sampah, tetapi harus dibuang secara terpisah. Pembuangan di titik pengumpulan komunal gratis untuk perumahan. Pemilik peralatan lama bertanggung jawab untuk membawa peralatan tersebut ke titik pengumpulan ini atau tempat pengumpulan serupa. Dengan sedikit usaha pribadi ini, Anda berkontribusi dalam mendaur ulang bahan baku yang berharga dan pengolahan zat beracun. Perhatian:

- Jika Anda mengalami iritasi kulit saat menggunakan pemijat tubuh, harap hentikan penggunaan, dan tunggu dua hingga tiga hari untuk melihat apakah gejalanya mereda. Jika gejala berlanjut atau memburuk, silakan berkonsultasi dengan dokter.
- Jika Anda memiliki eksim, alergi, atau asma, Anda mungkin lebih mungkin mengalami iritasi kulit atau alergi karena menggunakan alat pijat.
- * Alat ini hanya boleh disuplai dengan tegangan ekstra rendah yang aman sesuai dengan tanda pada alat.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat ini dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terlibat.
- * Jangan biarkan anak-anak bermain dengan alat ini.
- * Pembersihan dan pemeliharaan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan


Parameter teknis

Nama Produk	Pemijat Leher & Bahu	Nilai daya input	10W
Model	H7 Ultra E	Nilai tegangan input	5V=
Kapasitas baterai	2500mAh/18.5Wh		

Catatan: Produk ini dapat diisi ulang dan cocok untuk diisi daya dengan USB tipe-C. Pengguna harus mengisi daya dengan pengisi daya standar dengan output 5V= 2A

ลองเปิดเครื่องกันเถอะ

TH



คำอธิบายฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

ระดับความร้อนต่ำ

ระดับความร้อนต่ำ	- ระดับความร้อนต่ำ - ระดับความร้อนกลาง - ระดับความร้อนสูง
ข้อควรระวัง	กรุณาใช้ระดับความร้อนอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกจากความร้อนต่ำ หากมีอาการไม่สบายใดๆ กรุณาหยุดใช้งานทันที

ความเร็วในการวน

ความเร็วต่ำ	หัววนหมุนด้วยความเร็วต่ำเพื่อการวน
ความเร็วสูง	หัววนหมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อการวน

คำอธิบายโหมดการวน

โหมดขนาดแบบช้า	สำหรับผู้รู้สึกไม่สบายบริเวณคอ ไหล่ และหลัง ใช้การวนแบบช้าๆ ความเร็วต่ำ เพื่อบรรเทาความไม่สบาย 10 นาที/รอบ
โหมดขนาดแบบบีบ	ใช้การวนแบบหยุดชั่วคราวและค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้และบรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อ 10 นาที/รอบ
โหมดขนาดแบบกดจุด	ใช้การวนแบบกดจุดที่มีแรงมาก เพื่อแก้ปัญหาความเมื่อยล้าและปวด 10 นาที/รอบ

คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

TH

สีของไฟ	สถานะของไฟ	คำอธิบาย
ไฟสีเขียว	ติดสว่างค้าง	แบตเตอรี่มากกว่า 25%
ไฟสีส้ม	ติดสว่างค้าง	แบตเตอรี่น้อยกว่า 25%
ไฟสีส้ม	กะพริบ	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
ไฟสีเขียว	กะพริบ	แบตเตอรี่เต็มแล้ว

การแก้ไขปัญหา

TH

สถานะ	สาเหตุที่เป็นไปได้/วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	พลังงานแบตเตอรี่ภายในเครื่องไม่เพียงพอ กรุณาตรวจสอบว่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่องถูกกดแล้วหรือไม่
ไม่สามารถชาร์จได้หรือไม่มีการแสดงการชาร์จ	กรุณาตรวจสอบว่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่องถูกกดแล้วหรือไม่

วิธีการสวมใส่

TH



1. ความยาวของสายรัดทั้งสองด้านปรับได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของสายรัดทั้งสองข้างเท่ากัน และหลีกเลี่ยงการรัดแน่นเกินไปจนทำให้รู้สึกไม่สบาย
2. วางเครื่องบนคอ
3. นำช่องเสียบไปด้านหลังแล้วเสียบเข้ากัน

หลังการใช้งาน

TH



1. หลังจากใช้งานเสร็จ กดคลิกเพื่อปลดสายคล้องไหล่
2. ปลดคลิกด้านหลัง
3. ถอดผลิตภัณฑ์ออกจากไหล่อย่างระมัดระวัง ระวังไม่ให้หล่น

หมายเหตุสำหรับการกำจัดผลิตภัณฑ์

โปรดสนับสนุนการใช้เคิลแบดเตอร์แบบชาร์จไฟ (แบดเตอร์ลิเทียมไอออน)

 อันตราย	แบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์อื่น กรุณาอย่าชาร์จกับแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ “อย่าโยนลงไปในกองไฟ” หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนในอุณหภูมิสูง “ห้ามเจาะแบตเตอรี่ด้วยตะปู ทุบหักแท่น หรือทำให้สลายตัว” “อย่าเชื่อมตัวกับขั้วและขั้วลวดของแบตเตอรี่โดยตรงกับโลหะ” “อย่าเก็บไว้ร่วมกับสารไวไฟ ก๊าซติดไฟ แบตเตอรี่แบบเติมน้ำ” “ห้ามชาร์จ ใช้ หรือวางในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ไฟไหม้” สถานการณ์ข้างต้นอาจทำให้เกิดความร้อน ไฟไหม้ และการแตกหักได้
 คำเตือน	เก็บแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟให้ถูกตลอดจนให้พ้นมือทารกและเด็กเล็ก ในกรณีที่เกิดลิ้นเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ หากกลืนอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจ โปรดปรึกษาแพทย์ทันที หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหล ห้ามสัมผัสของเหลวโดยไม่มีการป้องกัน หากคุณสัมผัสของเหลว อย่าย้ำยัดด้วยมือของคุณ หากมีสิ่งใดไหลลงของแบตเตอรี่เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้ ล้างตาของคุณด้วยน้ำสะอาดทันทีและไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา หากวางถ่านหรือเสียบขั้วของคุณบนเบาะด้วยสิ่งเล็กๆ ในเด็กของแบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการบาดเจ็บต่อผิวหนังได้ กรุณาอย่าใช้กับแบตเตอรี่จนกระทั่งแบตเตอรี่หมดอายุ กรุณาอย่าใช้บนแพทย์ทันที เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเศษซากเท่านั้นที่สามารถย่อยสลายได้ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจได้ เมื่อคุณต้องการซ่อมแซมแบตเตอรี่ (ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่) โปรดปรึกษาค้าตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สามารถใช้คิดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และไม่ว่าในกรณีใดเปลี่ยน เมื่อจำกัดผลิตภัณฑ์ โปรดส่งมอบให้กับหน่วยงานมืออาชีพที่สามารถรีไซเคิล และมอบหมายบรรณาธิการได้ ก่อนกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อน ก่อนการถอดแบตเตอรี่ออกจากบิตเครื่องก่อน ควรกำจัดแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถถอดออกได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพ เปิดทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
2. ถอดแผงวงจรและมอเตอร์ออก
3. ตัดสายแบตเตอรี่ด้วยคีมมืออาชีพ จากนั้นจึงถอดแบตเตอรี่ออก

ขั้นตอนการถอดแบตเตอรี่:

1. เปิดเปลือกด้วยเครื่องมือ 2. คลายสกรูบนแผงวงจร
3. ตัดสายไฟแบตเตอรี่ออกด้วยกรรไกร 4. ถอดแบตเตอรี่ออก

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อจำกัดการใช้งานและสถานที่

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ภายใน เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิต เช่น เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม
 - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ห้ามใช้ใกล้สภาพแวดล้อมที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น มีน้ำมัน ไบโอมัส ปรอทปิโตรเลียมที่มีฟลูออโร หรือสภาพเดิมะน้ำมัน ผักผลไม้ที่ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่มีฟลูออโรในการวิจัยหรือรักษาโรคอด ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาไหม้จากสาเหตุ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะที่ขับรถ ปั่นจักรยาน หรือทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีพื้นผิวที่ร้อน ผู้ที่แพ้ความร้อนควรใช้ความระมัดระวังในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

[illegible]

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์วัดเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และไม่สามารถใช้แทนยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้

ไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือสตรีมีครรภ์

ผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือนควรใช้ด้วยความระมัดระวังตามสภาพร่างกายของตนเอง

ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม อย่างวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

บุคคลที่มีผิวแพ้ง่าย ผิวหนังอักเสบแบบเรื้อรัง หรือการปลูกถ่ายไบโหนาคอร์ไซภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ผู้ใช้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังต่อโลหะหรือความร้อนควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์นมผงกึ่งแข็งทาความรอน ผุเซทไมเวดอความ
ใช้รวมอยู่รวมอยู่รวมอยู่

หยุดใช้ทันทีหากเกิดอาการไม่สบายระหว่างการใช้งาน
อย่าพยายามถอดแอมบูสค์ด้วยตัวเอง

บุคคลที่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความร้อน ผู้ใช้ที่ไม่ไวต่อความร้อนจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ใช้ในสภาพแวดล้อมปกติ: อุณหภูมิ: 0°C-40°C; ความชื้นสัมพัทธ์: <80% RH, ไม่ควบแน่น; ความกด

เลือกเงื่อนไขการขนส่งและการเก็บรักษาตามปกติ: ช่วงอุณหภูมิ: -20°C to +55°C; ช่วงความชื้นสัมพัทธ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเทียม ห้ามถอดประกอบ ดัดแปลง จุ่มน้ำ หรือโยนเข้ากองไฟ เพราะอาจทำให้เกิด

อย่าออกแรงกดทับหัวใจระหว่างการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายได้
ห้ามใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์บางกว่าหีบห่อการบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิด

ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ห้ามถอดประกอบ ช่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือไฟฟ้าช็อตได้

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด อย่าดึงหรือฟังผลิตภัณฑ์อย่างรุนแรง!

 ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบายตัว:

ผู้ป่วยที่อัมพาตระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรู้สึกไม่สบาย รวมถึงผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจหรือระบบประสาท

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางประสาทสัมผัสหรือความผิดปกติของผิวหนัง

ผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 38 องศาเซลเซียส (มีไข้)

ผู้ป่วยที่กำลังรับประทานยาอยู่

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตผิดปกติ

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงเจตจำนงของตนเองได้

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางประสาทสัมผัสเนื่องจากการไหลเวียนโลหิตบริเวณส่วนปลายอย่างรุนแรง ความผิดปกติที่เกิดจากสภาวะต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน

⚠ ห้ามใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกเนื้อร้าย
- ใกล้บริเวณหัวใจของร่างกายมนุษย์
- ผู้ป่วยที่ใส่เหล็กเทียม
- สตรีมีครรภ์หรือหลังคลอด
- ผู้ใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจ
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคหนองอักเสบเฉียบพลัน
- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเต้นตัวของเลือด
- ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเลือดออกง่าย
- ผู้ป่วยอัมพาตกระดูก
- ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง
- ผู้ป่วยในระยะกระดูกหลังอุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง
- บุคคลที่มีการตอบสนองต่อความเครียดทางระบบประสาทผิดปกติ
- บุคคลที่มีความรู้สึกไม่ชัดเจนหรือมีความผิดปกติของการหดตัวของข้อต่อแขนขา

⚠ ข้อควรระวัง:

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
หากคุณรู้สึกไม่สบายเนื่องจากความผิดปกติกับผลิตภัณฑ์ ให้หยุดใช้ทันที หากคุณสังเกตเห็นความรู้สึกผิดปกติในร่างกายหรือผิวหนังของคุณ ให้ปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขา
ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติขึ้นระหว่างการทำงาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและถอดผลิตภัณฑ์ออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปหรือการลัดวงจร ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ

อย่าเสียบหรือถอดสายชาร์จด้วยมือเปียก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดอุบัติเหตุได้
อย่าสวมสร้อยคอขณะใช้ผลิตภัณฑ์
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ขณะนอนราบ
สวมใส่ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง วางตำแหน่งบนบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ และจัดวางให้สมมาตรทั้งสองด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความรู้สึกไม่สบาย
เมื่อถอดสายชาร์จออกจากผลิตภัณฑ์ อย่ายึดที่สายไฟ ให้จับที่ปลั๊กเพื่อถอดออกแทน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
หากใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ตามคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นรอบปกติที่พื้นผิวของผลิตภัณฑ์จะร้อนขึ้นระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
ผลิตภัณฑ์จะวางบริเวณคออย่างเหมาะสม อย่างน้อยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากมีอาการไม่สบายตัว ควรพักการใช้งานอีกครั้ง

⚠ คำแนะนำ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มของตัวเครื่องหลักทำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการถูกหนีบ ควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการวางนิ้วหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายในส่วนของแขนของอุปกรณ์
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
แนะนำให้ใช้โดยบุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

⚠ กรุณาอย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ต่อไปนี้:

- สถานที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
- บริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- สถานที่ตั้งที่มีน้ำอยู่
- สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น
- ใกล้เปลวไฟ
- ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังแรง
- สถานที่ที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกสิ่งสกปรกหรือกระแทก



อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคำสั่ง (EU) 2023/988
ข้อมูกรวรับ: ความเสี่ยงของการเกิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้อง ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป:
SKG Health Technology Co., Ltd. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคำสั่ง (EU) 2023/988 สำหรับประกาศการสอดคล้องของสหภาพยุโรป มีอยู่ทางออนไลน์ที่ <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่ทิ้งรวมกันขยะที่เหลือ แต่ต้องกำจัดแยกกันต่างหาก การกำจัดที่ถูกรวบรวมส่วนกลางนั้นฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป เจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังจุดรวบรวมเหล่านี้หรือจุดรวบรวมที่คล้ายกัน ด้วยความพยายามส่วนตัวเพียงเล็กน้อยนี้ คุณจะมีส่วนร่วมในการใช้สิ่งแวดล้อมอันมีค่าและการบำบัดสภาพแวดล้อม:

- หากคุณรู้สึกกระหายแฉะผิวหนังเมื่อใช้เครื่องนวดตัว โปรดดื่มน้ำและรอสองถึงสามวันเพื่อดูว่าการของคุณกระหายหรือไม หากอาการยังคงอยู่หรือแย่ลง โปรดปรึกษาแพทย์
- หากคุณมีโรคผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ หรือโรคหอบหืด คุณอาจมีอาการระคายเคืองผิวหนังหรือภูมิแพ้จากการใช้เครื่องนวดมากขึ้น
- * ต้องจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นโดยให้ตรงกับเครื่องหมายบนเครื่อง
- อุปกรณ์สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือทางจิตลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- * อย่าย่ำปล้นให้เด็กเล่นกับเครื่องนี้
- * เด็กจะต้องไม่ทำการทำความสะอาดและบำรุงรักษาผู้ใช้โดยไม่ได้รับการดูแล


พารามิเตอร์เทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องนวดคอและไหล่	กำลังไฟฟ้าขาเข้า	10W
รุ่น	H7 Ultra E	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	5V=
ความจุของแบตเตอรี่	2500mAh/18.5Wh		

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้สามารถชาร์จไฟได้และเหมาะสมสำหรับการชาร์จด้วย USB type-C ผู้ใช้จำเป็นต้องชาร์จด้วยเครื่องชาร์จมาตรฐานที่มีเอาต์พุต 5V= 2A

Mở máy trải nghiệm nào

VI



Mô tả chức năng sản phẩm

VI

Mức độ làm nóng

Mức độ làm nóng	- Nền nóng ở mức thấp - Nền nóng ở mức trung bình - Nền nóng ở mức cao
Những điều cần chú ý	Vui lòng sử dụng cẩn thận mức nền nóng để tránh bị bỏng ở nhiệt độ thấp; nếu có bất cứ cảm giác khó chịu nào, vui lòng tạm ngừng sử dụng ngay lập tức

Tốc độ mát xa

tốc độ thấp	Massage theo vòng tròn chậm bằng đầu massage
tốc độ cao	Massage quay nhanh bằng đầu massage

Hướng dẫn chế độ massage

Chế độ xoa bóp	Đối với nhóm người cảm thấy khó chịu hoặc không chịu được lực ở cổ, vai và lưng thì áp dụng tốc độ thấp và xoa bóp chậm để giảm bớt sự khó chịu, 10 phút /chu kỳ đơn
Chế độ ấn	Áp dụng chế độ massage đột ngột và tăng dần, để làm phong phú trải nghiệm của người dùng, giảm trạng thái căng cơ, 10 phút /chu kỳ đơn
Chế độ đẩy	Áp dụng chế độ đẩy mạnh để giải quyết vấn đề đau nhức và mỏi mệt, 10 phút /chu kỳ đơn

Hướng dẫn đèn báo

VI

Đèn báo	Trạng thái đèn	Mô tả
Đèn xanh	Thường sáng	Lượng pin >25%
Đèn màu cam	Thường sáng	Lượng pin <25%
Đèn màu cam	Hấp thụ	Sạc pin
Đèn xanh	Hấp thụ	Sạc đầy pin

Loại bỏ sự cố của sản phẩm

VI

Trạng thái	Nguyên nhân/phương pháp xử lý có thể
Không thể khởi động	Không đủ lượng pin sạc bên trong Vui lòng xác nhận xem nút công tắc sản phẩm của máy chính đã được nhấn hay chưa
Hiện thị không thể sạc hoặc không sạc	Vui lòng kiểm tra dây nối sạc đã cắm chính xác chưa, quy cách của sạc có đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hay không

Cách đeo

VI



1. Có thể điều chỉnh chiều dài hai bên của dây buộc, vui lòng đảm bảo chiều dài dây buộc của hai bên như nhau, đồng thời không được để căng quá vì sẽ gây khó chịu
2. Đặt thiết bị lên cổ
3. Quay công tắc ra đằng sau lưng và cắm vào

Sau khi sử dụng

VI



1. Sau khi dùng xong, ấn khoá cài để tháo dây an toàn ra
2. Nới lỏng khoá cài ở sau lưng
3. Tháo cẩn thận sản phẩm ra khỏi vai, cẩn thận kéo rời

Lưu ý khi Thải Bỏ Sản Phẩm

Hãy hỗ trợ việc tái chế pin có thể sạc lại (pin Lithium-ion).

 Nguy hiểm	Pin trong sản phẩm này là pin sạc chuyên dụng, không sử dụng cho các sản phẩm khác. Vui lòng không sạc lại pin đã được tháo ra. • Không ném vào lửa hoặc đặt nóng ở nhiệt độ cao. • Không đâm thủng bằng đinh, làm rơi hoặc phân hủy nó. • Không dùng kim loại nối trực tiếp các đường và cực âm của pin. • Không cắt giữ pin cùng với dây chuyển, kẹp tóc, v.v. • Không sạc, sử dụng hoặc đặt ở nơi có nhiệt độ cao như gần lửa. Các tình huống trên có thể gây ra hiện tượng nóng lên, chảy và nổ.
 Cảnh báo	Để pin sạc đã tháo ra ngoài tầm với của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để phòng ngừa trường hợp trẻ vô tình nuốt phải pin. Nếu vô tình nuốt phải thiết bị, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Nếu có rò rỉ chất lỏng từ pin, không được chạm vào chất lỏng mà không có đồ bảo vệ. Nếu bạn chạm vào chất lỏng, không được dùng tay dụi mắt. Nếu chất điện phân của pin dính vào mắt, chúng có thể gây mù. Hãy rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch và tìm lời khuyên y tế từ người có chuyên môn. Nếu cơ thể hoặc quần áo của bạn bị nhiễm chất điện phân từ pin, chúng có thể gây kích ứng da hoặc tổn thương. Hãy rửa bằng nước. Nếu vẫn cảm thấy khó chịu, hãy tìm lời khuyên y tế từ người có chuyên môn ngay lập tức. Chỉ những sản phẩm đã loại bỏ pin mới có thể tháo rời thành những phần nhỏ hơn. Nếu không, có thể vô tình gây ra cháy nổ, điện giật hoặc thương tích. Khi cần sửa chữa pin (không phải thay thế pin), vui lòng tham khảo ý kiến của đại lý mà bạn đã mua sản phẩm này.

Pin Lithium-ion trong sản phẩm này là một tài nguyên quý giá có thể tái chế và tái sử dụng, và nó không được phép thay thế. Khi thải bỏ sản phẩm này, vui lòng giao nó cho đơn vị có thể tái chế pin sạc chuyên nghiệp. Trước khi thải bỏ sản phẩm này, hãy tháo pin ra khỏi thiết bị. Trước khi tháo pin, phải tắt nguồn thiết bị. Pin nên được loại bỏ một cách an toàn, có thể lấy pin ra theo các bước dưới đây:

1. Sử dụng các công cụ chuyên dụng để mở nắp trên và nắp dưới.
2. Tháo băng mạch và động cơ.
3. Cắt dây kết nối với pin bằng kim chuyên dụng rồi sau đó lấy pin ra.

Các bước tháo pin:

1. Mở vỏ bằng các dụng cụ; 2. Nối lỏng các vít trên băng mạch;
3. Cắt dây kết nối với pin bằng kéo; 4. Lấy pin ra.

Biện pháp phòng ngừa

Hạn chế sử dụng và vị trí sử dụng

Để tránh gây nhiễu và tổn hại tiềm ẩn, vui lòng không sử dụng sản phẩm này cùng với các thiết bị y tế điện tử sau:

- Thiết bị y tế điện tử nội bộ như máy tạo nhịp tim;
 - Thiết bị y tế điện tử duy trì sự sống như máy tim phổi nhân tạo;
 - Thiết bị y tế điện tử như máy điện tâm đồ.
- Không sử dụng sản phẩm trong môi trường dễ cháy hoặc nổ như trạm xăng, xưởng nhiều bụi hoặc trạm khí đốt.

Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế và không có chức năng chẩn đoán hoặc điều trị các bệnh về cơ. Bệnh nhân có vấn đề về cơ nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để tránh trì hoãn điều trị.

Không sử dụng sản phẩm này khi đang lái xe, leo trèo hoặc thực hiện các hoạt động nguy hiểm khác vì có thể gây tai nạn.

Thiết bị có bề mặt được làm nóng. Những người không nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị. Thiết bị này có pin không thể thay thế.

Đề nghị sử dụng sản phẩm không quá 20 phút (2 chu kỳ) mỗi lần để tránh nguy cơ bị bỏng do nhiệt độ thấp và khó chịu do mất xa quá mức.

Bắt đầu với tốc độ thấp và tăng dần lên mức cao hơn đến khi bạn thân cảm thấy thật sự thoải mái để tránh khó chịu hoặc chấn thương do cài đặt cường độ cao lúc ban đầu.

Không sử dụng sản phẩm khi đang ngủ hoặc trong tình trạng suy giảm ý thức. Người mắc các bệnh về mạch máu não hoặc các rối loạn tuần hoàn khác, viêm, sưng, mưng mủ ở khu vực quanh cổ hoặc bệnh cổ sống có không nên sử dụng sản phẩm này, vì có thể làm các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Để sản phẩm ngoài tầm với của trẻ sơ sinh, trẻ em và bất kỳ ai mất ý thức hoàn toàn hoặc một phần. Không để họ sử dụng sản phẩm để tránh gây tai nạn.

Khuyến cáo thân trong khi sử dụng sản phẩm cho người dùng trên 70 tuổi (chỉ sử dụng khi có sự cho phép và hướng dẫn của bác sĩ). Đối với người dùng trên 65 tuổi, do da mỏng hơn và các đầu dây thần kinh ít nhạy cảm hơn, vui lòng sử dụng ở chế độ thấp hơn và cần giám sát chặt chẽ thời gian sử dụng.

Cảnh báo

Sản phẩm này là thiết bị mát xa dành cho cá nhân và không thay thế cho thuốc hoặc thiết bị y tế. Không sử dụng cho trẻ em hoặc phụ nữ mang thai.

Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt nên sử dụng thận trọng trừ theo tình trạng thể chất.

Có chứa pin lithium; không đặt sản phẩm trong môi trường nhiệt độ cao.

Người có da nhạy cảm, viêm da mặt hoặc đã từng cấy ghép vùng mặt nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người dùng bị dị ứng da khi tiếp xúc với kim loại hoặc nhiệt nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này.

Sản phẩm này có chức năng làm nóng; người không nhạy cảm với nhiệt nên sử dụng mức nhiệt độ thấp và kiểm soát thời gian sử dụng chặt chẽ.

Người sử dụng ngay lập tức nếu cảm thấy khó chịu trong quá trình sử dụng.

Không tháo rời các bộ phận của sản phẩm.

Không tự thay thế pin.

Người bị chấn thương cột sống cổ nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng sản phẩm này.

Thiết bị có bề mặt làm nóng; người không nhạy cảm với nhiệt cần thận trọng.

Sử dụng trong môi trường bình thường: Nhiệt độ: 0°C-40°C; Độ ẩm tương đối: <80% RH, không ngưng tụ hơi nước; Áp suất không khí: 50Kpa-106Kpa.

Đảm bảo điều kiện vận chuyển và lưu trữ ở mức bình thường: Phạm vi nhiệt độ: -20°C đến +55°C; Phạm vi độ ẩm tương đối: <95% RH, không ngưng tụ hơi nước; Áp suất không khí: 50Kpa-106Kpa.

Sản phẩm này có chứa pin lithium; không tháo rời, sửa đổi, ngâm nước hoặc ném vào lửa vì có thể gây hỏng hóc hoặc nổ.

Không tạo áp lực lên tim trong quá trình sử dụng vì có thể gây tai nạn hoặc khó chịu.

Không sử dụng với thiết bị y tế hoặc sử dụng nhiều hơn một sản phẩm cùng lúc vì có thể gây buồn nôn hoặc khó chịu.

Không sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng vì có thể gây tai nạn.

Không tự tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm vì có thể dẫn đến hỏng hóc hoặc điện giật.

Để có trải nghiệm tốt nhất, không kéo mạnh hoặc tựa với áp lực lớn vào sản phẩm!

 **Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong các trường hợp sau, vì có thể có nguy cơ gây tai nạn hoặc khó chịu:**

Bệnh nhân hiện đang được điều trị y tế hoặc cảm thấy không khỏe, kể cả những người mắc bệnh truyền nhiễm

Bệnh nhân có các bất thường về tim hoặc thần kinh

Bệnh nhân có bất thường hoặc bị rối loạn cảm giác về da

Bệnh nhân có thân nhiệt vượt quá 38 độ C (sốt)

Bệnh nhân đang sử dụng thuốc

Bệnh nhân có bất thường về huyết áp

Bệnh nhân không thể tự diễn đạt ý muốn của mình

Bệnh nhân bị rối loạn cảm giác do các rối loạn tuần hoàn ngoại biên nghiêm trọng xuất phát từ các bệnh như tiểu đường

Không sử dụng trong các trường hợp sau:

Bệnh nhân có khối u ác tính
Gần khu vực tim trên cơ thể người
Bệnh nhân có cấy ghép kim loại trên người
Phụ nữ mang thai hoặc sau sinh
Người đang sử dụng máy tạo nhịp tim
Bệnh nhân bị viêm mắt cấp tính
Bệnh nhân bị rối loạn dòng máu
Bệnh nhân dễ chảy máu
Bệnh nhân bị liệt cổ cứng
Bệnh nhân bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng
Bệnh nhân trong giai đoạn có cứng sau khi bị tai biến mạch máu não
Người có phản ứng căng thẳng thần kinh bất thường
Người có ý thức không rõ ràng hoặc dị tật có rút khớp chân tay

Biện pháp phòng ngừa:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này.
Nếu bạn cảm thấy không khỏe một cách bất thường với sản phẩm, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ cảm giác lạ nào trên cơ thể hoặc da, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và làm theo lời khuyên của họ.
Trong trường hợp có trục trặc khiến sản phẩm không thể hoạt động, hãy ngắt kết nối nguồn điện và tháo sản phẩm ra ngay lập tức để tránh nguy cơ quá nhiệt hoặc đoản mạch. Liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

Không cầm hoặc rút cáp sạc khi tay bị ướt, vì điều này có thể dẫn đến bị điện giật hoặc tai nạn.
Không đeo dây chuyền khi sử dụng sản phẩm.
Không sử dụng sản phẩm khi đang nằm thẳng.
Đeo sản phẩm đúng cách, đặt nó ở khu vực cột sống cổ và đảm bảo đối xứng ở cả hai bên để tránh tai nạn hoặc khó chịu.
Khi ngắt kết nối cáp sạc ra khỏi sản phẩm, không kéo dây; hãy nắm phích cắm rồi tháo ra để phòng ngừa bị điện giật hoặc làm hỏng sản phẩm.
Nếu sử dụng sản phẩm lần đầu hoặc không sử dụng sau một thời gian dài, hãy sạc pin theo hướng dẫn để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng cách.
Bề mặt sản phẩm trở nên ấm khi sử dụng trong thời gian dài là bình thường.
Sản phẩm sẽ mất xa vùng cổ một cách hợp lý; không nên mất xa liên tục trong thời gian dài. Nếu cảm thấy khó chịu, hãy nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian trước khi sử dụng lại.

Đề xuất:

Đảm bảo các nút của thiết bị chính hoạt động chính xác trước khi sử dụng.
Để phòng ngừa chấn thương do kẹp, hãy cẩn thận để không đặt ngón tay hoặc các bộ phận khác của cơ thể vào các khe hẹp của thiết bị.
Khi tháo bỏ sản phẩm này, vui lòng tuân theo các quy định bảo vệ môi trường địa phương để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
Khuyến nghị sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên.

Vui lòng không sử dụng hoặc cất trữ sản phẩm này ở những nơi sau:

Nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao.
Nơi có sự hiện diện của nước.
Môi trường có nhiều bụi.
Gần ngọn lửa trần.
Trong các trường điện từ mạnh.
Nơi sản phẩm có thể chịu rung động hoặc va đập.



Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu quan trọng và các quy định liên quan khác của chỉ thị (EU)2023/988

THẬN TRỌNG: NGUY CƠ NẾU THAY KHÔNG ĐÚNG LOẠI PIN. VÚT BỎ PIN ĐÃ QUÁ SỬ

DÙNG THEO HƯỚNG DẪN

Tuân bố tuân thủ theo quy định của EU:

Công ty SKG Health Technology Co., Ltd. tuyên bố rằng, thiết bị này tuân thủ các yêu cầu quan trọng và các quy định liên quan khác của chỉ thị (EU)2023/988. Một bản sao của Tuyên bố tuân thủ theo quy định của EU có sẵn trực tuyến tại <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Thiết bị điện cũ không được vứt bỏ chung với các rác thải khác mà phải được xử lý riêng. Việc vứt bỏ tại các điểm thu gom cộng đồng là miễn phí cho các cá nhân. Chủ sở hữu của các thiết bị cũ có trách nhiệm mang các thiết bị này đến các điểm thu gom này hoặc các nơi khác có chức năng tương tự. Với nỗ lực này, bạn đã góp phần tái chế các nguyên liệu quý giá và xử lý các chất độc hại.

Thận trọng:

- Nếu da bạn bị kích ứng khi sử dụng máy mát xa cơ thể, vui lòng dừng sử dụng và chờ từ hai đến ba ngày để xem liệu các triệu chứng có giảm bớt không. Nếu các triệu chứng vẫn còn hoặc trở nên tồi tệ hơn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Nếu bạn bị bệnh chàm, dị ứng hoặc hen suyễn, da của bạn có thể dễ bị kích ứng hoặc dị ứng hơn khi sử dụng máy mát xa.

* Thiết bị sử dụng điện áp rất thấp để đảm bảo an toàn, thông số như trên các nhãn của thiết bị. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người lớn có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan.


* Không bao giờ để trẻ em chơi với thiết bị.

* Không được cho trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không có sự giám sát

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy mát xa Cổ & Vai	Công suất đầu vào định mức	10W
Mẫu	H7 Ultra E	Điện áp đầu vào định mức	5V [±]
Dung lượng pin	2500mAh/18.5Wh		

Lưu ý: Sản phẩm này có thể sạc lại và có thể sạc bằng cổng USB type-C. Người dùng phải sạc bằng bộ sạc tiêu chuẩn có điện áp đầu ra 5V[±]=2A



Panel sterowania

Przycisk prędkości masażu

Krótkie naciśnięcie: Dostosuj prędkość trybu

Przycisk funkcji ogrzewania


Długie naciśnięcie: Włącz/wyłącz komunikaty głosowe

Krótkie naciśnięcie: Przełącz tryby ogrzewania

Przycisk włączania/ wyłączenia zasilania

Długie naciśnięcie: Zasilanie włącz / wyłącz

Krótkie naciśnięcie: Przełącz tryby masażu



Opis funkcji produktu

Poziom Grzania

Poziom ciepła	- Niskie ciepło - Średnie ciepło - Wysokie ciepło
Uwaga	Aby uniknąć poparzeń niskotemperaturowych, proszę ostrożnie używać poziomu ciepła. Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek nieprzyjemności, natychmiast zrób przerwę.

Prędkość Masażu

Niska	Głowica masująca obraca się na niskich obrotach do masażu.
Wysoka	Głowica masująca obraca się na wysokich obrotach do masażu.

Tryb masażu

Tryb Mieszania	Dla osób odczuwających dyskomfort w okolicy szyi, ramion i pleców bez nadmiernego nacisku, ten tryb wykorzystuje wolne, powolne mieszanie w celu złagodzenia dyskomfortu, 10 minut na jedno cyklowanie.
Tryb Szczypienia	Tryb ten stosuje masaż rytmiczny, stopniowy, aby wzbogacić doświadczenie użytkownika i złagodzić napięcie mięśni, 10 minut na jedno cyklowanie.
Tryb Push & Pull	Wykorzystując silne techniki push & pull, ten tryb rozwiązuje problemy związane z bólem i obrzękiem, 10 minut na jedno cyklowanie.

Instrukcje dotyczące wskaźnika ładowania/zasilania

Kolor światła	Stan światła	Opis
Zielone światło	Stale światło	Pojemność baterii > 25%
Pomarańczowe światło	Stale światło	Pojemność baterii < 25%
Pomarańczowe światło	Oddychanie	Ładowanie baterii
Zielone światło	Oddychanie	Bateria w pełni naładowana

Rozwiązywanie problemów

Stan	Możliwa przyczyna/Sposób postępowania
Nie można uruchomić	Bateria jest rozładowana, naładuj produkt przed użyciem - Upewnij się, że główny przycisk zasilania na produkcie jest wciśnięty
Nie można ładować lub brak wskaźnika ładowania	Sprawdź, czy kabel ładowania jest prawidłowo podłączony i czy specyfikacje ładowarki spełniają wymagania standardowe

Instrukcja Zakładania Produktu



1. Dostosuj położenie guzików na paskach, aby ustawić długość pasków (długość pasków po obu stronach jest regulowana, upewnij się, że długości są symetryczne), tym samym regulując dopasowanie.
2. Umieść urządzenie wokół szyi.
3. Przeprowadź paski z obu stron od przodu ciała pod pachami, pociągnij do tyłu i połącz kłamrę.

Po Użyciu



1. Po użyciu naciśnij kłamrę, aby zwolnić ramiączka.
2. Poluzuj kłamrę z tyłu.
3. Zdejmij produkt z ramion (uwaga: uważaj, aby go nie upuścić).

Uwagi dotyczące stylizacji produktu

Proszę wspierać recykling akumulatorów (akumulatory litowo-jonowe).

 Niebezpieczeństwo	Akumulator w tym produkcie jest dedykowanym akumulatorem wielokrotnego ładowania, który nie jest przeznaczony do użycia w innych produktach. Proszę nie ładować wyjętego akumulatora wielokrotnego ładowania. - Nie wrzucaj go do ognia ani nie podgrzewaj do wysokich temperatur. - Nie przebijaj go gwoździami, nie upuszczaj ani nie rozkładaj na części. - Nie łącz bezpośrednio biegunów dodatniego i ujemnego za pomocą metalu. - Nie przechowuj go razem z naszyjnikiem, spinakami do włosów itp. - Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak w pobliżu ognia.
 Ostrożność	Trzymaj wyjęty akumulator z dala od niemowląt i małych dzieci, aby nie został przypadkowo połknięty. - Jeśli urządzenie zostanie przypadkowo połknięte, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. - Jeśli elektrolit z akumulatora wycieknie, nie dotykaj go bez ochrony. - Jeśli dotkniesz płynu, nie pocieraj oczu rękami. Jeśli elektrolit akumulatora dostanie się do oczu, może spowodować ślepotę. Natychmiast przepłucz oczy czystą wodą i zasięgnij porady medycznej. - Jeśli twoje ciało lub odzież zostaną skażone elektrolitem z akumulatora, może to spowodować podrażnienie skóry lub uraz. Proszę przepłukać wodą. Jeśli nadal czujesz się niekomfortowo, natychmiast zasięgnij porady medycznej. - Tylko zużyte produkty mogą być rozkładane na części. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowego pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Gdy potrzebujesz naprawić akumulator (nie wymieniać akumulatora), skonsultuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiono ten produkt.

Użytkuj akumulatora litowo-jonowego

Akumulator litowo-jonowy w tym produkcie jest cennym zasobem, który można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, ale nie można go wymieniać. Przy użyciu tego produktu, przekaż go do profesjonalnej agencji, która zajmuje się recyklingiem akumulatorów. Przed użyciem tego produktu, usuń akumulator z urządzenia. Przed usunięciem akumulatora, urządzenie musi być wyłączone. Akumulator powinien być usunięty i zutylizowany w sposób bezpieczny, zgodnie z poniższymi krokami:

1. Otwórz górny i dolny obudowę za pomocą narzędzi profesjonalnych.
2. Usuń płytkę obwodów i silnik.
3. Przetnij przewód akumulatora za pomocą profesjonalnych obcęgów i wyjmij akumulator.

Alternatywne kroki usuwania akumulatora:

1. Otwórz obudowę za pomocą narzędzi. 2. Poluzuj śruby na płytce obwodów.
3. Przetnij przewód akumulatora za pomocą nożyczek. 4. Wyjmij akumulator.

Środki ostrożności



Ograniczenia użytkowania i miejsca

- Aby uniknąć zakłóceń i potencjalnych zagrożeń, nie używaj tego produktu w połączeniu z następującymi urządzeniami medycznymi:
- Wewnętrzne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca;
- Urządzenia medyczne podtrzymujące życie, takie jak sztuczne płucosece;
- Urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiografy.
- Nie używaj tego produktu w łatwopalnych lub wybuchowych środowiskach, takich jak stacje benzynowe, warsztaty z dużą ilością pyłu czy stacje gazowe.
- Urządzenie ma ogrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą być ostrożne podczas korzystania z urządzenia.
- Urządzenie to zawiera baterie, które nie są wymieniane

- Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie posiada funkcji diagnozowania ani leczenia chorób szty. Pacjenci z problemami szty powinni skonsultować się z personelem medycznym, aby uniknąć opóźnienia w leczeniu.
- Nie używaj tego produktu podczas prowadzenia pojazdu, wspinaczki lub wykonywania innych niebezpiecznych czynności, ponieważ może to spowodować wypadki.
- Zaleca się używanie produktu nie dłużej niż 20 minut (2 cykle) na raz, aby uniknąć ryzyka oparzeń niskotemperaturowych i dyskomfortu związanego z nadmiernym masażem. Zaczynaj od niskiej prędkości i stopniowo zwiększaj do wyższego ustawienia zgodnie z własnym komfortem, aby uniknąć dyskomfortu lub urazów spowodowanych ustawieniami wysokiej intensywności.
- Nie używaj produktu podczas snu lub w stanie upośledzonej świadomości. Osoby z chorobami naczyniowo-mózgowymi lub innymi zaburzeniami krążenia, stanami zapalnymi, obrzękami, ropniami w okolicy szty lub chorobami kręgow sztyjnych nie powinny używać tego produktu, ponieważ może to nasilić objawy.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem niemowląt, dzieci i osób całkowicie lub częściowo nieprzytomnych. Nie pozwalaj im używać produktu, aby zapobiec wypadkom.
- Zaleca się ostrożność dla użytkowników powyżej 70. roku życia (używaj tylko za zgodą i pod nadzorem lekarza). Dla użytkowników powyżej 65. roku życia, z uwagi na delikatniejszą skórę i mniej wrażliwe zakończenia nerwowe, używaj niższego ustawienia i ściśle monitoruj czas użytkowania.



Ostrzeżenia

- Ten produkt jest urządzeniem do masażu osobistego i nie zastępuje leków ani urządzeń medycznych.
- Nie jest przeznaczony do użyciu przez dzieci ani kobiety w ciąży.
- Kobiety w trakcie menstruacji powinny używać go ostrożnie, biorąc pod uwagę swój stan fizyczny.
- Zawiera akumulator litowy; nie umieszczaj go w wysokotemperaturowych środowiskach.
- Osoby o wrażliwej skórze, z zapaleniem skóry na kości lub implantami twardej tkanki powinny używać produktu pod nadzorem medycznym.
- Użytkownicy z alergiami skórnymi na metale lub ciepło powinni zachować ostrożność przy używaniu tego produktu.
- Produkt ma funkcję grzania; użytkownicy niewrażliwi na ciepło powinni używać niskiego ustawienia ciepła i ściśle kontrolować czas użytkowania.
- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli podczas korzystania wystąpi dyskomfort.
- Nie próbuj demontować produktu.
- Nie próbuj samodzielnie wymieniać akumulatora.
- Osoby z urazami kręgosłupa sztyjnego powinny skonsultować się z profesjonalistami przed użyciem tego produktu.
- Urządzenie ma powierzchnię grzewczą; użytkownicy niewrażliwi na ciepło muszą zachować ostrożność.
- Używaj w normalnym środowisku: temperatura: 0°C-40°C; wilgotność względna: <80% RH, bez kondensacji; ciśnienie atmosferyczne: 50Kpa-106Kpa.
- Wybierz normalne warunki transportu i przechowywania: zakres temperatur: -20°C do +55°C; zakres wilgotności względnej: <95% RH, bez kondensacji; ciśnienie atmosferyczne: 50Kpa-106Kpa.
- Produkt zawiera akumulator litowy; nie demontuj, nie modyfikuj, nie zanurzaj w wodzie ani nie wrzucaj do ognia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.
- Nie aplikuj nacisku na serce podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować wypadki lub dyskomfort.
- Nie używaj z urządzeniami medycznymi ani więcej niż jednego takiego produktu jednocześnie, ponieważ może to spowodować mdłości lub dyskomfort.
- Nie używaj w celach innych niż określone w instrukcji obsługi, ponieważ może to spowodować wypadki.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie, ponieważ może to prowadzić do awarii lub porażenia prądem.
- Aby uzyskać optymalne doświadczenie, nie ciągnij ani nie opieraj się na produkcie na siłę!



Konsultacja z lekarzem przed użyciem w następujących sytuacjach, ponieważ mogą wystąpić ryzyka wypadków lub dyskomfortu:

- Pacjenci obecnie poddawani leczeniu medycznemu lub czujący się źle, w tym osoby z chorobami zakaźnymi
- Pacjenci z zaburzeniami serca lub neurologicznymi
- Pacjenci z zaburzeniami sensorycznymi lub nieprawidłowościami w skórze
- Pacjenci z temperaturą ciała przekraczającą 38 stopni Celsjusza (gorączka)
- Pacjenci obecnie przyjmujący leki
- Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
- Pacjenci, którzy nie są w stanie wyrazić swojej woli
- Pacjenci z zaburzeniami sensorycznymi spowodowanymi ciężkimi obwodowymi zaburzeniami krążenia, takimi jak cukrzyca

Nie używaj w następujących sytuacjach:

- Pacjenci z nowotworami złośliwymi
- W pobliżu okolic serca
- Pacjenci z metalowymi implantami
- Kobiety w ciąży lub w okresie poporodowym
- Użytkownicy rozruszników serca
- Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym
- Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi
- Pacjenci z tendencją do krwawień
- Pacjenci z porażeniem spastycznym
- Pacjenci z ciężkimi upośledzeniami poznawczymi
- Pacjenci w fazie spastycznej po udarze mózgu
- Osoby z nieprawidłowymi reakcjami stresowymi neurogenicznymi
- Osoby z niejasną świadomością lub z deformacjami stawów kończyn

Środki ostrożności:

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi
- Jeśli poczujesz się źle z powodu nieprawidłowości produktu, natychmiast zaprzestań jego używania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe odczucia w ciele lub skórze, skonsultuj się z lekarzem i postępuj zgodnie z jego zaleceniami
- W przypadku awarii, która uniemożliwia działanie produktu, natychmiast odłącz zasilanie i usuń produkt, aby zapobiec ryzyku przegrzania lub zwarcia. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami, ponieważ może to prowadzić do porażenia prądem lub wypadków
- Nie nosić naszyjników podczas korzystania z produktu
- Nie używaj produktu leżąc na płasko
- Używaj produktu prawidłowo, umieszczając go na odcinku szyjnym i zapewniając symetryczne rozmieszczenie po obu stronach, aby uniknąć wypadków lub dyskomfortu
- Przy odłączaniu kabla ładującego od produktu nie ciągnij za przewód; zamiast tego chwyć wtyczkę, aby ją usunąć, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu
- Jeśli używasz produktu po raz pierwszy lub po dłuższym okresie nieużywania, naładuj baterię zgodnie z instrukcjami, aby upewnić się, że działa prawidłowo
- Jest normalne, że powierzchnia produktu staje się ciepła podczas długotrwałej pracy
- Produkt będzie odpowiednio masować obszar szyi; nie masuj ciągle przez długie okresy czasu. Jeśli wystąpi dyskomfort, zrób przerwę przed ponownym użyciem

Sugestie:

- Upewnij się, że przyciski na głównym urządzeniu działają prawidłowo przed użyciem
- Aby uniknąć urazów spowodowanych przytraśnięciem, bądź ostrożny i unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w wąskich częściach urządzenia
- Przy użyciu produktu należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska
- Zalecane dla osób w wieku 16 lat i starszych

Proszę nie używać ani nie przechowywać tego produktu w następujących miejscach:

- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Obszary o wysokiej temperaturze i wilgotności
- Miejsca z obecnością wody
- Środowiska zapyłone
- W pobliżu otwartego ognia
- W silnych polach elektromagnetycznych
- Miejsca, gdzie produkt może być narażony na wibracje lub wstrząsy



To urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne istotne przepisy Dyrektywy (EU) 2023/988

OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYBUCHU. JEŚLI BATERIA ZOSTANIE ZASTĄPIONA NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTE BATERIE Należy UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

Oświadczanie o zgodności z UE:
SKG Health Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami Dyrektywy (EU) 2023/988. Kopię Deklaracji Zgodności UE można znaleźć online pod adresem: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>



Stare urządzenia elektryczne nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ale muszą być utylizowane oddzielnie. Utylizacja w punktach zbiórki wspólnej jest bezpłatna dla osób prywatnych. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń do tych punktów zbiórki lub podobnych punktów zbiórki. Dzięki temu małemu osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i utylizacji substancji toksycznych.

Ostrzeżenie:

- Jeśli podczas używania masażera ciała doświadczysz podrażnienia skóry, przestań go używać i poczekaj dwa do trzech dni, aby sprawdzić, czy objawy ustąpią. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli masz egzemę, alergię lub astmę, możesz być bardziej narażony na podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne związane z używaniem masażera.
- Urządzenie musi być zasilane tylko niskim napięciem bezpieczeństwa zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakującym doświadczeniem i wiedzą, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru



Points de collecte sur www.quefairemedesdéchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Parametry techniczne


Nazwa produktu	Masażer szyi i ramion	Moc znamionowa wejścia	10W
Model	H7 Ultra E	Napięcie znamionowe wejścia	5V=
Pojemność baterii	2500mAh/18.5Wh		

Uwaga: Produkt jest ładowalny i jest przeznaczony do ładowania za pomocą portu USB typu C. Użytkownicy powinni ładować go za pomocą standardowej ładowarki o wyjściu 5V=2A



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1. PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009



Produktfunktionsbeschreibung

Hitzelevel

Hitzelevel	- Niedrige Hitze - Mittlere Hitze - Hohe Hitze
Achtung	Um Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden, verwenden Sie bitte das Hitzelevel sorgfältig. Wenn Sie Unwohlsein verspüren, machen Sie bitte umgehend eine Pause.

Massagegeschwindigkeit

Niedrig	Der Massagekopf dreht sich langsam für die Massage.
Hoch	Der Massagekopf dreht sich schnell für die Massage.

Massage-Modus

Knetmodus	Für Personen mit Unbehagen im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich ohne starken Druck, verwendet dieser Modus langsames, sanftes Kneten zur Linderung des Unbehagens, 10 Minuten pro Zyklus.
Kneifmodus	Dieser Modus verwendet eine rhythmische, fortschreitende Massage, um das Benutzererlebnis zu bereichern und Muskelverspannungen zu lösen, 10 Minuten pro Zyklus.
Tuina-Modus	Mit starken Tuina-Techniken adressiert dieser Modus Probleme von Schmerzen und Schwellungen, 10 Minuten pro Zyklus.

Anweisungen zur Lade-/Stromanzeige

Lichtfarbe	Lichtstatus	Beschreibung
Grünes Licht	Dauerlicht	Batteriekapazität > 25%
Oranges Licht	Dauerlicht	Batteriekapazität < 25%
Oranges Licht	Atmend	Batterie wird geladen
Grünes Licht	Atmend	Batterie vollständig geladen

Fehlerbehebung

Status	Mögliche Ursache/Behandlungsmethode
Kann nicht gestartet werden	Batterie ist leer, laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter am Produkt gedrückt ist
Kann nicht geladen werden oder keine Ladeanzeige	Überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig angeschlossen ist und ob die Spezifikationen des Ladegeräts den Standardanforderungen entsprechen

Anleitung zum Anlegen des Produkts



1. Stellen Sie die Position der Knöpfe an den Gurten ein, um die Länge der Gurte einzustellen (die Länge der Gurte auf beiden Seiten ist verstellbar, stellen Sie sicher, dass die Längen symmetrisch sind), um so die Passform anzupassen.
2. Legen Sie das Gerät um Ihren Hals.
3. Führen Sie die Gurte von beiden Seiten von vorne unter den Achseln durch, ziehen Sie sie nach hinten und verbinden Sie die Schnalle.

Nach Gebrauch



1. Lösen Sie nach dem Gebrauch die Schnalle, um die Schultergurte zu lösen.
2. Lösen Sie die Schnalle am Rücken.
3. Nehmen Sie das Produkt von den Schultern (Achtung: Achten Sie darauf, es nicht fallen zu lassen).

Hinweise zur Produktentsorgung

Bitte unterstützen Sie das Recycling von wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen-Batterien).

 Gefahren	Die Batterie in diesem Produkt ist eine spezielle wiederaufladbare Batterie, die nicht für die Verwendung in anderen Produkten bestimmt ist. Bitte laden Sie den entfernten Akku nicht auf. Werfen Sie ihn nicht ins Feuer und erhitzen Sie ihn nicht auf hohe Temperaturen. Stechen Sie ihn nicht mit Nägeln ein, lassen Sie ihn nicht fallen und zersetzen Sie ihn nicht. Verbinden Sie den Plus- und Minuspol des Akkus nicht direkt mit Metall. Bewahren Sie sie nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln usw. auf. Laden Sie den Akku nicht auf, verwenden Sie ihn nicht und legen Sie ihn nicht an Orte mit hoher Temperatur, wie z. B. in die Nähe eines Feuers. Die oben genannten Situationen können zu Erhitzung, Brand und Bruch führen.
 Achtung	Bewahren Sie den herausgenommenen Akku außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf, falls er versehentlich verschluckt wird. Wenn das Gerät versehentlich verschluckt wird, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Wenn die Batterieflüssigkeit ausläuft, berühren Sie die Flüssigkeit nicht ungeschützt. Wenn Sie die Flüssigkeit berühren, reiben Sie sich nicht die Augen mit den Händen. Wenn Batterieelektrolyte in Ihre Augen gelangen, kann dies zur Erblindung führen. Spülen Sie Ihre Augen sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn Ihr Körper oder Ihre Kleidung durch den Batterieelektrolyt verunreinigt wird, kann dies zu Hautreizungen oder Verletzungen führen. Bitte spülen Sie mit Wasser nach. Wenn Sie sich weiterhin unwohl fühlen, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Nur die verschrotteten Produkte können zersetzt werden. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommen. Wenn Sie den Akku reparieren müssen (nicht austauschen), wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Lithium-Ionen-Akku in diesem Produkt ist eine **wertvolle** Ressource, die **recycelt** und wiederverwendet werden kann und nicht ersetzt werden darf. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie es bitte bei einer **professionellen Stelle** ab, die die wiederaufladbaren Batterien recyceln kann. Bevor Sie dieses Produkt entsorgen, nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. Vor dem Herausnehmen der Batterie muss das Gerät ausgeschaltet werden. Die Batterie **sollte** sicher entsorgt werden. Dies kann wie folgt geschehen:

1. Öffnen Sie mit **professionellem** Werkzeug das obere und untere Gehäuse.
2. Entfernen Sie die **Leiterplatte** und den Motor.
3. Schneiden Sie das Batteriekabel mit einer **professionellen** Zange durch und nehmen Sie dann die Batterie heraus.

Schritte zum Entfernen der Batterie:

1. Öffnen Sie das Gehäuse mit Werkzeug; 2. Lösen Sie die Schrauben auf der Platine;
3. Schneiden Sie das Batteriekabel mit einer Schere ab; 4. Nehmen Sie die Batterie heraus.

Vorsichtsmaßnahmen

Verwendungsbeschränkungen und Standorte

Um Störungen und mögliche Schäden zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht in Verbindung mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten:

- Interne medizinische elektronische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher;
- Lebenserhaltende medizinische elektronische Geräte wie z. B. künstliche Herz-Lungen-Maschinen;
- Medizinische elektronische Geräte wie z. B. Elektrokardiographen.

Verwenden Sie es nicht in entflammaren oder explosiven Umgebungen wie Tankstellen, Werkstätten mit hoher Staubbelastung oder Tankstellen.

Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Diagnose oder Behandlung von Halskrankheiten. Patienten mit Nackenbeschwerden sollten sich an medizinisches Personal wenden, um eine Verzögerung der Behandlung zu vermeiden.

Das Gerät hat eine erhitzte Oberfläche. Personen, die nicht auf Hitze allergisch sind, müssen beim Gebrauch des Gerät vorsichtig sein.

Die Batterie dieses Gerätes ist nicht austauschbar.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Autofahren, Klettern oder bei anderen gefährlichen Aktivitäten, da dies zu Unfällen führen kann.

Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 20 Minuten (2 Zyklen) am Stück zu verwenden, um das Risiko von Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen und Unwohlsein durch übermäßige Massage zu vermeiden. Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit und erhöhen Sie diese schrittweise je nach persönlichem Wohlbefinden, um Unbehagen oder Verletzungen durch die hohe Intensität zu vermeiden.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Schlaf oder bei eingeschränktem Bewusstsein. Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen oder anderen Durchblutungsstörungen, Entzündungen, Schwellungen, Vereiterungen im Halsbereich oder Erkrankungen der Halswirbelsäule sollten dieses Produkt nicht verwenden, da es die Symptome verschlimmern kann.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die ganz oder teilweise bewusstlos sind. Erlauben Sie ihnen nicht, das Produkt zu benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Vorsicht ist geboten bei Anwendern über 70 Jahren (Anwendung nur mit ärztlicher Erlaubnis und unter Anleitung). Bei Benutzern über 65 Jahren sollten Sie aufgrund der empfindlicheren Haut und der weniger empfindlichen Nervenenden eine niedrigere Einstellung wählen und die Nutzungsdauer streng überwachen.

Warnhinweise

Dieses Produkt ist ein Massagegerät zur Körperpflege und kein Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte. Nicht für Kinder oder schwangere Frauen geeignet.

Frauen während der Menstruation sollten das Gerät entsprechend ihrer körperlichen Verfassung mit Vorsicht verwenden.

Enthält eine Lithium-Batterie; nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufstellen.

Personen mit empfindlicher Haut, Gesichtsdermatitis oder Gesichtsimplantaten sollten das Gerät nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Benutzer mit **Hautallergien** gegen Metalle oder Hitze sollten bei der Verwendung dieses Produkts Vorsicht walten lassen. Dieses Produkt verfügt über eine Heizfunktion; Benutzer, die unempfindlich gegen Hitze sind, sollten die niedrige Heizstufe verwenden und die Anwendungszeit streng kontrollieren. Brechen Sie den Gebrauch sofort ab, wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu ersetzen.

Personen mit Verletzungen der Halswirbelsäule sollten vor der Verwendung dieses Produkts medizinisches Fachpersonal konsultieren.

Das Gerät verfügt über eine Heizfläche; hitzeempfindliche Benutzer müssen vorsichtig sein.

Verwenden Sie das Gerät in einer normalen Umgebung: Temperatur: 0°C-40°C; Relative Luftfeuchtigkeit: <80% RH, nicht kondensierend; Atmosphärischer Druck: 50Kpa-106Kpa.

Wählen Sie normale Transport- und Lagerbedingungen: Temperaturbereich: -20°C bis +55°C; Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: <95% RH, nicht kondensierend; Atmosphärischer Druck: 50Kpa-106Kpa.

Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie; nicht zerlegen, verändern, in Wasser tauchen oder ins Feuer werfen, da dies zu Schäden oder Explosionen führen kann.

Üben Sie während des Gebrauchs keinen Druck auf das Herz aus, da dies zu Unfällen oder Unwohlsein führen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit medizinischen Geräten oder mehreren Geräten gleichzeitig, da dies zu Unbehagen oder Unwohlsein führen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke, da dies zu Unfällen führen kann.

Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, reparieren oder modifizieren Sie es nicht, da dies zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.

Um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten, sollten Sie nicht gewaltsam am Gerät ziehen oder sich darauf stützen!

Konsultieren Sie vor der Anwendung in den folgenden Situationen einen Arzt, da die Gefahr von Unfällen oder Unwohlsein bestehen kann:

Patienten, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich unwohl fühlen, einschließlich Patienten mit Infektionskrankheiten

Patienten mit Herz- oder neurologischen Anomalien

Patienten mit Sensibilitätsstörungen oder Anomalien der Haut

Patienten mit einer Körpertemperatur von mehr als 38 Grad Celsius (Fieberhaft)

Patienten, die derzeit Medikamente einnehmen

Patienten mit abnormem Blutdruck

Patienten, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Willen zu äußern
Patienten mit Empfindungsstörungen aufgrund von schweren peripheren Durchblutungsstörungen
Durchblutungsstörungen, z. B. bei Diabetes

⚠ Nicht in den folgenden Situationen verwenden:

Patienten mit bösartigen Tumoren
In der Nähe der Herzgegend des menschlichen Körpers
Patienten mit Metallimplantaten
Schwangere oder Frauen nach der Geburt
Träger von Herzschrittmachern
Patienten mit akuten eitrigen Entzündungen
Patienten mit Gerinnungsstörungen
Patienten mit einer Neigung zu Blutungen
Patienten mit spastischen Lähmungen
Patienten mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen
Patienten in der spastischen Phase nach zerebrovaskulären Unfällen
Personen mit abnormalen neurogenen Stressreaktionen
Personen mit unklarer Bewusstseinslage oder kontraktile Deformationen der Gliedmaßen

⚠ Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Wenn Sie sich aufgrund einer Unregelmäßigkeit mit dem Produkt unwohl fühlen, stellen Sie den Gebrauch sofort auf. Wenn Sie ungewöhnliche Empfindungen an Ihrem Körper oder Ihrer Haut feststellen, suchen Sie einen Arzt auf und befolgen Sie dessen Rat. Im Falle einer Störung, die den Betrieb verhindert, trennen Sie sofort die Stromversorgung und entfernen Sie das Produkt, um das Risiko einer Überhitzung oder eines Kurzschlusses zu vermeiden. Wenden Sie sich für Hilfe an den Kundendienst.
Stecken Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen ein oder aus, da dies zu Stromschlägen oder Unfällen führen kann.
Tragen Sie keine Halsketten, während Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Liegen. Tragen Sie das Produkt richtig, indem Sie es im Bereich der Halswirbelsäule positionieren und darauf achten, dass es auf beiden Seiten symmetrisch angelegt ist, um Unfälle oder Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Wenn Sie das Ladekabel vom Produkt abziehen, ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie den Stecker an, um ihn zu entfernen, um einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung verwenden, laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen auf, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Es ist normal, dass die Oberfläche des Geräts bei längerem Betrieb warm wird.
Das Gerät massiert den Nackenbereich in angemessener Weise; massieren Sie nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum. Wenn Sie sich unwohl fühlen, machen Sie eine Pause, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

⚠ Empfehlungen:

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Tasten des Hauptgeräts ordnungsgemäß funktionieren. Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger oder andere Körperteile nicht in enge Teile des Geräts stecken.
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, tun Sie dies bitte in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltschutzbestimmungen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Empfohlen für die Verwendung durch Personen ab 16 Jahren.

⚠ Bitte verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten:

Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Orte mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
Orte, an denen Wasser vorhanden ist.
Staubige Umgebungen.
In der Nähe von offenen Flammen.
In starken elektromagnetischen Feldern.
Orte, an denen das Produkt Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt sein kann.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2023/988
ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.
EU-Konformitätserklärung:
SKG Health Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2023/988 entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung bei kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe und zur Behandlung von Schadstoffen bei.

Bitte beachten Sie:

- Wenn Sie bei der Verwendung des Massagegeräts Hautreizungen verspüren, verwenden Sie es bitte nicht und warten Sie zwei bis drei Tage, um zu sehen, ob die Symptome nachlassen. Wenn die Symptome fortbestehen oder sich verschlimmern, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Wenn Sie unter Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, kann die Verwendung des Massagegeräts eher zu Hautreizungen oder Allergien führen.
- * Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- * Lassen Sie Kinder niemals mit dem Gerät spielen.
- * Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



FR
DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ETUI
BOÎTE DE
TOUTES
PIÈCES



FR
Cet appareil
et sa batterie
se recyclent
A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Technische Parameter


Produktname	Nacken- und Schultermassagegerät	Nenneingangsleistung	10W
Modell	H7 Ultra E	Nenneingangsspannung	5V=
Akku-Kapazität	2500mAh/18.5Wh		

Hinweis: Dieses Produkt ist wiederaufladbar und eignet sich zum Aufladen mit einem USB Typ-C. Benutzer müssen mit einem Standard-Ladegerät mit einem Ausgang von 5V=2A aufladen.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1. PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

057_EU_20230214-000009



Description des fonctions du produit

FR

Niveau de chaleur

Niveau de chaleur	- Faible chaleur - Chaleur moyenne - Forte chaleur
Attention	Pour éviter les brûlures à basse température, veuillez utiliser le niveau de chaleur avec précaution. Si vous ressentez un inconfort, veuillez prendre une pause rapidement.

Vitesse de Massage

Basse Vitesse	La tête de massage tourne à basse vitesse pour masser.
Haute Vitesse	La tête de massage tourne à haute vitesse pour masser.

Mode massage

Mode Pétrissage	Pour ceux qui ressentent un inconfort au niveau du cou, des épaules et du dos sans exercer trop de pression, ce mode utilise un pétrissage lent à basse vitesse pour apaiser l'inconfort, avec un cycle de 10 minutes par session.
Mode Pincement	Ce mode utilise un massage rythmique et progressif pour enrichir l'expérience de l'utilisateur et soulager la tension musculaire, avec un cycle de 10 minutes par session.
Mode Tui Na	En utilisant des techniques de Tui Na puissantes, ce mode traite les problèmes de douleurs et de gonflements, avec un cycle de 10 minutes par session.

Couleur de la lumière	État de la lumière	Description
Lumière verte	Allumée en continu	Capacité de la batterie > 25%
Lumière orange	Allumée en continu	Capacité de la batterie < 25%
Lumière orange	Respirante	Batterie en charge
Lumière verte	Respirante	Batterie complètement chargée

Dépannage

FR

Statut	Cause possible/Méthode de traitement
Impossible de démarrer	Batterie est leere, laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter am Produkt gedrückt ist
Impossible de charger ou pas d'affichage de la lumière de charge	Vérifiez si le câble de charge est correctement connecté et si les spécifications du chargeur répondent aux exigences standard

Comment porter le produit

FR



1. Ajustez la longueur des sangles en déplaçant les boucles de chaque côté (les sangles gauche et droite peuvent être ajustées pour assurer une longueur symétrique). Une tension appropriée des sangles offrira une meilleure expérience de massage et évitera que les sangles ne soient trop serrées ou trop lâches.
2. Placez la machine autour de votre cou.
3. Passez les sangles de l'avant de votre corps sous vos aisselles, tirez-les vers l'arrière et attachez la boucle.

Après utilisation

FR



1. Après utilisation, appuyez sur la boucle pour libérer les sangles d'épaule.
2. Desserrez la boucle arrière.
3. Retirez le produit de vos épaules (Remarque : Faites attention à ne pas le faire tomber).

Notes pour l'élimination du produit

Veillez soutenir le recyclage des batteries rechargeables (batteries lithium-ion).

 Danger	La batterie de ce produit est une batterie rechargeable dédiée, qui n'est pas destinée à être utilisée dans d'autres produits. Veillez ne pas recharger la batterie rechargeable une fois retirée. - Ne la jetez pas au feu et ne la chauffez pas à des températures élevées. - Ne la percez pas avec des clous, ne la laissez pas tomber et ne la démontez pas. - Ne reliez pas directement les pôles positif et négatif de la batterie avec du métal. - Ne la rangez pas avec des colliers, des épingles à cheveux, etc. - Ne la chargez pas, ne l'utilisez pas et ne la placez pas dans des endroits à haute température, comme près d'un feu. Les situations ci-dessus peuvent provoquer un choc électrocutant, un incendie ou une rupture.
 Attention	Gardez la batterie rechargeable retirée hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants, au cas où elle serait avalée par inadvertance. En cas d'ingestion accidentelle de l'appareil, consultez immédiatement un médecin. Si le liquide de la batterie fuit, ne touchez pas le liquide sans protection. Si vous touchez le liquide, ne vous frottez pas les yeux avec vos mains. Si les électrolytes de la batterie entrent en contact avec vos yeux, cela peut provoquer une cécité. Rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin. Si votre corps ou vos vêtements sont contaminés par les électrolytes de la batterie, cela peut provoquer des irritations ou des blessures. Veillez rincer à l'eau. Si l'inconfort persiste, consultez immédiatement un médecin. Seuls les produits usagés peuvent être décomposés. Sinon, cela peut entraîner un incendie accidentel, un choc électrique ou des blessures. Si vous devez réparer la batterie (et non la remplacer), veuillez consulter le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit.

La batterie au lithium-ion de ce produit est une ressource précieuse qui peut être recyclée et réutilisée, et il est interdit de la remplacer. Lors de la mise au rebut de ce produit, veillez le remettre à un organisme professionnel capable de recycler les batteries rechargeables. Avant de jeter ce produit, retirez la batterie de l'appareil. L'appareil doit être éteint avant de retirer la batterie. La batterie doit être éliminée de manière sécurisée, ce qui peut être fait en suivant les étapes ci-dessous :

1. Avec des outils professionnels, ouvrez les boîtiers supérieur et inférieur ;
2. Retirez la carte de circuit imprimé et le moteur ;
3. Coupez le fil de la batterie avec des pinces professionnelles, puis retirez la batterie.

Étapes pour retirer la batterie :

1. Ouvrez le boîtier à l'aide d'outils ; 2. Dévissez les vis de la carte électronique ;
3. Coupez le câble de la batterie avec des ciseaux ; 4. Retirez la batterie.

Précautions



Restrictions d'utilisation et zones d'application

Pour éviter toute interférence et tout risque potentiel, veuillez ne pas utiliser ce produit en même temps que les dispositifs médicaux électroniques suivants :

- Dispositifs médicaux électroniques implantables, tels que les stimulateurs cardiaques ;
- Dispositifs médicaux électroniques essentiels à la vie, tels que les machines cœur-poumon artificielles ;
- Dispositifs médicaux électroniques, tels que les électrocardiographes.

N'utilisez pas ce produit dans des environnements inflammables ou explosifs, tels que les stations-service, les ateliers très poussiéreux ou les stations de gaz.

Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne permet pas de diagnostiquer ou de traiter les maladies du cou. Les personnes souffrant de problèmes de cou doivent consulter un professionnel de santé afin d'éviter tout retard dans le traitement.

L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.

Ne l'utilisez pas en conduisant, en grimpaient ou en réalisant d'autres activités dangereuses, car cela pourrait entraîner des accidents.

Il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant plus de 20 minutes (2 cycles) à la fois pour éviter les risques de brûlures par basse température et d'inconfort dus à un massage excessif. Commencez à une vitesse faible et augmentez progressivement à un niveau plus élevé selon votre confort personnel pour éviter tout inconfort ou blessure causée par les réglages à haute intensité.

N'utilisez pas pendant que vous dormez ou en état de conscience altérée. Les personnes souffrant de maladies cérébrovasculaires, de troubles circulatoires, d'inflammations, de gonflements, de suppurations au niveau du cou ou de maladies des vertèbres cervicales ne doivent pas utiliser ce produit, car cela pourrait aggraver leurs symptômes.

Gardez le produit hors de portée des nourrissons, des enfants et de toute personne totalement ou partiellement inconsciente. Ne les laissez pas utiliser le produit pour prévenir les accidents.

La prudence est recommandée pour les utilisateurs de plus de 70 ans (utilisation uniquement avec l'autorisation et les conseils d'un médecin). Pour les utilisateurs de plus de 65 ans, en raison d'une peau plus délicate et de terminaisons nerveuses moins sensibles, veuillez utiliser un réglage plus bas et surveiller strictement le temps d'utilisation.

Avertissements

Ce produit est un dispositif de massage pour les soins personnels et ne doit pas remplacer les médicaments ni les dispositifs médicaux. Ne pas utiliser par les enfants ou les femmes enceintes. Les femmes pendant leurs menstruations doivent utiliser le produit avec prudence, en fonction de leur état physique.

Le produit contient une batterie au lithium ; ne pas le placer dans des environnements à haute température. Les personnes ayant la peau sensible, une dermatite faciale ou des implants faciaux doivent utiliser le produit sous la supervision d'un professionnel de santé. Les utilisateurs ayant des allergies cutanées aux métaux ou à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit.

Ce produit dispose d'une fonction de chauffage ; les utilisateurs insensibles à la chaleur doivent utiliser le réglage de chaleur faible et limiter strictement la durée d'utilisation.

Cesser immédiatement l'utilisation si un inconfort survient.

Ne tentez pas de démonter le produit. Ne tentez pas de remplacer la batterie vous-même.

Les personnes ayant des blessures au niveau de la colonne cervicale doivent consulter un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

Le dispositif possède une surface chauffante ; les utilisateurs insensibles à la chaleur doivent être particulièrement prudents. Utilisez dans un environnement normal : Température : 0°C à 40°C ; Humidité relative : <80 % HR, non condensante ; Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa.

Choisissez des conditions normales de transport et de stockage : Plage de température : -20°C à +55°C ; Plage d'humidité relative : <95 % HR, non condensante ; Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa.

Ce produit contient une batterie au lithium ; ne pas démonter, modifier, immerger dans l'eau ou jeter dans le feu, car cela pourrait entraîner des dommages ou une explosion.

Ne pas appliquer de pression sur le cœur pendant l'utilisation, car cela pourrait provoquer des accidents ou de l'inconfort.

Ne pas utiliser avec des dispositifs médicaux ou plus d'un de ce produit simultanément, car cela pourrait entraîner des nausées ou de l'inconfort.

Ne pas utiliser à des fins autres que celles spécifiées dans le manuel d'instructions, car cela pourrait provoquer des accidents. Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit vous-même, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des chocs électriques.

Pour une utilisation optimale, ne tirez pas brusquement et ne vous appuyez pas sur le produit !



Consultez un médecin avant utilisation dans les situations suivantes, car il pourrait y avoir un risque d'accidents ou d'inconfort :

Patients actuellement sous traitement médical ou se sentant mal, y compris ceux atteints de maladies infectieuses

Patients présentant des anomalies cardiaques ou neurologiques

Patients ayant des troubles sensoriels ou des anomalies cutanées

Patients ayant une température corporelle supérieure à 38 degrés Celsius (fièvreux)

Patients prenant actuellement des médicaments

Patients présentant une pression artérielle anormale

Patients incapables d'exprimer leur propre volonté

Patients souffrant de troubles sensoriels dus à des troubles circulatoires périphériques graves, tels que ceux causés par le diabète

Ne pas utiliser dans les situations suivantes :

Patients atteints de tumeurs malignes
Situés près de la région cardiaque du corps humain
Patients ayant des implants métalliques
Femmes enceintes ou en post-partum
Utilisateurs de stimulateurs cardiaques
Patients présentant une inflammation suppurative aiguë
Patients souffrant de troubles de la coagulation
Patients ayant une tendance au saignement
Patients présentant une paralysie spastique
Patients avec des déficits cognitifs sévères
Patients en phase spastique après un accident vasculaire cérébral
Individus présentant des réponses neurogènes au stress anormales
Individus avec une conscience altérée ou des déformations de contracture des articulations des membres

Précautions :

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. Si vous ressentez un malaise dû à un problème avec le produit, cessez immédiatement son utilisation. En cas de sensations inhabituelles dans votre corps ou sur votre peau, consultez un médecin et suivez ses recommandations. En cas de dysfonctionnement empêchant le produit de fonctionner correctement, débranchez-le immédiatement et retirez-le pour éviter tout risque de surchauffe ou de court-circuit. Contactez le service client pour toute assistance.
Ne branchez ni ne débranchez le câble de chargement avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner un choc électrique ou des accidents.
Ne portez pas de colliers pendant l'utilisation du produit.
N'utilisez pas le produit en position allongée.
Utilisez le produit correctement en le positionnant sur la région de la colonne cervicale et en veillant à ce qu'il soit symétriquement placé des deux côtés pour éviter tout accident ou inconfort.
Lorsque vous débranchez le câble de chargement, ne tirez pas sur le cordon ; saisissez plutôt la fiche pour la retirer afin d'éviter tout choc électrique ou dommage au produit.
Si vous utilisez le produit pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, chargez la batterie conformément aux instructions pour garantir un fonctionnement optimal.
Il est normal que la surface du produit devienne chaude lors d'une utilisation prolongée.
Le produit masse correctement la région du cou ; évitez les massages continus pendant de longues périodes. En cas d'inconfort, faites une pause avant de réutiliser le produit.

Suggestions :

Assurez-vous que les boutons de l'unité principale fonctionnent correctement avant utilisation.
Pour éviter les risques de pincement, veillez à ne pas placer vos doigts ou d'autres parties du corps dans les zones étroites de l'appareil.
Lors de la mise au rebut de ce produit, veillez respecter les réglementations locales en matière de protection de l'environnement afin d'éviter toute pollution.
Recommandé pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Ce produit ne doit pas être utilisé ou stocké dans les endroits suivants :

Lieux exposés à la lumière directe du soleil.
Zones à températures élevées et forte humidité.
Lieux où de l'eau est présente.
Environnements poussiéreux.
À proximité de flammes nues.
Dans des champs électromagnétiques intenses.
Lieux où le produit peut être soumis à des vibrations ou des chocs.



Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive (EU) 2023/988.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INADÉQUAT. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

Déclaration de conformité EU :

SKG Health Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive (EU) 2023/988. Une copie de la Déclaration de Conformité UE est disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément. La collecte dans les points de collecte communaux est gratuite pour les particuliers. Le propriétaire des appareils anciens est responsable de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec cet effort personnel minime, vous contribuez au recyclage des matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Avvertissements :

-Si vous ressentez des irritations cutanées lors de l'utilisation du masseur corporel, cessez immédiatement de l'utiliser et attendez deux à trois jours pour voir si les symptômes s'améliorent. -Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un médecin.

-Si vous souffrez d'eczéma, d'allergies ou d'asthme, vous pourriez être plus susceptible de développer des irritations cutanées ou des réactions allergiques en utilisant le masseur.

*L'appareil doit être alimenté uniquement en basse tension de sécurité, conformément à la marque sur l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques associés.

*Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.

*Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Paramètres techniques

Nom du produit	Masažer szyi i ramion	Puissance d'entrée nominale	10W
Modèle	H7 Ultra E	Tension d'entrée nominale	5V=
Capacité de la batterie	2500mAh/18.5Wh		


Remarque : Ce produit est rechargeable et peut être chargé à l'aide d'un câble USB de type C. Il est recommandé d'utiliser un chargeur standard avec une sortie de 5V= et 2A.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1. PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

03T_EU_20230214000000

successservice2@hotmail.com



Descrizione delle funzioni del prodotto

Livello di calore

Livello di calore	- Calore basso - Calore medio - Calore alto
Attenzione	Per evitare ustioni a bassa temperatura, si prega di utilizzare con attenzione il livello di calore. Se si avverte qualche disagio, si prega di fare una pausa immediatamente.

Velocità Massaggio

Bassa Velocità	La testa del massaggio ruota a bassa velocità per massaggiare.
Alta Velocità	La testa del massaggio ruota ad alta velocità per massaggiare.

Modalità massaggio

Modalità Impastamento	Per coloro che avvertono disagio al collo, spalle e schiena senza esercitare troppa pressione, questa modalità utilizza un impastamento lento a bassa velocità per alleviare il disagio, con un ciclo di 10 minuti per sessione.
Modalità Pizzicamento	Questa modalità impiega un massaggio ritmico e progressivo per arricchire l'esperienza dell'utente e alleviare la tensione muscolare, con un ciclo di 10 minuti per sessione.
Modalità Tuina	Utilizzando tecniche di Tuina potenti, questa modalità affronta problemi di dolore e gonfiore, con un ciclo di 10 minuti per sessione.

Colore della luce	Stato della luce	Descrizione
Luce verde	Accesa fissa	Capacità della batteria > 25%
Luce arancione	Accesa fissa	Capacità della batteria < 25%
Luce arancione	Respirante	Batteria in carica
Luce verde	Respirante	Batteria completamente carica

Risoluzione dei problemi

Stato	Possibile causa/Metodo di gestione
Non si avvia	La batteria è scarica, caricare il prodotto prima dell'uso- Assicurarsi che il pulsante di accensione principale del prodotto sia premuto
Non si carica o nessuna luce di carica visualizzata	Verificare se il cavo di ricarica è correttamente collegato e se le specifiche del caricatore soddisfano i requisiti standard

Istruzioni per Indossare il Prodotto



1. Regolare la posizione dei bottoni sulle cinghie per impostare la lunghezza delle cinghie (la lunghezza delle cinghie su entrambi i lati è regolabile, assicurarsi che le lunghezze siano simmetriche), regolando così la tenuta dell'adattamento.
2. Posizionare la macchina intorno al collo.
3. Passare le cinghie da entrambi i lati dalla parte anteriore del corpo sotto le ascelle, tirare verso il retro e collegare la fibbia.

Dopo l'Uso



1. Dopo l'uso, premi la fibbia per rilasciare le cinghie delle spalle.
2. Allenta la fibbia posteriore.
3. Rimuovi il prodotto dalle spalle (Nota: Fai attenzione a non farlo cadere).

Note per lo Smaltimento del Prodotto

Si prega di supportare il riciclaggio delle batterie ricaricabili (batterie agli ioni di litio).

	La batteria di questo prodotto è una batteria ricaricabile dedicata che non è destinata all'uso in altri prodotti. Si prega di non caricare la batteria ricaricabile una volta rimossa. - Non gettarla nel fuoco né sottoporla a temperature elevate. - Non perforarla con dei chiodi, non farla cadere o scomporla. - Non collegare direttamente i poli positivo e negativo della batteria col metallo. - Non conservarla insieme a collane, forcine, ecc. - Non caricarla, usarla o metterla in luoghi con alte temperature come vicino al fuoco. Le situazioni sopra descritte possono causare riscaldamento, incendio e danni.
	Tenere la batteria ricaricabile rimossa fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli per evitare che venga ingerita per errore. Se il dispositivo viene ingerito accidentalmente, consultare immediatamente un medico. Se il fluido della batteria fuoriesce, non toccare il fluido senza una protezione. Se si tocca il fluido, non strofinare gli occhi con le mani. Se gli elettroliti della batteria entrano negli occhi, potrebbero causare cecità. Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e consultare un medico. Se il corpo o i vestiti sono contaminati dagli elettroliti della batteria, si potrebbero riscontrare irritazioni cutanee o lesioni. Si prega di sciacquare con acqua. Se il problema persiste, consultare immediatamente un medico. Solo i prodotti rotti possono essere scomposti. In caso contrario, potrebbero verificarsi un incendio accidentale, uno shock elettrico o lesioni. Quando è necessario riparare la batteria (non sostituire la batteria), si prega di consultare il rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto.

La batteria agli ioni di litio in questo prodotto è una risorsa preziosa che può essere riciclata e riutilizzata e non può essere sostituita. Quando si smaltisce questo prodotto, consegnarlo a un'agenzia professionale che può riciclare le batterie ricaricabili. Prima di smaltire questo prodotto, rimuovere la batteria da questo apparecchio. Prima di rimuovere la batteria, l'apparecchio deve essere spento. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro seguendo i passaggi di seguito:

1. Aprire la custodia superiore e inferiore, con strumenti professionali.
2. Rimuovere la scheda elettronica e il motore.
3. Tagliare il filo della batteria con pinze professionali e poi rimuovere la batteria.

Passaggi per la rimozione della batteria:

1. Aprire il cuscino con degli strumenti; 2. Allentare le viti sulla scheda elettronica;
3. Tagliare il cavo della batteria con delle forbici; 4. Rimuovere la batteria.

Precauzioni

Restrizioni e Luoghi di Utilizzo

Per evitare interferenze e potenziali danni, non utilizzare questo prodotto in combinazione con i seguenti dispositivi medici elettronici:

- Dispositivi medici elettronici interni come pacemaker;
- Dispositivi medici elettronici per il mantenimento della vita come macchine cuore-polmone artificiali;
- Dispositivi medici elettronici come elettrocardiografi.

Non utilizzarlo in ambienti infiammabili o esplosivi come stazioni di servizio, officine con alta polvere o distributori di gas. Questo prodotto non è un dispositivo medico e non ha la funzione di diagnosticare o trattare malattie del collo. I pazienti con condizioni del collo dovrebbero consultare del personale medico per evitare ritardi nel trattamento.

Non utilizzare questo prodotto mentre si guida, ci si arrampica o si svolgono altre attività pericolose in quanto potrebbe causare incidenti.

L'apparecchio ha una superficie riscaldante. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando utilizzano l'apparecchio. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Si raccomanda di utilizzare il prodotto per non più di 20 minuti (2 cicli) alla volta per evitare il rischio di ustioni a bassa temperatura e disagio dovuto a massaggi eccessivi.

Iniziare con una bassa intensità e aumentare gradualmente secondo il comfort personale per evitare disagio o lesioni dovuti alle impostazioni ad alta intensità.

Non utilizzare durante il sonno o in stato alterato di coscienza. Le persone con malattie cerebrovascolari o altri disturbi circolatori, infiammazioni, gonfiore, suppurazioni nell'area del collo o malattie delle vertebre cervicali non dovrebbero utilizzare questo prodotto in quanto potrebbe peggiorare i sintomi.

Tenere il prodotto fuori dalla portata di neonati, bambini e chiunque sia completamente o parzialmente privo di consapevolezza. Non permettere loro di utilizzare il prodotto al fine di prevenire incidenti. Si consiglia cautela per gli utenti di età superiore ai 70 anni (utilizzare solo con il permesso e la supervisione di un medico). Per gli utenti di età superiore ai 65 anni, a causa della pelle più delicata e delle terminazioni nervose meno sensibili, utilizzare un'impostazione più bassa e monitorare rigorosamente il tempo di utilizzo.

Avvertenze

Questo prodotto è un dispositivo per la cura personale che fornisce massaggi e non sostituisce farmaci o dispositivi medici.

Lo strumento non deve essere utilizzato su bambini o donne in gravidanza.

Durante il ciclo mestruale dovrebbe essere usato con cautela in base alla condizione fisica.

Contiene una batteria al litio; non tenere in ambienti con alte temperature.

Gli individui con pelle sensibile, dermatiti facciali o impianti facciali dovrebbero usarlo sotto supervisione medica.

Gli utenti con allergie cutanee ai metalli o al calore devono prestare attenzione durante l'uso di questo prodotto.

Questo prodotto ha una funzione di riscaldamento; gli utenti insensibili al calore dovrebbero utilizzare l'impostazione di calore a bassa intensità e controllare rigorosamente il tempo di utilizzo.

In caso di disagio interrompere immediatamente l'utilizzo.

Non tentare di smontare il prodotto.

Non tentare di sostituire la batteria da soli.

Le persone con lesioni alla colonna cervicale dovrebbero consultare dei professionisti sanitari prima di utilizzare questo prodotto.

Il dispositivo ha una superficie riscaldante; gli utenti insensibili al calore devono prestare attenzione.

Utilizzare in un ambiente normale: Temperatura: 0°C-40°C; Umidità Relativa: <80% RH senza condensa;

Pressione Atmosferica: 50Kpa-106Kpa.

Scegliere condizioni normali di trasporto e conservazione: Intervallo di temperatura: da -20°C a +55°C;

Intervallo di Umidità Relativa: <95% RH senza condensa; Pressione Atmosferica: 50Kpa-106Kpa.

Questo prodotto contiene una batteria al litio; non smontare, modificare, immergere in acqua o gettare nel fuoco in quanto potrebbe causare danni o esplosioni.

Non applicare pressione nella zona vicina al cuore durante l'uso, in quanto potrebbe causare incidenti o disagio.

Non utilizzare con altri dispositivi medici o più di uno di questo prodotto contemporaneamente in quanto potrebbe causare nausea o disagio.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli specificati nel manuale di istruzioni in quanto potrebbe causare incidenti.

Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli in quanto potrebbe portare a malfunzionamenti o scosse elettriche.

Per un'esperienza ottimale, non tirare o appoggiarsi con forza sul prodotto!

Nelle seguenti situazioni consultare un medico prima dell'uso in quanto potrebbe esserci un rischio di incidenti o disagio:

Pazienti attualmente in trattamento medico o che si sentono male, inclusi quelli con malattie infettive.

Pazienti con anomalie cardiache o neurologiche.

Pazienti con disturbi sensoriali o anomalie cutanee.

Pazienti con temperatura corporea superiore a 38 gradi Celsius (febbre).

Pazienti che stanno assumendo farmaci.

Pazienti con pressione sanguigna fuori dalla norma.

Pazienti incapaci di esprimere la propria volontà.

Pazienti con disturbi sensoriali dovuti a gravi disturbi circolatori periferici causati da condizioni come il diabete.

Non utilizzare nelle seguenti situazioni:

Pazienti con tumori maligni
Vicino all'area del cuore del corpo umano
Pazienti con impianti metallici
Donne in gravidanza o postpartum
Utenti di pacemaker
Pazienti con infiammazioni suppurative acute
Pazienti con disturbi della coagulazione
Pazienti con tendenze al sanguinamento
Pazienti con paralisi spastica
Pazienti con gravi compromissioni cognitive
Pazienti nella fase spastica dopo eventi cerebrovascolari
Individui con risposte di stress neurogenico anomale
Individui con coscienza offuscata o deformità delle articolazioni degli arti

Precauzioni:

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Se si avverte disagio a causa di un'anomalia del prodotto, interrompere immediatamente l'uso.
Se si notano sensazioni insolite nel corpo o sulla pelle, consultare un medico e seguire i suoi consigli.
In caso di malfunzionamento che ne impedisce il funzionamento, scollegare immediatamente l'alimentazione e rimuovere il prodotto per prevenire il rischio di surriscaldamento o cortocircuito.
Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
Non collegare o scollegare il cavo di ricarica con le mani bagnate in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incidenti.
Non indossare collane durante l'uso del prodotto.
Non utilizzare il prodotto da sdraiati.
Indossare correttamente il prodotto posizionandolo sulla zona cervicale e assicurando un posizionamento simmetrico su entrambi i lati per evitare incidenti o disagi.
Quando si scollega il cavo di ricarica dal prodotto, non tirare il cavo; afferrare invece la spina per rimuoverlo per prevenire scosse elettriche o danni al prodotto.
Se si utilizza il prodotto per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, per garantirne il corretto funzionamento, caricare la batteria secondo le istruzioni.
È normale che la superficie del prodotto diventi calda durante l'utilizzo prolungato.
Il prodotto massaggerà adeguatamente la zona del collo; non massaggiare continuamente per periodi prolungati. Se si avverte disagio, fare una pausa prima di usarlo di nuovo.

Suggerimenti:

Assicurarsi che i pulsanti dell'unità principale funzionino correttamente prima dell'uso.
Per prevenire lesioni da pizzicamento, fare attenzione a non inserire dita o altre parti del corpo nelle parti strette del dispositivo.
Quando si smaltisce questo prodotto, farlo in conformità con le normative locali sulla protezione ambientale per prevenire l'inquinamento ambientale.
Si consiglia l'uso da parte di persone di età superiore a 16 anni.

Si prega di non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti luoghi:

Luoghi esposti alla luce diretta del sole.
Aree con temperature e umidità elevate.
Luoghi con presenza di acqua.
Ambienti polverosi.
Vicino a fiamme libere.
In forti campi elettromagnetici.
Luoghi in cui il prodotto può essere soggetto a vibrazioni o urti.



Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva (EU) 2023/988.

ATTENZIONE: SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO C'È RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI

Dichiarazione di conformità EU:

SKG Health Technology Co. Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva (EU) 2023/988. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento nei punti di raccolta comunali è gratuito per i privati. Il proprietario dei vecchi apparecchi è responsabile del loro trasporto verso questi punti di raccolta o altri centri di raccolta simili. Con questo piccolo sforzo personale contribuisce al riciclaggio di materie prime preziose e al trattamento di sostanze tossiche.

Attenzione:

- * Se durante l'uso del massaggiatore per il corpo si verifica irritazione della pelle, si prega di sospendere l'uso e attendere due o tre giorni per vedere se i sintomi si attenuano. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.
 - * Se si soffre di eczema, allergie o asma, è più probabile che si verifichi irritazione della pelle o allergia durante l'uso del massaggiatore.
 - * L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente al l'indicazione sull'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se prima sono stati forniti loro supervisione e istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza dell'apparecchio e ne sono stati compresi i pericoli inerenti.
- * Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio.
 - * La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione



Parametri tecnici

Nome del prodotto	Massaggiatore per Collo e Spalle	Potenza di ingresso nominale	10W
Modello	H7 Ultra E	Tensione di ingresso nominale	5V=
Capacità della batteria	2500mAh/18.5Wh		

Nota: Questo prodotto è ricaricabile ed è adatto per la ricarica con interfaccia USB type-C. Gli utenti devono ricaricare utilizzando un caricatore standard con uscita di 5V= 2A.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1. PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

057_EU_20230214-000009

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.



Made in China