

# BEAUTIFLY

Wielofunkcyjne urządzenie B-Flash PRO  
Multifunctional beauty device B-Flash PRO




Instrukcja obsługi  
User manual

PL / EN

włącznik/ wyłącznik  
zmiana trybu

głębokie oczyszczanie  
/demakijaż

lifting




infuzja jonów

głowica B-Flash PRO


światło LED

ultradźwięki / EMS

złącza RF



włącznik/wyłącznik  
zmiana trybu




port ładowania


Włóż B-Flash PRO do bazy ładującej. Trzy wskaźniki ładowania akumulatora będą migać na czerwono podczas ładowania urządzenia. Po naładowaniu wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono na 5 minut, a następnie wszystkie światła zgasną.

(Uwaga: Jeśli czerwone światło nie miga, proszę ustawić B-Flash PRO w przeciwnym kierunku.)

## ► Akcesoria



B-Flash PRO



ładowarka  
indukcyjna



kabel USB

## ► Parametry

rozmiar	70x40mm
waga	129g
materiał	ABS plastik, stal nierdzewna


## ► Funkcje

1. Ultradźwięki to technologia fal dźwiękowych o wysokim natężeniu, która wnika głębiej niż warstwa skóry. W skórze podnosi temperaturę otaczających tkanek, zwiększając natlenienie komórek, stymulując regenerację białka kolagenowego i pomagając w usuwaniu produktów odpadowych.
2. Zielone światło (długość fali 520nm): rozjaśnia cerę, koi i uspokaja skórę. Zmniejsza wydzielanie łoju, podnosi poziom nawilżenia oraz redukuje sebum.
3. Światło czerwone (długość fali 630nm): światło bioaktywne może otwierać pory, aby poprawić wchłaniania składników aktywnych, rozjaśnić koloryt skóry i przeciwstawić się starzeniu i utlenianiu.
4. Niebieskie światło (długość fali 415nm): usuwa trądzik, naprawia skórę, nie pozostawiając blizn i pigmentu.
5. Jon: Jony ujemne z pomocą wibracji o wysokiej częstotliwości mogą skutecznie usprawnić wchłanianie substancji odżywczych, poprawiać stan skóry od wewnątrz do zewnątrz i uzyskać głębokie działanie nawilżające.
6. EMS (Elektryczna stymulacja mięśni): Poprzez okresową zmianę mikroprądu, stymulują skórę do wytworzenia kolagenu oraz przyczyniają się do ujędrnienia i podkreślenia konturu V twarzy.
7. RF (Fale Radiowe): Główne działanie polega na przegrzewaniu włókien kolagenowych do temperatury około 54°C. Pod wpływem ogrzania ulegają one skurczeniu, a wtórnie także napięciu. Przegrzanie przyczynia się do stymulacji fibroblastów, a tym samym odbudowy oraz wytwarzaniu nowego kolagenu i elastyny.

Dzięki temu zjawisku uzyskuje się efekt zwiększonego napięcia skóry, poprawy jej elastyczności, gęstości oraz poprawy owalu i kolorytu twarzy. Urządzenie B-Flash PRO wykorzystuje częstotliwość 0.5 MHz

## ► 1. Głębokie oczyszczenie / demakijaż


Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie ją oczyścić z resztek makijażu. Rekomendujemy w tym celu użycie szczoteczki sonicznej Beautifly. Tylko właściwie przygotowana skóra jest w stanie przyjąć składniki odżywcze z preparatów kosmetycznych.



### Krok 1

Fale ultradźwiękowe połączone z dodatnim jonem wspomagają drenaż limfatyczny i stymulują produkcję kolagenu, podczas gdy technologia niebieskiego światła LED zabija bakterie i wspomaga dogłębne oczyszczanie twarzy.

**Uwaga:** Bawełniany płatek kosmetyczny do demakijażu można zamocować za pomocą stalowej obręczy, aby usunąć pozostałości po makijażu za pomocą środków do demakijażu



### Krok 2



Przełącz na tryb **CLEAN**, nałóż płyn do demakijażu na bawełniany wacik. Aby uzyskać optymalne wyniki, powtarzaj przez 5 minut, szczególnie skupiając się na obszarach z zaczerwienieniem lub trądzikiem.



### Krok 3


Umieść urządzenie równoległe do policzka (jako punkt wyjścia), a następnie delikatnie obracaj od zewnątrz do brody, od dołu do czoła. Powtórz 3 razy.

## ► 2. Infuzja jonów



### Krok 1

Infuzja jonów w połączeniu z falami o niskiej częstotliwości i pulsacjami dźwiękowymi zwiększa absorpcję składników aktywnych, pozostawiając skórę elastyczną, podczas gdy zielone światło LED jest ukierunkowane na zaczerwienienie i przebarwienia.



### Krok 2


Przejdź do trybu **INFUSE**, zastosuj serum i przesuwaj po twarzy. Gdy produkt zostanie wchłonięty głęboko w warstwy skóry, pozostaniesz z piękną i świetlistą cerą. Stosuj, aż produkt całkowicie wchłonie się w skórę.



### Krok 3


Zastosuj serum równomiernie na twarz i umieść urządzenie równoległe do brody (jako punkt początkowy), delikatnie przesuwaj po twarzy od środka do na zewnątrz.

### ▶ 3. Lifting



#### Krok 1

Mikroprądy, technologia RF i czerwona dioda LED aktywują proces odmładzania skóry, zwiększają produkcję kolagenu i redukują drobne linie i zmarszczki.



#### Krok 2

Przełącz na tryb **LIFT**, nałóż nawilżający podkład żelowy (żel do ultradźwięków) i przesuwaj po twarzy przez 5 minut, koncentrując się na obszarach z drobnymi liniami i zmarszczkami.

**\*\* W tym etapie należy użyć przewodzącego żelu \*\***




#### Krok 3

Nakładaj żel przewodzący równomiernie na twarz i obracaj B - Flash PRO od wewnątrz na zewnątrz, od dołu do czoła.

on/off button  
mode switch

remove makeup

lift




head B-Flash PRO


LED light

ultrasounds / EMS

RF connector




on/off button  
mode switch




Put the beauty device into the charging base. Three battery charging indicators will flash red when device is charging. After charged, the charging indicator turn green for 5 minutes, then all lights turn off.

(Note: If the red lights not flash, please put the B-Flash PRO in the opposite direction.)

## ► Accessories



B-Flash PRO



wireless  
charging base



USB charging  
cable

## ► Parameters

size	70x40mm
weight	129g
material	ABS plastik, stain


## ► Function

1. Ultrasounds is a high-level sound wave technology that penetrates deeper than the dermal layer. In the skin it increases the temperature of the surrounding tissue, thus increasing oxygenation to the cells, stimulating the regeneration of collagen protein and aiding in the removal of waste products.
2. Green light (520nm wavelength): brighten complexion, sooth and calm skin, reduce oil secretion and balance the water and oil.
3. Red light (630nm wavelength): bio-active light can open pores to help better absorption, improve the active cells, brighten the skin tone, and resist aging and oxidation.
4. Blue light (415nm wavelength): it has the improve effect of removing acne, repairing skin, leaving no scars and pigment
5. Ion-: Negative ions with assistance of high frequency vibration can effectively promote the absorption of nutrition essence. improve skin status from inside to outside, and achieve deep moisturizing effect
6. EMS (Electrical Muscle Stimulation): Through the periodic change of the micro-current to consume fal, compact skin and shape V face contour.
7. RF (Radio Frequency): The main action is overheating collagen fibers to a temperature of about 54 ° C. Under the influence of heating, they shrink and, secondarily, also tension. Overheating contributes to the stimulation of fibroblasts, and thus the recovery and production of new collagen and elastin.  
Thanks to this phenomenon, the effect of increased skin tension, improvement of its elasticity, density as well as improvement of oval and face color is obtained. The B-Flash PRO device uses a frequency of 0.5 MHz



## ► 1. Clean


Before starting the treatment, make-up facial cleanser should be done and the make-up remover should be thoroughly cleaned. We recommend using the Beautifully sonic brush for this purpose. Only properly prepared skin is able to absorb nutrients from cosmetic preparations.



### Step 1

Ultrasonic waves combined with the positive ion to promote lymphatic drainage, and stimulate collagen production, while blue LED light technology kills bacteria for a deep facial detox.

**Note:** You can fix the makeup removal cottons with the stainless steel ring to remove makeup with makeup removers.



### Step 2


Switch to **CLEAN** mode, apply moisturizing gel primer or serum, and glide across entire face. For optimal results, repeat for 5 minutes, particularly focusing on any areas with redness or acne.



### Step 3


Place the device in parallel to the cheek (as a starting point), then gently rotate from the outside to the chin, from the bottom up to the forehead. Repeat 3 times.

## ▶ 2. Infuse



### Step 1

Ion infusion, combined with low-frequency waves and sonic pulsations, enhances absorption of active ingredients in products, leaving your skin supple, while green LED light targets redness and hyperpigmentation.



### Step 2



Switch to **INFUSE** mode, apply serum, and glide across face. As product is pushed deep into dermal layers, you will be left with an enviable glow. Use until product is fully absorbed into skin.



### Step 3


Apply serums evenly on the face and place the device in parallel to the chin (as a starting point), gently lift the face from the inside to outside.

### ▶ 3. Lift



#### Step 1

Micro-currents, RF, and red LED light technology activate your skin's cellular rejuvenation process, increase collagen production, and reduce fine lines and wrinkles.



#### Step 2

Switch to **LIFT** mode, apply moisturizing gel primer, and glide across face for 5 minutes, focusing on areas with fine lines and wrinkles.

**\*\*A conductive gel or serum must be used with this step\*\***



#### Step 3

Apply conductive gel evenly on the face and rotate the device from the inside to outside, from the bottom up to the forehead.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt im EU-Raum nach Ende der Nutzungsdauer getrennt gesammelt und bei einer speziell dafür eingerichteten Sammelstelle abgegeben werden muss. Diese Erzeugnisse dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Le symbole de la corbeille barrée indique que, sur le territoire de l'Union européenne, le produit, au terme de sa vie utile, doit être traité séparément dans un centre de tri prévu à cet effet. Ces produits ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что на территории Европейского Союза после завершения использования продукта, его необходимо сдать в специальный приемный пункт на утилизацию. Запрещается выбрасывать такие продукты вместе с несортированными бытовыми отходами.

Il simbolo barrato di un contenitore per i rifiuti indica che nell'Unione europea dopo aver usato il prodotto è necessario liberarsene in un punto separato, appositamente progettato. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti urbani non differenziati.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que en la Unión Europea el producto, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado en un punto de recogida adecuado. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar.

Simbolul barat al containerului de gunoi înseamnă că pe terenul Uniunii Europene, după utilizarea produsului, acesta trebuie eliminat într-un punct separat, special destinat acestui scop. Aceste produse nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile comunale nesortate.

Prečiarknutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie po použití výrobku je potrebné ho likvidovať do oddeleného špeciálne určeného miesta. Tieto výrobky by sa nemalo vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom

Prečiarknutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie po použití výrobku je potrebné ho likvidovať do oddeleného špeciálne určeného miesta. Tieto výrobky by sa nemalo vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom

Зачеркнатият символ на контейнер за смет означава, че на територията на Европейския съюз след приключване употребата на продукта, същият следва да бъде изхвърлен в отделен, специално предназначен за това пункт. Такива продукти не бива да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци.

Išbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje pabaigus produkto naudojimą, būtina jį pašalinti į atskirą, specialiai tam suprojektuotą vietą. Neišmesti šių produktų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.



Importer:  
Beauty Factor Sp. z o.o.  
Plac Bankowy 2  
00-895 Warszawa

Designed by Beautifly in Europe,  
produced in China



**Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy  
RE 2014/53/UE**

**Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy  
RoHS 2011/65/UE**

**Importer:** Beauty Factor Sp. z o. o.  
pl. Plac Bankowy 2, 00-895, Warszawa, Polska

### **English**

Hereby, Beauty Factor Sp. z o.o. declares that Beautifly B-Flash PRO complies with Directive 93/42 / EEC for medical devices.

Classification 1, rule 1. Full text of the declaration

EU conformity is available at:

### **Français**

Par la présente, Beauty Factor Sp. z o.o. o déclare que le Beautifly B-Flash PRO est conforme à la directive 93/42 / CEE pour les dispositifs médicaux.

Classement 1, règle 1. Texte complet de la déclaration

La conformité UE est disponible sur:

### **Deutsch**

Hiermit kann Beauty Factor Sp. z o.o. erklärt, dass Beautifly B-Flash PRO entspricht der Richtlinie 93/42 / EWG für Medizinprodukte.

Klassifikation 1, Regel 1. Vollständiger Text der Erklärung

Die EU-Konformität ist verfügbar unter:

### **Polski**

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o.o. deklaruje, że Beautifly B-Flash PRO est zgodny z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych.

Klasyfikacja 1, reguła 1. Pełny tekst deklaracji

zgodności EU jest dostępny pod adresem:

### **Nederlands**

Hierbij Beauty Factor Sp. z o.o. verklaart dat Beautifly B-Flash PRO voldoet aan richtlijn 93/42 / EEG voor medische hulpmiddelen.

Classificatie 1, regel 1. Volledige tekst van de verklaring

EU-conformiteit is beschikbaar op:

**URL of declaration:**

**[https://www.profit-plus.eu/deklaracje\\_zgodnosci,29](https://www.profit-plus.eu/deklaracje_zgodnosci,29)**

### **Italiano**

Con la presente, Beauty Factor Sp. z o.o. dichiara che Beautifly B-Flash PRO è conforme alla direttiva 93/42 / CEE per i dispositivi medici.

Classificazione 1, regola 1. Testo completo della dichiarazione

La conformità UE è disponibile a:

### **Español**

Por la presente, Beauty Factor Sp. z o.o. declara que Beautifly B-Flash PRO

Cumple con la Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos.

Clasificación 1, regla 1. Texto completo de la declaración.

La conformidad de la UE está disponible en:

### **Português**

Por este meio, o fator de beleza Sp. z o.o. declara que Beautifly B-Flash PRO está em conformidade com a Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos.

Classificação 1, regra 1. Texto completo da declaração

A conformidade da UE está disponível em:

### **Český**

Tím, Beauty Factor Sp. z o.o. prohlašuje, že Beautifly B-Flash PRO e v souladu se směrnici 93/42 / EHS pro zdravotnické prostředky.

Klasifikace 1, pravidlo 1. Plné znění prohlášení

Shoda EU je k dispozici na adrese:

### **Magyar**

Ezáltal a Beauty Factor Sp. z o.o. kijelenti, hogy Beautifly B-Flash PRO megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42 / EGK irányelvnek.

1. osztály, 1. szabály. A nyilatkozat teljes szövege

Az EU-megfelelőség elérhető a következő címen:

### **Hrvatski**

Ovime, Beauty Factor Sp. z o.o. izjavljuje da Beautifly B-Flash PRO sukladan je s Direktivom 93/42 / EEZ za medicinske uređaje.

Klasifikacija 1, pravilo 1. Cijeli tekst izjave

Sukladnost s EU dostupna je na:

**URL of declaration:**

**[https://www.profit-plus.eu/deklaracije\\_zgodnosci,29](https://www.profit-plus.eu/deklaracije_zgodnosci,29)**

## **Svenska**

Häri, Beauty Factor Sp. z. o.o. förklarar att Beautifly B-Flash PRO uppfyller direktiv 93/42 / EEG för medicintekniska produkter. Klassificering 1, regel1. Fullständig text av deklARATIONEN EU-överensstämmelse finns tillgänglig på

## **Русский**

Настоящим Beauty Factor Sp. z. o.o. заявляет, что красиво B-Flash PRO соответствует Директиве 93/42 / ЕЕС для медицинских приборов. Классификация 1, правило1. Полный текст декларации Соответствие ЕС доступно по адресу:

## **Українська**

Цим, Beauty Factor Sp. z o.o. заявляє, що Beautifly B-Flash PRO відповідає Директиві 93/42 / ЄЕС щодо медичних виробів. Класифікація 1, правило1. Повний текст заяви Відповідність ЄС доступна за адресою:

## **Ελληνικά**

Με αυτό τον τρόπο, ο Beauty Factor Sp. z o.o. δηλώνει ότι το Beautifly B-Flash PRO συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42 / ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ταξινόμηση 1, κανόνας1. Πλήρες κείμενο της δήλωσης Η συμμόρφωση της ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

## **Latviešu**

Šīuo atveju Beauty Factor Sp. z o.o. pareiškia, kad Beautifly B-Flash PRO atitinka Direktīvā 93/42 / EEB dēl medicīnas prietaisū. Klasifikācija 1, taisyklē1. Visas deklarācijas tekstas ES atitiktis pateikiama adresu:

**URL of declaration:**

**[https://www.profit-plus.eu/deklaracje\\_zgodnosci,29](https://www.profit-plus.eu/deklaracje_zgodnosci,29)**



## WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

### **W celu skorzystania w warunków gwarancji,**

należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail [serwis@profit-plus.eu](mailto:serwis@profit-plus.eu) bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod nr 884-004-333. Dokładne warunki gwarancji dostępne są pod adresem:

## TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address [serwis@profit-plus.eu](mailto:serwis@profit-plus.eu)  
The exact warranty conditions are under the address:

**[https://www.profit-plus.eu/warunki\\_gwarancji,31](https://www.profit-plus.eu/warunki_gwarancji,31)**

# BEAUTIFLY

---

## NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

---

## NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

---

## DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

---

## NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

---

## NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

**Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.**

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.

---