

BEAUTIFLY

PL

EN

Instrukcja użytkowania User manual



Indukcyjna termalna szczoteczka soniczna
Induction thermal silicone facial cleanser

B-Clean

Sei bella Tu es belle Tu eres hermosa You're beautiful Jesteś piękna

DANE TECHNICZNE

napięcie:	3.7V / <1.9A
częstotliwość wibracji:	8000 transdermalnych sonicznych pulsacji na minutę
czasomierz:	5 min
rozmiar (z podstawką):	4.5*17.2*5.1cm
ładowanie:	podstawka indukcyjna / 10±2H
zasilanie:	wbudowana bateria litowa
waga:	96.8g
matériau:	ABS, medyczny silikon
wodoodporność:	IPX7
kolor:	czerwony

Produkt jest wyposażony we wbudowaną baterię litową i obsługuje ładowanie tylko przez bazę ładowania indukcyjnego. Nie stawiaj metalowych obiektów (z wyjątkiem urządzenia B-Clean) na podstawie ładującej, aby zapobiec możliwości poparzenia.

OPIS URZĄDZENIA



1. Powierzchnia czyszcząca
2. Przycisk zwiększania intensywności
3. Przycisk ON/OFF/mode
4. Przycisk zmniejszania intensywności
5. Wskaźnik ładowania
6. Wejście ładowania
7. Powierzchnia masująca
8. Przyssawka
9. Magnetyczna indukcyjna podstawa ładująca

FUNKCJE


B—Clean - indukcyjna termalna szczoteczka soniczna do twarzy jakiej jeszcze nie było. Odpowiednie oczyszczenie i nawilżenie, to gwarancja pięknej i zdrowej skóry. Połączenie dwóch trybów- technologii Thermal SPA oraz technologii T- sonic, pozwala na podniesienie standardów Twojej dotychczasowej pielęgnacji. Właściwe oczyszczenie twarzy i mini SPA w jednym urządzeniu. Czy jesteś gotowa odkryć nowy wymiar swojej codziennej pielęgnacji?

WSKAZÓWKI

No.	Status	Opis
1.	Tryb oczyszczania	Naciśnij przycisk „ON/OFF/Mode”, aby włączyć tryb oczyszczania, urządzenie zacznie wibrować i emitować ciepło, żółty wskaźnik zaświeci się. Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po 5 minutach.
2.	Tryb pielęgnacji	Naciśnij przycisk „ON/OFF/Mode”, aby włączyć „tryb pielęgnacji”, urządzenie zacznie zmiennie wibrować, biały wskaźnik zaświeci się. Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po 5 minutach.
3.	3 poziomy intensywności	Wciśnij „+” lub „-” aby zwiększyć/zmniejszyć intensywność
4.	Niski poziom baterii	Gdy moc jest niższa niż 30% wskaźnik światła miga. Kiedy moc jest niższa niż 10%, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.
5.	Tryb ładowania	Żółty wskaźnik miga.
6.	Pełne naładowanie	Biały wskaźnik świeci.

SPOSÓB UŻYCIA

Szczoteczka B—Clean to, aż **DWA TRYBY**. Oczyszczanie soniczne i Thermal SPA. **ZOBACZ JAKIE TO PROSTE.**



Tryb 1 – Oczyszczanie soniczne

1. Zrób demakijaż oczu.
2. Zwilż twarz wodą.
3. Nałóż produkt czyszczący na główkę szczoteczki, np. żel do mycia twarzy lub piankę.
4. Włącz szczoteczkę w trybie oczyszczania. Wybierz odpowiednią dla siebie intensywność i przesuwaj szczoteczką po twarzy kolistymi ruchami.
5. Po 5 minutach przełącz na tryb dogłębnego złuszczenia. Zaświeci się biały wskaźnik. Poruszaj szczoteczką wzdłuż linii włosów, równomiernie wokół nosa, pod oczami oraz wokół podbródka.
6. Po zakończeniu wyłącz szczoteczkę, opłucz twarz oraz B-Clean pod bieżącą wodą.



Tryb 2 – Pielęgnacja

1. Nałóż produkt pielęgnacyjny na twarz, np. krem, serum, ampułka.
2. Włącz szczoteczkę w trybie pielęgnacji. Zaświeci się biały wskaźnik.
3. Ustaw szczoteczkę tylnią częścią w kierunku twarzy i masuj, aby napiąć skórę twarzy od dołu do góry.
4. Po 5 minutach szczoteczka wyłączy się automatycznie. Opłucz ją pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.



OSTRZEŻENIA

1. Podczas używania urządzenia, nie stosować glinki, środka czyszczącego rozpuszczającego silikon lub ziarnistego, kremu do złuszczenia lub kremu peelingującego.
2. Nie wystawiać urządzenia na działanie słońca lub wrzącej wody.
3. Nie odkładać urządzenia podczas pracy.
4. Nie używać urządzenia podczas ładowania.
5. Nie używać urządzenia w przypadku chorób skóry.
6. Przestań używać, w przypadku odczucia dyskomfortu.
7. Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
8. Wysuszyć przed ładowaniem.
9. Trzymać z dala od ognia lub cieczy korozyjnej.
10. Nie rozbierać urządzenia samodzielnie.

MYCIE

Przepłucz urządzenie i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie na dłuższy czas.

PRZECHOWYWANIE

1. Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
2. Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
3. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

Sei bella Tu es belle Tu eres hermosa You're beautiful Jesteś piękna

TECHNICAL DATA

voltage:	3.7V / <1.9A
vibration frequency:	8000 transdermal patches sonic pulsation per minute
timer:	5 min
size (with base):	4.5*17.2*5.1cm
charging:	induction base / 10±2H
power supply:	lithium battery (built-in)
weight:	96.8g
material:	ABS, medical silicone
waterproof:	IPX7
color:	red

This product is with build-in lithium battery and supports charging by induction charging base only. Do not put any metal (except the device) on the charging base to prevent the danger of scald.

PRODUCT DESCRIPTION



1. Cleansing area
2. Intensity increase button
3. ON/OFF/mode button
4. Intensity reduction button
5. Indicator light
6. Charging port
7. Massage area
8. Sucker
9. Magnetic induction charging base

FUNCTION

B—Clean - Induction thermal silicone facial cleanser that has never seen before. Proper cleansing and moisturizing is a guarantee of beautiful and healthy skin. The combination of two modes - Thermal SPA technology and T-sonic technology, allows you to raise the standards of your existing care. Proper facial cleansing and mini SPA in one device. Are you ready to discover a new standard of your daily care?

INDICATORS

No.	Status	Indicator
1.	"Normal cleaning" mode	Press "ON/OFF/Mode" button to turn on the device, select "normal cleaning" mode, the device starts vibration with thermal, yellow indication light on, it will auto-off after 5 minutes.
2.	"Deep exfoliating" mode	Press "ON/OFF/Mode" button to switch to "Deep exfoliating" mode, the device starts vibration in variable, white indication light on, it will auto-off after 5 minutes.
3.	3 speed switching	Press "+" or "-" to switch speed.
4.	Low battery	When power capacity is lower than 30% the indication light twinkle; When power capacity is lower than 10%, it will auto-off.
5.	In charging	Yellow indicator twinkles.
6.	Full Charged	White indicator on.

USAGE

B-Clean brush has TWO MODES. Sonic cleansing and Thermal SPA. SEE HOW SIMPLE IT IS.



Mode 1 – Sonic cleansing

1. Make eye make-up removal.
2. Moisten your face with water.
3. Apply the cleaning product on the silicone head, eg face wash gel or foam.
4. Turn on the silicone in "Sonic cleaning". Choose the intensity that's right for you and move the silicone around the face with circular movements.
5. Switch to deep exfoliating mode after 5 minutes. The white indicator will light up. Move the silicone along the hairline, evenly around the nose, under the eyes and around the chin.
6. When done, turn off the silicone, rinse the face and B-Clean under running water.



Mode 2 – Deep exfoliating

1. Apply some facial essence on your face.
2. Turn the device on to select "Deep exfoliating" mode.
3. Make massaging zone to face to lift the face skin from down to up.
4. The device will be auto-off alter 5 minutes. Rinse the device and let it dry naturally.



CAUTIONS

1. Do not use clay matrix, silicone solubility or granular cleanser, exfoliate cream or scrub cream together with the brush.
2. Do not put the brush under sunshine or boiling water.
3. Do not place the device away while working.
4. Do not use the device while charging.
5. Do not use the device if any skin complaints.
6. Stop using if any discomfortable.
7. Keep dry before charging.
8. Keep away from fire or corrosive liquid.
9. Do not use if device damaged.
10. Do not disassemble the device by yourselves.

CLEANING

Rinse the device and allow it to dry naturally.

Do not immerse the device in water for a long time.

STORAGE

1. Keep it dry and clean.
2. Keep it away from high temperature.
3. Keep it out of reach of children.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt im EU-Raum nach Ende der Nutzungsdauer getrennt gesammelt und bei einer speziell dafür eingerichteten Sammelstelle abgegeben werden muss. Diese Erzeugnisse dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Le symbole de la corbeille barrée indique que, sur le territoire de l'Union européenne, le produit, au terme de sa vie utile, doit être traité séparément dans un centre de tri prévu à cet effet. Ces produits ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что на территории Европейского Союза после завершения использования продукта, его необходимо сдать в специальный приемный пункт на утилизацию. Запрещается выбрасывать такие продукты вместе с несортированными бытовыми отходами.

Il simbolo barrato di un contenitore per i rifiuti indica che nell'Unione europea dopo aver usato il prodotto è necessario liberarsene in un punto separato, appositamente progettato. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti urbani non differenziati.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que en la Unión Europea el producto, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado en un punto de recogida adecuado. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar.

Simbolul barat al containerului de gunoi înseamnă că pe terenul Uniunii Europene, după utilizarea produsului, acesta trebuie eliminat într-un punct separat, special destinat acestui scop. Aceste produse nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile comunale nesortate.

Prečiarknutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie po použití výrobku je potrebné ho likvidovať do oddeleného špeciálne určeného miesta. Tieto výrobky by sa nemalo vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom

Prečiarknutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie po použití výrobku je potrebné ho likvidovať do oddeleného špeciálne určeného miesta. Tieto výrobky by sa nemalo vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom

Зачеркнатият символ на контейнер за смет означава, че на територията на Европейския съюз след приключване употребата на продукта, същият следва да бъде изхвърлен в отделен, специално предназначен за това пункт. Такива продукти не бива да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци.

Išbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje pabaigus produkto naudojimą, būtina jį pašalinti į atskirą, specialiai tam suprojektuotą vietą. Neišmesti šių produktų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.



Importer:
Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-895 Warszawa

Designed by Beautifly in Europe,
produced in China



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/53/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Importer: Beauty Factor Sp. z o. o.
pl. Plac Bankowy 2, 00-895, Warszawa, Polska

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o.o. declares that Beautifly B-Clean complies with Directive 93/42 / EEC for medical devices. Classification 1, rule 1. Full text of the declaration EU conformity is available at:

Français

Par la présente, Beauty Factor Sp. z o.o. o déclare que le Beautifly B-Clean est conforme à la directive 93/42 / CEE pour les dispositifs médicaux. Classement 1, règle 1. Texte complet de la déclaration La conformité UE est disponible sur:

Deutsch

Hiermit kann Beauty Factor Sp. z o.o. erklärt, dass Beautifly B-Clean entspricht der Richtlinie 93/42 / EWG für Medizinprodukte. Klassifikation 1, Regel 1. Vollständiger Text der Erklärung Die EU-Konformität ist verfügbar unter:

Polski

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o.o. deklaruje, że Beautifly B-Clean jest zgodny z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych. Klasyfikacja 1, reguła 1. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Nederlands

Hierbij Beauty Factor Sp. z o.o. verklaart dat Beautifly B-Clean voldoet aan richtlijn 93/42 / EEG voor medische hulpmiddelen. Classificatie 1, regel 1. Volledige tekst van de verklaring EU-conformiteit is beschikbaar op:

Italiano

Con la presente, Beauty Factor Sp. z o.o. dichiara che Beautifly B-Clean è conforme alla direttiva 93/42 / CEE per i dispositivi medici. Classificazione 1, regola 1. Testo completo della dichiarazione La conformità UE è disponibile a:

Español

Por la presente, Beauty Factor Sp. z o.o. declara que Beautifly B-Clean Cumple con la Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos. Clasificación 1, regla 1. Texto completo de la declaración. La conformidad de la UE está disponible en:

URL of declaration:

https://www.profit-plus.eu/deklaracje_zgodnosci,29

Português

Por este meio, o fator de beleza Sp. z o.o. declara que Beautifly B-Clean está em conformidade com a Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos. Classificação 1, regra 1. Texto completo da declaração A conformidade da UE está disponível em:

Český

Tím, Beauty Factor Sp. z o.o. prohlašuje, že Beautifly B-Clean e v souladu se směrnici 93/42 / EHS pro zdravotnické prostředky. Klasifikace 1, pravidlo 1. Plné znění prohlášení Shoda EU je k dispozici na adrese:

Magyar

Ezáltal a Beauty Factor Sp. z o.o. kijelenti, hogy Beautifly B-Clean megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42 / EGK irányelvnek. 1. osztály, 1. szabály. A nyilatkozat teljes szövege Az EU-megfelelőség elérhető a következő címen:

Hrvatski

Ovime, Beauty Factor Sp. z o.o. izjavljuje da Beautifly B-Clean sukladan je s Direktivom 93/42 / EEZ za medicinske uređaje. Klasifikacija 1, pravilo1. Cijeli tekst izjave Sukladnost s EU dostupna je na:

Svenska

Häri, Beauty Factor Sp. z o.o. förklarar att Beautifly B-Clean uppfyller direktiv 93/42 / EEG för medicintekniska produkter. Klassificering 1, regel1. Fullständig text av deklARATIONEN EU-överensstämmelse finns tillgänglig på

Русский

Настоящим Beauty Factor Sp. z o.o. заявляет, что красиво B-Clean соответствует Директиве 93/42 / ЕЕС для медицинских приборов. Классификация 1, правило1. Полный текст декларации Соответствие ЕС доступно по адресу:

Українська

Цим, Beauty Factor Sp. z o.o. заявляє, що Beautifly B-Clean відповідає Директиві 93/42 / ЕЕС щодо медичних виробів. Класифікація 1, правило1. Повний текст заяви Відповідність ЄС доступна за адресою:

Ελληνικά

Με αυτό τον τρόπο, ο Beauty Factor Sp. z o.o. δηλώνει ότι το Beautifly B-Clean συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42 / ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ταξινόμηση 1, κανόνας1. Πλήρες κείμενο της δήλωσης Η συμμόρφωση της ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

Latviešu

Šiuo atveju Beauty Factor Sp. z o.o. pareiškia, kad Beautifly B-Clean atitinka Direktyvą 93/42 / EEB dėl medicinos prietaisų. Klasifikacija 1, taisyklė1. Visas deklaracijos tekstas ES atitiktis pateikiama adresu:

URL of declaration:

https://www.profit-plus.eu/deklaracje_zgodnosci,29

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji,

należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@profit-plus.eu bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod nr 884-004-333. Dokładne warunki gwarancji dostępne są pod adresem:

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
If only part of the product is defective and can be detached from the
5. part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@profit-plus.eu
The exact warranty conditions are under the address:

https://www.profit-plus.eu/warunki_gwarancji,31

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.