

PL | 4w1 ZESTAW DO CZYSZCZENIA EKRANÓW: LCD, LED, PLASMA, OLED: PŁYNY 250 + 30 ml, MIKROFIBRY 30x30 + 20x20 cm

Zastosowanie: Płyn o specjalnej formule, w szczególności do silnie zabrudzonych LCD/LED/PLASMA i ekranów szklanych.

ZESTAW ZAWIERA

Płyn czyszczący LCD 250ml,

Płyn czyszczący LCD 30ml,

Ściereczka z mikrofibry 30x30cm

Ściereczka z mikrofibry 20x20cm

Sposób użycia: Przed użyciem należy przeczytać wskazówki producenta dotyczące czyszczenia urządzenia. Płyn należy spryskać na ściereczkę i czyścić ekran aż do uzyskania suchej powierzchni. Produkt należy stosować na wyłączonych urządzeniach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania płynu.

Skład: Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: <5 % anionowe środki powierzchniowo czynne,, środki konserwujące (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).

SKŁAD MIKROFIBRY (88% polyester 12% Nylon)



EN | 4-in-1 SCREEN CLEANING SET: LCD, LED, PLASMA, OLED: 250 + 30 ml CLEANING FLUIDS, MICROFIBERS 30x30 + 20x20 cm

Use for: Heavy duty formula cleaning liquid designed for LCD/LED/PLASMA and glass screens.

INCLUDES

Cleaning liquid LCD 250ml,

Cleaning liquid LCD 30ml,

Microfibre cloth 30x30cm,

Microfibre cloth 20x20cm

How to use: Before cleaning, learn and follow instructions from the user manual of the cleaned device. Switch off device before cleaning. Spray cleaning liquid on a cloth, clean the screen, use another dry cloth or wipe for a final clean. The producer is not responsible for damages resulting from improper use of the product.

Composition: Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction.

Composition according to (EC) No 648/2004, as amended: anionic surfactants (< 5%), preservatives (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).

MICROFIBER COMPOSITION (88% Polyester 12% Nylon)



DE I 4-in-1 REINIGUNGSSET FÜR BILDSCHIRME: LCD, LED, PLASMA, OLED: 250 + 30 ml REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT, MIKROFASERTÜCHER 30x30 + 20x20 cm

Anwendungsbereich: Speziell formulierte Reinigungsflüssigkeit, besonders wirksam bei stark verschmutzten LCD/LED/PLASMA- und Glasbildschirmen.

SET ENTHÄLT:

LCD-Reinigungsflüssigkeit 250 ml

LCD-Reinigungsflüssigkeit 30 ml

Mikrofasertuch 30x30 cm

Mikrofasertuch 20x20 cm

Anwendung: Vor der Verwendung die Reinigungshinweise des Geräteherstellers lesen. Die Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch sprühen und den Bildschirm reinigen, bis die Oberfläche trocken ist. Das Produkt darf nur an ausgeschalteten Geräten verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung der Reinigungsflüssigkeit entstehen.

Inhaltsstoffe: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zusammensetzung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2004, in der gültigen Fassung: <5% anionische Tenside, Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol).

MIKROFASER-ZUSAMMENSETZUNG: 88% Polyester, 12% Nylon



